

A T T A C C H I

ACCESS



Access

È il primo sistema completamente programmato dalla Tomy® Inc. che unisce la tecnica di stampaggio ad iniezione (*MIM) per il controllo dei dettagli, alla precisione della fresatura controllata al computer (*CNC), una tecnologia di produzione che assicura e garantisce la massima precisione.




MBT



ROTH


Riferimento disto/gengivale
per una identificazione veloce

Slot di alta precisione controllato
al computer per l'inserimento del filo



Identificazione del dente

Linea dell'asse lunga per un
miglior posizionamento



Base anatomica fresata al laser
per una ritenzione affidabile



alette grandi per una
facile legatura

Torque in base





Access Tecnica MBT*

Mascellari

Dente	I/O mm.	Torque	Angolazione	CODICI	
				.022*	
				Destri	Sinistri
U 1	.73	17°	4°	30-2110-0020	30-2210-0020
U 2	1.19	10°	8°	30-2120-0020	30-2220-0020
U 3	.56	-7°	8°	30-2130-0020	30-2230-0020
U 3 uncino	.56	-7°	8°	30-2130-0020	30-2230-0020
U 4 uncino	.56	-7°	0°	30-2140-0020	30-2240-0020
U 5	.67	-7°	0°	30-2550-0020	30-2550-0020
U 5 uncino	.67	-7°	0°	30-2150-0020	30-2250-0020
U 4-5	.56	-7°	0°	30-2540-0020	30-2540-0020

Mandibolari

Dente	I/O mm.	Torque	Angolazione	CODICI	
				.022*	
				Destri	Sinistri
L 1-2	1.19	-6°	0°	30-2610-0020	30-2610-0020
L 3	.43	-6°	3°	30-2430-0020	30-2330-0020
L 3 uncino	.43	-6°	3°	30-2430-0020	30-2330-0020
L 4	.40	-12°	2°	30-2440-0020	30-2340-0020
L 4 uncino	.40	-12°	2°	30-2440-0020	30-2340-0020
L 5	.38	-17°	2°	30-2450-0020	30-2350-0020
L 5 uncino	.38	17°	2°	30-2450-0020	30-2350-0020

Access Kit

Prescrizione	Arcata Superiore	Arcata Inferiore	Con Uncino	CODICI	
				.018"	.022"
Kit MBT*	5-5	5-5	3	-	30-20C3-0020
Kit MBT*	5-5	5-5	3,4,5	-	30-20C5-0020





Access Tecnica Roth®

Mascellari

Dente	I/O mm.	Torque	Angolazione	CODICI			
				.018°		.022°	
				Destri	Sinistri	Destri	Sinistri
U 1	.73	12°	5°	30-1110-0010	30-1210-0010	30-2110-0010	30-2210-0010
U 2	1.19	8°	9°	30-1120-0010	30-1220-0010	30-2120-0010	30-2220-0010
U 3 uncino	.56	-2°	13°	30-113D-0010	30-123D-0010	30-213D-0010	30-223D-0010
U 3 uncino Tecnica Barbosa (opz)	.56	0°	13°	-	-	30-213D-0014	30-223D-0014
U 4-5	.56	-7°	0°	30-1540-0010	30-1540-0010	30-2540-0010	30-2540-0010
U 4-5 uncino	.56	-7°	0°	30-114M-0010	30-124M-0010	30-214M-0010	30-224M-0010

Mandibolari

Dente	I/O mm.	Torque	Angolazione	CODICI			
				.018°		.022°	
				Destri	Sinistri	Destri	Sinistri
L 1-2	1.19	-1°	0°	30-1610-0010	30-1610-0010	30-2610-0010	30-2610-0010
L 3 uncino	.43	11°	7°	30-143D-0010	30-133D-0010	30-243D-0010	30-233D-0010
L 3 uncino Tecnica Barbosa (opz)	.43	-11°	7°	30-143D-0014	30-133D-0014	30-243D-0014	30-233D-0014
L 4 Off. Base	.40	-17°	0°	30-1640-0013	30-1640-0013	30-2640-0013	30-2640-0013
L 4 uncino Off. Base	.40	-17°	0°	30-144D-0010	30-134D-0010	30-244D-0010	30-234D-0010
L 5 Off. Base	.38	-22°	0°	30-1650-0013	30-1650-0013	30-2650-0013	30-2650-0013
L 5 uncino Off. Base	.38	-22°	0°	30-145D-0010	30-135D-0010	30-245D-0010	30-235D-0010

Access Kit

Prescrizione	Arcata Superiore	Arcata Inferiore	Con Uncino	CODICI	
				.018°	.022°
Kit Roth*	5-5	5-5	3	30-10C3-0010	30-20C3-0010
Kit Roth*	5-5	5-5	3,4,5	30-10C5-0010	30-20C5-0010

