

A T T A C C H I

EXPERIÉNCIA LSB






EXPERIENCE LSB



Experience LSB è un bracket linguale autolegante simile a Experience L, ma con una base più piccola. È il bracket ideale per le correzioni estetiche e per un allineamento linguale invisibile. Experience LSB è l'opzione di trattamento ideale per pazienti adulti più esigenti alla ricerca di una soluzione cosmetica efficiente. Facile da posizionare attraverso l'incollaggio diretto sulla superficie linguale o indirettamente tramite mascherine di trasferimento.





EXPERIENCE LSB

Mascellari

				CODICI	
Dente	Torque	Angolazione	Rotazione	.018"	
				Destri	Sinistri
U 1-2-3	60°	0°	0°	17-1510-0010	17-1510-0010
U 3 uncino	60°	0°	0°	17-153U-0010	17-153U-0010

Mandibolari

				CODICI	
Dente	Torque	Angolazione	Rotazione	.018"	
				Destri	Sinistri
I 1-2-3	50°	0°	0°	17-1610-0010	17-1610-0010
L 1-2-3 Base stretta	50°	0°	0°	17-1610-0050	17-1610-0050
L 3 uncino	50°	0°	0°	17-163U-0010	17-163U-0010

Kit Experience LSB	Arcata Superiore	Arcata Inferiore	CODICI	
			.018"	
Kit Linguale	3-3		17-1E00-0010	
Kit Linguale		3-3	17-1E00-0010	
Kit Linguale	3-3	3-3	17-1E00-0010	

