

A T T A C C H I

LEGACY medium





Legacy medium Questo bracket e' stato costruito secondo al filosofia del Dr Roth, il primo sistema completamente programmato. Grazie alla tecnica di costruzione ad Iniezione , il bracket presenta un ottimo controllo dei dettagli e una precisione nella fresatura. Il riferimento dell'asse della corona clinica facilita il posizionamento evitando errori di rotazione. Un attacco costruito con una tecnologia di produzione che assicura e garantisce la massima precisione.

Legacy mini rivoluzionario per la sua volumetria, ridotto nella dimensione occluso/gengivale mantiene le caratteristiche del Legacy standard, con i benefici estetici del Legacy mini osservando rigorosamente la prescrizione del Dr. R.H. Roth.



Riferimento disto/gengivale per una identificazione veloce

Slot di alta precisione controllato al computer per l'inserimento del filo

Riferimento per il corretto posizionamento

Alette smussate per il miglior confort e rialzate gengivalmente

Base super mesh per una migliore ritenzione



Torque in base





Legacy medium Tecnica Roth®

Mascellari

Dente	I/O mm.	Torque	Angolazione	Rotazione	CODICI	
					.022*	
					Destri	Sinistri
U 1	.25	12°	5°	0°	28-2110-0010	28-2210-0010
U 1 Extra Torque (opz)	.25	17°	5°	0°	28-2110-0011	28-2210-0011
U 2	.78	8°	9°	0°	28-2120-0010	28-2220-0010
U 2 Extra Torque (opz)	.78	10°	9°	0°	28-2120-0011	28-2220-0011
U 2 uncino (opz)	.78	8°	9°	0°	28-2120-0010	28-2220-0010
U 3	.25	-2°	13°	4°m	28-2130-0010	28-2230-0010
U 3 uncino	.25	-2°	13°	4°m	28-2130-0010	28-2230-0010
U 3 (opz)	.25	3°	13°	4°m	28-2130-0011	28-2230-0011
U 3 uncino (opz)	.25	3°	13°	4°m	28-2130-0011	28-2230-0011
U 3 (opz)	.25	-2°	9°	4°m	28-2130-0012	28-2230-0012
U 3 uncino (opz)	.25	-2°	9°	4°m	28-2130-0012	28-2230-0012
U 4-5	.37	-7°	0°	2°d	28-2140-0010	28-2240-0010
U 4-5 uncino	.37	-7°	0°	2°d	28-2140-0010	28-2240-0010
U 4 uncino m. (opz)	.37	-7°	0°	2°d	20-214M-0010	20-224M-0010

Mandibolari

Dente	I/O mm.	Torque	Angolazione	Rotazione	CODICI	
					.022*	
					Destri	Sinistri
L 1-2	.97	-1°	2°	0°	28-2410-0010	28-2310-0010
L 3	.25	-11°	7°	2°m	28-2430-0010	28-2330-0010
L 3 uncino	.25	-11°	7°	2°m	28-2430-0010	28-2330-0010
L 3 uncino Extra Torque (opz)	.25	0°	5°	2°m	28-2430-0011	28-2330-0011
L 4	.28	-17°	-1°	4°d	28-2440-0010	28-2340-0010
L 4 uncino	.28	-17°	-1°	4°d	28-2440-0010	28-2340-0010
L 5	.33	-22°	-1°	4°d	20-2450-0010	20-2350-0010
L 5 uncino	.33	22°	1°	4°d	28-2450-0010	28-2350-0010

Legacy medium Tecnica Roth® Kit

				CODICI
				.022"
Kit Roth*	Arcata Superiore	Arcata Inferiore	Con Uncino	28-2005-0010
	5,5	5,5	3,4,5	

