

A T T A C C H I

LEGACY mini





Legacy mini rivoluzionario per la sua volumetria, ridotto nella dimensione occluso/gengivale mantiene le caratteristiche del Legacy standard, con i benefici estetici del Legacy mini osservando rigorosamente la prescrizione del Dr. R.H. Roth.

Legacy medium Questo bracket e' stato costruito secondo al filosofia del Dr Roth, il primo sistema completamente programmato. Grazie alla tecnica di costruzione ad iniezione, il bracket presenta un ottimo controllo dei dettagli e una precisione nella fresatura. Il riferimento dell'asse della corona clinica facilita il posizionamento evitando errori di rotazione. Un attacco costruito con una tecnologia di produzione che assicura e garantisce la massima precisione.

Riferimento disto/gengivale per una identificazione veloce

Slot di alta precisione controllato al computer per l'inserimento del filo

Riferimento per il corretto posizionamento

Alette smussate per il miglior comfort e rialzate gengivalmente

Base super mesh per una migliore ritenzione



Torque in base





Legacy mini Tecnica Roth®

Mascellari

Dente	I/O mm.	Torque	Angolazione	Rotazione	CODICI	
					.022"	
					Destri	Sinistri
U 1	.25	12°	5°	0°	27-2110-0010	27-2210-0010
U 2	.78	8°	9°	0°	27-2120-0010	27-2220-0010
U 3	.25	-2°	13°	4°m	27-2130-0010	27-2230-0010
U 3 uncino	.25	2°	13°	4°m	27-213D-0010	27-223D-0010
U 3 uncino/special (opz)	.25	-2°	9°	4°m	27-213D-0012	27-223D-0012
U 4	.37	-7°	0°	2°d	27-2140-0010	27-2240-0010
U 4-5 uncino	.37	-7°	0°	2°d	27-214M-0010	27-224M-0010

Mandibolari

Dente	I/O mm.	Torque	Angolazione	Rotazione	CODICI	
					.022"	
					Destri	Sinistri
L 1-2	.97	-1°	2°	0°	27-2410-0010	27-2310-0010
L1-2 special Torque (opz)	.97	-5°	2°	0°	27-2410-0011	27-2310-0011
L 3	.25	-11°	7°	2°m	27-2430-0010	27-2330-0010
L 3 uncino	.25	-11°	7°	2°m	27-243D-0010	27-233D-0010
L 4 Off. B (opz)	.28	-17°	-1°	4°d	27-2440-0013	27-2340-0013
L 4 uncino	.28	-17°	-1°	4°d	27-244D-0010	27-234D-0010
L 4 uncino/ Off. B (opz)	.28	-17°	-1°	4°d	27-244D-0013	27-234D-0013
L 5 Off. B (opz)	.33	-22°	-1°	4°d	27-2450-0013	27-2350-0013
L 5 uncino	.33	-22°	-1°	4°d	27-245D-0010	27-235D-0010
L 5 uncino/ Off. B (opz)	.33	-22°	-1°	4°d	27-245D-0013	27-235D-0013

