



ARCHI &
ACCESSORI

ARCOS Y
ACCESORIOS

./ 'GCI' ./



ARCHI & ACCESSORI ARCOS Y ACCESORIOS

INITIALLOY

Il vero motore di un apparecchio ortodontico, è l'arco che deve soddisfare sia i requisiti per un ottimo trattamento che un buon comfort per il paziente. Per anni Tomy Inc. è stato riconosciuto come il più efficiente produttore NiTi per quanto riguarda la risposta biologica delle sue leghe. A partire dalla superelasticità degli archi di INITIALLOY alla forma di memoria di BIO-EDGE e BIO-ACTIVE, i nostri archi esercitano forze leggere e continue, ben adattate in tutte le fasi di trattamento.

El verdadero motor de un aparato de ortodoncia es el arco que debe satisfacer tanto los requisitos para un excelente tratamiento como un buen confort para el paciente. Durante años, Tomy Inc. ha sido reconocido como el fabricante de NiTi más eficiente en cuanto a la respuesta biológica de sus aleaciones. Partiendo de la superelasticidad de los arcos INITIALLOY a la forma de memoria de BIO-EDGE y BIO-ACTIVE, nuestros arcos ejercen fuerzas ligeras y continuas, bien adaptadas en todas las fases del tratamiento.

- | | |
|---|---|
|  Forma Accu-Form Media
Forma Accu-Form Mediana |  Forma Ideal
Forma Ideal |
|  Forma Accu-Form Larga
Forma Accu-Form Ancha |  Forma Universale
Forma Universal |

Beta Titanium (TMA®)

Titanio-Molibdenum (TMA®) * è probabilmente la lega per l'ortodonzia (non contenente nichel) che richiede il più rigoroso processo di fabbricazione. Realizzato negli Stati Uniti, il nostro arco beta-titanio è la scelta migliore del mercato ortodontico. Disponibili sia in tubi che in archi preformati, può essere modellato senza rotture.

*Titanio-Molibdenum (TMA®) * es probablemente la aleación de ortodoncia (que no contiene níquel) que requiere el proceso de fabricación más riguroso. Fabricado en los Estados Unidos, nuestro arco de beta-titanio es la mejor opción en el mercado de la ortodoncia. Disponible tanto en tubos como en arcos preformados, se puede modelar sin romperse.*



ARCHI & ACCESSORI

ARCOS Y ACCESORIOS

Forme d'Arcata-*Formas de arco*

Sono disponibili le seguenti forme di arcata:

Están disponibles las siguientes formas de arco:

- La forma **A** che rappresenta la forma Accu-Form medium- • *Forma A que representa la forma Accu-Form mediana*
- La forma **B** che rappresenta la forma Accu Form large- • *Forma B que representa la forma Accu Form grande.*

Forma.  Misura Media-Mediana



Forma.  Misura Larga-Grande




ARCHI & ACCESSORI ARCOS Y ACCESORIOS

Forme d'Arcata *Formas de arco*

- La forma **C** che rappresenta la forma Ideal- • *Forma C representando la forma ideal*
- La forma **D** Universale, particolarmente adatta per gli attacchi autoleganti passivi
- *Forma D Universal, especialmente indicado para Brackets autoligado pasivo*

Forma.  Ideal



Forma.  Universale



ARCHI & ACCESSORI ARCOS Y ACCESORIOS


BIO-EDGE

BIO-EDGE è un arco di memoria di forma.

È possibile scegliere tra diversi livelli di forza per la stessa dimensione. A secondo del caso, questa possibilità di scelta aumenta l'efficienza del trattamento. Per utilizzare la memoria di forma si consiglia di raffreddare l'arco prima dell'inserimento negli attacchi.

BIO-EDGE es un arco con memoria de forma.

Puede elegir entre diferentes niveles de fuerza para el mismo tamaño. Según el caso, esta elección aumenta la eficacia del tratamiento. Para utilizar la memoria de forma, se recomienda enfriar el arco antes de insertarlo en los brackets.




Alcuni archi sono disponibili con una V-Bend (o "dimple"). Indicato con una lettera "D"


Algunos arcos están disponibles con un V-Bend (o "hoyuelo"). Indicado con una letra "D"

	Cod.		Cod.	
Forze/Dimensioni-Fuerzas / Dimensiones	Superiori-Superior	Inferiori-Inferior	Superiori-Superior	Inferiori-Inferior
80 g.				
.016" x .016"	72-A1U0-1616	72-A1L0-1616	-	-
.016" x .022"	72-A1U0-1622	72-A1L0-1622	-	-
100 g.				
.020" x .020"	72-A1U0-2020	72-A1L0-2020	-	-
160 g.				
.016" x .016"	72-A2U0-1616	72-A2L0-1616	-	-
.016" x .016" "D"	72-A2UD-1616	72-A2LD-1616	72-B2UD-1616	72-B2LD-1616
.016" x .022"	72-A2U0-1622	72-A2L0-1622	72-B2U0-1622	72-B2L0-1622
.016" x .022" "D"	72-A2UD-1622	72-A2LD-1622	72-B2UD-1622	72-B2LD-1622
200 g.				
.017" x .025"	72-A2U0-1725	72-A2L0-1725	-	-
.017" x .025" "D"	72-A2UD-1725	72-A2LD-1725	72-B2UD-1725	72-B2LD-1725
.018" x .018"	72-A2U0-1818	72-A2L0-1818	-	-
.018" x .025"	72-A2U0-1825	72-A2L0-1825	72-B2U0-1825	72-B2L0-1825
.019" x .025"	72-A2U0-1925	72-A2L0-1925	-	-
.020" x .020"	72-A2U0-2020	72-A2L0-2020	-	-
.021" x .028"	72-A2U0-2128	72-A2L0-2128	-	-
240 g.				
.016" x .022"	72-A3U0-1622	72-A3L0-1622	-	-
300 g.				
.018" x .025"	72-A3U0-1825	72-A3L0-1825	-	-

ARCHI & ACCESSORI

ARCOS Y ACCESORIOS

		
	Cod.	
Forze/Dimensioni - Fuerzas / Dimensiones	Superiori - Superior	Inferiori - Inferior
80 g.		
.016" x .016"	72-C1U0-1616	72-C1L0-1616
.016" x .022"	72-C1U0-1622	72-C1L0-1622
100 g.		
.017" x .025"	72-C1U0-1725	72-C1L0-1725
.018" x .018"	72-C1U0-1818	72-C1L0-1818
.018" x .025"	72-C1U0-1825	72-C1L0-1825
.020" x .020"	72-C1U0-2020	72-C1L0-2020
160 g.		
.016" x .016"	72-C2U0-1616	72-C2L0-1616
.016" x .016 "D"	72-C2UD-1616	72-C2LD-1616
.016" x .022"	72-C2U0-1622	72-C2L0-1622
.016" x .022" "D"	72-C2UD-1622	72-C2LD-1622
200 g.		
.017" x .025"	72-C2U0-1725	72-C2L0-1725
.017" x .025" "D"	72-C2UD-1725	72-C2LD-1725
.018" x .018"	72-C2U0-1818	72-C2L0-1818
.018" x .025"	72-C2U0-1825	72-C2L0-1825
.020" x .020"	72-C2U0-2020	72-C2L0-2020
240 g.		
.016" x .022"	72-C3U0-1622	72-C3L0-1622

		
	Cod.	
Forze/Dimensioni - Fuerzas / Dimensiones	Universale - Universal	
160 g.		
.014" x .025"	72-D200-1425	
.016" x .022"	72-D200-1622	
200 g.		
.018" x .025"	72-D200-1825	
.020" x .020"	72-D200-2020	



Ortospecialized S.r.l.

GC Orthodontics esclusivist
Global experts in Orthodontics

Ortospecialized s.r.l. Via di Pratignone, 11- 50019 Sesto Fiorentino

Tel. +39 055 430351

info@ortospecialized.it www.ortospecialized.it



Ortospecialized Spain SL

GC Orthodontics esclusivist
Global experts in Orthodontics

Roger de Lluria, 56, 1º, 1ª- 0809 Barcelona

Tel. +34 936 316 849

info@ortospecialized.es - www.ortospecialized.es