

LEGACY

medium & mini




LEGACY medium & mini



Riferimento disto/gingivale
per una identificazione veloce

Referencia disto/gingival
para una identificación rápida



Riferimento per il
corretto posizionamento


Referencia para el
posicionamiento correcto

Slot di alta precisione
controllato al computer
per l'inserimento del filo

Ranura de alta precisión
controlada por computadora
para la inserción de arcos

Alette smussate per il
miglior confort e rialzate
gingivalmente

Aletas romas para lo
mejor comodidad y
encia elevada



Base super mesh per
una migliore ritenzione

Base de súper malla para
una mejor retención



Legacy medium Questo bracket e' stato costruito secondo la filosofia del Dr Roth, il primo sistema completamente programmato. Grazie alla tecnica di costruzione ad iniezione, il bracket presenta un ottimo controllo dei dettagli e una precisione nella fresatura. Il riferimento dell'asse della corona clinica facilita il posizionamento evitando errori di rotazione. Un attacco costruito con una tecnologia di produzione che assicura e garantisce la massima precisione.

Legacy medium Este bracket fue construido según la filosofía del Dr. Roth, el primer sistema completamente programado. Gracias a la técnica de construcción por inyección, el bracket tiene un excelente control de los detalles y un fresado de precisión. La referencia del eje de la corona clínica facilita el posicionamiento evitando errores de rotación. Un bracket construido con una tecnología de producción que asegura y garantiza la máxima precisión.

Legacy mini rivoluzionario per la sua volumetria, ridotto nella dimensione occluso/gingivale mantiene le caratteristiche del Legacy standard, con i benefici estetici del Legacy mini osservando rigorosamente la prescrizione del Dr. Roth.

Legacy mini Revolucionario por su volumen, reducido en oclusión / tamaño gingival, mantiene las características del estándar Legacy, con los beneficios estéticos del Legacy mini siguiendo estrictamente la prescripción del Dr. Roth.

TORQUE IN BASE



LEGACY medium Tecnica ROTH



Legacy medium

Mascellari-Maxilar

| Dente-Diente | I/O mm. | Torque | Ang. | Rot. | Cod. | |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | .022" | |
| | | | | | R | L |
| U 1 | .25 | 12° | 5° | 0° | 28-2110-0010 | 28-2210-0010 |
| U 1 Extra Torque (opz) | .25 | 17° | 5° | 0° | 28-2110-0011 | 28-2210-0011 |
| U 2 | .78 | 8° | 9° | 0° | 28-2120-0010 | 28-2220-0010 |
| U 2 Extra Torque (opz) | .78 | 10° | 9° | 0° | 28-2120-0011 | 28-2220-0011 |
| U 2 / Hk (opz) | .78 | 8° | 9° | 0° | 28-212D-0010 | 28-222D-0010 |
| U 3 | .25 | -2° | 13° | 4°M | 28-2130-0010 | 28-2230-0010 |
| U 3 / Hk | .25 | -2° | 13° | 4°M | 28-213D-0010 | 28-223D-0010 |
| U 3 (opz) | .25 | 3° | 13° | 4°M | 28-2130-0011 | 28-2230-0011 |
| U 3 / Hk (opz) | .25 | 3° | 13° | 4°M | 28-213D-0011 | 28-223D-0011 |
| U 3 (opz) | .25 | -2° | 9° | 4°M | 28-2130-0012 | 28-2230-0012 |
| U 3 / Hk (opz) | .25 | -2° | 9° | 4°M | 28-213D-0012 | 28-223D-0012 |
| U 4-5 | .37 | -7° | 0° | 2°D | 28-2140-0010 | 28-2240-0010 |
| U 4-5 / Hk | .37 | -7° | 0° | 2°D | 28-214D-0010 | 28-224D-0010 |
| U 4 / Hk m. (opz) | .37 | -7° | 0° | 2°D | 28-214M-0010 | 28-224M-0010 |

Mandibolari-Mandibular

| Dente-Diente | I/O mm. | Torque | Ang. | Rot. | Cod. | |
|------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | .022" | |
| | | | | | R | L |
| L 1-2 | .97 | -1° | 2° | 0° | 28-2410-0010 | 28-2310-0010 |
| L 3 | .25 | -11° | 7° | 2°M | 28-2430-0010 | 28-2330-0010 |
| L 3 / Hk | .25 | -11° | 7° | 2°M | 28-243D-0010 | 28-233D-0010 |
| L 3 / Hk Extra Torque (opz) | .25 | 0° | 5° | 2°M | 28-243D-0011 | 28-233D-0011 |
| L 4 | .28 | -17° | -1° | 4°D | 28-2440-0010 | 28-2340-0010 |
| L 4 / Hk | .28 | -17° | -1° | 4°D | 28-244D-0010 | 28-234D-0010 |
| L 5 | .33 | -22° | -1° | 4°D | 28-2450-0010 | 28-2350-0010 |
| L 5 / Hk | .33 | -22° | -1° | 4°D | 28-245D-0010 | 28-235D-0010 |


Legacy Kit medium

| Prescrizione/Prescripción | Arc. Sup. | Arc. Inf. | Con Hk | Cod. | |
|---------------------------|-----------|-----------|--------|--------------|--|
| | | | | .022" | |
| Kit Roth* | 5,5 | 5,5 | - | 28-2CC0-0010 | |
| Kit Roth* | 5,5 | 5,5 | 3 | 28-2CC3-0010 | |
| Kit Roth* | 5,5 | 5,5 | 3,4,5 | 28-2CC5-0010 | |

* Roth e un marchio registrato LLC. Tutti i diritti riservati. * Roth es una marca registrada de LLC. Todos los derechos reservados.



LEGACY mini Tecnica ROTH



Legacy mini

Mascellari-Maxilar

| Dente-Diente | I/O mm. | Torque | Ang. | Rot. | Cod. | |
|--------------------------------|------------|------------|-----------|------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | .022" | |
| | | | | | R | L |
| U 1 | .25 | 12° | 5° | 0° | 27-2110-0010 | 27-2210-0010 |
| U 2 | .78 | 8° | 9° | 0° | 27-2120-0010 | 27-2220-0010 |
| U 3 | .25 | -2° | 13° | 4°M | 27-2130-0010 | 27-2230-0010 |
| U 3 / Hk | .25 | -2° | 13° | 4°M | 27-213D-0010 | 27-223D-0010 |
| U 3 / Hk /special (opz) | .25 | -2° | 9° | 4°M | 27-213D-0012 | 27-223D-0012 |
| U 4 | .37 | -7° | 0° | 2°D | 27-2140-0010 | 27-2240-0010 |
| U 4-5 / Hk | .37 | -7° | 0° | 2°D | 27-214M-0010 | 27-224M-0010 |

Mandibolari-Mandibular

| Dente-Diente | I/O mm. | Torque | Ang. | Rot. | Cod. | |
|----------------------------------|------------|-------------|------------|------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | .022" | |
| | | | | | R | L |
| L 1-2 | .97 | -1° | 2° | 0° | 27-2410-0010 | 27-2310-0010 |
| L1-2 special Torque (opz) | .97 | -5° | 2° | 0° | 27-2410-0011 | 27-2310-0011 |
| L 3 | .25 | -11° | 7° | 2°M | 27-2430-0010 | 27-2330-0010 |
| L 3 / Hk | .25 | -11° | 7° | 2°M | 27-243D-0010 | 27-233D-0010 |
| L 4 Off. B (opz) | .28 | -17° | -1° | 4°D | 27-2440-0013 | 27-2340-0013 |
| L 4 / Hk | .28 | -17° | -1° | 4°D | 27-244D-0010 | 27-234D-0010 |
| L 4 / Hk / Off. B (opz) | .28 | -17° | -1° | 4°D | 27-244D-0013 | 27-234D-0013 |
| L 5 Off. B (opz) | .33 | -22° | -1° | 4°D | 27-2450-0013 | 27-2350-0013 |
| L 5 / Hk | .33 | -22° | -1° | 4°D | 27-245D-0010 | 27-235D-0010 |
| L 5 / Hk / Off. B (opz) | .33 | -22° | -1° | 4°D | 27-245D-0013 | 27-235D-0013 |

Legacy Kit mini

| PrescrizionePrescripción | Arc. Sup. | Arc. Inf. | Con Hk | Cod. | |
|--------------------------|-----------|-----------|--------|--------------|--|
| | | | | .022" | |
| Kit Roth* | 5,5 | 5,5 | 3,4,5 | 27-20C5-0010 | |

* Roth e un marchio registrato LLC. Tutti i diritti riservati. * Roth es una marca registrada de LLC. Todos los derechos reservados.





Ortospecialized s.r.l. Via di Pratignone, 11- 50019 Sesto Fiorentino

Tel. +39 055 430351

info@ortospecialized.it www.ortospecialized.it



Roger de Lluria, 56, 1º, 1ª- 0809 Barcelona

Tel. +34 936 316 849

info@ortospecialized.es - www.ortospecialized.es