



BANDE
BANDAS

.'GC.'



BANDE



Bande Premolari e Molari

La banda Tomy viene realizzata con pezzi grezzi differenti per ogni singola misura. Questo sistema di produzione limita lo stiraggio che avviene quando le bande vengono stampate, riducendo la possibilità che si deformino. La perfetta aderenza e chiusura sulla corona è garantita dallo studio morfologico eseguito nella produzione. Le bande subiscono inoltre un trattamento termico per ottenere memoria elastica, viene effettuata una mordenatura interna per irruvidirne la superficie migliorandone la ritenzione. Il numero di identificazione posto sulla superficie mesiale è impresso in maniera permanente. Si è scelto un procedimento elettrochimico anziché a laser per evitare di ammorbidire la struttura della banda.

Le principali caratteristiche sono:

- Ritenzione interna
- Aletta di chiusura interprossimale
- Durezza dei bordi
- Parte centrale morbida
- Identificazione mesiale permanente

Le bande sono disponibili sia con tubo (prepuntate) che senza (nude). La banda prepuntata prevede una vasta gamma di tubi e accessori. Disponibili in due versioni Sure Snap, banda più anatomica, A-Fit a forma più quadrata e maggiormente adattabile perché leggermente meno spessa. La differenza fra la linea Sure-Snap e A-Fit sta in un'altezza superiore della corona e una scelta più ampia di dimensioni nei numeri più alti.

Bandas premolares y molares

La banda Tomy se fabrica con diferentes piezas en bruto para cada tamaño individual. Este sistema de producción limita el estiramiento que se produce al colocar las bandas, reduciendo la posibilidad de que se deformen. La perfecta adherencia y cierre en la corona está garantizada por el estudio morfológico realizado durante la producción. Las bandas también se someten a un tratamiento térmico para obtener memoria elástica, se realiza un grabado interno para dar rugosidad a la superficie, mejorando su retención. El número de identificación colocado en la superficie mesial está impreso de forma permanente.

Se eligió un proceso electroquímico en lugar de un láser para evitar ablandar la estructura de la banda.

Las principales características son:

- Retención interna
- Solapa de cierre interproximal
- Dureza de los bordes
- Parte central blanda
- Identificación mesial permanente

Las bandas están disponibles tanto con tubo (soldadura) como sin. La banda soldada incluye una amplia gama de tubos y accesorios. Disponible en dos versiones Sure Snap, banda más anatómica, A-Fit con una forma más cuadrada y más adaptable porque es ligeramente menos gruesa. La diferencia entre Sure-Snap y A-Fit significa una altura de corona más alta y una selección más amplia de tamaños en los números más altos.





Bande per premolari-Bandas Premolares Sure-Snap

Composizione Kit Bande Primi e Secondi Premolari Superiori

Kit Starter: 50 bande assortite, 22 misure.

Kit Intro: 100 bande assortite, 32 misure

Kit standard: 200 bande assortite, 32 misure

Kit Master: 400 bande assortite, 32 misure

Kit de composición de bandas Primeros y Segundos premolares superiores

Kit de inicio: 50 bandas surtidas, 22 tamaños.

Kit de introducción: 100 bandas surtidas, 32 tamaños

Kit estándar: 200 bandas surtidas, 32 tamaños

Kit Master: 400 bandas surtidas, 32 tamaños

Kit dei Primo e Secondo Premolari Superiori-Kit de Primeros y Segundos Premolares Superiores Sure-Snap

Size	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Starter						2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2						
Intro	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	6	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2
Standard	2	2	2	2	2	4	6	6	6	6	6	8	8	10	12	14	14	14	12	10	8	8	6	6	6	4	4	4	2	2	2	2
Master	4	4	4	6	6	10	10	14	14	16	16	16	18	18	20	22	22	22	20	18	16	16	14	14	12	12	8	8	8	4	4	4

Composizione Kit Bande Primi Premolari Inferiori

Kit Starter: 50 bande assortite, 13 misure.

Kit Intro: 100 bande assortite, 25 misure

Kit standard: 200 bande assortite, 25 misure

Kit Master: 400 bande assortite, 25 misure

Kit de Composición de Bandas Primeros Premolares Inferiores

Kit de inicio: 50 bandas surtidas, 13 tamaños.

Kit de introducción: 100 bandas surtidas, 25 tamaños

Kit estándar: 200 bandas surtidas, 25 tamaños

Kit Master: 400 bandas surtidas, 25 tamaños

Kit dei Primo Premolare Inferiore-Kit de primeros premolares inferiores Sure-Snap

Size	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25						
Starter				2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4																
Intro	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	6	6	8	8	8	8	4	4	4	4	2	2	2	2						
Standard	2	2	2	2	4	4	8	8	8	8	10	12	12	18	18	18	18	10	8	8	8	4	4	2	2						
Master	4	4	4	6	6	8	8	14	14	18	18	24	24	36	36	36	36	24	24	16	16	8	8	4	4						

Composizione Kit Bande Secondo Premolari Inferiori

Kit Starter: 50 bande assortite, 27 misure.

Kit Intro: 100 bande assortite, 27 misure

Kit standard: 200 bande assortite, 27 misure

Kit Master: 400 bande assortite, 27 misure

Kit de composición de Bandas de los Segundos Premolares Inferiores

Kit de inicio: 50 bandas surtidas, 27 tamaños.

Kit de introducción: 100 bandas surtidas, 27 tamaños

Kit estándar: 200 bandas surtidas, 27 tamaños

Kit Master: 400 bandas surtidas, 27 tamaños

Kit dei Secondo Premolare Inferiore-Kit de Segundo Premolar Inferior Sure-Snap

Size	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Starter						1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	
Intro						2	2	2	2	2	2	4	4	4	6	6	8	8	8	6	6	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2
Standard						2	2	2	4	4	6	6	6	8	10	12	14	16	16	16	14	12	10	8	6	6	6	4	4	2	2	2
Master						2	4	4	6	8	10	12	12	16	20	26	28	34	34	34	28	26	20	16	14	12	10	8	6	4	4	2



Ortosppecialized S.r.l.

GC Orthodontics esclusivist

Global experts in Orthodontics

Ortosppecialized s.r.l. Via di Pratignone, 11- 50019 Sesto Fiorentino

Tel. +39 055 430351

info@ortosppecialized.it www.ortosppecialized.it



Ortosppecialized Spain SL

GC Orthodontics esclusivist

Global experts in Orthodontics

Roger de Lluria, 56, 1º, 1ª- 0809 Barcelona

Tel. +34 936 316 849

info@ortosppecialized.es - www.ortosppecialized.es