

EXPERIENCE

metal mini Rhodium



EXPERIENCE mini metal Rhodium



Il Mini metal EXPERIENCE Rhodium Coated, insieme alla linea di archi Initialloy Rhodium risulta essere un perfetto mix di estetica, efficienza e comfort per il paziente.

EXPERIENCE mini metal recubierto de Rodio, junto con la línea de arcos Initialloy Rhodium resulta ser una mezcla perfecta de estética, eficacia y comodidad para el paciente.

Alette arrotondate per un maggior comfort
Aletas redondeadas para mayor comodidad

Riferimento disto/gengivale per una identificazione veloce
Referencia disto/gingival para una identificación rápida

Clip interattiva e passiva
Clip interactivo e pasivo




Sistema di apertura frontale della clip

Sistema de apertura de clip frontal

Clip di nuova generazione
Clip de nueva generación

Riferimento per il corretto posizionamento
Referencia para la correcta posicionamiento

Torque in base
Torque en la base



Slot di alta precisione smussato su tre lati

Ranura de alta precisión biselada en tres lados

Base super mesh con retine sovrapposte per una migliore ritenzione
Base de súper malla con retinas superpuestas para una mejor retención

Profilo base anatomico per facilitare il posizionamento orizzontale

Perfil de base anatómico para facilitar el posicionamiento horizontal



Strumenti-Herramientas

Strumento Experience universale Herramienta de Experience universal

Stumento con manico in metallo. La punta arrotondata si inserisce perfettamente nel taglio frontale della clip per facilitare l'apertura. La punta può essere sostituita.

Stumento con manico in metallo. La punta arrotondata si inserisce perfettamente nel taglio frontale della clip per facilitare l'apertura. La punta può essere sostituita.



Cod. 50-2130-H000 Manico - Mango

Cod. 50-2131-0000 Lame 2 pz - Cuchillas 2 pz.

Typodont Experience mini metal Rhodium



Cod. 55-2402-0000

**EXPERIENCE mini metal****Tecnica GET****EXPERIENCE mini metal Rhodium Coated***Mascellari-Maxilar*

				Cod.	
Dente-Diente	Torque	Ang.	Rot.	R	L
				U1 .020"x .028	12°
U2 .020"x .028	8°	9°	0°	24-5120-0500	24-5220-0500
U3 .022"x .028 / Hk	0°	11°	0°	24-213D-0500	24-223D-0500
U4/5 .022"x .028	-10°	4°	2°D	24-2140-0500	24-2240-0500
U4/5 .022"x .028 / Hk	-10°	4°	2°D	24-214M-0500	24-224M-0500

Mandibolari-Mandibular

				Cod.	
Dente-Diente	Torque	Ang.	Rot.	R	L
				L1/2 .020"x .028	-1°
L3 .022"x .028 / Hk	-3°	3°	0°	24-243D-0500	24-233D-0500
L4 .022"x .028	-17°	1°	4°D	24-2440-0500	24-2340-0500
L4 .022"x .028 / Hk	-17°	1°	4°D	24-244D-0500	24-234D-0500
L5 .022"x .028	-22°	1°	4°D	24-2450-0500	24-2350-0500
L5 .022"x .028 / Hk	-22°	1°	4°D	24-245D-0500	24-235D-0500

**EXPERIENCE Kit mini metal Rhodium Coated**

				Cod.
Prescrizione-Prescripción	Arc. Sup.	Arc. Inf.	Con Hk	.022"
				G.E.T.
G.E.T.	5-5	5-5	3,4,5	24-5CC5-0500
G.E.T.	7-7	7-7	3	24-5AA3-0500
G.E.T.	7-7	7-7	3,4,5	24-5AA5-0500





EXPERIENCE mini metal Rhodium Coated

Mascellari-*Maxilar*

Dente- <i>Diente</i>	I/O mm.	Torque	Ang.	Rot.	Cod.			
					.018"		.022"	
					R	L	R	L
U1	0.74	17°	4°	0°	24-1110-0020	24-1210-0020	24-2110-0020	24-2210-0020
U2	1.06	10°	8°	0°	24-1120-0020	24-1220-0020	24-2120-0020	24-2220-0020
U3 / Hk	0.55	-7°	8°	0°	24-113D-0020	24-123D-0020	24-213D-0020	24-223D-0020
U3 (opz.)	0.55	0°	8°	0°	24-113D-0021	24-123D-0021	24-213D-0021	24-223D-0021
U4-5 / Hk	0.70	-7°	0°	0°	24-114D-0020	24-124D-0020	24-214D-0020	24-224D-0020
U4-5	0.70	-7°	0°	0°	24-1540-0020	24-1540-0020	24-2540-0020	24-2540-0020
U5 / Hk (opz.)	0.90	-7°	0°	0°	24-115D-0020	24-125D-0020	24-215D-0020	24-225D-0020
U5 (opz.)	0.90	-7°	0°	0°	24-1550-0020	24-1550-0020	24-2550-0020	24-2550-0020

Mandibolari-*Mandibular*

Dente- <i>Diente</i>	I/O mm.	Torque	Ang.	Rot.	Cod.			
					.018"		.022"	
					R	L	R	L
L1/2	1.05	-6	0°	0°	24-1610-0020	24-1610-0020	24-2610-0020	24-2610-0020
L3 / Hk	0.55	-6°	3°	0°	24-143D-0020	24-133D-0020	24-243D-0020	24-233D-0020
L3 (opz.)	0.55	0°	3°	0°	24-143D-0021	24-133D-0021	24-243D-0021	24-233D-0021
L4	0.55	-12°	2°	0°	24-1440-0020	24-1340-0020	24-2440-0020	24-2340-0020
L4 / Hk	0.55	-12°	2°	0°	24-144D-0020	24-134D-0020	24-244D-0020	24-234D-0020
L5	0.55	-17°	2°	0°	24-1450-0020	24-1350-0020	24-2450-0020	24-2350-0020
L5 / Hk	0.55	-17°	2°	0°	24-145D-0020	24-135D-0020	24-245D-0020	24-235D-0020

EXPERIENCE mini rhodium coadet Kit

Prescrizione- <i>Prescripción</i>	Arc. Sup.	Arc. Inf.	Con Hk	Cod.	
				.018"	.022"
Kit MBT*	5-5	5-5	3	24-1CC3-0020	24-2CC3-0020
Kit MBT*	5-5	5-5	3,4,5	24-1CC5-0020	24-2CC5-0020

* MBT è un marchio registrato 3M Unitek Tutti i diritti riservati- * MBT es una marca registrada de 3M Unitek Todos los derechos reservados



EXPERIENCE mini metal  Rhodium **Tecnica MBT**



EXPERIENCE mini metal Rhodium Coated Low Friction

Mascellari-*Maxilar*

Dente- <i>Diente</i>	I/O mm.	Torque	Ang.	Cod.	
				.022°	
				R	L
U1	0.74	17°	4°	24-4110-0100	24-4210-0100
U2	1.06	10°	8°	24-4120-0100	24-4220-0100
U3 / Hk	0.55	0°	8°	24-413D-0100	24-423D-0100
U4-5	0.70	-7°	0°	24-4540-0100	24-4540-0100
U4-5 / Hk	0.70	-7°	0°	24-414D-0100	24-424D-0100

Mandibolari-*Mandibular*

Dente- <i>Diente</i>	I/O mm.	Torque	Ang.	Cod.	
				.022°	
				R	L
L 1-2	1.05	-6°	0°	24-4610-0100	24-4610-0100
LL3 / Hk	0.55	-0°	3°	24-443D-0100	24-433D-0100
LL4	0.55	-12°	2°	24-4440-0100	24-4340-0100
LL4 / Hk	0.55	-12°	2°	24-444D-0100	24-434D-0100
LL5	0.55	-17°	2°	24-4450-0100	24-4350-0100
LL5 / Hk	0.55	-17°	2°	24-445D-0100	24-435D-0100

* MBT è un marchio registrato 3M Unitek Tutti i diritti riservati - MBT es una marca registrada de 3M Unitek Todos los derechos reservados





EXPERIENCE mini metal Rhodium Coated

Mascellari-*Maxilar*

Dente- <i>Diente</i>	Torque	Ang.	Rot.	Cod.			
				.018"		.022"	
				R	L	R	L
U1	12°	5°	0°	24-1110-0010	24-1210-0010	24-2110-0010	24-2210-0010
U2	8°	9°	0°	24-1120-0010	24-1220-0010	24-2120-0010	24-2220-0010
U3 / Hk	-2°	13°	4°M	24-113D-0010	24-123D-0010	24-213D-0010	24-223D-0010
U4-5	-7°	0°	2°D	24-1140-0010	24-1240-0010	24-2140-0010	24-2240-0010
U4-5 / Hk distale	-7°	0°	2°D	24-114D-0010	24-124D-0010	24-214D-0010	24-224D-0010

Mandibolari-*Mandibular*

Dente- <i>Diente</i>	Torque	Ang.	Rot.	Cod.			
				.018"		.022"	
				R	L	R	L
L1-2	-1°	2°	0°	24-1410-0010	24-1310-0010	24-2410-0010	24-2310-0010
L3 / Hk	-11°	7°	2°M	24-143D-0010	24-133D-0010	24-243D-0010	24-233D-0010
L4	-17°	-1°	4°D	24-1440-0010	24-1340-0010	24-2440-0010	24-2340-0010
L4 / Hk	-17°	-1°	4°D	24-144D-0010	24-134D-0010	24-244D-0010	24-234D-0010
L5	-22°	-1°	4°D	24-1450-0010	24-1350-0010	24-2450-0010	24-2350-0010
L5 / Hk	-22°	-1°	4°D	24-145D-0010	24-135D-0010	24-245D-0010	24-235D-0010

EXPERIENCE Kit mini metal Rhodium Coated

Prescrizione- <i>Prescripción</i>	Arc. Sup.	Arc. Inf.	Con Hk	Cod.	
				.018"	
				.022"	
Kit Roth*	5-5	5-5	3	24-1CC3-0010	24-2CC3-0010
Kit Roth*	5-5	5-5	3,4,5	24-1CC5-0010	24-2CC5-0010

* Roth e un marchio registrato LLC. Tutti i diritti riservati. * Roth es una marca registrada de LLC. Todos los derechos reservados.



EXPERIENCE mini metal  Rhodium **Tecnica ROTH**



EXPERIENCE mini metal Rhodium Coated Tecnica TGO .020"x .028"

Mascellari-*Maxilar*

				Cod.	
Dente-Diente	Torque	Ang.	Rot.		
				R	L
U1 .020"x .028 (opz)	12°	5°	0°	24-5110-0010	24-5210-0010
U2 .020"x .028 (opz)	8°	9°	0°	24-5120-0010	24-5220-0010

Mandibolari-*Mandibular*

				Cod.	
Dente-Diente	Torque	Ang.	Rot.		
				R	L
L1/2 .020"x .028 (opz)	-1°	2°	0°	24-5410-0010	24-5310-0010

Brackets (opz)

				Cod.			
Dente-Diente	Torque	Ang.	Rot.	.018"		:022"	
				R	L	R	L
				U4	0°	0°	0°

* Roth e un marchio registrato LLC. Tutti i diritti riservati. * Roth es una marca registrada de LLC. Todos los derechos reservados.



EXPERIENCE mini



Rhodium

Tecnica BIDIMENSIONALE



EXPERIENCE mini Rhodium Coated

Mascellari-Maxilar

					Cod.			
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	Rot.	.018°		.022°	
					R	L	R	L
U1	.81	12°	5°	0°	24-1110-0010	24-1210-0010	-	-
U2	1.07	8°	9°	0°	24-1120-0010	24-1220-0010	-	-
U3 / Hk	.46	0°	8°	0°	24-113D-0021	24-123D-0021	24-213D-0021	24-223D-0021
U4-5 Univ.	.46	0°	0°	0°	-	-	24-2540-0025	24-2540-0025

Mandibolari-Mandibular

					Cod.			
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	Rot.	.018°		.022°	
					R	L	R	L
L1-2	1.17	-1°	2°	0°	24-1410-0010	24-1310-0010	-	-
L1-2 (opz)	1.17	-6°	0°	0°	24-1610-0020	24-1610-0020	-	-
L3 / Hk	.56	0°	3°	0°	24-143D-0021	24-133D-0021	24-243D-0021	24-233D-0021
L4-5 Univ.	.38	0°	0°	0°	-	-	24-2540-0025	24-2540-0025

EXPERIENCE Kit mini Rhodium Coated

				Cod.
PrescrizionePrescripción	Arc. Sup.	Arc. Inf.	Con Hk	
Kit Bidimensionale	5,5	5,5	3,4,5	24-1CC5-SK01





Ortospecialized S.r.l.

GC Orthodontics esclusivist

Global experts in Orthodontics

Ortospecialized s.r.l. Via di Pratignone, 11- 50019 Sesto Fiorentino

Tel. +39 055 430351

info@ortospecialized.it www.ortospecialized.it



Ortospecialized Spain SL

GC Orthodontics esclusivist

Global experts in Orthodontics

Roger de Lluria, 56, 1º, 1ª- 0809 Barcelona

Tel. +34 936 316 849

info@ortospecialized.es - www.ortospecialized.es