

LEGEND mini Rhodium



LEGEND medium & mini Rhodium



I brackets LEGEND mini e medium sono trattati con un processo di rivestimento Rhodium Coated che li rende più estetici. Sfruttando appieno questa unica tecnologia estetica, abbinando LEGEND mini e medium RC con la linea di fili Initialloy rhodium si crea un sistema ad alta precisione con una elevata estetica.



Questa combinazione è un compromesso ideale tra estetica, prestazioni elevate e comfort del paziente.

Los brackets LEGEND mini y medium se tratan con un proceso de revestimiento de Rodio que los hace más estéticos.

Aprovechando al máximo esta tecnología estética única, combinando LEGEND mini y medium RC, con la línea de arcos Initialloy rodio creas un sistema de alta precisión con una gran estética.

Esta combinación es un compromiso ideal entre estética, alto rendimiento y comodidad del paciente.

- Nuovo attacco estetico
- In / out-Torque-angolazione-Offset
- Ingresso Slot smussato per facilitare l'inserimento di fili di grosso spessore
- Base anatomica e sabbiata per ogni dente
- Basi differenziate per premolari superiori e inferiori
- Torque-in-base
- Basso profilo
- Forma romboidale
- Nuevo bracket estético
- In / out-Torque-angulación-Offset
- Entrada Ranura biselada para facilitar la inserción de alambres gruesos
- Base anatómica y arenada para cada diente
- Bases diferenciadas para premolares superiores e inferiores
- Torque en la base
- Perfil bajo
- Forma romboidal



Typodont Legend Rhodium



Cod. 55-3802-0000 Mini



LEGEND mini Rhodium Coated

Mascellari-*Maxilar*

				Cod.			
Dente- <i>Diente</i>	I/O mm.	Torque	Ang.	.018"		.022"	
				R	L	R	L
U1	.25	17°	4°	38-1110-0020	38-1210-0020	38-2110-0020	38-2210-0020
U2	.78	10°	8°	38-1120-0020	38-1220-0020	38-2120-0020	38-2220-0020
U3	.25	-7°	8°	38-1130-0020	38-1230-0020	38-2130-0020	38-2230-0020
U3 / Hk	.25	-7°	8°	38-113D-0020	38-123D-0020	38-213D-0020	38-223D-0020
U4	.37	-7°	0°	38-1540-0020	38-1540-0020	38-2540-0020	38-2540-0020
U4 / Hk	.37	-7°	0°	38-114D-0020	38-124D-0020	38-214D-0020	38-224D-0020
U5	.48	-7°	0°	38-1550-0020	38-1550-0020	38-2550-0020	38-2550-0020
U5 / Hk	.48	-7°	0°	38-115D-0020	38-125D-0020	38-215D-0020	38-225D-0020

Mandibolari-*Mandibular*

				Cod.			
Dente- <i>Diente</i>	I/O mm.	Torque	Ang.	.018"		.022"	
				R	L	R	L
L1-2	.97	-6°	0°	38-1610-0020	38-1610-0020	38-2610-0020	38-2610-0020
L3	.25	-6°	3°	38-1430-0020	38-1330-0020	38-2430-0020	38-2330-0020
L3 / Hk	.25	-6°	3°	38-143D-0020	38-133D-0020	38-243D-0020	38-233D-0020
L4	.28	-12°	2°	38-1440-0020	38-1340-0020	38-2440-0020	38-2340-0020
L4 / Hk	.28	-12°	2°	38-144D-0020	38-134D-0020	38-244D-0020	38-234D-0020
L5	.33	-17°	2°	38-1450-0020	38-1350-0020	38-2450-0020	38-2350-0020
L5 / Hk	.33	-17°	2°	38-145D-0020	38-135D-0020	38-245D-0020	38-235D-0020

Legend mini Rhodium Coated Kit

Prescrizione <i>Prescripción</i>	Arc. Sup.	Arc. Inf.	Con Hk	Cod.	
				.018"	.022"
Kit MBT*	5-5	5-5	3	38-1CC3-0020	38-2CC3-0020
Kit MBT*	5-5	5-5	3,4,5	38-1CC5-0020	38-2CC5-0020

* MBT è un marchio registrato 3M Unitek Tutti i diritti riservati.- MBT es una marca registrada de 3M Unitek Todos los derechos reservados





LEGEND mini Rhodium Coated Estetici

Mascellari-*Maxilar*

					Cod.			
Dente- <i>Diente</i>	VO mm.	Torque	Ang.	Rot.	.018"		.022"	
					R	L	R	L
U1	.25	12°	5°	0°	38-1110-0010	38-1210-0010	38-2110-0010	38-2210-0010
U2	.78	8°	9°	0°	38-1120-0010	38-1220-0010	38-2120-0010	38-2220-0010
U3 / Hk	.25	2°	10°	4°M	38-113D-0010	38-123D-0010	38-213D-0010	38-223D-0010
U4	.37	-7°	0°	2°D	38-1140-0010	38-1240-0010	38-2140-0010	38-2240-0010
U4 / Hk	.37	-7°	0°	2°D	38-114M-0010	38-124M-0010	38-214M-0010	38-224M-0010
U5	.48	7°	0°	2°D	38-1150-0010	38-1250-0010	38-2150-0010	38-2250-0010
U5 / Hk	.48	7°	0°	2°D	38-115M-0010	38-125M-0010	38-215M-0010	38-225M-0010

Mandibolari-*Mandibular*

					Cod.			
Dente- <i>Diente</i>	VO mm.	Torque	Ang.	Rot.	.018"		.022"	
					R	L	R	L
L1-2	.97	-1°	0°	0°	38-1610-0010	38-1610-0010	38-2610-0010	38-2610-0010
L3 / Hk	.25	-11°	7°	2°M	38-143D-0010	38-133D-0010	38-243D-0010	38-233D-0010
L4	.28	-17°	0°	4°D	38-1440-0010	38-1340-0010	38-2440-0010	38-2340-0010
L4 / Hk	.28	-17°	0°	4°D	38-144D-0010	38-134D-0010	38-244D-0010	38-234D-0010
L5	.33	-22°	0°	4°D	38-1450-0010	38-1350-0010	38-2450-0010	38-2350-0010
L5 / Hk	.33	-22°	0°	4°D	38-145D-0010	38-135D-0010	38-245D-0010	38-235D-0010

LEGEND Kit mini Rhodium Coated

Prescrizione <i>Prescripción</i>	Arc. Sup.	Arc. Inf.	Con Hk	Cod.	
				.018"	.022"
Kit Roth*	5-5	5-5	3	38-1CC3-0010	38-2CC3-0010
Kit Roth*	5-5	5-5	3,4,5	38-1CC5-0010	38-2CC5-0010

* Roth e un marchio registrato LLC. Tutti i diritti riservati. * Roth es una marca registrada de LLC. Todos los derechos reservados.





Ortospecialized S.r.l.

GC Orthodontics esclusivist

Global experts in Orthodontics

Ortospecialized s.r.l. Via di Pratignone, 11- 50019 Sesto Fiorentino

Tel. +39 055 430351

info@ortospecialized.it www.ortospecialized.it



Ortospecialized Spain SL

GC Orthodontics esclusivist

Global experts in Orthodontics

Roger de Lluria, 56, 1º, 1ª- 0809 Barcelona

Tel. +34 936 316 849

info@ortospecialized.es - www.ortospecialized.es