

KIT LEGEND LP



KIT PER TUBI LOW PROFILE SUPERIORI E INFERIORI




Ortospecialized
GC Orthodontics esclusivist
Global experts in Orthodontics

Engineering By 

Orto Specialized
Via del Pratignone, 11 - 50019 Sesto Fiorentino
Tel.+39 055 430351 +39 055 4476101
info@ortospecialized.it
www.ortospecialized.it

KIT LEGEND LP

Tacca di colore micro incisa per una facile individuazione del quadrante



Tacche laterali ed occlusali per una facile e sicura presa durante il posizionamento

Design anatomico della base con incisione a v per un facile posizionamento

Basso profilo e gancio mesiale per un migliore confort del paziente.



Base super mesh con retine sovrapposte per una migliore ritenzione

Ampio ingresso con bordi smussati per facilitare l'ingresso del filo



I kit possono essere composti da **5 tubi** per ogni quadrante **tot.40 pz.** oppure **10 tubi** per ogni quadrante **tot. 80 pz.** su richiesta puo' essere inserita la **pinzetta di posizionamento**.

Mascellari

	Torque	Offset	D/S	P/N	
				.018"x.025"	.022"x.018"
				U 6	-14°
			S	40-1260-0106	40-2260-0106
U 6	-14°	0°	D	40-1160-0107	40-2160-0107
			S	40-1260-0107	40-2260-0107
U 7	-14°	10°	D	40-1170-0106	40-2170-0106
			S	40-1270-0106	40-2270-0106
U 7	-14°	0°	D	40-1170-0107	40-2170-0107
			S	40-1270-0107	40-2270-0107

Mandibolari

	Torque	Offset	D/S	P/N	
				.018"x.025"	.022"x.018"
				L 6	-20°
			S	40-1360-0106	40-2360-0106
L 7	-10°	0°	D	40-1470-0106	40-2470-0106
			S	40-1370-0106	40-2370-0106