




Ortospecialized

CATALOGO GENERALE - CATÁLOGO GENERAL



GC







“Gentile Dottore e Collaboratori di studio”

Sono lieto di presentarvi la quarta edizione del nostro catalogo ortodontico, dove all'interno troverete gli ultimi sviluppi e le ultime innovazioni disponibili.

Tutti gli articoli che trattiamo vengono creati appositamente, per soddisfare le Vostre esigenze, in collaborazione tra le varie case produttrici (che distribuiamo in esclusiva), le maggiori Università e affermati Clinici mondiali.

La nostra collaborazione e la nostra dedizione a compiere tutti i giorni questo sforzo rende ancora più soddisfacente il lavoro qui in Ortospecialized, perché la nostra missione nello sviluppo di prodotti innovativi e di qualità, va in armonia con i vostri obiettivi di trattamento.

Innovare invece di seguire è ciò che tutti i giorni ci spinge alla ricerca costante e continua di partnership con le migliori case manifatturiere ed è per questo che abbiamo scelto già da alcuni anni di collaborare con GC Orthodontics e Tomy Inc. oggi punto di riferimento mondiale.

Che cosa è importante per me e per tutti noi in Ortospecialized:

Il servizio al cliente, la capacità di ascoltare le nuove esigenze e la conoscenza delle varie terapie ortodontiche in tutte le loro complessità, perché da quasi trent'anni siamo al fianco dell'Ortodontista Italiano.

Cordialmente
Paolo Marchetto



“Querido Doctor y compañeros de trabajo”

Me complace presentarles la primera edición de nuestro catálogo de ortodoncia en español, en el que encontrarán los últimos avances e innovaciones.

Todos los artículos con los que trabajamos se crean específicamente para satisfacer sus necesidades, en colaboración entre los diversos fabricantes (que distribuimos en exclusiva), las principales universidades y las clínicas establecidas en todo el mundo.

Nuestra colaboración y dedicación para hacer este esfuerzo cada día, hace que trabajar en Ortospecialized sea aún más satisfactorio, porque nuestra misión de desarrollar productos innovadores y de calidad, va de la mano con sus objetivos de tratamiento.

Innovar en lugar de seguir, es lo que nos empuja cada día a buscar constantemente asociaciones con los mejores fabricantes y por eso hemos elegido colaborar con GC Orthodontics y Tomy Inc., hoy en día un punto de referencia mundial.

Lo que es importante para mí y para todos los que estamos aquí en Ortospecialized: El servicio al cliente, la capacidad de escuchar las nuevas necesidades y el conocimiento de las diversas terapias de ortodoncia en toda su complejidad, porque durante casi treinta años hemos estado al lado del ortodoncista.

Atentamente
Paolo Marchetto

GC Orthodontics

GLOBAL EXPERT IN ORTHODONTICS

LE ORIGINI E LA FILOSOFIA AZIENDALE "GC"

Nel 1921 tre giovani laureati in chimica applicata fondarono a Tokyo la società "General Chemical Research Laboratory" che sarebbe poi diventata GC.

Il loro obiettivo era la creazione di un'industria nazionale giapponese di materiali dentali. Nel 1922 GC annunciò il suo primo prodotto, "Standard Cement". Il prodotto fu un totale fallimento. I tre giovani chimici avevano fatto affidamento unicamente sulle loro basi scientifiche senza conoscere a sufficienza il settore dentale. A seguito delle riflessioni su questo fallimento, nella filosofia aziendale di GC apparve un concetto che ancora oggi è al centro del loro modo di agire: Semui.

E' un concetto complesso della filosofia buddista che in Italiano si può tradurre così: "Fare ogni cosa dal punto di vista degli altri, non dal proprio". Fino da allora le persone che lavoravano in GC si chiamarono "Nakama". Questo termine, non traducibile in italiano, rende l'idea di "collega" come membro di una comune famiglia. Sottolinea che chiunque lavori in GC, a qualunque livello, è rispettato come persona e messo in condizione di portare il suo contributo al successo dell'Azienda.

Nel 1925, GC lanciò un nuovo cemento "Crystalline Cement".

Fu un grande successo e da allora GC ha continuato ad espandersi fino a diventare oggi una delle più grandi aziende mondiali specializzate esclusivamente nel settore dentale. Per quasi un secolo, l'industria dentale ha riconosciuto GC come un fornitore di top-tier per prodotti dentali di qualità. GC ha dimostrato la propria dedizione all'innovazione e alla qualità offrendo continuamente nuovi prodotti e tecnologie che hanno contribuito notevolmente ai miglioramenti nella cura dentale. Con una straordinaria gamma di oltre 600 diversi tipi di prodotti, inclusi Fuji Glass Ionomer, MI Paste e COE alginato, GC continua a contribuire a migliorare la salute orale delle persone in tutto il mondo.

GC Orthodontics

GLOBAL EXPERT IN ORTHODONTICS

LOS ORÍGENES Y LA FILOSOFÍA DE LA EMPRESA "GC"

En 1921, tres jóvenes graduados en química aplicada fundaron en Tokio la empresa "Laboratorio de Investigación Química General", que más tarde se convertiría en GC.

Su objetivo era la creación de una industria nacional japonesa de materiales dentales. En 1922, GC anunció su primer producto, "Cemento estándar". El producto fue un fracaso total. Los tres químicos japoneses se habían basado únicamente en su base científica sin tener un conocimiento suficiente de la industria dental. Como resultado de la reflexión sobre este fracaso, un concepto apareció en la filosofía corporativa de GC que sigue siendo central en su forma de hacer las cosas hoy en día: Semui.

Es un concepto complejo de la filosofía budista que en español se puede traducir como: "Haz todo desde el punto de vista de los demás, no desde el tuyo propio". Hasta entonces, la gente que trabajaba en GC se llamaba "Nakama". Este término, que no se puede traducir al español, hace referencia a la idea de "colega" como miembro de una familia común. Hace hincapié en que todos los que trabajan en la GC, a cualquier nivel, son respetados como personas y están capacitados para contribuir al éxito de la Compañía.

En 1925, GC lanzó un nuevo cemento: "Cemento Cristalino". Fue un gran éxito y desde entonces GC ha continuado expandiéndose para convertirse en una de las mayores compañías del mundo especializada exclusivamente en la industria dental. Durante casi un siglo, la industria dental ha reconocido a GC como un proveedor de primer nivel de productos dentales de calidad. GC ha demostrado su dedicación a la innovación y la calidad ofreciendo continuamente nuevos productos y tecnologías que han contribuido en gran medida a mejorar el cuidado dental. Con una impresionante gama de más de 600 tipos diferentes de productos, incluyendo el Ionómero de Vidrio Fuji, Pasta de MI y Alginato COE, GC continúa ayudando a mejorar la salud oral de las personas en todo el mundo.



1970 Ortho Tomy azienda privata Giapponese viene fondata da Mr Kozo Kawaguchi. Sin dall'inizio Ortho Tomy ha rappresentato un punto di riferimento e di eccellenza per qualità ed innovazione.

Durante lo tsunami del 2011 che colpì la città di Fukushima, la fabbrica della Tomy situata all'interno della zona di evacuazione della centrale nucleare venne dichiarata inagibile e quindi chiusa. La Tomy si vide costretta ad aprire una nuova fabbrica in una nuova sede.

Nel 2012 la GC stava cercando di entrare nel mercato ortodontico, ci fu un incontro con la Tomy ed assieme decisero di intraprendere un percorso di collaborazione. Subito dopo la "GC " costituì una nuova divisione denominata GC Orthodontics avvalendosi di un team di collaboratori le cui competenze hanno fatto sì che il progetto si realizzasse.

GC Orthodontics è diventata una realtà sempre più importante nel campo ortodontico grazie all'altissima qualità del prodotto Tomy. **Dal 2021 GC Orthodontics è il distributore unico dei prodotti Tomy in Europa e Stati Uniti, mentre Ortospecialized è il distributore in esclusiva per Italia, Spagna e Portogallo.**

1970 El Sr. Kozo Kawaguchi funda la empresa privada japonesa Ortho Tomy. Desde el principio Ortho Tomy ha sido un punto de referencia y excelencia en cuanto a calidad e innovación.

Durante el tsunami de 2011 que afectó a la ciudad de Fukushima, la fábrica de Tomy situada dentro de la zona de evacuación de la central nuclear fue declarada inhabilitada y, por lo tanto, clausurada. Tomy se vio obligada a abrir una nueva fábrica en una nueva sede.

En 2012, GC estaba intentando entrar en el mercado ortodóncico, hubo un encuentro con Tomy y juntas decidieron emprender un camino de colaboración. Poco después, GC constituyó una nueva división denominada GC Orthodontics, sirviéndose de un equipo de colaboradores cuyas competencias hicieron posible que el proyecto se materializara.

GC Orthodontics se ha convertido en una realidad cada vez más importante en el campo ortodóncico gracias a la altísima calidad del producto Tomy. **Desde 2021, GC Orthodontics es el distribuidor único de los productos Tomy en Europa y Estados Unidos, mientras que Ortospecialized es el distribuidor en exclusiva para Italia, España y Portugal.**



AVVERTENZE

Il presente catalogo e i prodotti in esso illustrati potranno subire modifiche o migliorie a discrezione dei singoli produttori.

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente franco nostro magazzino.

Nell'ordine a noi indirizzato devono essere espressamente indicate le istruzioni relative all'indirizzo di consegna della merce, gli orari e i giorni di apertura e chiusura dello studio.

La merce sarà controllata dal ricevente all'atto dell'arrivo.

Nessun reclamo potrà essere ritenuto valido se inoltrato dopo 5 giorni dal ricevimento del materiale.

Nessun materiale dovrà essere reso senza nostra autorizzazione scritta.

I resi autorizzati ci dovranno pervenire in porto franco entro 20 giorni dalla data della bolla di consegna.

Dovranno essere accompagnati da bolla fiscale di reso che indichi il motivo del reso, il numero e la data della fattura relativa alla fornitura originaria.

Dopo 20 giorni dalla data della bolla di consegna i resi, anche autorizzati, saranno gravati del 15% per spese generali.

Per tutti i prodotti valgono le condizioni di garanzia dei singoli produttori.

Nessuna garanzia potrà essere comunque riconosciuta per uso improprio dei prodotti.

Ogni controversia sarà di competenza del foro di Firenze.

ADVERTENCIAS

Este catálogo y los productos ilustrados en él podrán sufrir modificaciones o mejoras a discreción de los respectivos fabricantes.

La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comitente, franco en nuestro almacén.

En el pedido que nos dirijan se deben indicar expresamente las instrucciones relativas a la dirección de entrega de la mercancía, así como los horarios y los días de apertura y cierre del consultorio.

La mercancía deberá ser comprobada por el destinatario en el momento de su llegada.

Ninguna reclamación podrá ser considerada válida si se presenta transcurridos 5 días desde la recepción del material.

Ningún material deberá ser devuelto sin nuestra autorización por escrito

Las devoluciones autorizadas deberán llegarnos a portes pagados en un plazo de 20 días a partir de la fecha del albarán de entrega

Deberán ir acompañadas de un albarán fiscal de devolución que indique el motivo de la misma, así como el número y la fecha de la factura correspondiente al suministro original.

Transcurridos 20 días desde la fecha del albarán de entrega, las devoluciones, incluso las autorizadas, tendrán un recargo del 15% en concepto de gastos generales.

Para todos los productos se aplican las condiciones de garantía de cada fabricante.

No se reconocerá ningún tipo de garantía en caso de uso inadecuado de los productos.

Cualquier controversia será de la competencia del tribunal de Barcelona.

Indice Generale - Indice General

Allineatori MOV'Aligners - Alineadores MOV'Aligners	14
Attacchi - Brackets	23
Tecnica GET - Técnica GET	49
- EXPERIENCE metal / EXPERIENCE mini metal / Rhodium Coated	54
- EXPERIENCE mini ceramic / ceramic	57
- Legend Medium	59
- Tubo GET	60
Tecnica CCO - Técnica CCO	65
- EXPERIENCE metal / Rhodium Coated	66
- EXPERIENCE ceramic	67
- Legend Medium	69
- Tubo CCO	70
Tecnica MBT - Técnica MBT	73
- EXPERIENCE metal / EXPERIENCE mini metal / Rhodium Coated	74
- EXPERIENCE ceramic / EXPERIENCE mini ceramic	81
- Chic / Chic mini	85
- Legend Medium / Legend Mini / Rhodium Coated	87
- Axxess	91
- Tubo MBT	92
Tecnica ROTH - Técnica ROTH	95
- EXPERIENCE metal / EXPERIENCE mini metal / Rhodium Coated	96
- EXPERIENCE ceramic / EXPERIENCE mini ceramic	104
- Chic/Chic mini	108
- Legend Medium / Legend Mini / Rhodium Coated	112
- Legacy Medium / Legacy Mini	119
- Axxess	121
- Tubo ROTH	122
Tecnica FACE - Técnica FACE	125
- EXPERIENCE metal	126
- EXPERIENCE ceramic	128
- Legend Medium	130
- Tubo FACE	132

Tecnica BIDIMENSIONALE - Técnica BIDIMENSIONALE	135
- EXPERIENCE metal / Rhodium Coated	136
- EXPERIENCE ceramic	138
- Legend Medium / Legend Mini / Rhodium Coated	139
- Tubo BIDIMENSIONALE	143
Tecnica RICKETTS - Técnica RICKETTS	145
- Legend Medium / Legend Mini	146
- Tubo RICKETTS	149
Tecnica ANDREWS - Técnica ANDREWS	153
- EXPERIENCE metal	154
-Tubo ANDREWS	156
Tecnica ALEXANDER - Técnica ALEXANDER	159
- Legend Mini	160
- Tubo ALEXANDER	161
Tecnica LINGUALE - Técnica LINGUAL	163
- EXPERIENCE L / EXPERIENCE LSB	167
Tecnica EDGEWISE & TWEED - Técnica EDGEWISE & TWEED	167
- EDGEWISE / TWEED	168
Tubi buccali - Tubos bucales	171
- Tubi - Tubos / Bottoni- Botones	172
- Catenelle, cleat & ganci - Cadenetas elásticas, botón lingual y Ganchos	200
- Sheets linguale-Cajetines palatinos	201
Bande - Bandas	203
Archi & accessori - Arcos y accesorios	209
- Initialloy / Bio Active / Bio Edge	210
- Archi in acciaio - Archi intrecciati / Arcos acero - Arcos trenzados	227
- Accessori - Accesorios	232
Elastomeri - Elastómeros	241
Compositi - Composites	247
Strumentario YDM - Alicates YDM	255
Varie - Varios	273



MOV'ALIGNERS
by GC Orthodontics

MOV'ALIGNERS by GC Orthodontics

THE SMILE DESIGNER

Soluzione di allineamento ortodontico per sfruttare al meglio il tuo sorriso.

Solución de alineación ortodóntica para aprovechar al máximo tu sonrisa.

Cos'è MOV'aligner?

MOV'Aligners è una soluzione estetica digitale personalizzata disponibile tramite GC Orthodontics. Forniamo prodotti di alta qualità al mercato ortodontico globale dal 2013.

¿Qué es MOV'aligner?

MOV'aligners es una solución estética digital personalizada disponible a través de GC Orthodontics. Ofrecemos productos de alta calidad al mercado ortodóntico mundial desde 2013.

Il nostro obiettivo è offrire agli ortodontisti i migliori prodotti per garantire risultati di trattamento più efficienti e prevedibili. Abbiamo una visione a 360° dell'ortodonzia che ci porta una grande comprensione delle tue sfide quotidiane.

Nuestro objetivo es ofrecer a los ortodoncistas los mejores productos para garantizar resultados de tratamiento más eficientes y predecibles. Tenemos una visión integral (o de 360°) de la ortodonzia que nos otorga un gran entendimiento de tus desafíos diarios.

Cosa rende MOV'Aligners la scelta giusta per te?

Portale intuitivo:

Un portale sviluppato per rendere l'esperienza più fluida e intuitiva possibile

Qualità superiore:

Team di esperti e allineatori in Zendura FLX (senza BPA né ftalati), per un movimento dentale efficiente e senza scolorimento.

MOV'Aligners Academy:

Con MOV'Aligners Academy, avrai una panoramica completa su come eseguire i tuoi trattamenti in modo accurato e prevedibile.

¿Qué hace que MOV'Aligners sea la elección correcta para ti?

Portal intuitivo:

Un portal desarrollado para que la experiencia sea lo más fluida e intuitiva posible.

Calidad superior:


Equipo de expertos y alineadores de material Zendura FLX (sin BPA ni ftalatos), que aseguran un movimiento dental eficaz y sin decoloración.

MOV'Aligners Academy:

Con MOV'Aligners Academy, avrai una panoramica completa su come eseguire i tuoi trattamenti in modo accurato e prevedibile.



Cod. 90-4100-0000



MOV'ALIGNERS (IT)



Il sistema MOV'Aligners

Dal 2013, GC Orthodontics fornisce prodotti di alta qualità al mercato globale. Con MOV'Aligners, presentiamo una soluzione estetica digitale e personalizzata basata su una visione a 360° dell'ortodonzia. Il nostro impegno è offrire agli ortodontisti strumenti d'eccellenza per ottenere trattamenti efficienti e prevedibili.

Come funziona:

- 1 Registrarsi nel portale Doctor di assistenza tecnica.
- 2 Effettuare la scansione intraorale del paziente.
- 3 Inviare le informazioni sul caso tramite il portale.
- 4 Ricevere la proposta di trattamento in 3 giorni.
- 5 Approvare o modificare il piano con il software 3D.
- 6 Ricevere gli allineatori in studio in 14 giorni.

Tipi di trattamento:

MOV'10

- 10 Fasi di allineamento
- 1 Rifinitura gratuita
- 1 Set di contenzione gratuito
- 12 Mesi di validità

MOV'24

- Fino a 24 fasi
- 2 Rifiniture gratuite
- 1 Set di contenzione gratuito
- 24 Mesi di validità

MOV'ADVANCED

- Fasi di allineamento illimitate
- Rifiniture illimitate
- 1 Set di contenzione gratuito
- 36 Mesi di validità

MOV'ALIGNERS (IT)

Ataches:



Diente/ Mov.	Estrusione	Rotazione	Traslazione mesio-distale	Traslazione vestibulo-linguale	Tip radicolare mesio-distale
Incisivi superiori	Attachment di estrusione	Attachment di controllo radicolare	Attachment di controllo radicolare	N/C	Atache de control radicular
Laterali superiori	Attachment di estrusione	Attachment obliquo	ARBV	Attachment di estrusione	ARBV
Incisivi inferiori	Attachment di estrusione	VBRA	ARBV	N/C	ARBV
Canini superiori e inferiori	Attachment di estrusione	Attachment di rotazione	ARBV	Attachment di estrusione	ARBV
Premolari superiori e inferiori	ARBH	Attachment di rotazione	ARBV	ARBH	ARBV
Molari superiori e inferiori	ARBH	ARBH	ARBV	ARBH	ARBV

Casi trattati:

Prima



Dopo



Iniziale: 14 allineadores
Rifinitura: 8 allineatori
Durata del trattamento: 5,5 mesi

Prima



Dopo



Iniziale: 22 allineatori
Rifinitura: 12 allineatori
Durata del trattamento: 8,5 mesi

MOV'ALIGNERS (ES)



El sistema MOV'Aligners

Desde 2013, GC Orthodontics suministra productos de alta calidad al mercado global. Con MOV'Aligners, presentamos una solución estética digital y personalizada basada en una visión de 360° de la ortodoncia. Nuestro compromiso es ofrecer a los ortodoncistas herramientas de excelencia para lograr tratamientos eficientes y predecibles.

Cómo funciona:

- 1 Registrarse en el portal Doctor de asistencia técnica.
- 2 Realizar el escaneo intraoral del paciente.
- 3 Enviar la información del caso a través del portal.
- 4 Recibir la propuesta de tratamiento en 3 días.
- 5 Aprobar o modificar el plan con el software 3D.
- 6 Recibir los alineadores en la clínica en 14 días.

Tipos de tratamiento:

MOV'10

- 10 alineadores
- 1 refinamiento gratuito
- 1 juego de retenedores gratuito
- 12 meses de tratamiento.

MOV'24

- Hasta 24 alineadores
- 2 refinamientos gratuitos
- 1 juego de retenedores gratuito
- 24 meses de tratamiento

MOV'ADVANCED

- Alineadores ilimitados
- Refinamientos ilimitados
- 1 juego de retenedores gratuito
- 36 meses de tratamiento

MOV'ALIGNERS (ES)

Ataches:



Diente/ Mov.	Extrusión	Rotación	Traslación mesio-distal	Traslación vestibulo-lingual	Tip radicular mesio-distal
Incisivos superiores	Atache de extrusión	Atache de control radicular	Atache de control radicular	N/C	Atache de control radicular
Laterales superiores	Atache de extrusión	Atache oblicuo	ARBV	Atache de extrusión	ARBV
Incisivos inferiores	Atache de extrusión	VBRA	ARBV	N/C	ARBV
Caninos superiores e inferiores	Atache de extrusión	Atache de rotación	ARBV	Atache de extrusión	ARBV
Premolares superiores e inferiores	ARBH	Atache de rotación	ARBV	ARBH	ARBV
Molares superiores e inferiores	ARBH	ARBH	ARBV	ARBH	ARBV

Casos tratados:

Antes



Después



Inicial: 14 alineadores
Refinamiento: 8 alineadores
Duración del tratamiento: 5,5 meses

Antes




Después



Inicial: 22 alineadores
Refinamiento: 12 alineadores
Duración del tratamiento: 8,5 meses

BRACKETS



GC



Prescrizioni disponibili per tipo di attacco
prescripciones disponibles para el tipo de bracket

Prescrizione- Prescripcion Attacchi Brackets									
	GET	Ext. Torque	Roth	MBT	CCO	And.	Bio. Prog.	Bi Dim.	Face
Experience mini metal	✓		✓	✓					
Experience mini metal Rh	✓		✓	✓				✓	
Experience metal	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Experience metal Rh			✓	✓	✓				
Experience mini ceramic	✓		✓	✓				✓	
Experience ceramic	✓	✓	✓	✓	✓				✓
Chic			✓	✓					
Chic mini			✓	✓					
Legend mini *			✓	✓			✓	✓	
Legend mini Rh			✓	✓					
Legend medium **	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Legend medium Rh								✓	
Axxess			✓	✓					
Legacy			✓						
Legacy mini			✓						

* LEGEND mini è disponibile anche in tecnica Planché, Roth vertical slot e Alexander
** LEGEND medium è disponibile anche in tecnica Planché,Alexander e Roth vertical slot

Informazioni su torque, angolazione e rotazione delle varie prescrizioni
Información sobre torque, angulación y rotación de las distintas prescripciones.

Mascellari-Maxilar	U1			U2			U3			U4			U5			U6			U7		
Prescrizione-Prescripcion	T.	A.	R.	T.	A.	R.	T.	A.	R.	T.	A.	R.	T.	A.	R.	T.	A.	R.	T.	A.	R.
GET	12°	5°	—	8°	9°	—	0°	11°	—	-10°	4°	2°d	-10°	4°	2°d	-20°	0°	10°d	-25°	0°	6°d
Extra Torque	18°	5°	—	10°	8°	—	0°	8°	2°m	-10°	4°	2°d	-10°	4°	2°d	-20°	0°	20°d	-20°	0°	20°d
Roth	12°	5°	—	8°	9°	—	-2°	13°	—	- 7°	0°	—	- 7°	0°	—	-14°	0°	14°d	-14°	0°	14°d
MBT	17°	5°	—	10°	9°	—	-7° 0	8°	—	- 7°	0°	—	- 7°	0°	—	-14°	0°	10°d	-19°	0°	8°d
CCO	12°	5°	—	10°	9°	—	-7°	10°	2°m	- 9°	0°	—	- 9°	0°	—	-14°/ -20°	0°	10°d/ 14°d	-14°/ -20°	—	10°d/ 14°d
Andrews	7°	5°	—	3°	9°	—	-7°	11°	—	- 7°	2°	—	- 7°	2°	—	-9°	5°	10°d	-9°	5°	10°d
Bioprogressive	22°	5°	—	14°	8°	—	7°	10°	—	- 7°	0°	—	- 7°	0°	—	-10°	0°	15°d	-10°	0°	12°d
Bidimensionale	12°	5°	—	8°	9°	—	0°	7°	—	0°	0°	—	0°	0°	—	0°	0°	6°d	0°	0°	6°d
Face	12°	5°	—	8°	9°	—	0°	8°	—	- 7°	0°	—	- 7°	0°	—	-14°	0°	10°d	-20°	0°	10°d


Mandibolari-Mandibular	L1			L2			L3			L4			L5			L6			L7		
Prescrizione-Prescripcion	T.	A.	R.	T.	A.	R.	T.	A.	R.	T.	A.	R.	T.	A.	R.	T.	A.	R.	T.	A.	R.
GET	-1°	2°	—	-1°	2°	—	-3°	3°	—	-17°	1°	4°d	-22°	1°	4°d	-30°	0°	4°d	-30°	0°	4°d
Extra Torque	1°	0°	—	1°	0°	—	-3°	7°	2°m	- 7°	-1°	2°d	- 7°	1°	2°d	-10°/ -14°	0°	4°d	-10°	0°	—
Roth Type	-1°	2°	—	-1°	2°	—	-11°	7°	—	-17°	0°	—	-22°	-1°	—	-30°	1°	4°d	-30°	1°	4°d
MBT Type	-6°	0°	—	-6°	0°	—	-6° 0	3°	—	-12°	2°	—	-17°	2°	—	-20°	0°	—	-10°	0°	—
CCO	-6°	0°	—	-6°	0°	—	-8°	3°	—	-12°	2°	—	-17°	-1°	4°d	-25°/ -20°	-1°	—	-20°/ -25°	1°	—
Andrews Type	-6°	2°	—	-6°	2°	—	-11°	5°	—	-17°	2°	—	-22°	2°	—	-30°	2°	—	-31°	2°	—
Bioprogressive	-1°	0°	—	-1°	0°	—	7°	5°	—	-11°	0°	—	-17°	0°	—	-27°	0°	5°d	-27°	0°	6°d
Bidimensionale	0°	0°	—	0°	0°	—	0°	5°	—	0°	0°	—	0°	0°	—	0°	0°	6°d	0°	0°	6°d
Face	-1°	0°	—	-1°	0°	—	-3°	7°	2°m	-12°	2°	0	-17°	2°	—	-25°	.-1°	0°	-20°	-1°	0°

Codifica a colori delle varie prescrizioni Codificación de colores de las distintas prescripciones.

EXPERIENCE mini metal


Prescrizione-Prescripción Roth Interattivo-Interactivo

Roth Type Interactive




Prescrizione-Prescripción Roth Passivo-Pasivo


Roth Type Passive



Prescrizione-Prescripción MBT* Interattivo-Interactivo




Prescrizione-Prescripción MBT* Passivo-Pasivo




EXPERIENCE mini metal Rh


Prescrizione-Prescripción Roth Interattivo-Interactivo




Prescrizione-Prescripción Roth Passivo-Pasivo



Prescrizione-Prescripción MBT* Interattivo-Interactivo




Prescrizione-Prescripción MBT* Passivo-Pasivo




EXPERIENCE metal e Rh


Prescrizione-Prescripción Roth




Prescrizione-Prescripción Roth .020"x.028"



Extra Torque




Prescrizione-Prescripción MBT*




EXPERIENCE Ceramic e mini Ceramic


Prescrizione-Prescripción Roth Experience Ceramic




Prescrizione-Prescripción MBT* Experience Ceramic




Prescrizione-Prescripción MBT* Experience mini Ceramic




CHIC




CHIC mini



LEGEND e AXCESS




LEGACY e LEGACY mini



CARATTERISTICHE DEGLI ATTACCHI

CARACTERÍSTICAS
DE LOS BRACKETS



./'GC.'

- La versione GC Orthodontics della prescrizione di MBT™ System (McLaughlin, Bennet eTrevisi) non è una copia del sistema esistente. Non è prevista alcuna approvazione da parte dei dottori McLaughlin, Bennett oTrevisi. *MBT è un marchio 3M Unitek
- La versione GC Orthodontics della prescrizione Roth® System non è una copia del sistema esistente.
- La versione GC Orthodontics della prescrizione Andrews System non è una copia del sistema esistente. Non è prevista nessuna approvazione da parte del dottor Andrews.
- La versione GC Orthodontics della prescrizione di Planché System non è una copia del sistema esistente. Non è prevista nessuna approvazione da parte del Dr. Planché.
- La versione GC Orthodontics della prescrizione BiDimensionale non è una copia del sistema esistente. Non è prevista nessuna approvazione da parte del Dr. Gianelly.
- La versione GC Orthodontics della prescrizione Bio-Progressive non è una copia del sistema esistente. Non è prevista nessuna approvazione da parte del Dott. Ricketts.

Tutti i prodotti ortodontici venduti da "GC" sono certificati CE.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.gcorthodontics.eu/GC/fr/content/norme-ce

Le fotografie dei modelli presentate in questo catalogo sono state adattate da risorse ufficiali di GC Orthodontics e ottimizzate tramite strumenti di intelligenza artificiale a fini esclusivamente illustrativi.

- La versión de GC Orthodontics de la prescripción del sistema MBT™ (McLaughlin, Bennet oTrevisi) no es una copia del sistema existente. No hay aprobación de los doctores McLaughlin, Bennett oTrevisi. * MBT es una marca comercial de 3M Unitek
- La versión de GC Orthodontics de la prescripción del sistema Roth® no es una copia del sistema existente.
- La versión de GC Orthodontics de la prescripción del Sistema Andrews no es una copia del sistema existente. No se implica ningún respaldo del Dr. Andrews.
- La versión de GC Orthodontics de la prescripción del Sistema Planché no es una copia del sistema existente. No se implica ningún respaldo del Dr. Planché.
- La versión de GC Orthodontics de la prescripción bidimensional no es una copia del sistema existente. Sin apoyo del Dr. Gianelly.
- La versión de GC Orthodontics de la prescripción Bio-Progressive no es una copia del sistema existente. Sin aprobación del Dr. Ricketts está implícito.

Todos los productos vendidos bajo el nombre de GC Orthodontics están certificados por la CE.


Para mayor información por favor visite www.gcorthodontics.eu/GC/fr/content/norme-ce

Las fotografías de los modelos presentadas en este catálogo han sido adaptadas a partir de recursos oficiales de GC Orthodontics y optimizadas mediante herramientas de inteligencia artificial con fines exclusivamente ilustrativos.

EXPERIENCE Metal



Experience™ Metal attacco autolegante con elevati standard di costruzione efficiente in tutte le fasi di trattamento.
Experience™ Metal, bracket de autoligado con altos estándares de construcción, eficiente en todas las etapas del tratamiento.



EXPERIENCE metal bracket autolegante offre a medici e pazienti una varietà di opzioni per il trattamento ortodontico. Il bracket EXPERIENCE riduce al minimo l'attrito durante il livellamento e l'allineamento iniziale e consente un maggior controllo della rotazione in fase di finitura.

Experience Metal, bracket autoligable que ofrece a los doctores y pacientes una variedad de opciones para el tratamiento de ortodoncia. Los brackets Experience, minimizan la fricción durante la nivelación y la alineación inicial y permiten un mayor control de la rotación durante el acabado.



Strumenti-Herramientas

Strumento per l'apertura della clip per l'attacco Experience metal.
Herramienta para abrir el clip para el bracket metálico Experience.



M-strumentodisponedidueestremità una a doppia forchetta per rendere l'inserimento del filo più facile all'altra estremità con la punta arrotondata concava per facilitare l'apertura della clip.

La herramienta-M tiene dos extremos, uno con doble horquilla para facilitar la inserción del arco en el otro extremo con la punta cóncava redondeada para facilitar la apertura del clip.

Cod. 50-2030-0000

Strumento di apertura dispone di due estremità una per l'apertura della clip frontale vestibolare, l'altra estremità con la punta arrotondata per facilitare l'apertura della clip sul lato gengivale.

La herramienta de apertura tiene dos extremos, uno para abrir el clip frontal bucal, el otro extremo con punta redondeada para facilitar la apertura del clip en el lado gingival.

Cod. 50-0030-0000

Typodont Experience metal




Cod. 55-2000-0000

EXPERIENCE Metal rhodium



Experience™ metal Rhodium Coated attacco autolegante con elevati standard di costruzione efficiente in tutte le fasi di trattamento. I brackets EXPERIENCE metal Rhodium Coated sono trattati con un processo di rivestimento Rhodium Coated che li rende più estetici. Sfruttando appieno questa unica tecnologia estetica, abbinando Experience metal RC con la linea di fili Initialloy rhodium e Bio Active rhodium si crea un sistema ad alta precisione con una elevata estetica. Questa combinazione è un compromesso ideale tra estetica, prestazioni elevate e comfort del paziente.

Experience™ metal Rhodium Coated bracket de autoligado con altos estándares de construcción eficiente en todas las etapas del tratamiento. Los brackets metálicos con revestimiento de rodio EXPERIENCE se tratan con un proceso de revestimiento con revestimiento de rodio que los hace más estéticos. Aprovechando al máximo esta tecnología estética única, la combinación de Experience metal RC con la línea de arcos Initialloy rodio y rodio Bio Active crea un sistema de alta precisión con un gran atractivo estético. Esta combinación es un compromiso ideal entre estética, alto rendimiento y comodidad del paciente.



Strumenti-Herramientas

Strumento per l'apertura della clip per l'attacco Experience metal Rhodium.
 Herramienta para abrir el clip para el bracket metálico Rhodium Experience.



M-strumentodisponedidueestremità una a doppia forchetta per rendere l'inserimento del filo più facile all'altra estremità con la punta arrotondata concava per facilitare l'apertura della clip.
 La herramienta-M tiene dos extremos, uno con doble horquilla para facilitar la inserción del arco en el otro extremo con la punta cóncava redondeada para facilitar la apertura del clip.

Cod. 50-2030-0000



Strumento di apertura dispone di due estremità una per l'apertura della clip frontale vestibolare, l'altra estremità con la punta arrotondata per facilitare l'apertura della clip sul lato gengivale.
 La herramienta de apertura tiene dos extremos, uno para abrir el clip frontal bucal, el otro extremo con punta redondeada para facilitar la apertura del clip en el lado gingival.

Cod. 50-0030-0000



Cod. 55-1902-0000


Typodont Experience metal Rhodium

EXPERIENCE Ceramic



EXPERIENCE ceramic è un bracket autolegante in ceramica che offre un'eccezionale prestazione estetica. Il bracket dispone di una clip rodinata che garantisce una elevata qualità di chiusura e una buona estetica. La base è 100% meccanica garantendo sia una adesione resistente ed affidabile, che un facile debonding.

EXPERIENCE ceramic, es un bracket de autoligado que ofrece un rendimiento estético excepcional. El bracket tiene un clip chapado en rodado que garantiza una alta calidad de cierre y una buena estética. La base es 100% mecánica garantizando una adhesión resistente y fiable y un fácil despegado.



Strumenti-Herramientas

Strumento per l'apertura della clip per l'attacco Experience ceramic.
 Herramienta para abrir el clip para el bracket Experience ceramic.



M-strumentodisponedidueestremità una a doppia forchetta per rendere l'inserimento del filo più facile all'altra estremità con la punta arrotondata concava per facilitare l'apertura della clip.
 La herramienta-M tiene dos extremos, uno con doble horquilla para facilitar la inserción del arco en el otro extremo con la punta cóncava redondeada para facilitar la apertura del clip.

Cod. 50-2030-0000



Strumento di apertura dispone di due estremità una per l'apertura della clip frontale vestibolare, l'altra estremità con la punta arrotondata per facilitare l'apertura della clip sul lato gengivale.
 La herramienta de apertura tiene dos extremos, uno para abrir el clip frontal bucal, el otro extremo con punta redondeada para facilitar la apertura del clip en el lado gingival.

Cod. 50-0030-0000



Cod. 55-1102-0000


Typodont Experience Ceramic

EXPERIENCE Mini metal



EXPERIENCE mini metal bracket autolegante offre a medici e pazienti una varietà di opzioni per il trattamento ortodontico. I bracket EXPERIENCE mini riduce al minimo l'attrito durante il livellamento e l'allineamento iniziale, e consente un maggior controllo della rotazione in fase di finitura. Experience mini è in assoluto il bracket autolegante con il più basso profilo oggi presente sul mercato.

Los brackets metálicos autoligables EXPERIENCE mini metal, ofrecen a los clínicos y a los pacientes una variedad de opciones para el tratamiento de ortodoncia. Los brackets EXPERIENCE mini minimizan la fricción durante la nivelación y la alineación inicial, y permiten un mayor control de la rotación durante el acabado. Experience mini es, con mucho, el brackets de autoligado con el perfil más bajo del mercado actual.



Strumenti-Herramientas

Experience CLIP OPENER universal

Strumento per l'apertura della clip per attacchi Self-Ligating.
Herramienta de apertura de clip para brackets autoligables.

Cod. 50-0032-0000

Typodont Experience mini metal



Cod. 55-2102-0000

Strumento Experience universale Herramienta de Experience universal

Strumento con manico in metallo. La punta arrotondata si inserisce perfettamente nel taglio frontale della clip per facilitare l'apertura. La punta può essere sostituita.

Strumento con manico in metallo. La punta arrotondata si inserisce perfettamente nel taglio frontale della clip per facilitare l'apertura. La punta può essere sostituita.

Cod. 50-2130-H000 Manico - Mango


Cod. 50-2131-0000 Lame 2 pz - Cuchillas 2 pz.

EXPERIENCE Mini ceramic



L'ultimo nato della famiglia dei SL in ceramica è "EXPERIENCE™ Cmini" che si presenta con una dimensione notevolmente ridotta, per offrire ai pazienti una ottima soluzione estetica. EXPERIENCE™ C mini è un prodotto di alta gamma costruito per iniezione (Ceramic Injection Molded) con materiali in ceramica altamente innovativi (microparticelle). Questa nuova tecnologia consente la costruzione di brackets più piccoli del 20% rispetto al tradizionale EXPERIENCE™ C, con un più alto punto di resistenza alla frattura e un maggiore comfort per il paziente. EXPERIENCE™ C mini è dotato di uno slot fresato (CNC) per una perfetta espressione del torque e del tip da parte del filo. La clip interattiva è stata rodinata per rendere l'attacco più estetico. Lo slot smussato facilita l'inserimento dell'arco, mentre la base meccanica anatomica di EXPERIENCE™ C mini segue perfettamente i contorni del dente per garantire un migliore posizionamento.

La última incorporación a la familia de SL cerámicos es "EXPERIENCE™ Cmini" que se presenta en un tamaño considerablemente reducido, para ofrecer a los pacientes una excelente solución estética. EXPERIENCE™ C mini es un producto de alta gama construido por inyección (Ceramic Injection Molded) con materiales cerámicos altamente innovadores (microparticulas). Esta nueva tecnología permite la construcción de brackets un 20% más pequeños que los tradicionales EXPERIENCE™ C, con mayor punto de fractura y mayor comodidad para el paciente. EXPERIENCE™ C mini cuenta con una ranura fresada (CNC) para una expresión perfecta del torque y la punta del arco. El clip interactivo ha sido rodado para hacer que el accesorio sea más estético. La ranura biselada facilita la inserción del arco.



Strumenti-Herramientas

Strumenti per l'apertura della clip per l'attacco Exsperience mini ceramic.
Herramienta para abrir el clip para el bracket Exsperience mini ceramic.

Typodont Experience mini Ceramic



Cod. 55-1202-0000



M-strumentodisponedidueestremità una a doppia forchetta per rendere l'inserimento del filo più facile, all'altra estremità con la punta arrotondata concava per facilitare l'apertura della clip.
La herramienta-M tiene dos extremos, uno con doble horquilla para facilitar la inserción del arco en el otro extremo con la punta cóncava redondeada para facilitar la apertura del clip.

Cod. 50-2030-0000




Strumento di apertura dispone di due estremità una per l'apertura della clip frontale vestibolare, l'altra estremità con la punta arrotondata per facilitare l'apertura della clip sul lato gengivale.
La herramienta de apertura tiene dos extremos, uno para abrir el clip frontal bucal, el otro extremo con punta redondeada para facilitar la apertura del clip en el lado gingival.

Cod. 50-0030-0000

EXPERIENCE Mini metal rhodium TOMY

I Mini metal EXPERIENCE Rhodium Coated, insieme alla linea di archi Initialloy Rhodium risulta essere un perfetto mix di estetica, efficienza e comfort per il paziente.

EXPERIENCE mini metal recubierto de Rodio, junto con la línea de arcos Initialloy Rhodium resulta ser una mezcla perfecta de estética, eficacia y comodidad para el paciente.



Strumenti-Herramientas

Strumento Experience universale Herramienta de Experience universal

Stumento con manico in metallo. La punta arrotondata si inserisce perfettamente nel taglio frontale della clip per facilitare l'apertura. La punta può essere sostituita.

Stumento con manico in metallo. La punta arrotondata si inserisce perfettamente nel taglio frontale della clip per facilitare l'apertura. La punta può essere sostituita.



Cod. 50-2130-H000 Manico - Mango

Cod. 50-2131-0000 Lame 2 pz - Cuchillas 2 pz.

Typodont Experience mini metal Rhodium



Cod. 55-2402-0000

EXPERIENCE L TOMY

Experience L è l'attacco ortodontico interattivo linguale per eccellenza. Grazie alla sua clip dorata l'inserimento dell'arco viene facilitato riducendo i tempi di trattamento per la massima soddisfazione dei pazienti.


Experience L es el brackets de ortodoncia interactivo lingual por excelencia. Gracias a su clip dorado, la inserción del arco se facilita reduciendo los tiempos de tratamiento para la máxima satisfacción del paciente.



EXPERIENCE LSB

Experience LSB è un bracket linguale autolegante simile a Experience L, ma con una base più piccola. È il bracket ideale per le correzioni estetiche e per un allineamento linguale invisibile. Experience LSB è l'opzione di trattamento ideale per pazienti adulti più esigenti alla ricerca di una soluzione estetica efficiente. Facile da posizionare attraverso il bonding diretto sulla superficie linguale o indiretto tramite mascherine di trasferimento.

Experience LSB es un bracket lingual autoligado similar al Experience L, pero con una base más pequeña. Es el soporte ideal para correcciones estéticas y para alineación lingual invisible. Experience LSB es la opción de tratamiento ideal para los pacientes adultos más exigentes que buscan una solución cosmética eficaz. Fácil de colocar mediante adhesión directa a la superficie lingual o indirectamente mediante plantillas de transferencia.



codice Typodont Experience LSB 55-1703-0000

LEGEND medium & mini Rhodium



I brackets LEGEND mini e medium sono trattati con un processo di rivestimento Rhodium Coated che li rende più estetici. Sfruttando appieno questa unica tecnologia estetica, abbinando LEGEND mini e medium RC con la linea di fili Initialloy rhodium si crea un sistema ad alta precisione con una elevata estetica.

Questa combinazione è un compromesso ideale tra estetica, prestazioni elevate e comfort del paziente.



Los brackets LEGEND mini y medium se tratan con un proceso de revestimiento de Rodio que los hace más estéticos.

Aprovechando al máximo esta tecnología estética única, combinando LEGEND mini y medium RC, con la línea de arcos Initialloy rodio creas un sistema de alta precisión con una gran estética.

Esta combinación es un compromiso ideal entre estética, alto rendimiento y comodidad del paciente.

- Nuovo attacco estetico
- In / out-Torque-angolazione-Offset
- Ingresso Slot smussato per facilitare l'inserimento di fili di grosso spessore
- Base anatomica e sabbiata per ogni dente
- Basi differenziate per premolari superiori e inferiori
- Torque-in-base
- Basso profilo
- Forma romboidale

- Nuevo bracket estético
- In / out-Torque-angulación-Offset
- Entrada Ranura biselada para facilitar la inserción de alambres gruesos
- Base anatómica y arenada para cada diente
- Bases diferenciadas para premolares superiores e inferiores
- Torque en la base
- Perfil bajo
- Forma romboidal



Typodont Legend Rhodium




Cod. 55-3802-0000 Mini

LEGEND medium & mini



Legend Medium™ il più sofisticato bracket standard presente sul mercato ortodontico:
Legend Medium™ el bracket estándar más sofisticado del mercado de la ortodoncia:



- In / out-Torque-angolazione-Offset
- Ingresso Slot smussato per facilitare l'inserimento di fili di grosso spessore
- Base anatomica e sabbiata per ogni dente
- Basi differenziate per premolari superiori e inferiori
- Torque-in-base
- Basso profilo
- Forma romboidale

- In / out-Torque-angulación-Offset
- Entrada Ranura biselada para facilitar la inserción de alambres gruesos
- Base anatómica y arenada para cada diente
- Bases diferenciadas para premolares superiores e inferiores
- Torque en la base
- Perfil bajo
- Forma romboidal



Typodont Legend



Cod. 55-3202-0000 Medium
Cod. 55-3102-0000 Mini



Attacco estetico di ceramica a base di policristallino di allumina. Il sistema brevettato di produzione CIM dà all'attacco una precisione e una qualità elevata. Le smussature dello slot e le alette arrotondate offrono un maggior confort al paziente. La ritenzione della base è 100% meccanica.

Bracket estético de cerámica a base de alúmina policristalina. El sistema de producción patentado CIM le da al bracket precisión y alta calidad. Los biseles de la ranura y las aletas redondeadas ofrecen una mayor comodidad al paciente. La retención de la base es 100% mecánica.




Chic è la risposta per i medici che vogliono un bracket in ceramica senza compromettere le prestazioni e la forza. Il procedimento di stampaggio ad iniezione CIM rende l'attacco più uniforme aumentandone la durezza, mentre la base al 100% meccanica ne garantisce la tenuta.

La sua particolare traslucenza si maschera bene con il colore del dente rendendo l'attacco poco visibile.

Chic la respuesta para los profesionales que desean un bracket de cerámica sin comprometer el rendimiento y la resistencia. El proceso de moldeo por inyección CIM hace que la fijación sea más uniforme, aumentando su dureza, mientras que la base 100% mecánica garantiza su adherencia.

Su particular translucidez se enmascara bien con el color del diente, lo que hace que el bracket no sea muy visible.



Typodont Chic

Cod.55-1402-0000



Mantenendo invariate le caratteristiche di costruzione dell'attacco, si è ridotta la larghezza mesio-distale e In-Out per dare un maggior confort al paziente.

Chic è la risposta per i medici che vogliono un bracket in ceramica senza compromettere le prestazioni e la forza. Il procedimento di stampaggio ad iniezione CIM rende l'attacco più uniforme aumentandone la durezza, mentre la base al 100% meccanica ne garantisce la tenuta.

La sua particolare traslucenza si maschera bene con il colore del dente rendendo l'attacco poco visibile.

Manteniendo las características de construcción del bracket sin cambios, se ha reducido el ancho mesio-distal e In-Out para dar mayor comodidad al paciente.

Chic la respuesta para los profesionales que desean un bracket de cerámica sin comprometer el rendimiento y la resistencia. El proceso de moldeo por inyección CIM hace que la fijación sea más uniforme, aumentando su dureza, mientras que la base 100% mecánica garantiza su adherencia.

Su particular translucidez se enmascara bien con el color del diente, lo que hace que el bracket no sea muy visible.



Typodont Chic


Cod. 55-1412-0000

AXCESS




È il primo sistema completamente programmato dalla Tomy® Inc. che unisce la tecnica di stampaggio ad iniezione (*MIM) per il controllo dei dettagli, alla precisione della fresatura controllata al computer (*CNC), una tecnologia di produzione che assicura e garantisce la massima precisione.

Es el primer sistema completamente programado de Tomy Inc. que combina la técnica de moldeo por inyección (*MIM) para el control de los detalles, con la precisión del fresado controlado por ordenador (*CNC), una tecnología de fabricación que asegura y garantiza la máxima precisión.



LEGACY medium & mini



Legacy medium Questo bracket e' stato costruito secondo la filosofia del Dr Roth, il primo sistema completamente programmato. Grazie alla tecnica di costruzione ad iniezione, il bracket presenta un ottimo controllo dei dettagli e una precisione nella fresatura. Il riferimento dell'asse della corona clinica facilita il posizionamento evitando errori di rotazione. Un attacco costruito con una tecnologia di produzione che assicura e garantisce la massima precisione.

Legacy medium Este bracket fue construido según la filosofía del Dr. Roth, el primer sistema completamente programado. Gracias a la técnica de construcción por inyección, El bracket tiene un excelente control de los detalles y un fresado de precisión. La referencia del eje de la corona clínica facilita el posicionamiento evitando errores de rotación. Un bracket construido con una tecnología de producción que asegura y garantiza la máxima precisión.

Legacy mini rivoluzionario per la sua volumetria, ridotto nella dimensione occluso/gingivale mantiene le caratteristiche del Legacy standard, con i benefici estetici del Legacy mini osservando rigorosamente la prescrizione del Dr. Roth.

Legacy mini Revolucionario por su volumen, reducido en oclusión / tamaño gingival, mantiene las características del estándar Legacy, con los beneficios estéticos del Legacy mini siguiendo estrictamente la prescripción del Dr. Roth.

TORQUE IN BASE



SISTEMI DI ATTACHI SISTEMAS DE BRACKETS



./'GC.'





TECNICA GET



./'CC/



Prescrizione GET EXPERIENCE

Sviluppata con il Dr. Stefano Troiani, sulla base della tecnica TGO del Professeur Michel Legall, questa prevede l'utilizzo di uno slot .020 x .028 sul gruppo incisivo superiore e inferiore, per favorire il controllo del torque a fine trattamento.



Chi è il dottor Stefano Troiani?

Il dottor Stefano Troiani si è laureato in ortodonzia presso l'Università di Aarhus in Danimarca, conseguendo il Master in Ortodonzia nel 2003.

Ha lavorato privatamente in Danimarca e in Germania dal 2003 al 2018.

- Clinical Assistant Professor presso il Dipartimento di Ortodonzia dell'Università di Aarhus, 2005-2007
- Direttore Scientifico del Master Alpe Adria Face presso l'Università di Graz, Lubiana e Zagabria, 2012-13.
- Consulente Ortodontico presso il Dipartimento di Chirurgia Maxillo-Facciale a Sønderborg, 2008-2009
- Dipartimento di Chirurgia Maxillo-Facciale presso l'Ospedale Universitario di Odense in Danimarca, 2008-2018
- In questi anni ha partecipato ad oltre 130 conferenze a livello internazionali

"Il trattamento ortodontico dovrebbe essere adattato alle esigenze specifiche di ogni paziente basandosi su una diagnosi approfondita e utilizzando un piano di trattamento adeguato e una biomeccanica realistica. Allo stesso tempo, credo fermamente che essere un bravo ortodontista non significhi produrre uno o due casi da certificare al Board, bensì fornire a tutti i pazienti un livello elevato di assistenza continua. Il trattamento GET ha lo scopo di fornire all'ortodontista un quadro generale che può essere adattato alle esigenze dei singoli pazienti."

Arcata Superiore

UI-T 12° A 5° U2- T8° A9° SLOT .020"x.028"

Il problema con gli incisivi superiori è normalmente una mancanza di torque alla fine del trattamento. Ciò è dovuto al gioco tra l'arco e lo slot. In alcune prescrizioni sono disponibili serie di attacchi extra-torque. Preferiamo diminuire la dimensione dello slot e mantenere i normali valori del torque, questo ha due vantaggi:

- Consente un'espressione più prevedibile dei valori del torque
- Riduce la necessità di inventario aggiuntivo per l'ortodontista



Perdita di torque negli attacchi GET in base alle dimensioni dei fili e degli slot degli attacchi (.020 "x .028" contro .022 "x .028").

Misurazione effettuata presso il laboratorio di ricerca e sviluppo della Tomy (Giappone). Il commento di Tomy: segnaliamo il gioco teorico minimo e massimo calcolato dalle dimensioni ottenute dalle registrazioni effettive di produzione (registrazioni di ispezione del prodotto) di attacchi e fili come segue. Per quanto riguarda il raggio di curvatura del filo, normalmente è di circa 0,05 mm nei nostri fili, ma i fili della concorrenza possono avere un raggio maggiore, quindi anche noi calcoliamo il gioco di 0,1 mm come riferimento.

Prescripción GET EXPERIENCE

Desarrollado con el Dr. Stefano Troiani, basado en la técnica TGO del Profesor Michel Legall, esto implica el uso de una ranura .020 x .028 en el grupo incisivo superior e inferior, para favorecer el control del torque al final del tratamiento.



¿Quién es el Dr. Stefano Troiani?

El Dr. Stefano Troiani se graduó en ortodonzia de la Universidad de Aarhus en Dinamarca, obteniendo una maestría en Ortodonzia en 2003.

Trabajó de forma privada en Danimarca y Alemania de 2003 a 2018

- Profesor asistente clínico en el Departamento de Ortodonzia de la Universidad de Aarhus, 2005-2007
- Director Científico del Máster Alpe Adria Face en la Universidad de Graz, Liubiana y Zagreb, 2012-13.
- Consultor ortodóncico en el Departamento de Cirugía Maxilofacial en Sønderborg, 2008-2009
- Departamento de Cirugía Maxilofacial en el Hospital Universitario de Odense en Dinamarca, 2008-2018
- En los últimos años ha participado en más de 130 conferencias internacionales


"El tratamiento de ortodonzia debe adaptarse a las necesidades específicas de cada paciente basándose en un diagnóstico en profundidad y utilizando un plan de tratamiento adecuado y una biomecánica realista. Al mismo tiempo, Creo firmemente que ser un buen ortodoncista no significa producir uno o dos casos para ser certificado a la Junta, sino más bien proporcionar a todos los pacientes un alto nivel de atención continua. Get treatment tiene como objetivo proporcionar al ortodoncista un marco general que se pueda adaptar a las necesidades de los pacientes individuales."

Arco Superior

UI-T 12° A 5° U2- T8° A9° RANURA .020"x.028"

El problema con los incisivos superiores es normalmente una falta de torque al final del tratamiento. Esto se debe al juego entre el arco y la ranura. En algunas prescripciones Juegos de brackets extra-torque están disponibles. Preferimos disminuir el tamaño de la ranura y mantener los valores de torque normales, esto tiene dos ventajas:

- Permite una expresión más predecible de los valores de torque
- Reduce la necesidad de inventario adicional para el ortodoncista



Pérdida de torque en brackets GET basados en el tamaño de los alambres y las ranuras de bracket (.020 "x .028" frente a .022 "x .028").

Medición realizada en el Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Tomy (Japón). Comentario de Tomy: señalamos el juego teórico mínimo y máximo calculado a partir de las dimensiones obtenidas de las grabaciones de producción reales (registros de inspección de productos) de los soportes y alambres de la siguiente manera. En cuanto al radio de curvatura del alambre, normalmente es de unos 0,05 mm en nuestros arcos, pero los alambres de la competencia pueden tener un radio mayor, por lo que también calculamos el juego de 0,1 mm como referencia.

Prescrizione GET EXPERIENCE



Attacchi	Filo	Materiale del filo	.020" x .028" slot		.022" x .028" slot	
			Min.	Max	Min.	Max
Experience metal & mini metal	0.019" x 0.025"	SS Rh	2.94°	5.90°	8.26°	11.73°
	0.019" x 0.025"	NiTi	2.55°	5.22°	7.93°	11.00°
	0.020" x 0.020"	NiTi	0.28°	3.72°	7.40°	11.80°
Experience C	0.019" x 0.025"	SS Rh	3.70°	6.71°	9.35°	12.89°
	0.019" x 0.025"	NiTi	3.30°	6.03°	8.99°	12.15°
	0.020" x 0.020"	NiTi	1.26°	4.81°	8.86°	13.52°

U3-T 0° A 11° SLOT .022"X.028"

Abbiamo mantenuto la prescrizione originale Straight Wire portando l'angolazione a 11 gradi, per consentire un aumento della lunghezza dell'arco nell'arcata superiore, 0 gradi di torque per evitare una guida canina troppo ripida, che può portare a un aumento del movimento di Bennett immediato.

U4-5- T -10° A 4° SLOT .022"X.028"

Abbiamo scelto di aumentare il torque portandolo a -10 gradi. Non vogliamo avere premolari superiori con una marcata inclinazione linguale (una posizione «aperta» è migliore dal punto di vista gnatologico) i 3 gradi di extra torque sono necessari per compensare gli effetti collaterali del livellamento, che tende a svasare i premolari.

U6-T -20° OF 10° / U7- T-25 OF 6° SLOT .022"X.028"

Abbiamo ridotto il valore della rotazione distale rispetto al valore originale Straight Wire del 6 e del 7, per evitare una proiezione linguale della cuspid disto-vestibolare del secondo molare superiore, che è una delle principali cause di precontatti. Abbiamo anche scelto di aumentare il torque della corona linguale per ridurre la tendenza ai precontatti causata dalle cuspidi palatali dei molari superiori (soprattutto dei secondi molari).

Arcata Inferiore

L1-L2 T -1° A 2° SLOT .020"X.028"

Abbiamo mantenuto i valori classici di torque, ma lo slot .020 "x; 028" permette un controllo ottimale. Inoltre, il profilo basso dei mini attacchi EXPERIENCE aiuta a risolvere un problema molto comune degli attacchi autoleganti, che tendono ad avere dei precontatti con le facce palatali degli incisivi superiori, che in alcuni casi ostacola il completamento della riduzione dell'overjet.

L3-T -3° A 3° SLOT .022"X.028"

Un valore ridotto del tip riduce la lunghezza dell'arcata inferiore. Allo stesso tempo, abbiamo scelto un valore ridotto del torque linguale della corona, per evitare un overjet trasversale eccessivo e per armonizzarsi con il minor torque dei canini superiori.

L4- T -17° A 1° / L5- T -22 A 1° SLOT .022"x.028"

L6-L7 T-30° A -1° SLOT .022"x.028"

Abbiamo mantenuto per i premolari inferiori gli stessi valori di torque e angolazione originali Straight Wire. Anche per i sest e settimi non sono state fatte variazioni di torque.

Prescripción GET EXPERIENCE



Brackets	Filo	Material del alambre	.020" x .028" slot		.022" x .028" slot	
			Min.	Max	Min.	Max
Experience metal & mini metal	0.019" x 0.025"	SS Rh	2.94°	5.90°	8.26°	11.73°
	0.019" x 0.025"	NiTi	2.55°	5.22°	7.93°	11.00°
	0.020" x 0.020"	NiTi	0.28°	3.72°	7.40°	11.80°
Experience C	0.019" x 0.025"	SS Rh	3.70°	6.71°	9.35°	12.89°
	0.019" x 0.025"	NiTi	3.30°	6.03°	8.99°	12.15°
	0.020" x 0.020"	NiTi	1.26°	4.81°	8.86°	13.52°

U3-T 0° A 11° RANURA .022"X.028"

Mantuvimos la prescripción original de Straight Wire llevando el ángulo a 11 grados, para permitir un aumento en la longitud del arco en el arco superior, 0 grados de torque para evitar la conducción de caninos demasiado empinada, lo que puede conducir a un aumento inmediato en el movimiento de Bennett.

U4-5- T -10° A 4° RANURA .022"X.028"

Optamos por aumentar el torque a -10 grados. No queremos tener premolares superiores con una inclinación marcada lingual (una posición 'abierta' es mejor desde el punto de vista gnatológico) los 3 grados de par extra son necesarios para compensar los efectos secundarios de la nivelación, que tiende a devadar los premolares.

U6-T -20° OF 10° / U7- T-25 OF 6° RANURA .022"X.028"

Hemos reducido el valor de la rotación distal del valor original del alambre recto de 6 y 7, para evitar una proyección lingual de la cúspide disto-vestibular de la segunda muela superior, que es una de las causas principales de la pre-conferencia. También optamos por aumentar el torque de la corona lingual para reducir la tendencia a los pre-conductos causados por las cúspides palatales de los molares superiores (especialmente los segundos molares).

Arco Inferior

L1-L2 T -1° A 2° RANURA .020"X.028"

Mantuvimos los valores de torque clásicos, pero la ranura x de .020"; 028" permite un control óptimo. Además, el bajo perfil de los brackets EXPERIENCE mini ayuda a resolver un problema muy común de los brackets autoligados, que suelen tener contacto previo con las caras palatales de los incisivos superiores, lo que en algunos casos dificulta la reducción completa del overjet.

L3-T -3° A 3° RANURA .022"X.028"

Un valor de tip reducido reduce la longitud del arco inferior. Al mismo tiempo, elegimos un valor reducido del torque lingual de la corona, para evitar un exceso de overjet transversal excesivo y para armonizar con el torque inferior de los caninos superiores.

L4- T -17° A 1° / L5- T -22 A 1° RANURA .022"x.028"

L6-L7 T-30° A -1° RANURA .022"x.028"

Hemos mantenido los mismos valores de par y ángulo originales de alambre recto para premolares más bajos. También para los sest y los septas no fueron hechos variaciones del esfuerzo de torsión.



EXPERIENCE mini metal

Rh Rhodium



EXPERIENCE mini metal Rhodium Coated

Mascellari-Maxilar

				Cod.	
Dente-Diente	Torque	Ang.	Rot.		
				R	L
U1 .020"x .028	12°	5°	0°	24-5110-0500	24-5210-0500
U2 .020"x .028	8°	9°	0°	24-5120-0500	24-5220-0500
U3 .022"x .028 / Hk	0°	11°	0°	24-213D-0500	24-223D-0500
U4/5 .022"x .028	-10°	4°	2°D	24-2140-0500	24-2240-0500
U4/5 .022"x .028 / Hk	-10°	4°	2°D	24-214M-0500	24-224M-0500

Mandibolari - Mandibular

				Cod.	
Dente-Diente	Torque	Ang.	Rot.		
				R	L
L1/2 .020"x .028	-1°	2°	0°	24-5410-0500	24-5310-0500
L3 .022"x .028 / Hk	-3°	3°	0°	24-243D-0500	24-233D-0500
L4 .022"x .028	-17°	1°	4°D	24-2440-0500	24-2340-0500
L4 .022"x .028 / Hk	-17°	1°	4°D	24-244D-0500	24-234D-0500
L5 .022"x .028	-22°	1°	4°D	24-2450-0500	24-2350-0500
L5 .022"x .028 / Hk	-22°	1°	4°D	24-245D-0500	24-235D-0500



EXPERIENCE Kit mini metal Rhodium Coated

				Cod.
Prescrizione-Prescripción	Arc. Sup.	Arc. Inf.	Con Hk	
				.022"
G.E.T.	5-5	5-5	3	24-5CC3-0500
G.E.T.	5-5	5-5	3,4,5	24-5CC5-0500
G.E.T.	7-7	7-7	3	24-5AA3-0500
G.E.T.	7-7	7-7	3,4,5	24-5AA5-0500



EXPERIENCE mini metal



EXPERIENCE mini metal

Mascellari-Maxilar

				Cod.	
Dente-Diente	Torque	Ang.	Rot.		
				R	L
U1 .020"x .028	12°	5°	0°	21-5110-0500	21-5210-0500
U2 .020"x .028	8°	9°	0°	21-5120-0500	21-5220-0500
U3 .022"x .028 / Hk	0°	11°	0°	21-213D-0500	21-223D-0500
U4/5 .022"x .028	-10°	4°	2°D	21-2140-0500	21-2240-0500
U4/5 .022"x .028 / Hk	-10°	4°	2°D	21-214M-0500	21-224M-0500

Mandibolari-Mandibular

				Cod.	
Dente-Diente	Torque	Ang.	Rot.		
				R	L
L1/2 .020"x .028	-1°	2°	0°	21-5410-0500	21-5310-0500
L3 .022"x .028 / Hk	-3°	3°	0°	21-243D-0500	21-233D-0500
L4 .022"x .028	-17°	1°	4°D	21-2440-0500	21-2340-0500
L4/ .022"x .028 / Hk	-17°	1°	4°D	21-244D-0500	21-234D-0500
L5 .022"x .028	-22°	1°	4°D	21-2450-0500	21-2350-0500
L5 .022"x .028 / Hk	-22°	1°	4°D	21-245D-0500	21-235D-0500



EXPERIENCE Kit mini metal

				Cod.
Prescrizione-Prescripción	Arc. Sup.	Arc. Inf.	Con Hk	
				.022"
G.E.T.	5-5	5-5	3	21-5CC3-0500
G.E.T.	5-5	5-5	3,4,5	21-5CC5-0500
G.E.T.	7-7	7-7	3	21-5AA3-0500
G.E.T.	7-7	7-7	3,4,5	21-5AA5-0500

GET EXPERIENCE metal



GET EXPERIENCE metal

Mascellari-Maxilar

				Cod.	
Dente-Diente	Torque	Ang.	Rot.		
				R	L
U1 .020"x .028	12°	5°	0°	20-5110-0500	20-5210-0500
U2 .020"x .028	8°	9°	0°	20-5120-0500	20-5220-0500
U3 .022"x .028 / Hk	0°	11°	0°	20-213D-0500	20-223D-0500
U4/5 .022"x .028	-10°	4°	2°D	20-2140-0500	20-2240-0500
U4/5 .022"x .028 / Hk	-10°	4°	2°D	20-224M-0500	20-224M-0500

Mandibolari-Mandibular

				Cod.	
Dente-Diente	Torque	Ang.	Rot.		
				R	L
L1/2 .020"x .028	-1°	2°	0°	20-5410-0500	20-5310-0500
L3 .022"x .028 / Hk	-3°	3°	0°	20-243D-0500	20-233D-0500
L4 .022"x .028	-17°	1°	4°D	20-2440-0500	20-2340-0500
L4/ .022"x .028 / Hk	-17°	1°	4°D	20-244D-0500	20-234D-0500
L5 .022"x .028	-22°	1°	4°D	20-2450-0500	20-2350-0500
L5 .022"x .028 / Hk	-22°	1°	4°D	20-245D-0500	20-235D-0500

GET EXPERIENCE Kit metal

				Cod.	
Prescrizione-Prescripción	Arc. Sup.	Arc. Inf.	Con Hk		
				.022"	
G.E.T.	5-5	5-5	3	20-5CC3-0500	
G.E.T.	5-5	5-5	3,4,5	20-5CC5-0500	

GET EXPERIENCE mini ceramic



GET EXPERIENCE mini ceramic

Mascellari-Maxilar

				Cod.	
Dente-Diente	Torque	Ang.	Rot.		
				R	L
U1 .020"x .028	12°	5°	0°	12-5110-0500	12-5210-0500
U2 .020"x .028	8°	9°	0°	12-5120-0500	12-5220-0500
U3 .022"x .028 / Hk	0°	11°	0°	12-213D-0500	12-223D-0500
U4/5 .022"x .028 / Hk	-10°	4°	2°D	12-214D-0500	12-224D-0500

Mandibolari-Mandibular

				Cod.	
Dente-Diente	Torque	Ang.	Rot.		
				R	L
L1/2 .020"x .028	-1°	2°	0°	12-5410-0500	12-5310-0500
L3 .022"x .028 / Hk	-3°	3°	0°	12-243D-0500	12-233D-0500
L4/ .022"x .028 / Hk	-17°	1°	4°D	12-244D-0500	12-234D-0500
L5 .022"x .028 / Hk	-22°	1°	4°D	12-245D-0500	12-235D-0500

GET EXPERIENCE Kit mini ceramic

				Cod.	
Prescrizione-Prescripción	Arc. Sup.	Arc. Inf.	Con Hk		
				.022"	
G.E.T	5-5	5-5	3,4,5	12-5CC5-0500	



EXPERIENCE ceramic



EXPERIENCE ceramic

Mascellari-Maxilar

				Cod.	
Dente-Diente	Torque	Ang.	Rot.		
				R	L
U1 .020"x .028	12°	5°	0°	11-5110-0010	11-5210-0010
U2 .020"x .028	8°	9°	0°	11-5120-0010	11-5220-0010
U3 .022"x .028 / Hk	-2°	13°	4°M	11-213D-0010	11-223D-0010
U4/5 .022"x .028	-10°	4°	2°D	11-2140-0030	11-2240-0030
U4/5 .022"x .028 / Hk	-10°	4°	2°D	11-214M-0030	11-224M-0030

Mandibolari-Mandibular

				Cod.	
Dente-Diente	Torque	Ang.	Rot.		
				R	L
L1/2 .020"x .028	-1°	2°	0°	11-5410-0010	11-5310-0010
L3 .022"x .028 / Hk	-3°	3°	0°	11-243D-0021	11-233D-0021
L4 .022"x .028	-17°	1°	4°D	11-2440-Z010	11-2340-Z010
L4/.022"x .028 / Hk	-17°	1°	4°D	11-244D-Z010	11-234D-Z010
L5 .022"x .028	-22°	1°	4°D	11-2450-Z010	11-2350-Z010
L5 .022"x .028 / Hk	-22°	1°	4°D	11-245D-Z010	11-235D-Z010



EXPERIENCE Kit ceramic

				Cod.
Prescrizione - Prescripción	Arc. Sup.	Arc. Inf.	Con Hk	
				.022"
G.E.T.	5-5	5-5	3	11-5CC3-0500
G.E.T.	5-5	5-5	3,4,5	11-5CC5-0500



LEGEND medium



LEGEND Medium

Mascellari-Maxilar

				Cod.	
Dente-Diente	Torque	Ang.	Rot.		
				R	L
U1 0.20" x 0.28"	12°	5°	0°	32-5110-0500	32-5210-0500
U2 0.20" x 0.28"	8°	9°	0°	32-5120-0500	32-5220-0500
U3 0.22" x 0.28" / Hk	0°	10°	0°	32-213D-0500	32-223D-0500
U4 / 5 0.22" x 0.28"	-9°	0°	0°	32-2540-0500	32-2540-0500
U4 / 5 0.22" x 0.28" Hk	-9°	0°	0°	32-214D-0500	32-224D-0500

Mandibolari-Mandibular

				Cod.	
Dente-Diente	Torque	Ang.	Rot.		
				R	L
L1 - L2 0.20" x 0.28"	-1°	0°	0°	32-5610-0500	32-5610-0500
L3 0.22" x 0.28" / Hk	-3°	3°	0°	32-243D-0500	32-233D-0500
L4 0.22" x 0.28" / Hk	-12°	2°	0°	32-244D-0500	32-234D-0500
L4 0.22" x 0.28"	-12°	2°	0°	32-2440-0500	32-2340-0500
L5 0.22" x 0.28" / Hk	-17°	-1°	0°	32-245D-0500	32-235D-0500
L5 0.22" x 0.28" / Hk	-17°	-1°	0°	32-2450-0500	32-2350-0500



Self-Ligating Buccal Tubes

Mascellari-Maxilar

Self-Ligating Tubo Singolo-Tubo Simple				Cod.	
Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	R/L	Dir.	Dir. SB
.022"x.028"	-10°	14°D	R	20-2160-0010	20-2160-S010
			L	20-2260-0010	20-2260-S010

Self-Ligating Tubo Singolo-Tubo Simple				Cod.	
Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	R/L	Dir.	Dir. SB
.022"x.028"	-14°	10°D	R	20-2160-0020	20-2160-S020
			L	20-2260-0020	20-2260-S020

Mandibolari-Mandibular

Self-Ligating Tubo Singolo-Tubo Simple				Cod.	
Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	R/L	Dir.	Dir. SB
.022"x.028"	-25°	4°D	R	20-2460-0010	20-2460-S010
			L	20-2360-0010	20-2360-S010

Self-Ligating Tubo Singolo-Tubo Simple				Cod.	
Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	R/L	Dir.	Dir. SB
.022"x.028"	-20°	0°	R	20-2460-0020	20-2460-S020
			L	20-2360-0020	20-2360-S020



Tubi Buccali Diretti-Directo

Mascellari-Maxilar

Tubo Singolo non Convertibile-Tubo Simple no Convertible 1° Molare- Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	Length mm.	Cod.	
					R	
	.022"x.028"	-20°	10°D	4.0	40-2160-0510	40-2260-0510
	.022"x.028"	-20°	0°	4.0	40-2160-0511	40-2260-0511

Tubo Singolo non Convertibile-Tubo Simple no Convertible 2° Molare- Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	Length mm.	Cod.	
					R	
	.022"x.028"	-25°	6°D	4.0	40-2170-0510	40-2270-0510
	.022"x.028"	-25°	0°	4.0	40-2170-0511	40-2270-0511

Mandibolari-Mandibular

Tubo Singolo Convertibile-Tubo Simple Convertible 1° Molare-Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Length mm.	Cod.	
						R	
	.022"x.028"	-30°	-1°	4°D	4.0	40-2460-0062	40-2360-0062

Tubo Doppio Convertibile-Tubo Doble Convertible 1° Molare-Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Length mm.	Cod.	
						R	
	.022"x.028"	-30°	-1°	4°D	4.0	40-2460-0060	40-2360-0060

Tubo Singolo non Convertibile-Tubo Simple no Convertible 2° Molare-Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Length mm.	Cod.	
						R	
	.022"x.028"	-30°	-4°	4°D	4.0	40-2470-0064	40-2370-0064



PRESCRIZIONE TUBI TECNICA GET Da puntare TUBOS DE PRESCRIPCIÓN TÉCNICA GET Para soldar



Tubi Buccali Da Puntare- Para Soldar

Mascellari-Maxilar

Triplo Tubo Convertibile-Tubo Triple Convertible 1° Molare- Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	Offset HG	Cod.	
					R	L
	.022"x.028"	-20°	10°D	0°	41-2160-0500	41-2260-0500
	.022"x.028"	-20°	0°	0°	41-2160-0501	41-2260-0501

Tubo Singolo non Convertibile-Tubo Simple no Convertible 2° Molare- Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	Offset HG	Cod.	
					R	L
	.022"x.028"	-25°	6°D	0°	41-2170-0510	41-2270-0510
	.022"x.028"	-25°	0°	0°	41-2170-0511	41-2270-0511



PRESCRIZIONE TUBI TECNICA GET Da puntare TUBOS DE PRESCRIPCIÓN TÉCNICA GET Para soldar



Mandibolari-Mandibular

Tubo Singolo Convertibile-Tubos Simple Convertible 1° Molare-Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset Aux	Cod.	
						R	L
	.022"x.028"	-30°	-1°	4°D	0°	41-2460-0062	41-2360-0062

Tubo Doppio Convertibile-Tubo Doble Convertible-1° Molare-Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset Aux	Cod.	
						R	L
	.022"x.028"	-30°	-1°	4°D	0°	41-2460-0060	41-2360-0060

Tubo Singolo non Convertibile-Tubo Simple no Convertible 2° Molare-Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset Aux	Cod.	
						R	L
	.022"x.028"	-30°	-1°	4°D	0°	41-2470-0064	41-2370-0064



TECNICA CCO

.'CC.'

EXPERIENCE metal



EXPERIENCE metal

Mascellari-Maxilar

Dente-Diente	Torque	Ang.	Rot.	Cod.	
				.022"	
				R	L
U1	12°	5°	0°	20-2110-0007	20-2210-0007
U1 LOW-TORQ	7°	5°	0°	20-2110-0044	20-2210-0044
U2	10°	9°	0°	20-2120-0007	20-2220-0007
U2 LOW-TORQ	3°	9°	0°	20-2120-0044	20-2220-0044
U3 / Hk	-7°	10°	2°M	20-213D-0007	20-223D-0007
U3 LOW- TORQ / Hk	0°	8°	2°M	20-213D-0030	20-223D-0030
U4/5	-9°	0°	0°	20-2540-0007	20-2540-0007
U4 / U5 Hk	-9°	0°	0°	20-214D-0007	20-224D-0007

Mandibolari-Mandibular

Dente-Diente	Torque	Ang.	Rot.	Cod.	
				.022"	
				R	L
L1 - L2	-6°	0°	0°	20-2610-0007	20-2610-0007
L1 - L2 LOW-TORQ	-1°	0°	0°	20-2610-0044	20-2610-0044
L3 / Hk	-8°	3°	0°	20-243D-0007	20-233D-0007
L4	-12°	2°	0°	20-2440-0007	20-2340-0007
L4 / Hk	-12°	2°	0°	20-244D-0007	20-234D-0007
L5	-17°	-1°	0°	20-2450-0007	20-2350-0007
L5 / Hk	-17°	-1°	0°	20-245D-0007	20-235D-0007

EXPERIENCE Kit metal

	Arc. Sup.	Arc. Inf.	Con Hk	Cod.	
				.022"	
Kit Experience metal CCO	5,5	5,5	3	20-2CC3-0007	
Kit Experience metal CCO	5,5	5,5	3,4,5	20-2CC5-0007	
Kit Experience metal CCO	7,7	7,7	3,4,5	20-2AA5-SK08	

EXPERIENCE ceramic



EXPERIENCE ceramic

Mascellari-Maxilar

Dente-Diente	Torque	Ang.	Rot.	Cod.	
				.022"	
				R	L
U1	12°	5°	0°	11-2110-0007	11-2210-0007
U1 LOW-TORQ	7°	5°	0°	11-2110-0044	11-2210-0044
U2	10°	9°	0°	11-2120-0007	11-2220-0007
U2 LOW-TORQ	3°	9°	0°	11-2120-0044	11-2220-0044
U3 / Hk	-7°	10°	2°M	11-213D-0007	11-223D-0007
U3 LOW-TORQ / Hk	0°	8°	2°M	11-213D-0021	11-223D-0021
U4 / 5 Hk	-9°	0°	0°	11-214D-0007	11-224D-0007
U4/5	-9°	0°	0°	11-2540-0007	11-2540-0007

Mandibolari-Mandibular

Dente-Diente	Torque	Ang.	Rot.	Cod.	
				.022"	
				R	L
L1 - L2	-6°	0°	0°	11-2610-0007	11-2610-0007
L1 - L2 LOW-TORQ	-1°	2°	0°	11-2410-0010	11-2310-0010
L3 / Hk	-8°	3°	0°	11-243D-0007	11-233D-0007
L4	-12°	0°	0°	11-2440-0020	11-2340-0020
L4 / Hk	-12°	0°	0°	11-244D-0020	11-234D-0020
L5	-17°	0°	0°	11-2450-0020	11-2350-0020
L5 / Hk	-17°	0°	0°	11-2450-0020	11-235D-0020

EXPERIENCE Kit ceramic

	Arc. Sup.	Arc. Inf.	Con Hk	Cod.	
				.022"	
Kit Experience ceramic CCO	5,5	5,5	3,4,5	11-2CC5-0007	
Kit Experience ceramic CCO	7,7	7,7	3,4,5	11-2CC5-0007TU	

EXPERIENCE metal**Rh** Rhodium**EXPERIENCE metal Rhodium Coated**

Mascellari-Maxilar

				Cod.	
Dente-Diente	Torque	Ang.	Rot.	.022"	
				R	L
U1	12°	5°	0°	24-2110-0007	24-2210-0007
U2	10°	9°	0°	24-2120-0007	24-2220-0007
U3 / Hk	-7°	10°	2°M	24-213D-0007	24-223D-0007
U4 / 5	-9°	0°	0°	24-2540-0007	24-2540-0007
U4 / 5 Hk	-9°	0°	0°	24-214D-0007	24-224D-0007

Mandibolari-Mandibular

				Cod.	
Dente-Diente	Torque	Ang.	Rot.	.022"	
				R	L
L1 - L2	-6°	0°	0°	24-2610-0007	24-2610-0007
L3 / Hk	-8°	3°	0°	24-243D-0007	24-233D-0007
L4	-12°	2°	0°	24-2440-0007	24-2340-0007
L4 / Hk	-12°	2°	0°	24-244D-0007	24-234D-0007
L5	-17°	2°	0°	24-2450-0007	24-2350-0007
L5 / Hk	-17°	2°	0°	24-245D-0007	24-235D-0007

EXPERIENCE Kit metal Rhodium Coated

				Cod.
	Arc. Sup.	Arc. Inf.	Con Hk	.022"
Kit Experience metal	5,5	5,5	3	24-2CC3-0007
Kit Experience metal	5,5	5,5	3,4,5	24-2CC5-0007
Kit Experience metal	7,7	7,7	3	24-2AA3-0007
Kit Experience metal	7,7	7,7	3,4,5	24-2AA5-0007

LEGEND Medium**LEGEND Medium**

Mascellari-Maxilar

				Cod.	
Dente-Diente	Torque	Ang.	Rot.	.022"	
				R	L
U1	12°	5°	0°	32-2110-0500	32-2210-0500
U2	8°	9°	0°	32-2120-0500	32-2220-0500
U3 / Hk	0°	10°	0°	32-213D-0500	32-223D-0500
U4 / 5	-9°	0°	0°	32-214D-0500	32-224D-0500
U4 / 5 Hk	-9°	0°	0°	32-2540-0500	32-2540-0500

Mandibolari-Mandibular

				Cod.	
Dente-Diente	Torque	Ang.	Rot.	.022"	
				R	L
L1 - L2	-1°	0°	0°	32-2610-0500	32-2610-0500
L3 / Hk	-3°	3°	0°	32-243D-0500	32-233D-0500
L4 / Hk	-12°	2°	0°	32-2440-0500	32-2340-0500
L4	-12°	2°	0°	32-244D-0500	32-234D-0500
L5 / Hk	-17°	-1°	0°	32-245D-0500	32-235D-0500
L5	-17°	-1°	0°	32-2450-0500	32-2350-0500

PRESCRIZIONE TUBI TECNICA CCO TUBOS DE PRESCRIPCIÓN TÉCNICA CCO



Tubi Buccali Diretti-Directo

Mascellari - Maxilar

Tubo Singolo Self-Ligating-Tubo Simple 1° Molare- Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Cod.	
					R	L
	.022"x.028"	-14°	0°	10°D	20-2160-0020	20-2260-0020

Tubo Singolo non Convertibile-Tubo Simple no Convertible 1° Molare- Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Cod.	
					R	L
	.022"x.028"	-14°	0°	10°D	40-2160-0106	40-2260-0106

Tubo Singolo non Convertibile-Tubo Simple no Convertible 2° Molare- Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Cod.	
					R	L
	.022"x.028"	-20°	0°	10°D	40-2170-0007	40-2270-0007

Mandibolari - Mandibular

Tubo Singolo Self-Ligating-Tubo Simple 1° Molare- Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Cod.	
					R	L
	.022"x.028"	-20°	0°	0°	20-2460-0020	20-2360-0020

Tubo Singolo Convertibile-Tubo Simple Convertible - 1° Molare- Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Cod.	
					R	L
	.022"x.028"	-25°	0°	0°	40-2460-0034	40-2360-0034

Tubo Singolo non Convertibile-Tubo Simple no Convertible 1° Molare- Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Cod.	
					R	L
	.022"x.028"	-25°	-1°	0°	40-2460-0007	40-2360-0007

Tubo Singolo non Convertibile-Tubo Simple no Convertible 2° Molare- Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Cod.	
					R	L
	.022"x.028"	-20°	-1°	0°	40-2470-0007	40-2370-0007

PRESCRIZIONE TUBI TECNICA CCO TUBOS DE PRESCRIPCIÓN TÉCNICA CCO



Tubi Buccali Da puntare- Para soldar

Mascellari - Maxilar

Tubo Doppio Convertibile-Tubo Doble Convertible 1° Molare- Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Cod.	
					R	L
	.022"x.028"	-14°	0°	10°D	41-2160-0020	41-2260-0020

Tubo Singolo non Convertibile-Tubo Simple no Convertible 2° Molare- Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Cod.	
					R	L
	.022"x.028"	-20°	0°	14°D	41-2170-0071	41-2270-0071

Mandibolari - Mandibular

Tubo Singolo Convertibile-Tubo Simple Convertible 1° Molare- Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Cod.	
					R	L
	.022"x.028"	-20°	1°	0°	41-2460-0022	41-2360-0022

Tubo Singolo non Convertibile-Tubo Simple no Convertible 2° Molare- Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Cod.	
					R	L
	.022"x.028"	-25°	0°	0°	41-2470-0034	41-2370-0034



TECNICA MBT

./'CC./

EXPERIENCE metal

Rh Rhodium



EXPERIENCE metal Rhodium Coated

Mascellari-Maxilar

					Cod.			
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	Rot.	.018"		.022"	
					R	L	R	L
U1	.81	17°	4°	0°	19-1110-0020	19-1210-0020	19-2110-0020	19-2210-0020
U2	1.07	10°	8°	0°	19-1120-0020	19-1220-0020	19-2120-0020	19-2220-0020
U3 / Hk	.46	-7°	8°	0°	19-113D-0020	19-123D-0020	19-213D-0020	19-223D-0020
U4-5	.46	-7°	0°	0°	19-1540-0020	19-1540-0020	19-2540-0020	19-2540-0020
U4-5 / Hk	.46	-7°	0°	0°	19-114D-0020	19-124D-0020	19-214D-0020	19-224D-0020

Mandibolari-Mandibular

					Cod.			
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	Rot.	.018"		.022"	
					R	L	R	L
L1-2	1.17	-6°	0°	0°	19-1610-0020	19-1610-0020	19-2610-0020	19-2610-0020
L3 / Hk	.56	-6°	3°	0°	19-143D-0020	19-133D-0020	19-243D-0020	19-233D-0020
L4	.33	-12°	2°	0°	19-1440-0020	19-1340-0020	19-2440-0020	19-2340-0020
L4 / Hk	.33	-12°	2°	0°	19-144D-0020	19-134D-0020	19-244D-0020	19-234D-0020
L5	.33	-17°	2°	0°	19-1450-0020	19-1350-0020	19-2450-0020	19-2350-0020
L5 / Hk	.33	-17°	2°	0°	19-145D-0020	19-135D-0020	19-245D-0020	19-235D-0020

EXPERIENCE metal Rhodium Coated Kit

				Cod.	
Prescrizione-Prescripción	Arc. Sup.	Arc. Inf.	Con Hk		
				.018"	.022"
Kit MBT*	5-5	5-5	3	19-1CC3-0020	19-2CC3-0020
Kit MBT*	5-5	5-5	3,4,5	19-1CC5-0020	19-2CC5-0020

* MBT è un marchio registrato 3M Unitek Tutti i diritti riservati-* MBT es una marca registrada de 3M Unitek Todos los derechos reservados

EXPERIENCE metal



EXPERIENCE metal

Mascellari-Maxilar

					Cod.			
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	Rot.	.018"		.022"	
					R	L	R	L
U1	.81	17°	4°	0°	20-1110-0020	20-1210-0020	20-2110-0020	20-2210-0020
U2	1.07	10°	8°	0°	20-1120-0020	20-1220-0020	20-2120-0020	20-2220-0020
U3 / Hk	.46	-7°	8°	0°	20-113D-0020	20-123D-0020	20-213D-0020	20-223D-0020
U3 / Hk (opz.)	.46	0°	8°	0°	20-113D-0021	20-123D-0021	20-213D-0021	20-223D-0021
U4-5	.46	-7°	0°	0°	20-1540-0020	20-1540-0020	20-2540-0020	20-2540-0020
U4-5 / Hk	.46	-7°	0°	0°	20-114D-0020	20-124D-0020	20-214D-0020	20-224D-0020
U5 (opz.)	.96	-7°	0°	0°	-	-	20-2550-0020	20-2550-0020

Mandibolari-Mandibular

					Cod.			
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	Rot.	.018"		.022"	
					R	L	R	L
L1-2	1.17	-6°	0°	0°	20-1610-0020	20-1610-0020	20-2610-0020	20-2610-0020
L3 / Hk	.56	-6°	3°	0°	20-143D-0020	20-133D-0020	20-243D-0020	20-233D-0020
L3 / Hk (opz.)	.56	0°	3°	0°	20-143D-0021	20-133D-0021	20-243D-0021	20-233D-0021
L4	.33	-12°	2°	0°	20-1440-0020	20-1340-0020	20-2440-0020	20-2340-0020
L4 / Hk	.33	-12°	2°	0°	20-144D-0020	20-134D-0020	20-244D-0020	20-234D-0020
L5	.33	-17°	2°	0°	20-1450-0020	20-1350-0020	20-2450-0020	20-2350-0020
L5 / Hk	.33	-17°	2°	0°	20-145D-0020	20-135D-0020	20-245D-0020	20-235D-0020

EXPERIENCE metal Kit

				Cod.	
Prescrizione-Prescripción	Arc. Sup.	Arc. Inf.	Con Hk		
				.018"	.022"
Kit MBT*	5-5	5-5	-	20-1CC0-0020	20-2CC0-0020
Kit MBT*	5-5	5-5	3	20-1CC3-0020	20-2CC3-0020
Kit MBT*	5-5	5-5	3,4,5	20-1CC5-0020	20-2CC5-0020

* MBT è un marchio registrato 3M Unitek Tutti i diritti riservati -* MBT es una marca registrada de 3M Unitek Todos los derechos reservados

EXPERIENCE mini metal



EXPERIENCE mini metal Rhodium Coated

Mascellari-Maxilar

					Cod.			
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	Rot.	.018"		.022"	
					R	L	R	L
U1	0.74	17°	4°	0°	24-1110-0020	24-1210-0020	24-2110-0020	24-2210-0020
U2	1.06	10°	8°	0°	24-1120-0020	24-1220-0020	24-2120-0020	24-2220-0020
U3 / Hk	0.55	-7°	8°	0°	24-113D-0020	24-123D-0020	24-213D-0020	24-223D-0020
U3 (opz.)	0.55	0°	8°	0°	24-113D-0021	24-123D-0021	24-213D-0021	24-223D-0021
U4-5 / Hk	0.70	-7°	0°	0°	24-114D-0020	24-124D-0020	24-214D-0020	24-224D-0020
U4-5	0.70	-7°	0°	0°	24-1540-0020	24-1540-0020	24-2540-0020	24-2540-0020
U5 / Hk (opz.)	0.90	-7°	0°	0°	24-115D-0020	24-125D-0020	24-215D-0020	24-225D-0020
U5 (opz.)	0.90	-7°	0°	0°	24-1550-0020	24-1550-0020	24-2550-0020	24-2550-0020

Mandibolari-Mandibular

					Cod.			
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	Rot.	.018"		.022"	
					R	L	R	L
L1/2	1.05	-6°	0°	0°	24-1610-0020	24-1610-0020	24-2610-0020	24-2610-0020
L3 / Hk	0.55	-6°	3°	0°	24-143D-0020	24-133D-0020	24-243D-0020	24-233D-0020
L3 (opz.)	0.55	0°	3°	0°	24-143D-0021	24-133D-0021	24-243D-0021	24-233D-0021
L4	0.55	-12°	2°	0°	24-1440-0020	24-1340-0020	24-2440-0020	24-2340-0020
L4 / Hk	0.55	-12°	2°	0°	24-144D-0020	24-134D-0020	24-244D-0020	24-234D-0020
L5	0.55	-17°	2°	0°	24-1450-0020	24-1350-0020	24-2450-0020	24-2350-0020
L5 / Hk	0.55	-17°	2°	0°	24-145D-0020	24-135D-0020	24-245D-0020	24-235D-0020

EXPERIENCE mini rhodium coadet Kit

				Cod.	
Prescrizione-Prescripción	Arc. Sup.	Arc. Inf.	Con Hk		
				.018"	.022"
Kit MBT*	5-5	5-5	3	24-1CC3-0020	24-2CC3-0020
Kit MBT*	5-5	5-5	3,4,5	24-1CC5-0020	24-2CC5-0020

* MBT è un marchio registrato 3M Unitek Tutti i diritti riservati-* MBT es una marca registrada de 3M Unitek Todos los derechos reservados

EXPERIENCE mini metal



EXPERIENCE mini metal Rhodium Coated Low Friction

Mascellari-Maxilar

				Cod.	
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	.022"	
				R	L
U1	0.74	17°	4°	24-4110-0100	24-4210-0100
U2	1.06	10°	8°	24-4120-0100	24-4220-0100
U3 / Hk	0.55	0°	8°	24-413D-0100	24-423D-0100
U4-5	0.70	-7°	0°	24-4540-0100	24-4540-0100
U4-5 / Hk	0.70	-7°	0°	24-414D-0100	24-424D-0100

Mandibolari-Mandibular

				Cod.	
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	.022"	
				R	L
L 1-2	1.05	-6°	0°	24-4610-0100	24-4610-0100
LL3 / Hk	0.55	-0°	3°	24-443D-0100	24-433D-0100
LL4	0.55	-12°	2°	24-4440-0100	24-4340-0100
LL4 / Hk	0.55	-12°	2°	24-444D-0100	24-434D-0100
LL5	0.55	-17°	2°	24-4450-0100	24-4350-0100
LL5 / Hk	0.55	-17°	2°	24-445D-0100	24-435D-0100

* MBT è un marchio registrato 3M Unitek Tutti i diritti riservati-* MBT es una marca registrada de 3M Unitek Todos los derechos reservados

EXPERIENCE mini metal



EXPERIENCE mini metal

Mascellari-Maxilar

				Cod.	
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	Interattivo-Interattivo .018"	
				R	L
U1	0.74	17°	4°	21-1110-0020	21-1210-0020
U2	1.06	10°	8°	21-1120-0020	21-1220-0020
U3 / Hk	0.55	-7°	8°	21-113D-0020	21-123D-0020
U3 (opz.)	0.55	0°	8°	21-113D-0021	21-123D-0021
U4-5	0.70	-7°	0°	21-1540-0020	21-1540-0020
U4-5 / Hk	0.70	-7°	0°	21-114D-0020	21-124D-0020

Mandibolari-Mandibular

				Cod.	
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	Interattivo-Interattivo .018"	
				R	L
L 1-2	1.05	-6°	0°	21-1610-0020	21-1610-0020
L3 / Hk	0.55	-6°	3°	21-143D-0020	21-133D-0020
L3 (opz.)	0.55	0°	3°	21-143D-0021	21-133D-0021
L4	0.55	-12°	2°	21-1440-0020	21-1340-0020
L4 / Hk	0.55	-12°	2°	21-144D-0020	21-134D-0020
L5	0.55	-17°	2°	21-1450-0020	21-1350-0020
L5 / Hk	0.55	-17°	2°	21-145D-0020	21-135D-0020

* MBT è un marchio registrato 3M Unitek Tutti i diritti riservati-* MBT es una marca registrada de 3M Unitek Todos los derechos reservados

EXPERIENCE mini metal



EXPERIENCE mini metal

Mascellari-Maxilar

				Cod.			
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	Interattivo-Interattivo .022"		Passivo-Pasivo .022"	
				R	L	R	L
U1	0.74	17°	4°	21-2110-0020	21-2210-0020	21-4110-0020	21-4210-0020
U2	1.06	10°	8°	21-2120-0020	21-2220-0020	21-4120-0020	21-4220-0020
U3	0.55	-7°	8°	21-2130-0020	21-2230-0020	21-4130-0020	21-4230-0020
U3 / Hk	0.55	-7°	8°	21-213D-0020	21-223D-0020	21-413D-0020	21-423D-0020
U3 (opz.)	0.55	0°	8°	21-213D-0021	21-223D-0021	-	-
U4-5	0.70	-7°	0°	-	-	21-4540-0020	21-4540-0020
U4-5 / Hk	0.70	-7°	0°	21-214D-0020	21-224D-0020	21-414D-0020	21-424D-0020
U5 (opz.)	0.90	-7°	0°	-	-	21-4550-0020	21-4550-0020
U5 / Hk (opz.)	0.90	-7°	0°	-	-	21-415D-0020	21-425D-0020

Mandibolari-Mandibular

				Cod.			
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	Interattivo-Interattivo .022"		Passivo-Pasivo .022"	
				R	L	R	L
L1-2	1.05	-6°	0°	21-2610-0020	21-2610-0020	21-4610-0020	21-4610-0020
L3	0.55	-6°	3°	21-2430-0020	21-2330-0020	21-4430-0020	21-4330-0020
L3 (opz.)	0.55	0°	3°	21-243D-0021	21-233D-0021	-	-
L3 / Hk	0.55	-6°	3°	21-243D-0020	21-233D-0020	21-443D-0020	21-433D-0020
L4	0.55	-12°	2°	21-2440-0020	21-2340-0020	21-4440-0020	21-4340-0020
L4 / Hk	0.55	-12°	2°	21-244D-0020	21-234D-0020	21-444D-0020	21-434D-0020
L5	0.55	-17°	2°	21-2450-0020	21-2350-0020	21-4450-0020	21-4350-0020
L5 / Hk	0.55	-17°	2°	21-245D-0020	21-235D-0020	21-445D-0020	21-435D-0020

EXPERIENCE mini metal Kit

				Cod.	
Prescrizione Prescripción	Arc. Sup.	Arc. Inf.	Con Hk		
				.018"	.022"
Kit MBT* Interattivo-Interattivo	5-5	5-5	3	21-1CC3-0020	21-2CC3-0020
Kit MBT* Interattivo-Interattivo	5-5	5-5	3,4,5	21-1CC5-0020	21-2CC5-0020
Kit MBT* Passivo-Pasivo	5-5	5-5	3	-	21-4CC3-0020
Kit MBT* Passivo-Pasivo	5-5	5-5	3,4,5	-	21-4CC5-0020

* MBT è un marchio registrato 3M Unitek Tutti i diritti riservati-* MBT es una marca registrada de 3M Unitek Todos los derechos reservados

EXPERIENCE mini metal



EXPERIENCE mini metal (opz) Extra Torque

Mascellari-Maxilar

				Cod.			
Dente-Diente	Torque	Ang.	Rot.	.018"		.022"	
				R	L	R	L
U1	18°	5°	0°	21-1110-0030	21-1210-0030	21-2110-0030	21-2210-0030
U2	10°	8°	0°	21-1120-0030	21-1220-0030	21-2120-0030	21-2220-0030
U3 / Hk	0°	8°	2°M	-	-	21-213D-0030	21-223D-0030
U4-5	-10°	4°	2°M	21-1140-0030	21-1240-0030	21-2140-0030	21-2240-0030
U4-5 / Hk	-10°	4°	2°M	-	-	21-214M-0030	21-224M-0030

Mandibolari-Mandibular

				Cod.			
Dente-Diente	Torque	Ang.	Rot.	.018"		.022"	
				R	L	R	L
L 1-2	1°	0°	0°	21-1610-0030	21-1610-0030	21-2610-0030	21-2610-0030
L 3	-3°	7°	2°M	-	-	21-2430-0030	21-2330-0030
L3 / Hk	-3°	7°	2°M	-	-	21-243D-0030	21-233D-0030
L4 (opz)	0°	0°	0°	21-1540-0025	21-1540-0025	-	-
L 4-5	-7°	-1°	2°D	21-1440-0030	21-1340-0030	21-2440-0030	21-2340-0030
L 4-5 / Hk	-7°	-1°	2°D	21-144D-0030	21-134D-0030	21-244D-0030	21-234D-0030

* MBT è un marchio registrato 3M Unitek Tutti i diritti riservati-* MBT es una marca registrada de 3M Unitek Todos los derechos reservados

EXPERIENCE Ceramic



EXPERIENCE ceramic

Mascellari-Maxilar

					Cod.			
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	Rot.	.018"		.022"	
					R	L	R	L
U1	.81	17°	4°	0°	11-1110-0020	11-1210-0020	11-2110-0020	11-2210-0020
U2	1.07	10°	8°	0°	11-1120-0020	11-1220-0020	11-2120-0020	11-2220-0020
U3 / Hk	.46	-7°	8°	0°	11-113D-0020	11-123D-0020	11-213D-0020	11-223D-0020
U3 / Hk (opz)	.46	0°	8°	0°	11-113D-0021	11-123D-0021	11-213D-0021	11-223D-0021
U4-5	.46	-7°	0°	0°	11-1540-0020	11-1540-0020	11-2540-0020	11-2540-0020
U4-5 / Hk	.46	-7°	0°	0°	11-114D-0020	11-124D-0020	11-214D-0020	11-224D-0020
U5 (opz)	.96	-7°	0°	0°	11-1550-0020	11-1550-0020	11-2550-0020	11-2550-0020
U5 / Hk (opz.)	.96	-7°	0°	0°	-	-	11-215D-0020	11-225D-0020

Mandibolari-Mandibular

					Cod.			
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	Rot.	.018"		.022"	
					R	L	R	L
L1-2	1.17	-6°	0°	0°	11-1610-0020	11-1610-0020	11-2610-0020	11-2610-0020
L3 / Hk	.56	-6°	3°	0°	11-143D-0020	11-133D-0020	11-243D-0020	11-233D-0020
L3 / Hk (opz)	.56	0°	3°	0°	11-143D-0021	11-133D-0021	11-243D-0021	11-233D-0021
L4	.33	-12°	0°	0°	11-1440-0020	11-1340-0020	11-2440-0020	11-2340-0020
L4 / Hk	.33	-12°	0°	0°	11-144D-0020	11-134D-0020	11-244D-0020	11-234D-0020
L4* (Exp M)	.33	-12°	2°	0°	20-1440-0020	20-1340-0020	20-2440-0020	20-2340-0020
L4* / Hk (ExpM)	.33	-12°	2°	0°	20-144D-0020	20-134D-0020	20-244D-0020	20-234D-0020
L5	.33	-17°	0°	0°	11-1450-0020	11-1350-0020	11-2450-0020	11-2350-0020
L5 / Hk	.96	-17°	0°	0°	11-145D-0020	11-135D-0020	11-245D-0020	11-235D-0020
L5* (Exp M)	.33	-17°	2°	0°	20-1450-0020	20-1350-0020	20-2450-0020	20-2350-0020
L5* / Hk (Exp M)	.33	-17°	2°	0°	20-145D-0020	20-135D-0020	20-245D-0020	20-235D-0020

* Dal momento che il materiale ceramico è molto difficile da trattare, si consiglia di utilizzare Experience metal sui premolari mandibolari (L4, L5)

* Dado que el material cerámico es muy difícil de tratar, se recomienda utilizar Experience metal en premolares mandibulares (L4, L5)

* MBT è un marchio registrato 3M Unitek Tutti i diritti riservati-* MBT es una marca registrada de 3M Unitek Todos los derechos reservados

EXPERIENCE Ceramic



EXPERIENCE ceramic (opz) Extra Torque

Mascellari-Maxilar

					Cod.			
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	Rot.	.018"		.022"	
					R	L	R	L
U1	.81	18°	5°	0°	11-1110-0030	11-1210-0030	11-2110-0030	11-2210-0030
U2	1.07	10°	8°	0°	11-1120-0030	11-1220-0030	11-2120-0030	11-2220-0030
U3	.46	0°	8°	2°M	-	-	11-2130-0030	11-2230-0030
U3 / Hk	.46	0°	8°	2°M	11-113D-0030	11-123D-0030	11-213D-0030	11-223D-0030
U3 / Hk	.46	7°	5°	0°	11-113D-0027	11-123D-0027	11-213D-0027	11-223D-0027
U4-5	.46	-10°	4°	2°D	11-1140-0030	11-1240-0030	11-2140-0030	11-2240-0030
U4-5 / Hk	.46	-10°	4°	2°D	11-114D-0030	11-124D-0030	11-214D-0030	11-224D-0030

Mandibolari-Mandibular

					Cod.			
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	Rot.	.018"		.022"	
					R	L	R	L
L1-2	1.17	1°	0°	0°	11-1610-0030	11-1610-0030	11-2610-0030	11-2610-0030
L3 / Hk	.56	-3°	7°	2°M	11-143D-0030	11-133D-0030	11-243D-0030	11-233D-0030
L4* (Exp M)	.33	-7°	0°	2°D	20-1440-0030	20-1340-0030	20-2440-0030	20-2340-0030
L4* / Hk (Exp M)	.33	-7°	0°	2°D	20-144D-0030	20-134D-0030	20-244D-0030	20-234D-0030
L5* (Exp M)	.33	-7°	0°	2°D	20-1450-0030	20-1350-0030	20-2450-0030	20-2350-0030
L5* / Hk (Exp M)	.33	-7°	0°	2°D	20-145D-0030	20-135D-0030	20-245D-0030	20-235D-0030

* Dal momento che il materiale ceramico è molto difficile da trattare, si consiglia di utilizzare Expirient metal sui premolari mandibolari (L4, L5)

* Dado que el material cerámico es muy difícil de tratar, se recomienda utilizar Experience metal en premolares mandibulares (L4, L5)

* MBT è un marchio registrato 3M Unitek Tutti i diritti riservati-* MBT es una marca registrada de 3M Unitek Todos los derechos reservados

EXPERIENCE Ceramic



EXPERIENCE ceramic Kit

				Cod.	
Prescrizione-Prescripción	Arc. Sup.	Arc. Inf.	Con Hk		
				.018"	.022"
Kit MBT*	3-3	-	3	11-1E03-0020	11-2E03-0020
Kit MBT*	3-3	3-3	3	11-1EE3-0020	11-2EE3-0020
Kit MBT*	5-5	-	3	11-1C03-0020	11-2C03-0020
Kit MBT*	5-5	-	3,4,5	11-1C05-0020	11-2C05-0020
Kit MBT*	5-5	3-3	3	11-1CE3-0020	11-2CE3-0020
Kit MBT*	5-5	3-3	3,4,5	11-1CE5-0020	11-2CE5-0020
Kit MBT*	5-5	5-5	3	11-1CC3-0020	11-2CC3-0020
Kit MBT*	5-5	5-5	3,4,5	11-1CC5-0020	11-2CC5-0020

EXPERIENCE ceramic Kit Extra Torque

				Cod.	
Prescrizione-Prescripción	Arc. Sup.	Arc. Inf.	Con Hk		
				.018"	.022"
Kit Extra Torque	3-3	-	3	11-1E03-0030	11-2E03-0030
Kit Extra Torque	3-3	3-3	3	11-1EE3-0030	11-2EE3-0030
Kit Extra Torque	5-5	-	3	11-1C03-0030	11-2C03-0030
Kit Extra Torque	5-5	-	3,4,5	11-1C05-0030	11-2C05-0030
Kit Extra Torque	5-5	3-3	3	11-1CE3-0030	11-2CE3-0030
Kit Extra Torque	5-5	3-3	3,4,5	11-1CE5-0030	11-2CE5-0030

* MBT è un marchio registrato 3M Unitek Tutti i diritti riservati-* MBT es una marca registrada de 3M Unitek Todos los derechos reservados

EXPERIENCE mini Ceramic



EXPERIENCE mini ceramic

Mascellari-Maxilar

				Cod.			
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	.018"		.022"	
				R	L	R	L
U1	.81	17°	4°	12-1110-0020	12-1210-0020	12-2110-0020	12-2210-0020
U2	1.07	10°	8°	12-1120-0020	12-1220-0020	12-2120-0020	12-2220-0020
U3 / Hk	.46	-7°	8°	12-112D-0030	12-123D-0030	12-213D-0020	12-223D-0020
U3 / Hk (opz)	.46	0°	8°	12-113D-0021	12-123D-0021	12-213D-0021	12-223D-0021
U4-5	.46	7°	0°	12-1540-0020	12-1540-0020	12-2540-0020	12-2540-0020
U4-5 / Hk	.46	7°	0°	12-114D-0230	12-124D-0020	12-214D-0020	12-224D-0020

Mandibolari-Mandibular

				Cod.			
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	.018"		.022"	
				R	L	R	L
L1-2	1.17	-6°	0°	12-1610-0020	12-1610-0020	12-2610-0020	12-2610-0020
L3 / Hk	.56	-6°	3°	12-143D-0020	12-133D-0020	12-243D-0020	12-233D-0020
L3 / Hk (opz)	.56	0°	3°	12-143D-0021	12-133D-0021	12-243D-0021	12-233D-0021
L4	.33	-12°	2°	12-1440-0020	12-1340-0020	12-2440-0020	12-2340-0020
L4 / Hk	.33	-12°	2°	12-144D-0020	12-134D-0020	12-244D-0020	12-234D-0020
L5	.33	-17°	2°	12-1450-0020	12-1350-0020	12-2450-0020	12-2350-0020
L5 / Hk	.33	-17°	2°	12-145D-0020	12-135D-0020	12-245D-0020	12-235D-0020

Experience mini Ceramic Kit

				Cod.	
Prescrizione-Prescripción	Arc. Sup.	Arc. Inf.	Con Hk		
				.018"	.022"
Kit MBT*	5-5	-	3,4,5	12-1C05-0020	12-2C05-0020
Kit MBT*	5-5	5-5	3,4,5	12-1CC5-0020	12-2CC5-0020
Kit MBT* •	6-6	6-6	3,4,5	-	12-2BB5-SK01
Kit MBT* •	7-7	7-7	3,4,5	-	12-2AA5-SK01

* MBT è un marchio registrato 3M Unitek Tutti i diritti riservati-* MBT es una marca registrada de 3M Unitek Todos los derechos reservados

• Con i tubi per i sestri SL -> Con tubos para sextos SL

• Con i tubi per i sestri SL e tubi LP per i settimi - • Con tubos para los sextos SL y tubos LP para los séptimos

Chic



Chic

Mascellari-Maxilar

				Cod.			
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	.018"		.022"	
				R	L	R	L
U1	0.80	17°	4°	14-1110-0020	14-1210-0020	14-2110-0020	14-2210-0020
U2	1.32	10°	8°	14-1120-0020	14-1220-0020	14-2120-0020	14-2220-0020
U3 / Hk	0.73	-7°	8°	14-113D-0020	14-123D-0020	14-213D-0020	14-223D-0020
U3 / Hk	0.73	0°	8°	14-113D-0021	14-123D-0021	14-213D-0021	14-223D-0021
U4-5	0.77	-7°	0°	14-1540-0020	14-1540-0020	14-2540-0020	14-2540-0020
U4-5 / Hk	0.77	-7°	0°	14-114D-0020	14-124D-0020	14-214D-0020	14-224D-0020

Mandibolari-Mandibular

				Cod.			
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	.018"		.022"	
				R	L	R	L
L1-2	1.26	-6°	0°	14-1610-0020	14-1610-0020	14-2610-0020	14-2610-0020
L3 / Hk	0.83	-6°	3°	14-143D-0020	14-133D-0020	14-243D-0020	14-233D-0020
L3 / Hk	0.83	0°	3°	14-143D-0021	14-133D-0021	14-243D-0021	14-233D-0021
L4	0.95	-12°	0°	14-1640-0020	14-1640-0020	14-2640-0020	14-2640-0020
L4 / Hk	0.95	-12°	0°	14-144D-0020	14-134D-0020	14-244D-0020	14-234D-0020
L5	0.95	-17°	0°	14-1650-0020	14-1650-0020	14-2650-0020	14-2650-0020
L5 / Hk	0.95	-17°	0°	14-145D-0020	14-135D-0020	14-245D-0020	14-235D-0020

Chic Kit

				Cod.	
Prescrizione-Prescripción	Arc. Sup.	Arc. Inf.	Con Hk		
				.018"	.022"
Kit MBT*	3-3	-	3	-	14-2E03-0020
Kit MBT*	3-3	3-3	3	-	14-2EE3-0020
Kit MBT*	5-5	-	3	14-1C03-0030	14-2C03-0020
Kit MBT*	5-5	3-3	3	-	14-2CE3-0020
Kit MBT*	5-5	5-5	3	14-1C03-0020	14-2CC3-0020
Kit MBT*	5-5	3-3	3,4,5	-	14-2CE5-0020
Kit MBT*	5-5	5-5	3,4,5	14-1CC5-0020	14-2CC5-0020

* MBT è un marchio registrato 3M Unitek Tutti i diritti riservati-* MBT es una marca registrada de 3M Unitek Todos los derechos reservados

Chic mini



Chic mini

Mascellari-Maxilar

				Cod.			
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	.018"		.022"	
				R	L	R	L
U1	0.80	17°	4°	15-1110-0020	15-1210-0020	15-2110-0020	15-2210-0020
U2	1.10	10°	8°	15-1120-0020	15-1220-0020	15-2120-0020	15-2220-0020
U3 / Hk	0.80	-7°	8°	15-113D-0020	15-123D-0020	15-213D-0020	15-223D-0020
U3 / Hk	0.80	0°	8°	15-113D-0021	15-123D-0021	15-213D-0021	15-223D-0021
U4-5	0.80	-7°	0°	15-1540-0020	15-1540-0020	15-2540-0020	15-2540-0020
U4-5 / Hk	0.80	-7°	0°	15-114D-0020	15-124D-0020	15-214D-0020	15-224D-0020

Mandibolari-Mandibular

				Cod.			
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	.018"		.022"	
				R	L	R	L
L1-2	1.26	-6°	0°	15-1610-0020	15-2610-0020	15-2610-0020	15-2610-0020
L3 / Hk	1.26	-6°	3°	15-133D-0020	15-143D-0020	15-233D-0020	15-243D-0020
L3 / Hk	1.26	0°	3°	15-133D-0021	15-143D-0021	15-233D-0021	15-243D-0021
L4	0.80	-12°	0°	15-1640-0020	15-1640-0020	15-2640-0020	15-2640-0020
L4 / Hk	0.80	-12°	0°	15-134D-0020	15-144D-0020	15-234D-0020	15-244D-0020
L5	0.95	-17°	0°	15-1650-0020	15-1650-0020	15-2650-0020	15-2650-0020
L5 / Hk	0.95	-17°	0°	15-135D-0020	15-145D-0020	15-235D-0020	15-245D-0020

Chic mini Kit

				Cod.	
Prescrizione Prescripción	Arc. Sup.	Arc. Inf.	Con Hk		
				.018"	.022"
Kit MBT*	3-3	-	3	15-1E03-0020	15-2E03-0020
Kit MBT*	3-3	3-3	3	15-1EE3-0020	15-2EE3-0020
Kit MBT*	5-5	-	3	15-1C03-0020	15-2C03-0020
Kit MBT*	5-5	-	3,4,5	15-1C05-0020	15-2C05-0020
Kit MBT*	5-5	5-5	3	15-1CC3-0020	15-2CC3-0020
Kit MBT*	5-5	5-5	3,4,5	15-1CC5-0020	15-2CC5-0020

* MBT è un marchio registrato 3M Unitek Tutti i diritti riservati-* MBT es una marca registrada de 3M Unitek Todos los derechos reservados

LEGEND medium



LEGEND medium

Mascellari-Maxilar

				Cod.			
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	.018"		.022"	
				R	L	R	L
U 1	.25	17°	4°	32-1110-0020	32-1210-0020	32-2110-0020	32-2210-0020
U 2	.78	10°	8°	32-1120-0020	32-1220-0020	32-2120-0020	32-2220-0020
U 3	.25	-7°	8°	-	-	32-2130-0020	32-2230-0020
U 3 / Hk	.25	-7°	8°	32-113D-0020	32-123D-0020	32-213D-0020	32-223D-0020
U3 / Hk (opz)	.25	0°	8°	32-113D-0021	32-123D-0021	32-213D-0021	32-223D-0021
U 4	.37	-7°	0°	32-1540-0020	32-1540-0020	32-2540-0020	32-2540-0020
U 4 / Hk	.37	-7°	0°	32-114M-0020	32-124M-0020	32-214M-0020	32-224M-0020
U 5	.48	-7°	0°	32-1550-0020	32-1550-0020	32-2550-0020	32-2550-0020
U 5 / Hk	.48	-7°	0°	32-115M-0020	32-125M-0020	32-215M-0020	32-225M-0020

Mandibolari-Mandibular

				Cod.			
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Angolazione	.018"		.022"	
				R	L	R	L
L 1-2	.97	-6°	0°	32-1610-0020	32-1610-0020	32-2610-0020	32-2610-0020
L 3	.30	-6°	3°	-	-	32-2430-0020	32-2330-0020
L 3 / Hk	.30	-6°	3°	32-143D-0020	32-133D-0020	32-243D-0020	32-233D-0020
L 3 / Hk (opz)	.30	0°	8°	-	-	32-243D-0021	32-233D-0021
L 4	.50	-12°	2°	32-1440-0020	32-1340-0020	32-2440-0020	32-2340-0020
L 4 / Hk	.50	-12°	2°	32-144D-0020	32-134D-0020	32-244D-0020	32-234D-0020
L 5	.50	-17°	2°	32-1450-0020	32-1350-0070	32-2450-0020	32-2350-0020
L 5 / Hk	.50	-17°	2°	32-145D-0020	32-135D-0020	32-245D-0020	32-235D-0020

* MBT è un marchio registrato 3M Unitek Tutti i diritti riservati-* MBT es una marca registrada de 3M Unitek Todos los derechos reservados

LEGEND medium



LEGEND medium (opz) Extra Torque

Mascellari-Maxilar

					Cod.			
Dente-Diente	I/Omm.	Torque	Ang.	Rot.	.018"		.022"	
					R	L	R	L
U 1	.25	.18°	5°	0°	32-1110-0030	32-1210-0030	32-2110-0030	32-2210-0030
U 1	.25	.7°	5°	0°	32-1110-0015	32-1210-0015	-	-
U 2	.78	.10°	8°	0°	32-1120-0030	32-1220-0030	32-2120-0030	32-2220-0030
U 2	.78	.9°	9°	0°	32-1120-0015	32-1220-0015	-	-
U 3	.25	0°	8°	2°M	32-1130-0030	32-1230-0030	32-2130-0030	32-2230-0030
U 3 / Hk	.25	0°	8°	2°M	32-113D-0030	32-123D-0030	32-213D-0030	32-223D-0030
U4-5	.42	-10°	4°	2°D	-	-	32-2140-0030	32-2240-0030
U 5 / Hk	.42	-10°	4°	2°D	-	-	32-214M-0030	32-224M-0030

Mandibolari-Mandibular

					Cod.			
Dente-Diente	I/Omm.	Torque	Ang.	Rot.	.018"		.022"	
					R	L	R	L
L 1-2	.97	1°	0°	0°	32-1610-0030	32-1610-0030	32-2610-0030	32-2610-0030
L 3	.25	-3°	7°	2°M	-	-	32-2430-0030	32-2330-0030
L 3 / Hk	.25	-3°	7°	2°M	32-143D-0030	32-133D-0030	32-243D-0030	32-233D-0030
L 4-5	.30	-7°	0°	2°D	-	-	32-2440-0030	32-2340-0030
L 4-5 / Hk	.30	-7°	0°	2°D	-	-	32-244D-0030	32-234D-0030

LEGEND medium Kit

Prescrizione Prescripción	Arc. Sup.	Arc. Inf.	Con Hk	Cod.	
				.018"	.022"
Kit MBT*	5-5	5-5	-	32-1CC0-0020	32-2CC0-0020
Kit MBT*	5-5	5-5	3	32-1CC3-0020	32-2CC3-0020
Kit MBT*	5-5	5-5	3,4,5	32-1CC5-0020	32-2CC5-0020

LEGEND medium Kit Extra Torque

Prescrizione Prescripción	Arc. Sup.	Arc. Inf.	Con Hk	Cod.	
				.018"	.022"
Kit Extra Torque	5-5	5-5	3	32-1CC3-0030	32-2CC3-0030
Kit Extra Torque	5-5	5-5	3,4,5	32-1CC5-0030	32-2CC5-0030

* MBT è un marchio registrato 3M Unitek Tutti i diritti riservati-* MBT es una marca registrada de 3M Unitek. Todos los derechos reservados

LEGEND mini



LEGEND mini

Mascellari-Maxilar

				Cod.			
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	.018"		.022"	
				R	L	R	L
U1	.25	17°	4°	31-1110-0020	31-1110-0020	31-2110-0020	31-2210-0020
U2	.78	10°	8°	31-1120-0020	31-1220-0020	31-2120-0020	31-2220-0020
U3 / Hk (opz)	.25	0°	8°	-	-	31-213D-0021	31-223D-0021
U3 / Hk	.25	-7°	8°	31-113D-0020	31-123D-0020	31-213D-0020	31-223D-0020
U4	.37	-7°	0°	31-1540-0020	31-1540-0020	31-2540-0020	31-2540-0020
U4 / Hk	.37	-7°	0°	31-114D-0020	31-124D-0020	31-214D-0020	31-224D-0020
U5	.48	-7°	0°	31-1550-0020	31-1550-0020	31-2550-0020	31-2550-0020
U5 / Hk	.48	-7°	0°	31-115D-0020	31-125D-0020	31-215D-0020	31-225D-0020

Mandibolari-Mandibular

				Cod.			
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	.018"		.022"	
				R	L	R	L
L1-2	.97	-6°	0°	31-1610-0020	31-1610-0020	31-2610-0020	31-2610-0020
L3 / Hk (opz)	.25	0°	3°	-	-	31-243D-0021	31-233D-0021
L3 / Hk	.25	-6°	3°	31-143D-0020	31-133D-0020	31-243D-0020	31-233D-0020
L4	.28	-12°	2°	31-1440-0020	31-1340-0020	31-2440-0020	31-2340-0020
L4 / Hk	.28	-12°	2°	31-144D-0020	31-134D-0020	31-244D-0020	31-234D-0020
L4 / Hk Off. Base (opz)	.28	-12°	2°	31-144D-0073	31-134D-0073	-	-
L5	.33	-17°	2°	31-1450-0020	31-1350-0020	31-2450-0020	31-2350-0020
L5 / Hk	.33	-17°	2°	31-145D-0020	31-135D-0020	31-245D-0020	31-235D-0020

LEGEND mini Kit

Prescrizione Prescripción	Arc. Sup.	Arc. Inf.	Con Hk	Cod.	
				.018"	.022"
Kit MBT*	5-5	5-5	-	31-1CC0-0020	31-2CC0-0020
Kit MBT*	5-5	5-5	3	31-1CC3-0020	31-2CC3-0020
Kit MBT*	5-5	5-5	3,4,5	31-1CC5-0020	31-2CC5-0020

* MBT è un marchio registrato 3M Unitek Tutti i diritti riservati-* MBT es una marca registrada de 3M Unitek. Todos los derechos reservados

LEGEND mini

Rh Rhodium



LEGEND mini Rhodium Coated

Mascellari-Maxilar

				Cod.			
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	.018"		.022"	
				R	L	R	L
U1	.25	17°	4°	38-1110-0020	38-1210-0020	38-2110-0020	38-2210-0020
U2	.78	10°	8°	38-1120-0020	38-1220-0020	38-2120-0020	38-2220-0020
U3 / Hk	.25	-7°	8°	38-113D-0020	38-123D-0020	38-213D-0020	38-223D-0020
U4	.37	-7°	0°	38-1540-0020	38-1540-0020	38-2540-0020	38-2540-0020
U4 / Hk	.37	-7°	0°	38-114D-0020	38-124D-0020	38-214D-0020	38-224D-0020
U5	.48	-7°	0°	-	-	38-2550-0020	38-2550-0020
U5 / Hk	.48	-7°	0°	-	-	38-215D-0020	38-225D-0020

Mandibolari-Mandibular

				Cod.			
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	.018"		.022"	
				R	L	R	L
L1-2	.97	-6°	0°	38-1610-0020	38-1610-0020	38-2610-0020	38-2610-0020
L3 / Hk	.25	-6°	3°	38-143D-0020	38-133D-0020	38-243D-0020	38-233D-0020
L4	.28	-12°	2°	38-1440-0020	38-1340-0020	38-2440-0020	38-2340-0020
L4 / Hk	.28	-12°	2°	38-144D-0020	38-134D-0020	38-244D-0020	38-234D-0020
L5	.33	-17°	2°	38-1450-0020	38-1350-0020	38-2450-0020	38-2350-0020
L5 / Hk	.33	-17°	2°	38-145D-0020	38-135D-0020	38-245D-0020	38-235D-0020

Legend mini Rhodium Coated Kit

Prescrizione Prescripción	Arc. Sup.	Arc. Inf.	Con Hk	Cod.	
				.018"	.022"
Kit MBT*	5-5	5-5	3	38-1CC3-0020	38-2CC3-0020
Kit MBT*	5-5	5-5	3,4,5	38-1CC5-0020	38-2CC5-0020

* MBT è un marchio registrato 3M Unitek Tutti i diritti riservati-* MBT es una marca registrada de 3M Unitek Todos los derechos reservados

Axxess



Axxess

Mascellari-Maxilar

				Cod.	
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	.022"	
				R	L
U 1	.73	17°	4°	30-2110-0020	30-2210-0020
U 2	1.19	10°	8°	30-2120-0020	30-2220-0020
U 3 / Hk	.56	-7°	8°	30-213D-0020	30-223D-0020
U 4 / Hk	.56	-7°	0°	30-214D-0020	30-224D-0020
U 4-5	.56	-7°	0°	30-2540-0020	30-2540-0020

Mandibolari-Mandibular

				Cod.	
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	.022"	
				R	L
L 1-2	1.19	-6°	0°	30-2610-0020	30-2610-0020
L 3 / Hk	.43	-6°	3°	30-243D-0020	30-233D-0020
L 4	.40	-12°	2°	30-2440-0020	30-2340-0020
L 4 / Hk	.40	-12°	2°	30-244D-0020	30-234D-0020
L 5	.38	-17°	2°	30-2450-0020	30-2350-0020
L 5 / Hk	.38	-17°	2°	30-245D-0020	30-235D-0020

Axxess Kit

Prescrizione Prescripción	Arc. Sup.	Arc. Inf.	Con Hk	Cod.	
				.018"	.022"
Kit MBT*	5-5	5-5	3	-	30-2CC3-0020
Kit MBT*	5-5	5-5	3,4,5	-	30-2CC5-0020

* MBT è un marchio registrato 3M Unitek Tutti i diritti riservati-* MBT es una marca registrada de 3M Unitek Todos los derechos reservados

PRESCRIZIONE TUBI TECNICA MBT TUBOS DE PRESCRIPCIÓN TÉCNICA MBT

Tubi Buccali Diretti-Directo

Mandibolari-Mandibular

Tubo Singolo Self-Ligating-Tubo Simple 1° Molare- Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset HG	Cod.	
						R	L
	.022"x.028"	-20°	0°	0°	0°	20-2460-0020	20-2360-0020

Tubo Singolo convertibile-Tubo Simple convertible 1° Molare- Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset HG	Cod.	
						R	L
	.022"x.028"	-20°	0°	0°	0°	40-2460-0119	40-2360-0119

Tubo Singolo non Convertibile-Tubo Simple no Convertible 2° Molare- Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset HG	Cod.	
						R	L
	.022"x.028"	-10°	0°	0°	0°	40-2470-0101	40-2370-0101

* MBT è un marchio registrato 3M Unitek Tutti i diritti riservati-* MBT es una marca registrada de 3M Unitek Todos los derechos reservados



PRESCRIZIONE TUBI TECNICA MBT TUBOS DE PRESCRIPCIÓN TÉCNICA MBT

Tubi Buccali da Puntare-Para Soldar

Mascellari-Maxilar

Tubo Singolo convertibile-Tubo Simple convertible 1° Molare- Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset HG	Cod.	
						R	L
	.022"x.028"	-14°	0°	10°D	0°	41-2160-0022	41-2260-0022

Tubo Doppio Convertibile-Tubo Doble Convertible 1° Molare- Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset HG	Cod.	
						R	L
	.022"x.028"	-14°	0°	10°D	0°	41-2160-0104	41-2260-0104

Tubo Singolo non Convertibile-Tubo Simple no Convertible 2° Molare- Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset HG	Cod.	
						R	L
	.022"x.028"	-14°	0°	10°D	0°	41-2170-0022	41-2270-0022

Mandibolari-Mandibular

Tubo Singolo Convertibile-Tubo Simple Convertible 1° Molare- Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset HG	Cod.	
						R	L
	.022"x.028"	-20°	0°	0°	0°	41-2460-0022	41-2360-0022

Tubo Singolo non Convertibile-Tubo Simple no Convertible 2° Molare- Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset HG	Cod.	
						R	L
	.022"x.028"	-10°	0°	0°	0°	41-2470-0101	41-2370-0101

* MBT è un marchio registrato 3M Unitek Tutti i diritti riservati-* MBT es una marca registrada de 3M Unitek Todos los derechos reservados



TECNICA ROTH

./'CC./



EXPERIENCE metal Rhodium



EXPERIENCE metal Rhodium Coated

Mascellari-Maxilar

					Cod.			
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	Rot.	.018"		.022"	
					R	L	R	L
U1	.81	12°	5°	0°	19-1110-0010	19-1210-0010	19-2110-0010	19-2210-0010
U2	1.07	8°	9°	0°	19-1120-0010	19-1220-0010	19-2120-0010	19-2220-0010
U3 / Hk	.46	-2°	13°	4°M	19-113D-0010	19-123D-0010	19-213D-0010	19-223D-0010
U4-5	.46	-7°	0°	2°D	19-1140-0010	19-1240-0010	19-2140-0010	19-2240-0010
U4-5 / Hk d.	.46	-7°	0°	2°D	19-114D-0010	19-124D-0010	19-214D-0010	19-224D-0010

Mandibolari-Mandibular

					Cod.			
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	Rot.	.018"		.022"	
					R	L	R	L
L1-2	1.17	-1°	2°	0°	19-1410-0010	19-1310-0010	19-2410-0010	19-2310-0010
L3 / Hk	.56	-11°	7°	2°M	19-143D-0010	19-133D-0010	19-243D-0010	19-233D-0010
L4	.38	-17°	-1°	4°D	19-1440-0010	19-1340-0010	19-2440-0010	19-2340-0010
L4 / Hk	.38	-17°	-1°	4°D	19-144D-0010	19-134D-0010	19-244D-0010	19-234D-0010
L5	.28	-22°	-1°	4°D	19-1450-0010	19-1350-0010	19-2450-0010	19-2350-0010
L5 / Hk	.28	-22°	-1°	4°D	19-145D-0010	19-135D-0010	19-245D-0010	19-235D-0010

EXPERIENCE metal Rhodium Coated Kit

				Cod.	
PrescrizionePrescripción	Arc. Sup.	Arc. Inf.	Con Hk		
				.018"	.022"
Kit Roth*	5-5	5-5	3	19-1CC3-0010	19-2CC3-0010
Kit Roth*	5-5	5-5	3,4,5	19-1CC5-0010	19-2CC5-0010

* Roth e un marchio registrato LLC. Tutti i diritti riservati. * Roth es una marca registrada de LLC. Todos los derechos reservados.

EXPERIENCE metal



EXPERIENCE metal

Mascellari-Maxilar

					Cod.			
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	Rot.	.018"		.022"	
					R	L	R	L
U1	.81	12°	5°	0°	20-1110-0010	20-1210-0010	20-2110-0010	20-2210-0010
U2	1.07	8°	9°	0°	20-1120-0010	20-1220-0010	20-2120-0010	20-2220-0010
U2 / Hk (opz)	1.07	8°	9°	0°	20-112D-0010	20-122D-0010	20-212D-0010	20-222D-0010
U3	.46	-2°	13°	4°M	-	-	20-2130-0010	20-2230-0010
U3 (opz)	.46	-2°	10°	4°M	-	-	20-213D-0012	20-223D-0012
U3 / Hk	.46	-2°	13°	4°M	20-113D-0010	20-123D-0010	20-213D-0010	20-223D-0010
U3 / Hk (opz)	.46	-2°	10°	4°M	20-113D-0012	20-123D-0012	20-213D-0012	20-223D-0012
U4-5	.46	-7°	0°	2°D	20-1140-0010	20-1240-0010	20-2140-0010	20-2240-0010
U4-5 / Hk d.	.46	-7°	0°	2°D	20-114D-0010	20-124D-0010	20-214D-0010	20-224D-0010
U4-5/ Hk m.(opz)	.46	-7°	0°	2°D	-	-	20-214M-0010	20-224M-0010

Mandibolari-Mandibular

					Cod.			
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Angolazione	Rotazione	.018"		.022"	
					R	L	R	L
L1-2	1.17	-1°	2°	0°	20-1410-0010	20-1310-0010	20-2410-0010	20-2310-0010
L3	.56	-11°	7°	2°M	-	-	20-2430-0010	20-2330-0010
L3 / Hk	.56	-11°	7°	2°M	20-143D-0010	20-133D-0010	20-243D-0010	20-233D-0010
L4	.38	-17°	-1°	4°D	20-1440-0010	20-1340-0010	20-2440-0010	20-2340-0010
L4 (Offset Base)	.38	-17°	-1°	4°D	-	-	20-2440-0013	20-2340-0013
L4 / Hk	.38	-17°	-1°	4°D	20-144D-0010	20-134D-0010	20-244D-0010	20-234D-0010
L4/ Hk (Offs.Base)	.38	-17°	-1°	4°D	-	-	20-244D-0013	20-234D-0013
L5	.28	-22°	-1°	4°D	20-1450-0010	20-1350-0010	20-2450-0010	20-2350-0010
L5 (Offset Base)	.28	-22°	-1°	4°D	-	-	20-2450-0013	20-2350-0013
L5 / Hk	.28	-22°	-1°	4°D	20-145D-0010	20-135D-0010	20-245D-0010	20-235D-0010
L5 / Hk (Offs.Base)	.28	-22°	-1°	4°D	-	-	20-245D-0013	20-235D-0013

* Roth e un marchio registrato LLC. Tutti i diritti riservati. * Roth es una marca registrada de LLC. Todos los derechos reservados.

EXPERIENCE metal

EXPERIENCE metal Kit



				Cod.	
Prescrizione-Prescripción	Arc. Sup.	Arc. Inf.	Con Hk		
				.018"	.022"
Kit Roth*	5-5	5-5	-	20-1CC0-0010	20-2CC0-0010
Kit Roth*	5-5	5-5	3	20-1CC3-0010	20-2CC3-0010
Kit Roth*	5-5	5-5	3,4,5	20-1CC5-0010	20-2CC5-0010

EXPERIENCE metal



EXPERIENCE metal Tecnica TGO 20X28

Mascellari-Maxilar

					Cod.	
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	Rot.		
					R	L
U3 .022" x .028" / Hk	.46	0°	8°	2°M	20-213D-0030	20-223D-0030
U4-5 .022" x .028"	.46	-7°	0°	2°D	20-2140-0010	20-2240-0010
U4-5 .022" x .028" / Hk	.46	-7°	0°	2°D	20-214D-0010	20-224D-0010

Mandibolari-Mandibular

					Cod.	
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	Rot.		
					R	L
L3 .022" x .028" / Hk	.56	-3°	7°	2°M	20-243D-0030	20-233D-0030
L4 .022" x .028" / Hk	.38	-17°	-1°	4°D	20-244D-0010	20-234D-0010
L5 .022" x .028" / Hk	.28	-22°	-1°	4°D	20-245D-0010	20-235D-0010

EXPERIENCE metal Kit 20x28

				Cod.	
EXPERIENCE metal TGO Kit (Brackets singolo - simples)	Arc. Sup.	Arc. Inf.	Con Hk		
				.020" x .028"	
Kit TGO.020" x .028"	5-5	5-5	3,4,5	20-5CC5-0010	

* Roth e un marchio registrato LLC. Tutti i diritti riservati. * Roth es una marca registrada de LLC. Todos los derechos reservados.

EXPERIENCE mini metal

Rh Rhodium



EXPERIENCE mini metal Rhodium Coated

Mascellari-Maxilar

				Cod.			
Dente-Diente	Torque	Ang.	Rot.	.018"		.022"	
				R	L	R	L
U1	12°	5°	0°	24-110-0010	24-1210-0010	24-2110-0010	24-2210-0010
U2	8°	9°	0°	24-1120-0010	24-1220-0010	24-2120-0010	24-2220-0010
U3 / Hk	-2°	13°	4°M	24-113D-0010	24-123D-0010	24-213D-0010	24-223D-0010
U4-5	-7°	0°	2°D	24-1140-0010	24-1240-0010	24-2140-0010	24-2240-0010
U4-5 / Hk distale	-7°	0°	2°D	24-114D-0010	24-124D-0010	24-214D-0010	24-224D-0010

Mandibolari-Mandibular

				Cod.			
Dente-Diente	Torque	Ang.	Rot.	.018"		.022"	
				R	L	R	L
L1-2	-1°	2°	0°	24-1410-0010	24-1310-0010	24-2410-0010	24-2310-0010
L3 / Hk	-11°	7°	2°M	24-143D-0010	24-133D-0010	24-243D-0010	24-233D-0010
L4	-17°	-1°	4°D	24-1440-0010	24-1340-0010	24-2440-0010	24-2340-0010
L4 / Hk	-17°	-1°	4°D	24-144D-0010	24-134D-0010	24-244D-0010	24-234D-0010
L5	-22°	-1°	4°D	24-1450-0010	24-1350-0010	24-2450-0010	24-2350-0010
L5 / Hk	-22°	-1°	4°D	24-145D-0010	24-135D-0010	24-245D-0010	24-235D-0010

EXPERIENCE Kit mini metal Rhodium Coated

				Cod.	
Prescrizione- Prescripción	Arc. Sup.	Arc. Inf.	Con Hk		
				.018"	.022"
Kit Roth*	5-5	5-5	3	24-1CC3-0010	24-2CC3-0010
Kit Roth*	5-5	5-5	3,4,5	24-1CC5-0010	24-2CC5-0010

* Roth e un marchio registrato LLC. Tutti i diritti riservati. * Roth es una marca registrada de LLC. Todos los derechos reservados.

EXPERIENCE mini metal

Rh Rhodium



Brackets (opz)

				Cod.			
Dente-Diente	Torque	Ang.	Rot.	.018"		.022"	
				R	L	R	L
U4	0°	0°	0°	24-1540-0025	24-1540-0025	24-2540-0025	24-2540-0025

* Roth e un marchio registrato LLC. Tutti i diritti riservati. * Roth es una marca registrada de LLC. Todos los derechos reservados.

EXPERIENCE mini metal



EXPERIENCE mini metal

Mascellari-Maxilar

				Cod.			
Dente-Diente	Torque	Ang.	Rot.	.018"		.022"	
				R	L	R	L
U1	12°	5°	0°	21-1110-0010	21-1210-0010	21-2110-0010	21-2210-0010
U2	8°	9°	0°	21-1120-0010	21-1220-0010	21-2120-0010	21-2220-0010
U2 / Hk (opz)	8°	9°	0°	21-112D-0010	21-122D-0010	21-212D-0010	21-222D-0010
U3	-2°	13°	4°M	21-1130-0010	21-1230-0010	21-2130-0010	21-2230-0010
U3 / Hk	-2°	13°	4°M	21-113D-0010	21-123D-0010	21-213D-0010	21-223D-0010
U3 (opz)	-2°	10°	4°M	21-113D-0012	21-123D-0012	21-213D-0012	21-223D-0012
U3 passivo (opz)	-2°	10°	4°M	-	-	21-4130-0010	21-4230-0010
U3 / Hk passivo (opz)	-2°	10°	4°M	-	-	21-413D-0010	21-423D-0010
U4-5	-7°	0°	2°D	21-1140-0010	21-1240-0010	21-2140-0010	21-2240-0010
U4-5 / Hk	-7°	0°	2°D	21-114D-0010	21-124D-0010	21-214D-0010	21-224D-0010
U4-5 passivo (opz)	-7°	0°	2°D	-	-	21-4140-0010	21-4240-0010
U4-5 / Hk passivo (opz)	-7°	0°	2°D	-	-	21-414D-0010	21-424D-0010

Mandibolari-Mandibular

				Cod.			
Dente-Diente	Torque	Ang.	Rot.	.018"		.022"	
				R	L	R	L
L1-2	-1°	2°	0°	21-1410-0010	21-1310-0010	21-2410-0010	21-2310-0010
L1-2 / Hk (opz)	-1°	2°	0°	-	-	21-232D-0010	21-242D-0010
L3	-11°	7°	2°M	21-1430-0010	21-1330-0010	21-2430-0010	21-2330-0010
L3 / Hk	-11°	7°	2°M	21-143D-0010	21-133D-0010	21-243D-0010	21-233D-0010
L3 passivo (opz)	-11°	7°	2°M	-	-	21-4430-0010	21-4330-0010
L3 / Hk passivo (opz)	-11°	7°	2°M	-	-	21-443D-0010	21-433D-0010
L4	-17°	-1°	4°D	21-1440-0010	21-1340-0010	21-2440-0010	21-2340-0010
L4 / Hk	-17°	-1°	4°D	21-114D-0010	21-124D-0010	21-214D-0010	21-224D-0010
L4 passivo (opz)	-17°	-1°	4°D	-	-	21-4440-0010	21-4340-0010
L4 / Hk passivo (opz)	-17°	-1°	4°D	-	-	21-444D-0010	21-434D-0010
L5	-22°	-1°	4°D	21-1450-0010	21-1350-0010	21-2450-0010	21-2350-0010
L5 / Hk	-22°	-1°	4°D	21-145D-0010	21-135D-0010	21-245D-0010	21-235D-0010
L5 passivo (opz)	-22°	-1°	4°D	-	-	21-4450-0010	21-4350-0010
L5 / Hk passivo (opz)	-22°	-1°	4°D	-	-	21-445D-0010	21-435D-0010

EXPERIENCE mini metal



EXPERIENCE mini metal Kit

				Cod.	
Prescrizione- Prescripción	Arc. Sup.	Arc. Inf.	Con Hk		
				.018"	.022"
Kit Roth* interattivo	5-5	5-5	-	21-1CC0-0010	21-2CC0-0010
Kit Roth* interattivo	5-5	5-5	3	21-1CC3-0010	21-2CC3-0010
Kit Roth* interattivo	5-5	5-5	3,4,5	21-1CC5-0010	21-2CC5-0010

* Roth e un marchio registrato LLC. Tutti i diritti riservati. * Roth es una marca registrada de LLC. Todos los derechos reservados.

EXPERIENCE Ceramic



EXPERIENCE ceramic

Mascellari-Maxilar

					Cod.			
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	Rot.	.018"		.022"	
					R	L	R	L
U1	0.81	12°	5°	0°	11-1110-0010	11-1210-0010	11-2110-0010	11-2210-0010
U2	1.07	8°	9°	0°	11-1120-0010	11-1220-0010	11-2120-0010	11-2220-0010
U3	0.46	-2°	13°	4°M	-	-	11-2130-0010	11-2230-0010
U3 / Hk	0.46	-2°	13°	4°M	11-113D-0010	11-123D-0010	11-213D-0010	11-223D-0010
U4 - 5	0.46	-7°	0°	2°D	11-1140-0010	11-1240-0010	11-2140-0010	11-2240-0010
U4 - 5 / Hk	0.46	-7°	0°	2°D	11-114D-0010	11-124D-0010	11-214D-0010	11-224D-0010

Mandibolari-Mandibular

					Cod.			
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	Rot.	.018"		.022"	
					R	L	R	L
L1/2	1.17	-1°	2°	0°	11-1410-0010	11-1310-0010	11-2410-0010	11-2310-0010
L3	.56	-11°	7°	2°M	-	-	11-2430-0010	11-2330-0010
L3 / Hk	.56	-11°	7°	2°M	11-143D-0010	11-133D-0010	11-243D-0010	11-233D-0010
L4 (zirc.-circ.)	.38	-17°	0°	4°D	11-1440-Z010	11-1340-Z010	11-2440-Z010	11-2340-Z010
L4 / Hk (zirc.- circ.)	.38	-17°	0°	4°D	11-144D-Z010	11-134D-Z010	11-244D-Z010	11-234D-Z010
L5 (zirc.- circ.)	.28	-22°	0°	4°D	11-1450-Z010	11-1350-Z010	11-2450-Z010	11-2350-Z010
L5 / Hk (zirc.- circ.)	.28	-22°	0°	4°D	11-145D-Z010	11-135D-Z010	11-245D-Z010	11-235D-Z010

* Roth e un marchio registrato LLC. Tutti i diritti riservati. * Roth es una marca registrada de LLC. Todos los derechos reservados.

EXPERIENCE Ceramic



EXPERIENCE Kit ceramic

				Cod.	
Prescrizione-Prescripción	Arc. Sup.	Arc. Inf.	Con Hk		
				.018"	.022"
Kit Roth*	3-3	-	-	11-1E00-0010	11-2E00-0010
Kit Roth*	3-3	-	3	11-1E03-0010	11-2E03-0010
Kit Roth*	3-3	3-3	-	11-1EE0-0010	11-2EE0-0010
Kit Roth*	3-3	3-3	3	11-1EE3-0010	11-2EE3-0010
Kit Roth*	5-5	-	3	11-1C03-0010	11-2C03-0010
Kit Roth*	5-5	-	3,4,5	11-1C05-0010	11-2C05-0010
Kit Roth*	5-5	3-3	-	11-1CE0-0010	11-2CE0-0010
Kit Roth*	5-5	3-3	3	11-1CE3-0010	11-2CE3-0010
Kit Roth*	5-5	3-3	3,4,5	11-1CE5-0010	11-2CE5-0010
Kit Roth* (L4-5 zirc.- circ.)	5-5	5-5	3	11-1CC3-M010	11-2CC3-M010
Kit Roth* (L4-5 zirc.- circ.)	5-5	5-5	3,4,5	11-1CC5-M010	11-2CC5-M010

* Roth e un marchio registrato LLC. Tutti i diritti riservati. * Roth es una marca registrada de LLC. Todos los derechos reservados.

EXPERIENCE Ceramic



EXPERIENCE Ceramic Tecnica TGO .020"x.028"

Mascellari-Maxilar

					Cod.	
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	Rot.		
					R	L
U1 .020" x .028"	.81	12°	5°	0°	11-5110-0010	11-5210-0010
U2 .020" x .028"	1.07	8°	9°	0°	11-5120-0010	11-5220-0010
U3 .022" x .028" / Hk	.46	0°	8°	2°M	11-213D-0030	11-223D-0030
U4 - 5 .022" x .028"	.46	-7°	0°	2°D	11-2140-0010	11-2240-0010
U4 - 5 .022" x .028" / Hk	.46	-7°	0°	2°D	11-214D-0010	11-224D-0010

Mandibolari-Mandibular

					Cod.	
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	Rot.		
					R	L
L1 .020" x .028"	1.17	0°	2°	0°	11-5410-0010	11-5310-0010
L3 .022" x .028" / Hk	.56	-3°	7°	2°M	11-243D-0030	11-233D-0030
L4 .022" x .028" / Hk (zirc)	.38	-17°	0°	4°D	11-244D-Z010	11-234D-Z010
L5 .022" x .028" / Hk (zirc)	.28	-22°	0°	4°D	11-245D-Z010	11-235D-Z010

EXPERIENCE ceramic Kit .020"x.028"

				Cod.
Prescrizione- Prescripción	Arc. Sup.	Arc. Inf.	Con Hk	
				.020" x .028"
Kit GTO.020" x .028" (opz)	5-5	3-3	3	11-5CE3-0010
Kit GTO.020" x .028" (opz)	5-5	-	3	11-5C03-0010

* Roth e un marchio registrato LLC. Tutti i diritti riservati. * Roth es una marca registrada de LLC. Todos los derechos reservados.

EXPERIENCE mini Ceramic



EXPERIENCE mini ceramic

Mascellari-Maxilar

					Cod.			
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	Rot.	.018"		.022"	
					R	L	R	L
U1	81	12°	5°	0°	12-1110-0010	12-1210-0010	12-2110-0010	12-2210-0010
U2	1.07	8°	9°	0°	12-1120-0010	12-1220-0010	12-2120-0010	12-2220-0010
U3 / Hk	46	-2°	13°	4°M	12-113D-0010	12-123D-0010	12-213D-0010	12-223D-0010
U4 - 5 / Hk	46	-7°	0°	2°D	12-114D-0010	12-124D-0010	12-214D-0010	12-224D-0010

Mandibolari-Mandibular

					Cod.			
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	Rot.	.018"		.022"	
					R	L	R	L
L1/2	1.17	-1°	2°	0°	12-1410-0010	12-1310-0010	12-2410-0010	12-2310-0010
L3 / Hk	.56	-11°	7°	2°M	12-143D-0010	12-133D-0010	12-243D-0010	12-233D-0010
L4 / Hk	.38	-17°	0°	4°D	12-144D-0010	12-134D-0010	12-244D-0010	12-234D-0010
L5 / Hk	.28	-22°	0°	4°D	12-145D-0010	12-135D-0010	12-245D-0010	12-235D-0010

* Roth e un marchio registrato LLC. Tutti i diritti riservati. * Roth es una marca registrada de LLC. Todos los derechos reservados.

Chic



Chic

Mascellari-Maxilar

			Cod.			
Dente-Diente	Torque	Ang.	.018"		.022"	
			R	L	R	L
U1	12°	5°	14-1110-0010	14-1210-0010	14-2110-0010	14-2210-0010
U2	8°	9°	14-1120-0010	14-1220-0010	14-2120-0010	14-2220-0010
U3	-2°	13°	-	-	14-2130-0010	14-2230-0010
U3 / Hk	-2°	13°	14-113D-0010	14-123D-0010	14-213D-0010	14-223D-0010
U4-5	-7°	0°	14-1540-0010	14-1540-0010	14-2540-0010	14-2540-0010
U4-5 / Hk	-7°	0°	14-114D-0010	14-124D-0010	14-214D-0010	14-224D-0010

Mandibolari-Mandibular

			Cod.			
Dente-Diente	Torque	Ang.	.018"		.022"	
			R	L	R	L
L1 - 2	0°	0°	14-1610-0010	14-1610-0010	14-2610-0010	14-2610-0010
L3	-11°	7°	14-143D-0010	14-133D-0010	14-243D-0010	14-233D-0010
L4	-17°	0°	14-1640-0010	14-1640-0010	14-2640-0010	14-2640-0010
L4 / Hk	-17°	0°	14-144D-0010	14-134D-0010	14-244D-0010	14-234D-0010
L5	-22°	0°	14-1650-0010	14-1650-0010	14-2650-0010	14-2650-0010
L5 / Hk	-22°	0°	14-145D-0010	14-135D-0010	14-245D-0010	14-235D-0010

Chic Kit

				Cod.	
Prescrizione-Prescripción	Arc. Sup.	Arc. Inf.	Con Hk		
				.018"	.022"
Kit Roth*	3-3	-	3	14-1E03-0010	14-2E03-0010
Kit Roth*	3-3	3-3	3	14-1EE3-0010	14-2EE3-0010
Kit Roth*	5-5	-	3	14-1C03-0010	14-2C03-0010
Kit Roth*	5-5	3-3	3	14-1CE3-0010	14-2CE3-0010
Kit Roth*	5-5	5-5	3	14-1CC3-0010	14-2CC3-0010
Kit Roth*	5-5	3-3	3,4,5	14-1CE5-0010	14-2CE5-0010
Kit Roth*	5-5	5-5	3,4,5	14-1CC5-0010	14-2CC5-0010

* Roth e un marchio registrato LLC. Tutti i diritti riservati. * Roth es una marca registrada de LLC. Todos los derechos reservados.

Chic



Chic Opz. Torque

Mascellari-Maxilar

				Cod.	
Dente-Diente	Torque	Ang.	Rot.	.022"	
				R	L
U1	12°	5°	0°	14-2110-0010	14-2210-0010
U2	8°	9°	0°	14-2120-0010	14-2220-0010
U3 / Hk	-2°	13°	4°M	14-213D-0010	14-223D-0010
U4 / Hk	-7°	0°	0°	14-254U-0010	14-254U-0020
U5 / Hk	-7°	0°	0°	14-254U-0010	14-254U-0020

Mandibolari-Mandibular

				Cod.	
Dente-Diente	Torque	Ang.	Rot.	.022"	
				R	L
L1-2	0°	0°	0°	14-2610-0010	14-2610-0010
L3 / Hk	-6°	3°	0°	14-243D-0020	14-233D-0020
L4 / Hk	-12°	2°	0°	14-244D-0020	14-234D-0020
L5 / Hk	-17°	2°	0°	14-245D-0020	14-235D-0020

Mascellari-Maxilar

				Cod.	
Dente-Diente	Torque	Ang.	Rot.	.022"	
				R	L
U1 Extra Torque	17°	4°	0°	14-2110-0020	14-2210-0020
U2 Extra Torque	10°	8°	0°	14-2120-0020	14-2220-0020
U3 / Hk	-2°	13°	4°M	14-213D-0010	14-223D-0010
U4 / Hk	-7°	0°	0°	14-254U-0010	14-254U-0010
U5 / Hk	-7°	0°	0°	14-254U-0010	14-254U-0010

Mandibolari-Mandibular

				Cod.	
Dente-Diente	Torque	Ang.	Rot.	.022"	
				R	L
L1-2 Extra Torque	-6°	0°	0°	14-2610-0020	14-2610-0020
L3 / Hk Extra Torque	-6°	3°	0°	14-243D-0020	14-233D-0020
L4 / Hk	-12°	2°	0°	14-244D-0020	14-234D-0020
L5 / Hk	-17°	2°	0°	14-245D-0020	14-235D-0020

* Roth e un marchio registrato LLC. Tutti i diritti riservati. * Roth es una marca registrada de LLC. Todos los derechos reservados.

Chic

Chic Kit

				Cod.
	Arc. Sup.	Arc. Inf.	Con Hk	.022"
Kit Roth* Opz. Torque	5,5	5,5	3,4,5	14-2CC5-0040

Chic Kit Extra Torque

				Cod.
	Arc. Sup.	Arc. Inf.	Con Hk	.022"
Kit Roth* Opz. ExtraTorque	5,5	5,5	3,4,5	14-2CC5-0041

* Roth e un marchio registrato LLC. Tutti i diritti riservati. * Roth es una marca registrada de LLC. Todos los derechos reservados.



Chic mini

Chic mini

Mascellari-Maxilar

				Cod.			
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	.018"		.022"	
				R	L	R	L
U1	0.80	12°	5°	15-1110-0010	15-1210-0010	15-2110-0010	15-2210-0010
U2	1.32	8°	9°	15-1120-0010	15-1220-0010	15-2120-0010	15-2220-0010
U3 / Hk	0.73	-2°	13°	15-113D-0010	15-123D-0010	15-213D-0010	15-223D-0010
U3 / Hk	0.73	-2°	13°	15-113D-0011	15-123D-0011	15-213D-0011	15-223D-0011
U4-5	0.77	-7°	0°	15-1540-0010	15-1540-0010	15-2540-0010	15-2540-0010
U4-5 / Hk	0.77	-7°	0°	15-114D-0010	15-124D-0010	15-214D-0010	15-224D-0010

Mandibolari-Mandibular

				Cod.			
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	.018"		.022"	
				R	L	R	L
L1 - 2	1.26	0°	0°	15-1610-0010	15-1610-0010	15-2610-0010	15-2610-0010
L3 / Hk	0.83	-11°	7°	15-133D-0010	15-143D-0010	15-233D-0010	15-243D-0010
L3 / Hk	0.83	-11°	7°	15-133D-0011	15-143D-0011	15-233D-0011	15-243D-0011
L4	0.95	-17°	0°	15-1640-0010	15-1640-0010	15-2640-0010	15-2640-0010
L4 / Hk	0.95	-17°	0°	15-134D-0010	15-144D-0010	15-234D-0010	15-244D-0010
L5	0.95	-22°	0°	15-1650-0010	15-1650-0010	15-2650-0010	15-2650-0010
L5 / Hk	0.95	-22°	0°	15-135D-0010	15-145D-0010	15-235D-0010	15-245D-0010

* Roth e un marchio registrato LLC. Tutti i diritti riservati. * Roth es una marca registrada de LLC. Todos los derechos reservados.



LEGEND medium



LEGEND medium

Mascellari-Maxilar

Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	Cod.			
				.018"		.022"	
				R	L	R	L
U 1	.25	12°	5°	32-1110-0010	32-1210-0010	32-2110-0010	32-2210-0010
U 1 (opz)	.25	17°	5°	-	-	32-2110-0011	32-2210-0011
U 2	.78	8°	9°	32-1120-0010	32-1220-0010	32-2120-0010	32-2220-0010
U 3	.25	2°	10°	32-1130-0010	32-1230-0010	32-2130-0010	32-2230-0010
U 3 / Hk	.25	2°	10°	32-113D-0010	32-123D-0010	32-213D-0010	32-223D-0010
U 4	.37	-7°	0°	32-1540-0010	32-1540-0010	32-2540-0010	32-2540-0010
U 4 / Hk	.37	-7°	0°	32-114M-0010	32-124M-0010	32-214M-0010	32-224M-0010
U4-5 Off. Base (opz)	.37	-7°	0°	32-1540-0013	32-1540-0013	32-2540-0013	32-2540-0013
U 5	.48	-7°	0°	32-1550-0010	32-1550-0010	32-2550-0010	32-2550-0010
U 5 / Hk	.48	-7°	0°	32-115M-0010	32-125M-0010	32-215M-0010	32-225M-0010

Mandibolari-Mandibular

Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	Cod.			
				.018"		.022"	
				R	L	R	L
L 1 (opz)	.97	-5°	0°	32-1610-0011	32-1610-0011	-	-
L 1-2	.97	-1°	0°	32-1610-0010	32-1610-0010	32-2610-0010	32-2610-0010
L 3	.25	-11°	7°	32-1430-0010	32-1330-0010	32-2430-0010	32-2330-0010
L 3 / Hk	.25	-11°	7°	32-143D-0010	32-133D-0010	32-243D-0010	32-233D-0010
L 4	.28	-17°	0°	32-1640-0010	32-1640-0010	32-2640-0010	32-2640-0010
L 4 / Hk	.28	-17°	0°	32-144D-0010	32-134D-0010	32-244D-0010	32-234D-0010
L 4 Off. Base (opz)	.28	-17°	0°	32-1640-0013	32-1640-0013	32-2640-0013	32-2640-0013
L 4 / Hk Off. Base (opz)	.28	-17°	0°	-	-	32-244D-0013	32-234D-0013
L 5	.33	-22°	0°	32-1650-0010	32-1650-0010	32-2650-0010	32-2650-0010
L 5 / Hk	.33	-22°	0°	32-145D-0010	32-135D-0010	32-245D-0010	32-235D-0010
L 5 Off. Base (opz)	.33	-22°	0°	32-1650-0013	32-1650-0013	32-2650-0013	32-2650-0013
L 5 / Hk Off. Base (opz)	.33	-22°	0°	-	-	32-245D-0013	32-235D-0013

* Roth e un marchio registrato LLC. Tutti i diritti riservati. * Roth es una marca registrada de LLC. Todos los derechos reservados.

LEGEND medium



LEGEND medium da puntare

Mascellari-Maxilar

Dente-Diente	Torque	Ang.	Cod.			
			.018"		.022"	
			R	L	R	L
U4-5	-7°	0°	33-1540-0010	33-1540-0010	33-2540-0010	33-2540-0010
U4-5 / Hk	-7°	0°	-	-	33-214M-0010	33-224M-0010
U4-5 (opz)	0°	0°	-	-	37-2510-0071	37-2510-0071

Mandibolari-Mandibular

Dente-Diente	Torque	Ang.	Cod.			
			.018"		.022"	
			R	L	R	L
L 4 (opz)	-17°	0°	33-1640-0010	33-1640-0010	33-2640-0010	33-2640-0010
L 5 (opz)	-22°	0°	33-1650-0010	33-1650-0010	33-2650-0010	33-2650-0010

LEGEND medium V-Slot

Mascellari-Maxilar

Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	Cod.			
				.018"		.022"	
				R	L	R	L
U4-5 (opz)	.37	-7°	0°	33-1540-0034	33-1540-0034	33-2540-0034	33-2540-0034

Mandibolari-Mandibular

Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	Cod.			
				.018"		.022"	
				R	L	R	L
L 4/universale (opz)	.36	-11°	0°	33-1640-0034	33-1640-0034	33-2640-0034	33-2640-0034
L 5/universale (opz)	.36	-17°	0°	-	-	33-2650-0034	33-2650-0034

LEGEND Kit medium

Prescrizione-Prescripción	Arc. Sup.	Arc. Inf.	Con Hk	Cod.	
				.018"	.022"
Kit Roth*	5-5	5-5	-	32-1CC0-0010	32-2CC0-0010
Kit Roth*	5-5	5-5	3	32-1CC3-0010	32-2CC3-0010
Kit Roth*	5-5	5-5	3,4,5	32-1CC5-0010	32-2CC5-0010

* Roth e un marchio registrato LLC. Tutti i diritti riservati. * Roth es una marca registrada de LLC. Todos los derechos reservados.

LEGEND medium



LEGEND medium V-Slot

Mascellari-Maxilar

Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	Cod.			
				.018"		.022"	
				R	L	R	L
U 1	.41	12°	6°	32-1110-0034	32-1210-0034	32-2110-0034	32-2210-0034
U 2	.93	8°	9°	32-1120-0034	32-1220-0034	32-2120-0034	32-2220-0034
U 3	.36	-2°	7°	32-1130-0034	32-1230-0034	-	-
U 3 / Hk	.36	0°	7°	32-113D-0040	32-123D-0040	32-213D-0040	32-223D-0040
U 3 / Hk	.36	-2°	7°	32-113D-0034	32-123D-0034	32-213D-0034	32-223D-0034
U 4 / Hk	.43	0°	0°	-	-	32-214M-0040	32-224M-0040
U4-5	.43	0°	0°	32-1540-0040	32-1540-0040	32-2540-0040	32-2540-0040
U4-5	.43	-7°	0°	32-1540-0034	32-1540-0034	32-2540-0034	32-2540-0034
U4-5 / Hk	.43	-7°	0°	32-114M-0034	32-124M-0034	32-214M-0034	32-224M-0034
U4-5 / Hk	.43	0°	0°	-	-	32-214M-0040	32-224M-0040
U4-5 / B. Off	.43	-7°	0°	32-1540-0035	32-1540-0035	32-2540-0035	32-2540-0035

Mandibolari-Mandibular

Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	Cod.			
				.018"		.022"	
				R	L	R	L
L 1-2	1.09	0°	0°	32-1610-0034	32-1610-0034	32-2610-0034	32-2610-0034
L 3	.36	-5°	7°	-	-	32-2430-0034	32-2330-0034
L 3 / Hk	.36	-5°	7°	32-143D-0034	32-133D-0034	32-243D-0034	32-233D-0034
L 3 / Hk	.36	0°	5°	-	-	32-243D-0040	32-233D-0040
L 4-5	.36	0°	0°	32-1640-0040	32-1640-0040	32-2640-0040	32-2640-0040
L 4	.36	-11°	0°	32-1640-0034	32-1640-0034	32-2640-0034	32-2640-0034
L 4 / B. Off.	.36	-11°	0°	32-1640-0035	32-1640-0035	32-2640-0035	32-2640-0035
L 4 / Hk	.36	-11°	0°	32-144D-0034	32-134D-0034	32-244D-0034	32-234D-0034
L 4 / Hk	.36	0°	0°	-	-	32-244D-0040	32-234D-0040
L 4-5 / B. Off.	.36	0°	0°	32-1640-0041	32-1640-0041	-	-
L 5	.36	-17°	0°	32-1650-0034	32-1650-0034	32-2650-0034	32-2650-0034
L 5 / Hk	.36	-17°	0°	-	-	32-245D-0034	32-235D-0034
L 5 / B. Off.	.36	-17°	0°	32-1650-0035	32-1650-0035	32-2650-0035	32-2650-0035

* Roth e un marchio registrato LLC. Tutti i diritti riservati. * Roth es una marca registrada de LLC. Todos los derechos reservados.

LEGEND mini



LEGEND mini

Mascellari-Maxilar

Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	Rot.	Cod.			
					.018"		.022"	
					R	L	R	L
U 1	.25	12°	5°	0°	31-1110-0010	31-1210-0010	31-2110-0010	31-2210-0010
U 2	.78	8°	9°	0°	31-1120-0010	31-1220-0010	31-2120-0010	31-2220-0010
U 2 / Hk	.78	8°	9°	0°	31-112D-0010	31-122D-0010	31-212D-0010	31-222D-0010
U 3	.25	2°	10°	4°M	31-1130-0010	31-1230-0010	-	-
U 3 / Hk	.25	2°	10°	4°M	31-113D-0010	31-123D-0010	31-213D-0010	31-223D-0010
U 4	.37	-7°	0°	2°D	31-1140-0010	31-1240-0010	31-2140-0010	31-2240-0010
U 4 / Hk	.37	-7°	0°	2°D	31-114M-0010	31-124M-0010	31-214M-0010	31-224M-0010
U4-5 Off. Base	.37	-7°	0°	0°	31-1540-0013	31-1540-0013	31-2540-0013	31-2540-0013
U 5	.48	-7°	0°	2°D	31-1150-0010	31-1250-0010	31-2150-0010	31-2250-0010
U 5 / Hk	.48	-7°	0°	2°D	31-115M-0010	31-125M-0010	31-215M-0010	31-225M-0010

Mandibolari-Mandibular

Dente-Diente	I/Omm.	Torque	Ang.	Rot.	Cod.			
					.018"		.022"	
					R	L	R	L
L 1-2	.97	-1°	0°	0°	31-1610-0010	31-1610-0010	31-2610-0010	31-2610-0010
L 3	.25	-11°	7°	2°M	31-1430-0010	31-1330-0010	31-2430-0010	31-2330-0010
L 3 / Hk	.25	-11°	7°	2°M	31-143D-0010	31-133D-0010	31-243D-0010	31-233D-0010
L 4	.28	-17°	0°	4°D	31-1440-0010	31-1340-0010	31-2440-0010	31-2340-0010
L 4 Off. Base	.28	-17°	0°	0°	31-1640-0013	31-1640-0013	31-2640-0013	31-2640-0013
L 4 / Hk	.28	-17°	0°	4°D	31-144D-0010	31-134D-0010	31-244D-0010	31-234D-0010
L 4 / Hk Off. Base	.28	-17°	0°	0°	31-144D-0013	31-134D-0013	-	-
L 5	.33	-22°	0°	4°D	31-1450-0010	31-1350-0010	31-2450-0010	31-2350-0010
L 5 Off. Base	.33	-22°	0°	0°	31-1650-0013	31-1650-0013	31-2650-0013	31-2650-0013
L 5 / Hk	.33	-22°	0°	4°D	31-145D-0010	31-135D-0010	31-245D-0010	31-235D-0010

* Roth e un marchio registrato LLC. Tutti i diritti riservati. * Roth es una marca registrada de LLC. Todos los derechos reservados.

LEGEND mini



LEGEND mini V-Slot

Mascellari-Maxilar

					Cod.			
Dente-Diente	I/Omm.	Torque	Ang.	Rot.	.018"		.022"	
					R	L	R	L
U 1	.70	.12°	5°	0°	31-1110-0034	31-1210-0034	31-2110-0034	31-2210-0034
U 2	.97	.8°	9°	0°	31-1120-0034	31-1220-0034	31-2120-0034	31-2220-0034
U 3 / Hk	.56	-2°	7°	0°	31-113D-0034	31-123D-0034	-	-
U4-5	.56	-7°	0°	0°	31-1540-0034	31-1540-0034	31-2540-0034	31-2540-0034
U4-5 Off. Base (opz)	.56	-7°	0°	0°	31-1540-0035	31-1540-0035	-	-
U4-5 / Hk	.56	-7°	0°	0°	31-114M-0034	31-124M-0034	-	-

Mandibolari-Mandibular

					Cod.			
Dente-Diente	I/Omm.	Torque	Ang.	Rot.	.018"		.022"	
					R	L	R	L
L 1-2	.97	0°	0°	0°	31-1610-0034	31-1610-0034	31-2610-0034	31-2610-0034
L 3 / Hk	.56	-5°	7°	0°	31-143D-0034	31-133D-0034	-	-
L 4	.56	-11°	0°	0°	-	-	31-2640-0034	31-2640-0034
L 4 / Hk	.56	-11°	0°	0°	31-144D-0034	31-134D-0034	-	-
L 4 Off. Base (opz)	.56	-11°	0°	0°	31-1640-0035	31-1640-0035	31-2640-0035	31-2640-0035
L 4 / Hk Off. Base (opz)	.56	-11°	0°	0°	31-144D-0035	31-134D-0035	-	-
L 5	.56	-17°	0°	0°	31-1650-0034	31-1650-0034	31-2650-0034	31-2650-0034
L 5 Off. Base (opz)	.56	-17°	0°	0°	31-1650-0035	31-1650-0035	31-2650-0035	31-2650-0035

LEGEND Kit mini

PrescrizionePrescripción	Arc. Sup.	Arc. Inf.	Con Hk	Cod.	
				.018"	.022"
Kit Roth*	5-5	5-5	-	31-1CC0-0010	31-2CC0-0010
Kit Roth*	5-5	5-5	3	31-1CC3-0010	31-2CC3-0010
Kit Roth*	5-5	5-5	3,4,5	31-1CC5-0010	31-2CC5-0010
Kit Roth*	5-5	5-5	3	-	31-2CC3-0034

* Roth e un marchio registrato LLC. Tutti i diritti riservati. * Roth es una marca registrada de LLC. Todos los derechos reservados.

LEGEND mini



LEGEND mini Opz. Torque

Mascellari-Maxilar

					Cod.			
Dente-Diente	I/Omm.	Torque	Ang.	Rot.	.018"		.022"	
					R	L	R	L
U4 / Hk	.28	-7°	0°	0°	31-1540-0015	31-1540-0015	-	-

Mandibolari-Mandibular

					Cod.			
Dente-Diente	I/Omm.	Torque	Ang.	Rot.	.018"		.022"	
					R	L	R	L
L1-2	.97	-10°	0°	0°	-	-	31-2610-0037	31-2610-0037
L4	.28	-11°	0°	0°	31-1640-0039	31-1640-0039	-	-
L4 universale	.28	-11°	0°	0°	-	-	31-2640-0015	31-2640-0015
L5	.33	-22°	0°	0°	31-1650-0015	31-1650-0015	31-2650-0015	31-2650-0015

* Roth e un marchio registrato LLC. Tutti i diritti riservati. * Roth es una marca registrada de LLC. Todos los derechos reservados.

LEGEND mini



LEGEND mini Rhodium Coated Estetici

Mascellari-Maxilar

					Cod.			
Dente-Diente	I/Omm.	Torque	Ang.	Rot.	.018"		.022"	
					R	L	R	L
U1	.25	12°	5°	0°	38-1110-0010	38-1210-0010	38-2110-0010	38-2210-0010
U2	.78	8°	9°	0°	38-1120-0010	38-1220-0010	38-2120-0010	38-2220-0010
U3 / Hk	.25	2°	10°	4°M	38-113D-0010	38-123D-0010	38-213D-0010	38-223D-0010
U4	.37	-7°	0°	2°D	38-1140-0010	38-1240-0010	38-2140-0010	38-2240-0010
U4 / Hk	.37	-7°	0°	2°D	38-114M-0010	38-124M-0010	38-214M-0010	38-224M-0010
U5	.48	7°	0°	2°D	38-1150-0010	38-1250-0010	38-2150-0010	38-2250-0010
U5 / Hk	.48	7°	0°	2°D	38-115M-0010	38-125M-0010	38-215M-0010	38-225M-0010

Mandibolari-Mandibular

					Cod.			
Dente-Diente	I/Omm.	Torque	Ang.	Rot.	.018"		.022"	
					R	L	R	L
L1-2	.97	-1°	0°	0°	38-1610-0010	38-1610-0010	38-2610-0010	38-2610-0010
L3 / Hk	.25	-11°	7°	2°M	38-143D-0010	38-133D-0010	38-243D-0010	38-233D-0010
L4	.28	-17°	0°	4°D	38-1440-0010	38-1340-0010	38-2440-0010	38-2340-0010
L4 / Hk	.28	-17°	0°	4°D	38-144D-0010	38-134D-0010	38-244D-0010	38-234D-0010
L5	.33	-22°	0°	4°D	38-1450-0010	38-1350-0010	38-2450-0010	38-2350-0010
L5 / Hk	.33	-22°	0°	4°D	38-145D-0010	38-135D-0010	38-245D-0010	38-235D-0010

LEGEND Kit mini Rhodium Coated

Prescrizione-Prescripción	Arc. Sup.	Arc. Inf.	Con Hk	Cod.	
				.018"	.022"
Kit Roth*	5-5	5-5	3	38-1CC3-0010	38-2CC3-0010
Kit Roth*	5-5	5-5	3,4,5	38-1CC5-0010	38-2CC5-0010

* Roth e un marchio registrato LLC. Tutti i diritti riservati. * Roth es una marca registrada de LLC. Todos los derechos reservados.

LEGACY medium



Legacy medium

Mascellari-Maxilar

					Cod.	
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	Rot.	.022"	
					R	L
U 1	.25	12°	5°	0°	28-2110-0010	28-2210-0010
U 2	.78	8°	9°	0°	28-2120-0010	28-2220-0010
U2 / Hk (opz)	.78	8°	9°	0°	28-212D-0010	28-222D-0010
U 3	.25	-2°	13°	4°M	28-2130-0010	28-2230-0010
U 3 / Hk	.25	-2°	13°	4°M	28-213D-0010	28-223D-0010
U 3 (opz)	.25	-2°	9°	4°M	28-2130-0012	28-2230-0012
U3 / Hk (opz)	.25	-2°	9°	4°M	28-213D-0012	28-223D-0012
U4-5	.37	-7°	0°	2°D	28-2140-0010	28-2240-0010
U4-5 / Hk	.37	-7°	0°	2°D	28-214D-0010	28-224D-0010
U4 / Hk m. (opz)	.37	-7°	0°	2°D	28-214M-0010	28-224M-0010

Mandibolari-Mandibular

					Cod.	
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	Rot.	.022"	
					R	L
L 1-2	.97	-1°	2°	0°	28-2410-0010	28-2310-0010
L 3	.25	-11°	7°	2°M	28-2430-0010	28-2330-0010
L 3 / Hk	.25	-11°	7°	2°M	28-243D-0010	28-233D-0010
L 4	.28	-17°	-1°	4°D	28-2440-0010	28-2340-0010
L 4 / Hk	.28	-17°	-1°	4°D	28-244D-0010	28-234D-0010
L 5	.33	-22°	-1°	4°D	28-2450-0010	28-2350-0010
L 5 / Hk	.33	-22°	-1°	4°D	28-245D-0010	28-235D-0010

Legacy Kit medium

Prescrizione-Prescripción	Arc. Sup.	Arc. Inf.	Con Hk	Cod.	
				.022"	
Kit Roth*	5,5	5,5	-	28-2CC0-0010	
Kit Roth*	5,5	5,5	3	28-2CC3-0010	
Kit Roth*	5,5	5,5	3,4,5	28-2CC5-0010	

* Roth e un marchio registrato LLC. Tutti i diritti riservati. * Roth es una marca registrada de LLC. Todos los derechos reservados.

LEGACY mini



Legacy mini

Mascellari-Maxilar

Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	Rot.	Cod.	
					.022"	
					R	L
U 1	.25	12°	5°	0°	27-2110-0010	27-2210-0010
U 2	.78	8°	9°	0°	27-2120-0010	27-2220-0010
U 3	.25	-2°	13°	4°M	27-2130-0010	27-2230-0010
U 3 / Hk	.25	-2°	13°	4°M	27-213D-0010	27-223D-0010
U3 / Hk /special (opz)	.25	-2°	9°	4°M	27-213D-0012	27-223D-0012
U 4	.37	-7°	0°	2°D	27-2140-0010	27-2240-0010
U4-5 / Hk	.37	-7°	0°	2°D	27-214M-0010	27-224M-0010

Mandibolari-Mandibular

Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	Rot.	Cod.	
					.022"	
					R	L
L 1-2	.97	-1°	2°	0°	27-2410-0010	27-2310-0010
L1-2 special Torque (opz)	.97	-5°	2°	0°	27-2410-0011	27-2310-0011
L 3	.25	-11°	7°	2°M	27-2430-0010	27-2330-0010
L 3 / Hk	.25	-11°	7°	2°M	27-243D-0010	27-233D-0010
L 4 Off. B (opz)	.28	-17°	-1°	4°D	27-2440-0013	27-2340-0013
L 4 / Hk	.28	-17°	-1°	4°D	27-244D-0010	27-234D-0010
L 4 / Hk / Off. B (opz)	.28	-17°	-1°	4°D	27-244D-0013	27-234D-0013
L 5 Off. B (opz)	.33	-22°	-1°	4°D	27-2450-0013	27-2350-0013
L 5 / Hk	.33	-22°	-1°	4°D	27-245D-0010	27-235D-0010
L 5 / Hk / Off. B (opz)	.33	-22°	-1°	4°D	27-245D-0013	27-235D-0013

Legacy Kit mini

Prescrizione-Prescripción	Arc. Sup.	Arc. Inf.	Con Hk	Cod.
				.022"
Kit Roth*	5,5	5,5	3,4,5	27-2CC5-0010

* Roth e un marchio registrato LLC. Tutti i diritti riservati. * Roth es una marca registrada de LLC. Todos los derechos reservados.

Axcess



Axcess

Mascellari-Maxilar

Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	Cod.			
				.018"		.022"	
				R	L	R	L
U 1	.73	12°	5°	30-1110-0010	30-1210-0010	30-2110-0010	30-2210-0010
U 2	1.19	8°	9°	30-1120-0010	30-1220-0010	30-2120-0010	30-2220-0010
U 3 / Hk	.56	-2°	13°	30-113D-0010	30-123D-0010	30-213D-0010	30-223D-0010
U4-5	.56	-7°	0°	30-1540-0010	30-1540-0010	30-2540-0010	30-2540-0010
U4-5 / Hk	.56	-7°	0°	30-114M-0010	30-124M-0010	30-214M-0010	30-224M-0010

Mandibolari-Mandibular

Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	Cod.			
				.018"		.022"	
				R	L	R	L
L 1-2	1.19	-1°	0°	30-1610-0010	30-1610-0010	30-2610-0010	30-2610-0010
L 3 / Hk	.43	-11°	7°	30-143D-0010	30-133D-0010	30-243D-0010	30-233D-0010
L 3 / Hk Tecnica Barbosa (opz)	.43	-11°	7°	30-143D-0014	30-133D-0014	-	-
L 4 Off. Base	.40	-17°	0°	30-1640-0013	30-1640-0013	30-2640-0013	30-2640-0013
L 4 / Hk Off. Base	.40	-17°	0°	30-144D-0010	30-134D-0010	30-244D-0010	30-234D-0010
L 5 Off. Base	.38	-22°	0°	30-1650-0013	30-1650-0013	30-2650-0013	30-2650-0013
L 5 / Hk Off. Base	.38	-22°	0°	30-145D-0010	30-135D-0010	30-245D-0010	30-235D-0010

Axcess Kit

Prescrizione-Prescripción	Arc. Sup.	Arc. Inf.	Con Hk	Cod.	
				.018"	.022"
Kit Roth*	5-5	5-5	3	30-1CC3-0010	30-2CC3-0010
Kit Roth*	5-5	5-5	3,4,5	30-1CC5-0010	30-2CC5-0010

* Roth e un marchio registrato LLC. Tutti i diritti riservati. * Roth es una marca registrada de LLC. Todos los derechos reservados.

PRESCRIZIONE TUBI TECNICA ROTH TUBOS DE PRESCRIPCIÓN TÉCNICA ROTH

Tubi Buccali Diretti-Directo

Mascellari-Maxilar

Tubo Singolo Self-Ligating-Tubo Simple 1° Molare- Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset HG	Cod.	
						R	L
	.022"x.028"	-10°	0°	14°D	0°	20-2160-0010	20-2260-0010

Tubo Doppio convertibile-Tubo Doble convertible 1° Molare- Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset HG	Cod.	
						R	L
	.022"x.028"	-10°	0°	7°D	7°D	40-2160-0079	40-2260-0079

Tubo Singolo non Convertibile-Tubo Simple no Convertible 2° Molare- Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset HG	Cod.	
						R	L
	.022"x.028"	-14°	0°	14°D	0°	40-2170-0099	40-2270-0099

Tubo Singolo Convertibile-Tubo Simple Convertible 1° Molare- Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset HGR	Cod.	
							L
	.022"x.028"	-14°	0°	14°D	0°	40-2160-0061	40-2260-0061

Mandibolari-Mandibular

Tubo Singolo Self-Ligating-Tubo Simple 1° Molare- Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset HG	Cod.	
						R	L
	.022"x.028"	-25°	0°	4°D	0°	20-2460-0010	20-2360-0010

Tubo Doppio Rettangolare convertibile-Tubo Doble rectangular convertible 1° Molare- Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset HG	Cod.	
						R	L
	.022"x.028"	-30°	-1°	4°D	0°	40-2460-0060	40-2360-0060

Tubo Singolo non Convertibile-Tubo Simple no Convertible 2° Molare- Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset HG	Cod.	
						R	L
	.022"x.028"	-30°	-1°	4°D	0°	40-2470-0064	40-2370-0064

* Roth e un marchio registrato LLC. Tutti i diritti riservati. * Roth es una marca registrada de LLC. Todos los derechos reservados.



PRESCRIZIONE TUBI TECNICA ROTH TUBOS DE PRESCRIPCIÓN TÉCNICA ROTH

Tubi Buccali da Puntare-Para Soldar

Mascellari-Maxilar

Tubo Doppio convertibile-Tubo Doble convertible 1° Molare- Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset HG	Cod.	
						R	L
	.022"x.028"	-10°	0°	7°D	7°D	41-2160-0079	41-2260-0079

Tubo Triplo convertibile-Tubo Triple convertible 1° Molare- Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset HG	Cod.	
						R	L
	.022"x.028"	-14°	0°	14°D	14°D	41-2160-0052	41-2260-0052

Tubo Singolo Convertibile-Tubo Simple Convertible 2° Molare- Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset HG	Cod.	
						R	L
	.022"x.028"	-14°	0°	14°D	0°	41-2160-0061	41-2260-0061

Sheets Linguali

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset HG	Cod.	
						R	L
		0°	0°	8°	0°	43-027R-0000	43-027L-0000

Mandibolari-Mandibular

Tubo Singolo Convertibile-Tubo Simple Convertible 1° Molare- Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset HG	Cod.	
						R	L
	.022"x.028"	-30°	1°	4°D	0°	41-2460-0062	41-2360-0062

Tubo Doppio Rettangolare convertibile-Tubo Doble rectangular convertible 1° Molare- Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset HG	Cod.	
						R	L
	.022"x.028"	-30°	-1°	4°D	0°	41-2460-0060	41-2360-0060

Tubo Singolo non Convertibile-Tubo Simple no Convertible 2° Molare- Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset HG	Cod.	
						R	L
	.022"x.028"	-30°	-1°	4°D	0°	41-2470-0064	41-2370-0064

* Roth e un marchio registrato LLC. Tutti i diritti riservati. * Roth es una marca registrada de LLC. Todos los derechos reservados.



TECNICA FACE

./CC./

EXPERIENCE metal



EXPERIENCE metal

Mascellari-Maxilar

					Cod.	
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	Rot.	.022"	
					R	L
U1	.81	12°	5°	0°	20-2110-0010	20-2210-0010
U2	1.07	8°	9°	0°	20-2120-0010	20-2220-0010
U3 / Hk	.46	0°	8°	0°	20-213D-0021	20-223D-0021
U4 / Hk	.46	-7°	0°	0°	20-214D-0020	20-224D-0020
U5 / Hk	.46	-7°	0°	0°	20-214D-0020	20-224D-0020

Mandibolari-Mandibular

					Cod.	
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	Rot.	.022"	
					R	L
L1-2	1.17	-1°	0°	0°	20-2610-0044	20-2610-0044
L3 / Hk	.56	-3°	7°	2°M	20-243D-0030	20-233D-0030
L4 / Hk	.38	-12°	2°	0°	20-244D-0020	20-234D-0020
L5 / Hk	.28	-17°	2°	0°	20-245D-0020	20-235D-0020

Mascellari-Maxilar

					Cod.	
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	Rot.	.022"	
					R	L
U1 Extra Torque	.81	17°	4°	0°	20-2110-0020	20-2210-0020
U2 Extra Torque	1.07	10°	8°	0°	20-2120-0020	20-2220-0020
U3 / Hk	.46	0°	8°	0°	20-213D-0021	20-223D-0021
U4 / Hk	.46	-7°	0°	0°	20-214D-0020	20-224D-0020
U5 / Hk	.46	-7°	0°	0°	20-214D-0020	20-224D-0020

Mandibolari-Mandibular

					Cod.	
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	Rot.	.022"	
					R	L
L1-2 Extra Torque	1.17	-6°	0°	0°	20-2610-0020	20-2610-0020
L3 / Hk Extra Torque	.56	-6°	3°	0°	20-243D-0020	20-233D-0020
L4 / Hk	.38	-12°	2°	0°	20-244D-0020	20-234D-0020
L5 / Hk	.28	-17°	2°	0°	20-245D-0020	20-235D-0020

EXPERIENCE metal



EXPERIENCE Kit metal

				Cod.
Prescrizione-Prescripción	Arc. Sup.	Arc. Inf.	Con Hk	.022"
Kit Face™	5,5	5,5	3,4,5	20-2CC5-0040

EXPERIENCE Kit metal Extra Torque

				Cod.
Prescrizione-Prescripción	Arc. Sup.	Arc. Inf.	Con Hk	.022"
Kit Face™ Extra Torque	5,5	5,5	3,4,5	20-2CC5-0041

EXPERIENCE Ceramic



EXPERIENCE ceramic

Mascellari-Maxilar

					Cod.	
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	Rot.	.022"	
					R	L
U1	.81	12°	5°	0°	11-2110-0010	11-2210-0010
U2	1.07	8°	9°	0°	11-2120-0010	11-2220-0010
U3 / Hk	.46	0°	8°	0°	11-213D-0021	11-223D-0021
U4 / Hk	.46	-7°	0°	0°	11-214D-0020	11-224D-0020
U5 / Hk	.46	-7°	0°	0°	11-214D-0020	11-224D-0020

Mandibolari-Mandibular

					Cod.	
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	Rot.	.022"	
					R	L
L1-2	1.17	-1°	2°	0°	11-2410-0010	11-2310-0010
L3 / Hk	.56	-3°	7°	2°M	11-243D-0030	11-233D-0030
L4 / Hk	.38	-12°	2°	0°	11-244D-0020	11-234D-0020
L5 / Hk	.28	-17°	2°	0°	11-245D-0020	11-235D-0020

Mascellari-Maxilar

					Cod.	
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	Rot.	.022"	
					R	L
U1 Extra Torque	.81	17°	4°	0°	11-2110-0020	11-2210-0020
U2 Extra Torque	1.07	10°	8°	0°	11-2120-0020	11-2220-0020
U3 / Hk	.46	0°	8°	0°	11-213D-0021	11-223D-0021
U4 / Hk	.46	-7°	0°	0°	11-214D-0020	11-224D-0020
U5 / Hk	.46	-7°	0°	0°	11-214D-0020	11-224D-0020

Mandibolari-Mandibular

					Cod.	
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	Rot.	.022"	
					R	L
L1-2 Extra Torque	1.17	-6°	0°	0°	11-2610-0020	11-2610-0020
L3 / Hk Extra Torque	.56	-6°	3°	0°	11-243D-0020	11-233D-0020
L4 / Hk	.38	-12°	2°	0°	11-244D-0020	11-234D-0020
L5 / Hk	.28	-17°	2°	0°	11-245D-0020	11-235D-0020

EXPERIENCE Ceramic



EXPERIENCE Kit ceramic

				Cod.
Prescrizione-Prescripción	Arc. Sup.	Arc. Inf.	Con Hk	.022"
Kit Face™	5,5	5,5	3,4,5	11-2CC5-0040

EXPERIENCE Kit ceramic Extra Torque

				Cod.
Prescrizione-Prescripción	Arc. Sup.	Arc. Inf.	Con Hk	.022"
Kit Face™ Extra Torque	5,5	5,5	3,4,5	11-2CC5-0041

LEGEND medium



LEGEND medium

Mascellari-Maxilar

					Cod.	
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	Rot.	.022"	
					R	L
U1	.25	12°	5°	0°	32-2110-0010	32-2210-0010
U2	.78	8°	9°	0°	32-2120-0010	32-2220-0010
U3 / Hk	.25	0°	8°	0°	32-213D-0021	32-223D-0021
U4 / Hk	.48	-7°	0°	0°	32-214M-0020	32-224M-0020
U5 / Hk	.48	-7°	0°	0°	32-215M-0020	32-225M-0020

Mandibolari-Mandibular

					Cod.	
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	Rot.	.022"	
					R	L
L1-2	.97	-1°	0°	0°	32-2610-0010	32-2610-0010
L3 / Hk	.25	-3°	7°	2°M	32-243D-0030	32-233D-0030
L4 / Hk	.50	-12°	2°	0°	32-244D-0020	32-234D-0020
L5 / Hk	.50	-17°	2°	0°	32-245D-0020	32-235D-0020

Mascellari-Maxilar

					Cod.	
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	Rot.	.022"	
					R	L
U1 Extra Torque	.25	17°	4°	0°	32-2110-0020	32-2210-0020
U2 Extra Torque	.78	10°	8°	0°	32-2120-0020	32-2220-0020
U3 / Hk	.25	0°	8°	0°	32-213D-0021	32-223D-0021
U4 / Hk	.48	-7°	0°	0°	32-214M-0020	32-224M-0020
U5 / Hk	.48	-7°	0°	0°	32-215M-0020	32-225M-0020

Mandibolari-Mandibular

					Cod.	
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	Rot.	.022"	
					R	L
L1-2 Extra Torque	.97	-6°	0°	0°	32-2610-0020	32-2610-0020
L3 uncino Extra Torque	.30	-6°	3°	0°	32-243D-0020	32-233D-0020
L4 / Hk	.50	-12°	2°	0°	32-244D-0020	32-234D-0020
L5 / Hk	.50	-17°	2°	0°	32-245D-0020	32-235D-0020

LEGEND medium



LEGEND Kit medium

				Cod.
Prescrizione-Prescripción	Arc. Sup.	Arc. Inf.	Con Hk	.022"
Kit Face™	5,5	5,5	3,4,5	32-2CC5-0040

LEGEND Kit medium Extra Torque

				Cod.
Prescrizione-Prescripción	Arc. Sup.	Arc. Inf.	Con Hk	.022"
Kit Face™ ExtraTorque	5,5	5,5	3,4,5	32-2CC5-0041

PRESCRIZIONE TUBI TECNICA FACE
TUBOS DE PRESCRIPCIÓN TÉCNICA FACE

Tubi Buccali Diretti-Directo

Mascellari-Maxilar

Tubo Singolo Self-Ligating-Tubo Simple 1° Molare- Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset HG	Cod.	
						R	L
	.022"x.028"	-14°	0°	10°D	0°	20-2160-0020	20-2260-0020

Tubo Singolo non Convertibile-Tubo Simple no Convertible 1° Molare- Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset HG	Cod.	
						R	L
	.022"x.028"	-14°	0°	10°D	0°	40-2160-0106	40-2260-0106

Tubo Singolo non Convertibile-Tubo Simple no Convertible 2° Molare- Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset HG	Cod.	
						R	L
	.022"x.028"	-20°	0°	10°D	0°	40-2170-0007	40-2270-0007

Mandibolari-Mandibular

Tubo Singolo Self-Ligating-Tubo Simple 1° Molare- Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset HG	Cod.	
						R	L
	.022"x.028"	-20°	0°	0°	0°	20-2460-0020	20-2360-0020

Tubo Singolo non Convertibile-Tubo Simple no Convertible 1° Molare- Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset HG	Cod.	
						R	L
	.022"x.028"	-25°	0°	0°	0°	40-2460-0007	40-2360-0007

Tubo Singolo non Convertibile-Tubo Simple no Convertible 2° Molare- Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset HG	Cod.	
						R	L
	.022"x.028"	-20°	-1°	0°	0°	40-2470-0007	40-2370-0007

PRESCRIZIONE TUBI TECNICA FACE
TUBOS DE PRESCRIPCIÓN TÉCNICA FACE



Tubi Buccali da Puntare-Para Soldar

Mascellari-Maxilar

Tubo Doppio convertibile-Tubo Doble convertible 1° Molare- Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset HG	Cod.	
						R	L
	.022"x.028"	-14°	0°	10°D	10°D	41-2160-0020	41-2260-0020

Tubo Singolo non Convertibile-Tubo Simple no Convertible 2° Molare- Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset HG	Cod.	
						R	L
	.022"x.028"	-20°	0°	14°D	0°	41-2170-0022	41-2270-0022

Sheets Linguali

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset HG	Cod.	
						R	L
		0°	0°	8°	0°	43-027R-0000	43-027L-0000

Mandibolari-Mandibular

Tubo Singolo Convertibile-Tubo Simple Convertible 1° Molare- Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset HG	Cod.	
						R	L
	.022"x.028"	-20°	0°	0°	0°	41-2460-0022	41-2360-0022

Tubo Singolo non Convertibile-Tubo Simple no Convertible 2° Molare- Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset HG	Cod.	
						R	L
	.022"x.028"	-25°	0°	0°	0°	41-2470-0034	41-2370-0034

TECNICA BIDIMENSIONALE

./CC./

EXPERIENCE metal



EXPERIENCE metal

Mascellari-Maxilar

					Cod.			
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	Rot.	.018"		.022"	
					R	L	R	L
U1	.81	12°	5°	0°	20-1110-0010	20-1210-0010	-	-
U2	1.07	8°	9°	0°	20-1120-0010	20-1220-0010	-	-
U3 / Hk	.46	0°	8°	0°	-	-	20-213D-0021	20-223D-0021
U4-5 Univ.	.46	0°	0°	0°	-	-	20-2540-0025	20-2540-0025

Mandibolari-Mandibular

					Cod.			
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	Rot.	.018"		.022"	
					R	L	R	L
L1-2	1.17	-1°	2°	0°	20-1410-0010	20-1310-0010	-	-
L1-2 (opz)	1.17	-6°	0°	0°	20-1610-0020	20-1610-0020	-	-
L3 Hk	.56	0°	3°	0°	-	-	20-243D-0021	20-233D-0021
L4-5 Univ.	.38	0°	0°	0°	-	-	20-2540-0025	20-2540-0025

EXPERIENCE Kit metal

				Cod.
Prescrizione-Prescripción	Arc. Sup.	Arc. Inf.	Con Hk	
Kit Bidimensionale	5,5	5,5	3	20-1CC3-SK01

EXPERIENCE mini



EXPERIENCE mini Rhodium Coated

Mascellari-Maxilar

					Cod.			
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	Rot.	.018"		.022"	
					R	L	R	L
U1	.81	12°	5°	0°	24-1110-0010	24-1210-0010	-	-
U2	1.07	8°	9°	0°	24-1120-0010	24-1220-0010	-	-
U3 / Hk	.46	0°	8°	0°	24-113D-0021	24-123D-0021	24-213D-0021	24-223D-0021
U4-5 Univ.	.46	0°	0°	0°	-	-	24-2540-0025	24-2540-0025

Mandibolari-Mandibular

					Cod.			
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	Rot.	.018"		.022"	
					R	L	R	L
L1-2	1.17	-1°	2°	0°	24-1410-0010	24-1310-0010	-	-
L1-2 (opz)	1.17	-6°	0°	0°	24-1610-0020	24-1610-0020	-	-
L3 / Hk	.56	0°	3°	0°	24-143D-0021	24-133D-0021	24-243D-0021	24-233D-0021
L4-5 Univ.	.38	0°	0°	0°	-	-	24-2540-0025	24-2540-0025

EXPERIENCE Kit mini Rhodium Coated

				Cod.
Prescrizione-Prescripción	Arc. Sup.	Arc. Inf.	Con Hk	
Kit Bidimensionale	5,5	5,5	3,4,5	24-1CC5-SK01

EXPERIENCE ceramic



EXPERIENCE ceramic

Mascellari-Maxilar

					Cod.			
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	Rot.	.018"		.022"	
					R	L	R	L
U1	.81	12°	5°	0°	11-1110-0010	11-1210-0010	--	
U2	1.07	8°	9°	0°	11-1120-0010	11-1220-0010	--	
U3 / Hk	.46	0°	8°	0°	11-113D-0021	11-123D-0021	11-213D-0021	11-223D-0021
U4-5 Univ.	.46	0°	0°	0°	--		11-2540-0025	11-2540-0025

Mandibolari-Mandibular

					Cod.			
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	Rot.	.018"		.022"	
					R	L	R	L
L1-2	1.17	-1°	2°	0°	11-1410-0010	11-1310-0010	-	-
L1-2 (opz)	1.17	-6°	0°	0°	11-1610-0020	11-1610-0020	-	-
L3 / Hk	.56	0°	3°	0°	11-143D-0021	11-133D-0021	11-243D-0021	11-233D-0021
L4-5 Univ.	.38	0°	0°	0°	-	-	11-2540-0025	11-2540-0025

EXPERIENCE Kit ceramic

				Cod.
Prescrizione-Prescripción	Arc. Sup.	Arc. Inf.	Con Hk	
Kit Bidimensionale	3	-	3	11-2E03-SK01

LEGEND medium



LEGEND medium V-Slot

Mascellari-Maxilar

				Cod.			
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	.018"		.022"	
				R	L	R	L
U1	.41	12°	5°	32-1110-0034	32-1210-0034	32-2110-0034	32-2210-0034
U2	.93	8°	9°	32-1120-0034	32-1220-0034	32-2120-0034	32-2220-0034
U3	.36	0°	7°	32-1130-0040	32-1230-0040	-	-
U3 / Hk	.36	0°	7°	32-113D-0040	32-123D-0040	32-213D-0040	32-223D-0040
U4 / Hk (opz)	.43	0°	0°	-	-	32-214M-0040	32-224M-0040
U4-5	.43	0°	0°	32-1540-0040	32-1540-0040	32-2540-0040	32-2540-0040
U4-5 / Hk (opz)	.43	0°	0°	-	-	32-214M-0040	32-224M-0040

Mandibolari-Mandibular

				Cod.			
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	.018"		.022"	
				R	L	R	L
L1-2	1.09	0°	0°	32-1610-0034	32-1610-0034	32-2610-0034	32-2610-0034
L3 / Hk	.36	0°	5°	-	-	32-243D-0040	-
L4-5	.36	0°	0°	32-1640-0040	32-1640-0040	32-2640-0040	32-2640-0040
L4 / Hk (opz)	.36	0°	0°	-	-	32-244D-0040	32-234D-0040
L4-5 Ø f. Base (opz)	.36	0°	0°	32-1640-0041	32-1640-0041	-	-

LEGEND Kit medium

				Cod.
Prescrizione-Prescripción	Arc. Sup.	Arc. Inf.	Con Hk	
Kit Bidimensionale	5,5	5,5	3	32-1CC3-SK01
Kit Bidimensionale	5,5	5,5	3,4,5	32-1CC5-SK03

LEGEND medium**Rh** Rhodium**LEGEND medium Rhodium Coated****Mascellari-Maxilar**

				Cod.			
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	.018"		.022"	
				R	L	R	L
U1	.25	12°	5°	39-1110-0034	39-1210-0034	-	-
U2	.78	8°	9°	39-1120-0034	39-1220-0034	-	-
U3 / Hk	.25	0°	7°	-	-	39-213D-0040	39-223D-0040
U4-5	.37	0°	0°	-	-	39-2540-0040	39-2540-0040

Mandibolari-Mandibular

				Cod.			
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	.018"		.022"	
				R	L	R	L
L1-2	.97	0°	0°	39-1610-0034	39-1610-0034	-	-
L3 / Hk	.30	0°	5°	-	-	39-243D-0040	39-233D-0040
L4-5	.50	0°	0°	-	-	39-2640-0040	39-2640-0040

LEGEND Kit medium Rhodium Coated

				Cod.
Prescrizione-Prescripción	Arc. Sup.	Arc. Inf.	Con Hk	
Kit Bidimensionale	5,5	5,5	3	39-2CC3-0034

LEGEND medium**Rh** Rhodium**LEGEND medium Rhodium Coated Opz. Torque V-Slot****Mascellari-Maxilar**

			Cod.			
Dente-Diente	Torque	Ang.	.018"		.022"	
			R	L	R	L
U 1	17°	5°	-	-	39-2110-0029	39-2210-0029
U 1	-12°	5°	-	-	39-2110-0034	39-2210-0034
U 2	-8°	9°	-	-	39-2120-0034	39-2220-0034
U4-5	-7°	0°	-	-	39-2540-0034	39-2540-0034
U4-5 / Hk	-7°	0°	-	-	39-214M-0034	39-224M-0034

Mandibolari-Mandibular

			Cod.			
Dente-Diente	Torque	Ang.	.018"		.022"	
			R	L	R	L
L 1-2	0°	0°	-	-	39-2610-0034	39-2610-0034
L 4	-11°	0°	39-1640-0034	39-1640-0034	39-2640-0034	39-2640-0034
L 5	-17°	0°	39-1650-0034	39-1650-0034	39-2650-0034	39-2650-0034

LEGEND mini

LEGEND mini V-Slot

Mascellari-Maxilar

					Cod.			
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	Rot.	.018"		.022"	
					R	L	R	L
U 1	.70	12°	5°	0°	31-1110-0034	31-1210-0034	-	-
U 2	.97	8°	9°	0°	31-1120-0034	31-1220-0034	-	-
U 3 / Hk	.56	0°	7°	0°	-	-	31-213D-0040	31-223D-0040
U4-5	.56	0°	0°	0°	-	-	31-2540-0040	31-2540-0040
U4-5 / Hk	.56	0°	0°	0°	-	-	31-215M-0040	31-225M-0040

Mandibolari-Mandibular

					Cod.			
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	Rot.	.018"		.022"	
					R	L	R	L
L 1-2	.97	0°	0°	0°	31-1610-0034	31-1610-0034	-	-
L 3 / Hk	.56	0°	5°	0°	-	-	31-243D-0040	31-233D-0040
L 4-5	.56	0°	0°	0°	-	-	31-2640-0040	31-2640-0040
L 4-5 / Hk	.56	0°	0°	0°	-	-	31-244D-0040	31-234D-0040

LEGEND Kit mini

				Cod.
Prescrizione-Prescripción	Arc. Sup.	Arc. Inf.	Con Hk	
Kit Bidimensionale	5,5	5,5	3	31-ICC3-SK01



PRESCRIZIONE TUBI TECNICA BIDIMENSIONALE TUBOS DE PRESCRIPCIÓN TÉCNICA BIDIMENSIONAL

Tubi Buccali Diretti-Tubos Directo

Mascellari-Maxilar

Tubo Singolo Convertibile-Tubo Simple Convertible 1° Molare- Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset HG	Cod.	
						R	L
	.022"x.028"	0°	0°	6°D	/	40-2460-0092	40-2360-0092

Tubo Singolo non Convertibile-Tubo Simple no Convertible 2° Molare- Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset HG	Cod.	
						R	L
	.022"x.028"	0°	0°	6°D	/	40-2470-0096	40-2370-0096

Mandibolari-Mandibular

Tubo Singolo Convertibile-Tubo Simple Convertible 1° Molare- Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset HG	Cod.	
						R	L
	.022"x.028"	0°	0°	6°D	/	40-2460-0092	40-2360-0092

Tubo Singolo non Convertibile-Tubo Simple no Convertible 2° Molare- Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset HG	Cod.	
						R	L
	.022"x.028"	0°	0°	6°D	/	40-2470-0096	40-2370-0096

Tubi Buccali Da Puntare-Para Soldar

Mascellari-Maxilar

Tubo Singolo Convertibile-Tubo Simple Convertible 1° Molare- Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset HG	Cod.	
						R	L
	.022"x.028"	0°	0°	0°	0°	41-2460-0093	41-2460-0093

Tubo Doppio non Convertibile-Tubo Doble no Convertible 1° Molare- Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset HG	Cod.	
						R	L
	.022"x.028"	0°	0°	6°D	0°	41-2160-0080	41-2260-0080

Mandibolari-Mandibular

Tubo Singolo Convertibile-Tubo Simple Convertible 1° Molare- Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset HG	Cod.	
						R	L
	.022"x.028"	0°	0°	0°	0°	41-2460-0093	41-2460-0093

Tubo Doppio non Convertibile-Tubo Doble no Convertible 1° Molare- Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset HG	Cod.	
						R	L
	.022"x.028"	0°	0°	6°D	0°	41-2160-0080	41-2260-0080



TECNICA RICKETTS

LEGEND medium



LEGEND medium

Mascellari-Maxilar

Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	Cod.			
				.018"		.022"	
				R	L	R	L
U 1	.25	22°	5°	32-1110-0027	32-1210-0027	32-2110-0027	32-2210-0027
U 2	.78	14°	9°	32-1120-0027	32-1220-0027	32-2120-0027	32-2220-0027
U 3	.25	7°	5°	32-1130-0027	32-1230-0027	-	-
U 3 / Hk	.37	7°	5°	32-113D-0027	32-123D-0027	32-213D-0027	32-223D-0027
U4-5	.48	0°	0°	32-1540-0027	32-1540-0027	-	-
U4-5 Extra Torque (opz)	.48	-7°	0°	32-1540-0029	32-1540-0029	-	-
U4-5 / Hk	.48	0°	0°	32-114M-0027	32-124M-0027	-	-

Mandibolari-Mandibular

L 1-2	.97	-1°	0°	32-1610-0010	32-1610-0010	32-2610-0010	32-2610-0010
L 3	.25	7°	5°	32-1430-0027	32-1330-0027	-	-
L 3 / Hk	.25	7°	5°	32-143D-0027	32-133D-0027	32-243D-0027	32-233D-0027
L 4-5	.28	0°	0°	32-1640-0027	32-1640-0027	-	-
L 4-5 / Hk	.28	0°	0°	32-144D-0027	32-134D-0027	-	-
L 4 Extra Torque (opz)	.36	-11°	0°	32-1640-0029	32-1640-0029	-	-
L 5 Extra Torque (opz)	.36	-17°	0°	32-1650-0029	32-1650-0029	-	-

LEGEND Kit medium

Prescrizione Prescripción	Arc. Sup.	Arc. Inf.	Con Hk	Cod.	
				.018"	.022"
Kit Ricketts	5,5	5,5	3	32-1CC3-0027	32-2CC3-0027
Kit Ricketts	5,5	5,5	3,4,5	32-1CC5-0027	32-2CC5-0027

LEGEND medium V-Slot Bioprogressive

Mascellari-Maxilar

Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	Cod.			
				.018"		.022"	
				R	L	R	L
U 1	.41	22°	5°	32-1110-0028	32-1210-0028	32-2110-0028	32-2210-0028
U 2	.93	14°	9°	32-1120-0028	32-1220-0028	32-2120-0028	32-2220-0028
U 3 / Hk	.36	7°	5°	32-113D-0028	32-123D-0028	32-213D-0028	32-223D-0028
U4-5 Universale	.43	0°	0°	32-1540-0040	32-1540-0040	32-2540-0040	32-2540-0040

Mandibolari-Mandibular

L 1-2	1.09	0°	0°	32-1610-0034	32-1610-0034	32-2610-0034	32-2610-0034
L 3 / Hk	.36	7°	5°	32-143D-0028	32-133D-0028	32-243D-0028	32-233D-0028
L 4 Universale	.36	-11°	0°	32-1640-0034	32-1640-0034	-	-
L 5 Universale	.36	-17°	0°	32-1650-0034	32-1650-0034	-	-

LEGEND mini



LEGEND mini

Mascellari-Maxilar

Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	Rot.	Cod.	
					.018"	
					R	L
U 1	.25	22°	5°	0°	31-1110-0027	31-1210-0027
U 3 / Hk	.25	7°	5°	0°	31-113D-0027	31-123D-0027
U4-5	.40	0°	0°	0°	34-1540-0025	34-1540-0025

Mandibolari-Mandibular

Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	Rot.	Cod.	
					.018"	
					R	L
L 1-2	.97	-1°	0°	0°	31-1610-0010	31-1610-0010
L 3 / Hk	.25	7°	5°	0°	31-143D-0027	31-133D-0027
L 4-5	.40	0°	0°	0°	34-1640-0025	34-1640-0025

LEGEND Kit mini

Prescrizione Prescripción	Arc. Sup.	Arc. Inf.	Con Hk	Cod.	
				.018"	
Kit Ricketts	5,5	5,5	3	31-1CC3-0027	

LEGEND mini



Opzione Bioprogressive

Mascellari-Maxilar

					Cod.	
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	Rot.	.018"	
					R	L
U 4	.37	-7°	0°	2°D	31-1140-0010	31-1240-0010
U 4 / Hk	.37	-7°	0°	2°D	31-114M-0010	31-124M-0010
U 5	.48	-7°	0°	2°D	31-1150-0010	31-1250-0010
U 5 / Hk	.48	-7°	0°	2°D	31-115M-0010	31-125M-0010

Mandibolari-Mandibular

					Cod.	
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	Rot.	.018"	
					R	L
L 4	.28	-12°	2°	0°	31-1440-0020	31-1340-0020
L 4 / Hk	.28	-12°	2°	0°	31-144D-0020	31-134D-0020
L 5	.33	-17°	2°	0°	31-1450-0020	31-1350-0020
L 5 / Hk	.33	-17°	2°	0°	31-145D-0020	31-135D-0020

PRESCRIZIONE TUBI TECNICA RICKETTS
TUBOS DE PRESCRIPCIÓN TÉCNICA RICKETTS

Tubi Buccali Diretti-Director

Mandibolari-Mandibular

Tubo Doppio Rettangolare convertibile-Tubo Doble Rectangular Convertible Universale 1° Molare-Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset HG	Cod.	
						R	L
	.018"x.025"	0°	0°	0°	0°	40-1660-0045	40-1660-0045

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset HG	Cod.	
						R	L
	.022"x.028"	0°	0°	0°	0°	40-2660-0045	40-2660-0045

Tubo Doppio Rettangolare non convertibile-Tubo Doble Rectangular no Convertible 1° Molare-Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset HG	Cod.	
						R	L
	.018"x.025"	0°	0°	0°	0°	40-1660-0044	40-1660-0044

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset HG	Cod.	
						R	L
	.022"x.028"	0°	0°	0°	0°	40-2660-0044	40-2660-0044

PRESCRIZIONE TUBI TECNICA RICKETTS TUBOS DE PRESCRIPCIÓN TÉCNICA RICKETTS



Tubi Bucali Da Puntare-Para Soldar

Mascellari-Maxilar

Tubo Triplo convertibile-Tubo Triple Convertible Extra Oral .045 Gengivale-Gengival 1° Molare-Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset HG	Cod.	
						R	L
	.018"x.025"	0°	0°	15°D	15°D	41-1160-0042	41-1260-0042

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset HG	Cod.	
						R	L
	.018"x.025"	0°	0°	0°	0°	41-1160-0041	41-1260-0041

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset HG	Cod.	
						R	L
	.022"x.028"	0°	0°	0°	0°	41-2160-0041	41-2260-0041

Tubo Triplo Non Convertibile-Tubo Triple no Convertible Extra Oral .045" Occlusale -Occlusal 1° Molare-Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset HG	Cod.	
						R	L
	.018"x.025"	0°	0°	0°	0°	41-1160-0040	41-1260-0040

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset HG	Cod.	
						R	L
	.022"x.028"	0°	0°	0°	0°	41-2160-0040	41-2260-0040

PRESCRIZIONE TUBI TECNICA RICKETTS TUBOS DE PRESCRIPCIÓN TÉCNICA RICKETTS

Mandibolari-Mandibular

Tubo Doppio Rettangolare convertibile-Tubo Doble Rectangular Convertible Universale 1° Molare-Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset HG	Cod.	
						R	L
	.018"x.025"	0°	0°	0°	0°	41-1660-0045	41-1660-0045

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset HG	Cod.	
						R	L
	.022"x.028"	0°	0°	0°	0°	41-2660-0045	41-2660-0045

Tubo Doppio Rettangolare non convertibile-Tubo Doble Rectangular no Convertible 1° Molare-Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset HG	Cod.	
						R	L
	.018"x.025"	0°	0°	0°	0°	41-1660-0044	41-1660-0044

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset HG	Cod.	
						R	L
	.022"x.028"	0°	0°	0°	0°	41-2660-0044	41-2660-0044

Tubo Doppio Rettangolare convertibile-Tubo Doble Rectangular Convertible 1° Molare-Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset HG	Cod.	
						R	L
	.018"x.025"	-20°	0°	10°	-5°	41-2460-0103	41-2360-0103



./'CC./

TECNICA ANDREWS

EXPERIENCE metal



EXPERIENCE metal

Mascellari-Maxilar

					Cod.	
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	Rot.	.022"	
					R	L
U 1	.81	7°	5°	0°	20-2110-0044	20-2210-0044
U 2	1.07	3°	9°	0°	20-2120-0044	20-2220-0044
U 3 / Hk	.46	-7°	11°	0°	20-213D-0044	20-223D-0044
U4-5	.46	-7°	0°	0°	20-2540-0044	20-2540-0044

Mandibolari-Mandibular

					Cod.	
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	Rot.	.022"	
					R	L
L 1-2	1.17	-6°	2°	0°	20-2410-0044	20-2310-0044
L 1-2	1.17	-1°	0°	0°	20-2610-0044	20-2610-0044
L 3 / Hk	.56	-11°	5°	0°	20-243D-0044	20-233D-0044
L 4	.38	-17°	0°	0°	20-2640-0044	20-2640-0044
L 5	.28	-22°	0°	0°	20-2650-0044	20-2650-0044

EXPERIENCE metal (Opzionali)

Mascellari-Maxilar

					Cod.			
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	Rot.	.018"		.022"	
					R	L	R	L
U 1	.81	24°	5°	0°	-	-	20-2110-0017	20-2210-0017
U 2	1.07	16°	8°	0°	-	-	20-2120-0017	20-2220-0017
U 3 / Hk	.46	7°	5°	0°	20-113D-0027	20-123D-0027	20-213D-0027	20-223D-0027
U 4	.46	0°	0°	0°	20-1540-0025	20-1540-0025	20-2540-0025	20-2540-0025

EXPERIENCE metal



EXPERIENCE metal Extra Torque

Mascellari-Maxilar

					Cod.			
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	Rot.	.018"		.022"	
					R	L	R	L
U 1	.81	18°	5°	0°	20-1110-0030	20-1210-0030	20-2110-0030	20-2210-0030
U 2	1.07	10°	8°	0°	20-1120-0030	20-1220-0030	20-2120-0030	20-2220-0030
U 3 / Hk	.46	0°	8°	2°M	20-113D-0030	20-123D-0030	20-213D-0030	20-223D-0030
U4-5	.46	10°	4°	2°D	20-1140-0030	20-1240-0030	20-2140-0030	20-2240-0030
U4-5 / Hk	.46	10°	4°	2°D	20-114M-0030	20-124M-0030	20-214M-0030	20-224M-0030

Mandibolari-Mandibular

					Cod.			
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	Rot.	.018"		.022"	
					R	L	R	L
L 1-2	1.07	1°	0°	0°	20-1610-0030	20-1610-0030	20-2610-0030	20-2610-0030
L 3 / Hk	.56	-3°	7°	2°M	20-143D-0030	20-133D-0030	20-243D-0030	20-233D-0030
L 4-5	.33	-7°	1°	2°D	20-1440-0030	20-1340-0030	20-2440-0030	20-2340-0030
L 4-5 / Hk	.33	-7°	1°	2°D	20-144D-0030	20-134D-0030	20-244D-0030	20-234D-0030

EXPERIENCE Kit metal

Prescrizione Prescripción	Arc. Sup.	Arc. Inf.	Con Hk	Cod.	
				.018"	.022"
Kit Extra Torque	5-5	5-5	-	20-1CC0-0030	20-2CC0-0030
Kit Extra Torque	5-5	5-5	3	20-1CC3-0030	20-2CC3-0030
Kit Extra Torque	5-5	5-5	3,4,5	20-1CC5-0030	20-2CC5-0030

PRESCRIZIONE TUBI TECNICA ANDREWS TUBOS DE PRESCRIPCIÓN TÉCNICA ANDREWS

Tubi Buccali Diretti-Directo

Mascellari-Maxilar

Tubo Singolo Convertibile-Tubo Simple Convertible 1° Molare- Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset HG	Cod.	
						R	L
	.022"x.028"	-10°	0°	7°D	0°	40-2160-0034	40-2260-0034

Tubo Doppio Rettangolare convertibile-Tubo Doble Rectangular Convertible 1° Molare- Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset HG	Cod.	
						R	L
	.022"x.028"	-10°	0°	7°D	0°	40-2160-0079	40-2260-0079

Tubo Singolo non Convertibile-Tubo Simple no Convertible 2° Molare- Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset HG	Cod.	
						R	L
	.022"x.028"	-10°	0°	7°D	0°	40-2170-0034	40-2270-0034

Mandibolari-Mandibular

Tubo Singolo Convertibile-Tubo Simple Convertible 1° Molare- Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset HG	Cod.	
						R	L
	.022"x.028"	-25°	0°	0°	0°	41-2460-0034	41-2360-0034

Tubo Singolo non Convertibile-Tubo Simple no Convertible 2° Molare- Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset HG	Cod.	
						R	L
	.022"x.028"	-30°	1°	4°D	0°	41-2470-0064	41-2370-0064

PRESCRIZIONE TUBI TECNICA ANDREWS TUBOS DE PRESCRIPCIÓN TÉCNICA ANDREWS



Tubi Buccali Da Puntare-Para Soldar

Mascellari-Maxilar

Tubo Singolo Convertibile-Tubo Simple Convertible 1° Molare- Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset HG	Cod.	
						R	L
	.022"x.028"	-10°	0°	7°D	0°	41-2160-0034	41-2260-0034

Tubo Doppio convertibile-Tubo Doble Convertible 1° Molare- Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset HG	Cod.	
						R	L
	.022"x.028"	-10°	0°	7°D	7°D	41-2160-0079	41-2260-0079

Tubo Singolo non Convertibile-Tubo Simple no Convertible 2° Molare- Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset HG	Cod.	
						R	L
	.022"x.028"	-10°	0°	7°D	0°	41-2170-0034	41-2270-0034

Mandibolari-Mandibular

Tubo Singolo Convertibile-Tubo Simple Convertible 1° Molare- Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset HG	Cod.	
						R	L
	.022"x.028"	-25°	0°	0°	0°	41-2460-0034	41-2360-0034

Tubo Singolo non Convertibile-Tubo Simple no Convertible 2° Molare- Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset HG	Cod.	
						R	L
	.022"x.028"	-30°	1°	4°D	0°	41-2470-0064	41-2370-0064



TECNICA ALEXANDER

./'CC./

LEGEND mini

LEGEND mini

Mascellari-Maxilar

				Cod.			
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	.018"		.022"	
				R	L	R	L
U 1 gemellare-Gemelar	.25	14°	5°	31-1110-0031	31-1210-0031	31-2110-0031	31-2210-0031
U 2 gemellare-Gemelar	.78	7°	9°	31-1120-0031	31-1220-0031	31-2120-0031	31-2220-0031
U 2 / Hk	.78	8°	9°	31-112D-0010	31-122D-0010	31-212D-0010	31-222D-0010
U 3 Lewis (sw)	.35	-3°	10°	31-1130-0031	31-1230-0031	-	-
U 3 / Hk (sw)	.35	-3°	10°	31-113U-0031	31-123U-0031	31-213U-0031	31-223U-0031
U 4 Lewis (sw)	.37	-7°	0°	31-1540-0031	31-1540-0031	31-2540-0031	31-2540-0031
U 4 / Hk (sw)	.37	-7°	0°	31-154U-0031	31-154U-0031	31-254U-0031	31-254U-0031
U 5 Lewis (sw)	.48	-7°	0°	31-1550-0031	31-1550-0031	31-2550-0031	31-2550-0031
U 5 / Hk (sw)	.48	-7°	0°	31-155U-0031	31-155U-0031	-	-
U 4 Off. Base	.43	-7°	0°	31-1540-0032	31-1540-0032	-	-

Mandibolari-Mandibular

				Cod.			
Dente-Diente	I/O mm.	Torque	Ang.	.018"		.022"	
				R	L	R	L
L 1-2 Lewis (sw)	.97	-5°	0°	31-1610-0031	31-1610-0031	31-2610-0031	31-2610-0031
L 1-2 / Hk (sw)	.97	-5°	0°	31-161U-0031	31-161U-0031	31-261U-0031	31-261U-0031
L 1-2 (sw)	.97	-5°	0°	31-1610-0024	31-1610-0024	-	-
L 1-2 (sw)	.97	-1°	0°	31-1610-0033	31-1610-0033	31-2610-0033	31-2610-0033
L 2 / Hk	.97	-5°	6°	31-132U-0046	31-142U-0046	-	-
L 2 / Hk (sw)	.97	-1°	6°	31-142U-0031	31-132U-0031	-	-
L 3 Lewis (sw)	.25	-7°	6°	31-1430-0031	31-1330-0031	-	-
L 3 / Hk (sw)	.25	-7°	6°	31-143U-0031	31-133U-0031	31-243U-0031	31-233U-0031
L 4 Lewis (sw)	.28	-11°	0°	31-1640-0031	31-1640-0031	31-2640-0031	31-2640-0031
L 4 / Hk (sw)	.28	-11°	0°	31-164U-0031	31-164U-0031	31-264U-0031	31-264U-0031
L 5 Lewis (sw)	.33	-17°	0°	31-1650-0031	31-1650-0031	31-2650-0031	31-2650-0031
L 5 / Hk (sw)	.33	-17°	0°	31-165U-0031	31-165U-0031	31-265U-0031	31-265U-0031



PRESCRIZIONE TUBI TECNICA ALEXANDER TUBOS DE PRESCRIPCIÓN TÉCNICA ALEXANDER



Tubi Buccali Da Puntare-Para Soldar

Mascellari-Maxilar

Tubo Doppio convertibile-Tubo Doble Convertible 1° Molare- Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset HG	Cod.	
	.022"x.028"	-10°	0°	14°D	7°D	R	L
						41-2160-0073	41-2260-0073

Tubo Triplo convertibile-Tubo Triple Convertible 1° Molare- Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset HG	Cod.	
	.022"x.028"	-10°	0°	15°D	0°	R	L
						41-2160-0046	41-2260-0046

Tubo Singolo non Convertibile-Tubo Simple no Convertible 2° Molare- Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset HG	Cod.	
	.022"x.028"	-10°	0°	7°D	0°	R	L
						41-2170-0034	41-2270-0034

Mandibolari-Mandibular

Tubo Singolo non Convertibile-Tubo Simple no Convertible 2° Molare- Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset HG	Cod.	
	.022"x.028"	-27°	-10°	6°D	0°	R	L
						41-2470-0072	41-2370-0072



TECNICA LINGUALE

./'CC./

Experience linguali

Experience L

Mascellari-Maxilar

				Cod.	
Dente-Diente	Torque	Ang.	Rot.	.018"	
				R	L
U1-2	60°	0°	0°	16-1510-0010	16-1510-0010
U 3	60°	0°	0°	16-1530-0010	16-1530-0010
U 3 / Hk	60°	0°	0°	16-153U-0010	16-153U-0010
U4-5	10°	0°	0°	16-1740-0010	16-1740-0010
U4-5 / Hk	10°	0°	0°	16-174U-0010	16-174U-0010
U6-7 / Hk	10°	0°	0°	16-116M-0010	16-126M-0010
U7 comfotube	0°	0°	0°	40-1770-0000	40-1770-0000

Mandibolari-Mandibular

				Cod.	
Dente-Diente	Torque	Ang.	Rot.	.018"	
				R	L
L 1-2	50°	0°	0°	16-1610-0010	16-1610-0010
L 3	50°	0°	0°	16-1630-0010	16-1630-0010
L 3 / Hk	50°	0°	0°	16-163U-0010	16-163U-0010
L 4-5	10°	0°	0°	16-1740-0010	16-1740-0010
L 4-5 / Hk	10°	0°	0°	16-174U-0010	16-174U-0010
L 6-7 / Hk	0°	0°	0°	16-146M-0010	16-136M-0010
L 7 comfotube	0°	0°	0°	40-1770-0000	40-1770-0000

Kit Experience L			Cod.
	Arc. Sup.	Arc. Inf.	.018"
Kit Linguale	7-7	-	16-1A00-0010
Kit Linguale	7-7	7-7	16-1AA0-0010



Experience linguali

EXPERIENCE LSB

Mascellari-Maxilar

				Cod.	
Dente-Diente	Torque	Ang.	Rot.	.018"	
				R	L
U1-2-3	60°	0°	0°	17-1510-0010	17-1510-0010
U 3 / Hk	60°	0°	0°	17-153U-0010	17-153U-0010

Mandibolari-Mandibular

				Cod.	
Dente-Diente	Torque	Ang.	Rot.	.018"	
				R	L
L 1-2-3	50°	0°	0°	17-1610-0010	17-1610-0010
L 1-2-3 Base stretta-estrecha	50°	0°	0°	17-1610-0050	17-1610-0050
L 1-2-3 Base stretta-estrecha / Hk	50°	0°	0°	17-161U-0010	17-163U-0010
L 3 / Hk	50°	0°	0°	17-163U-0010	17-163U-0010

Kit Experience LSB		Arc. Sup.	Arc. Inf.	Cod.
				.018"
Kit Linguale		3-3	-	17-1E00-0010
Kit Linguale		-	3-3	17-10E0-0010
Kit Linguale		3-3	3-3	17-1EE0-0010



TECNICA EDGEWISE & TWEED

./'CC./




EDGEWISE

		Larghezza mm.	Cod.	
		Anchura mm.	.018	.022
	Centrali Superiori-Central Superior			
	Extra largo-Extra Ancho	4.0	29-1510-0062	29-2510-0062
	Largo-Ancho	3.2	29-1510-0059	29-2510-0059
	Laterali Superiori-Lateral Superior			
	Largo-Ancho	3.2	-	29-2520-0059
	Medio	2.6	29-1520-0053	29-2520-0053
	Canini Superiori e Inferiori-Caninos Superior y Inferiores			
	Largo-Ancho	3.2	-	29-2730-0059
	Medio	2.6	29-1730-0053	29-2730-0053
	Canini Superiori e Inferiori con gancio-Caninos Superior y Inferiores con gancio			
	Largo, gancio-Ancho, gancio UR / LL	3.2	29-153D-0059	29-253D-0059
	Largo, gancio-Ancho, gancio UR / LL	3.2	-	29-263D-0059
	Premolari Superiori-Premolares Superior			
	Largo-Ancho con Offset	3.2	29-1540-0061	-
	Medio con Offset	2.6	29-1540-0057	29-2540-0057
	Piccolo-Pequeño con Offset	2.1	-	29-2540-0052
	Medio	2.6	29-1740-0053	29-2740-0053
	Molari Superiori e Inferiori-Molares Superior y Inferiores			
	Extra Largo-Ancho	4.0	29-1760-0062	29-2760-0062
	Largo-Ancho	3.2	29-1760-0059	29-2760-0059
	Anteriori Inferiori-Anterior Inferiores			
	Piccolo Basso Profilo-Pequeño perfil bajo	2.1	29-1610-0051	29-2610-0051
	Medio Basso Profilo-Perfil bajo	2.6	29-1610-0055	29-2610-0055
	Piccolo-Pequeño Standard	2.1	-	29-2610-0050
	Medio Standard	2.6	-	29-2610-0053
	Premolari Inferiori-Premolares Inferiores			
	Medio Basso Profilo-Bajo Perfil	2.6	29-1640-0055	29-2640-0055
	Medio Basso Profilo Forma romboidale-bajo Perfil romboidal	2.6	-	29-2640-0058
	Piccolo Basso Profilo-Pequeño perfil bajo	2.1	-	29-2640-0051

TWEED

		Larghezza mm.	Cod.	
		Anchura mm.	.022	
	Centrali-Central			
	Extra largo-ancho	2.6	26-2510-0062	
	Largo-ancho	2.0	26-2510-0059	
	Laterali-Lateral			
	Largo-ancho	2.0	26-2520-0059	
	Canini-Caninos			
	Extra largo-ancho	2.6	26-2730-0062	
	Largo-ancho	2.0	26-2730-0059	
	Premolari-Premolares			
	Largo Basso Profilo-Perfil ancho y bajo	2.0	26-2640-0060	
	Largo-Ancho Standard	2.0	26-2740-0059	
	Incisivi Inferiori-Incisivos inferiores			
	Trapezoidale-Trapezoidal	1.3	26-2610-0051	
	Stretto Standard-Estrecho Standard	1.3	26-2610-0050	
	Largo Basso Profilo-Perfil ancho y bajo	2.0	26-2610-0060	

TUBI BUCCALI TUBOS BUCALES



./GC./



TUBI BUCCALI

Tubo Buccale Experience Self-Ligating

Tubo Bucale Experience Self-Ligating

Questo tubo integra gli attacchi Experience, progettato per i primi molari è dotato di tutti i benefici degli attacchi

- Clip attiva facile da aprire dal lato vestibolare e facile da chiudere con l'uso del polpastrello.
- Base ampia e micro-sabbiata che permette una ottima tenuta del tubo
- Basso profilo per il maggior comfort del paziente

Tubos Bucales Experience Self-Ligating

Este tubo integra los brackets Experience, diseñados para los primeros molares y tiene todos los beneficios de los brackets

- Clip activo fácil de abrir desde el lado vestibular y fácil de cerrar con el uso de la yema del dedo.
- Base ancha y microarenada que permite un excelente sellado del tubo
- Perfil bajo para mayor comodidad del paciente

Mascellari-Maxilar

Self-Ligating Tubo singolo-Tubo simple Tecnica Roth*				Cod.	
Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	R/L	Diretti-Directo	Diretti-Directo SB
.018"x.025"	-10°	14°D	R	20-1160-0010	-
			L	20-1260-0010	-
.022"x.028"	-10°	14°D	R	20-2160-0010	20-2160-S010
			L	20-2260-0010	20-2260-S010

Self-Ligating Tubo singolo-Tubo simple Tecnica MBT*				Cod.	
Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	R/L	Diretti-Directo	Diretti-Directo SB
.018"x.025"	-14°	10°D	R	20-1160-0020	20-1160-S020
			L	20-1260-0020	20-1260-S020
.022"x.028"	-14°	10°D	R	20-2160-0020	20-2160-S020
			L	20-2260-0020	20-2260-S020

Self-Ligating Tubo singolo-Tubo simple Tecnica MBT*				Cod.	
Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	R/L	Da Puntare- Para soldar	
.018"x.025"	-14°	10°D	R	22-1160-0020	
			L	22-1260-0020	
.022"x.028"	-14°	10°D	R	22-2160-0020	
			L	22-2260-0020	

Self-Ligating Tubo singolo-Tubo simple Extra Torque				Cod.	
Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	R/L	Diretti -Directo	
.018"x.025" Offset Base	-20°	20°	R	20-1160-0030	
			L	20-1260-0030	
.022"x.028" Offset Base	-20°	20°	R	20-2160-0030	
			L	20-2260-0030	

Self-Ligating Tubo singolo - Tubo simple Experience mini Técnica MBT				Cod.	
Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	R/L	Diretti -Directo	
.018"x.025"	-14°	10°D	R	21-1160-0020	
			L	21-1260-0020	
.022"x.028"	-14°	10°D	R	21-2160-0020	
			L	21-2260-0020	



TUBI BUCCALI

Tubi Buccali-Tubos Bucales Experience Self-Ligating

Mandibolari-Mandibular

Self-Ligating Tubo singolo-Tubo simple Tecnica Roth*				Cod.	
Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	R/L	Diretti-Directo	Diretti-Directo SB
.018"x.025"	-25°	4°D	R	20-1460-0010	-
			L	20-1360-0010	-
.022"x.028"	-25°	4°D	R	20-2460-0010	20-2460-S010
			L	20-2360-0010	20-2360-S010

Self-Ligating Tubo singolo-Tubo simple Tecnica MBT*				Cod.	
Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	R/L	Diretti-Directo	Diretti-Directo SB
.018"x.025"	-20°	0°	R	20-1460-0020	20-1460-S020
			L	20-1360-0020	20-1360-S020
.022"x.028"	-20°	0°	R	20-2460-0020	20-2460-S020
			L	20-2360-0020	20-2360-S020

Self-Ligating Tubo singolo-Tubo simple Tecnica MBT*				Cod.	
Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	R/L	Diretti-Directo	
.018"x.025"	-20°	0°	R	22-1460-0020	
			L	22-1360-0020	
.022"x.028"	-20°	0°	R	22-2460-0020	
			L	22-2360-0020	

Self-Ligating Tubo singolo-Tubo simple Tecnica Extra Torque				Cod.	
Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	R/L	Diretti-Directo	
.018"x.025"	-10°	4°	R	20-1460-0030	
			L	20-1360-0030	
.022"x.028"	-10°	4°	R	20-2460-0030	
			L	20-2360-0030	
.022"x.028"	-14°	4°	R	20-2460-0032	
			L	20-2360-0032	

Experience mini

Self-Ligating Tubo singolo - Tubo simple Experience mini Técnica MBT				Cod.	
Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	R/L	Diretti-Directo	
.018"x.025"	-20°	0°	R	21-1360-0020	
			L	21-1460-0020	
.022"x.028"	-20°	0°	R	21-2360-0020	
			L	21-2460-0020	

TUBI BUCCALI



Tubi-Tubos Legend LP

Il tubo LEGEND LP è l'ultimo tubo buccale creato da TOMY Inc.

Nuovi tubi Legend low profile per il primo e secondo molare : I nuovi tubi dal disegno molto anatomico con basso profilo in out e con l'inserimento facilitato così da non avere più difficoltà in qualsiasi condizione per inserire l'arco tra sesto e settimo.

Disponibili per tecnica Roth*, Face, MBT* e CCO*. Base anatomica e ritenzione meccanica estrema

El tubo LEGEND LP es el último tubo bucal creado por TOMY Inc.

Nuevos tubos Legend de perfil bajo para el primer y segundo molar: Los nuevos tubos tienen un diseño muy anatómico con un perfil bajo en el exterior y con una fácil inserción de modo que, ya no es difícil introducir el arco entre el sexto y el séptimo en cualquier condición.

Disponibile para las técnicas Roth *, Face, MBT * y CCO *. Base anatómica y retención mecánica extrema

Mascellari-Maxilar

Tubi Legend LP Diretti-Directos	Torque	Ang.	Offset	R/L	Cod.	
					.018"	.022"
U 6 Tubo singolo per sest-Tubo simple para primer molar	-14°	0°	10°	R	40-1160-0106	40-2160-0106
				L	40-1260-0106	40-2260-0106
U 6 Tubo singolo per sest-Tubo simple para primer molar	-14°	0°	0°	R	40-1160-0107	40-2160-0107
				L	40-1260-0107	40-2260-0107
U 6 Tubo singolo per sest-Tubo simple para primer molar	-14°	0°	14°	R	40-1160-0114	40-2160-0114
				L	40-1260-0114	40-2260-0114
U7 Tubo singolo per settimi-Tubo simple para segundo molar	-14°	0°	10°	R	40-1170-0106	40-2170-0106
				L	40-1270-0106	40-2270-0106
U7 Tubo singolo per settimi -Tubo simple para segundo molar	-14°	0°	0°	R	40-1170-0107	40-2170-0107
				L	40-1270-0107	40-2270-0107
U7 Tubo singolo per settimi -Tubo simple para segundo molar	-14°	0°	14°	R	40-1170-0114	40-2170-0114
				L	40-1270-0114	40-2270-0114
U7 Tubo singolo per settimi -Tubo simple para segundo molar	-20°	0°	10°	R	-	40-2170-0007
				L	-	40-2270-0007
U7 Tubo singolo per settimi -Tubo simple para segundo molar	-20°	0°	10°	R	-	40-2170-0120
				L	-	40-2270-0120

Mandibolari-Mandibular

Tubi Legend LP Diretti-Directos	Torque	Ang.	Offset	R/L	Cod.	
					.018"	.022"
L 6 Tubo singolo per sest-Tubo simple para primer molar	-20°	0°	0°	R	40-1460-0106	40-2460-0106
				L	40-1360-0106	40-2360-0106
L 6 Tubo singolo per sest-Tubo simple para primer molar	-25°	-1°	0°	R	-	40-2460-0007
				L	-	40-2360-0007
Tubo singolo per sest-Tubo simple para primer molar	-25°	0°	4°	R	40-1460-0114	40-2460-0114
				L	40-1360-0114	40-2360-0114
L 7 Tubo singolo per settimi-Tubo simple para segundo molar	10°	0°	0°	R	40-1470-0106	40-2470-0106
				L	40-1370-0106	40-2370-0106
L 7 Tubo singolo per settimi-Tubo simple para segundo molar	25°	0°	6°	R	40-1470-0114	40-2470-0114
				L	40-1370-0114	40-2370-0114
L 7 Tubo singolo per settimi-Tubo simple para segundo molar	20°	-1°	0°	R	-	40-2470-0007
				L	-	40-2370-0007
L 7 Tubo singolo per settimi-Tubo simple para segundo molar	20°	0°	0°	R	-	40-2470-0120
				L	-	40-2370-0120

TUBI BUCCALI

Tubo Legend LE Primo Molare-Primer Molar



LEGEND
LEGEND LE Tubes
(Large Entrance)

L'ingresso mesiale di questi tubi per i primi molari è del 50% più grande dei tubi tradizionali.

La base anatomica micro-sabbiata copre una più ampia superficie vestibolare permettendo un'ottima tenuta.

La entrada mesial de estos tubos para los primeros molares es un 50% más grande que los tubos tradicionales.

La base anatómica pulida con chorro de arena cubre una superficie vestibular más ancha que permite una adhesión excelente.

Mascellari-Maxilar

Tecnica Roth*				Cod.	
Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	R/L	Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo SB
.018"x.025"	-10°	14°D	R	-	40-1160-0012
			L	-	40-1260-0012
.022"x.028"	-10°	14°D	R	-	40-2160-0012
			L	-	40-2260-0012

Mandibolari-Mandibular

Tecnica Roth*				Cod.	
Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	R/L	Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
.022"x.028"	-25°	4°D	R	41-2460-0017	40-2460-0012
			L	41-2360-0017	40-2360-0012

Extra Torque

				Cod.	
Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	R/L	Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
.018"x.025"	-10°	0°	R	-	40-1460-0012
			L	-	40-1360-0012
.022"x.028"	-10°	0°	R	-	40-2460-0016
			L	-	40-2360-0012

TUBI BUCCALI

Tubo Legend LE Secondo Molare-Secondo Molar



LEGEND
LEGEND LE Tubes
(Large Entrance)

Tubi singoli per secondi molari, l'entrata ad imbuto di questi tubi facilita l'accesso ai secondi molari e la sua base anatomica si adatta perfettamente ai denti, rendendo agevole il posizionamento.

Tubo simple para segundos molares, la entrada en forma de embudo de estos tubos facilita el acceso a los segundos molares y su base anatómica se adapta perfectamente a los dientes, facilitando el posicionamiento.

Mascellari-Maxilar

			Cod.	
Tecnica Roth*			Diretti-Directo	
Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	R	L
.018"x.025"	-14°	14°D	40-1170-0099	40-1270-0099
.022"x.028"	-14°	14°D	40-2170-0099	40-2270-0099

Tecnica Andrews

			Cod.	
Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	R	L
.018"x.025"	-9 °	7°D	40-1170-0100	40-1270-0100
.022"x.028"	-9°	7°D	40-2170-0100	40-2270-0100

Mandibolari-Mandibular

Tecnica Roth*			Cod.	
Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	R	L
.018"x.025"	-30°	6°D	40-1470-0099	40-1370-0099
.022"x.028"	-30°	6°D	40-2470-0099	40-2370-0099

Tecnica Andrews

			Cod.	
Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	R	L
.018"x.025"	-25 °	0°	40-1470-0100	40-1370-0100
.022"x.028"	-25°	0°	40-2470-0100	40-2370-0100

Tecnica MBT*

			Cod.	
Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	R	L
.018"x.025"	-10 °	0°	40-1470-0101	40-1370-0101
.022"x.028"	-10°	0°	40-2470-0101	40-2370-0101

TUBI BUCCALI



Tubi-Tubos AXCESS

Questi tubi sono progettati per il comfort del paziente e per facilitare l'inserimento del filo. Sono costruiti in un unico pezzo tecnologia MIM (Metal Injection Molded) garanzia di precisione e affidabilità.

Estos tubos están diseñados para la comodidad del paciente y para facilitar la inserción del alambre. Están contruidos en una sola pieza de tecnología MIM (Metal Injection Molded), garantizando precisión y confiabilidad.

Mascellari-Maxilar

Tubo Singolo non Convertibile-Tubo Simple no Convertible Extra Orale .045" I° Molare-Molar				Cod.	
	Torque	Offset	R/L	Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
.018"x.025"	-10°	6°D	R	41-1160-0023	-
			L	41-1260-0023	-
.022"x.028"	-10°	6°D	R	41-2160-0023	-
			L	41-2260-0023	-
.018"x.025"	0°	6°D	R	41-1160-0024	-
			L	41-1260-0024	-
.022"x.028"	0°	6°D	R	41-2160-0024	-
			L	41-2260-0024	-

Tubo Singolo non convertibile-Tubo Simple no Convertible I° Molare-Molar

				Cod.	
	Torque	Offset	R/L	Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
.022"x.028"	-10°	6°D	R	41-2160-0025	40-2160-0025
			L	41-2260-0025	40-2260-0025

Tubo Singolo non convertibile-Tubo Simple no Convertible 2° Molare-Molar

				Cod.	
	Torque	Offset	R/L	Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
.018"x.025"	0°	0°	R	-	40-1170-0090
			L	-	40-1270-0090

TUBI BUCCALI

Tubi AXCESS

Mascellari-Maxilar

Tubo Singolo non Convertibile-Tubo Simple no Convertible 2° Molare-Molar				Cod.	
Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	R/L	Cod.	
				Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
.022"x.028"	-10°	6°D	R	41-2170-0025	40-2170-0025
			L	41-2270-0025	40-2270-0025
.022"x.028"	0°	0°	R	-	40-2170-0090
			L	-	40-2270-0090

Mandibolari-Mandibular

Tubo Singolo non Convertibile-Tubo Simple no Convertible 1° Molare-Molar				Cod.	
Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	R/L	Cod.	
				Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
.022"x.028"	-25°	6°D	R	41-2460-0025	40-2460-0025
			L	41-2360-0025	40-2360-0025
.018"x.025"	-25°	6°D	R	41-1460-0025	40-1460-0025
			L	41-1360-0025	-
.022"x.028"	0°	6°D	R	41-2460-0026	-
			L	41-2360-0026	40-2360-0026
.018"x.025"	-0°	6°D	R	41-1460-0026	-
			L	41-1360-0026	-

Tubo Singolo non Convertibile-Tubo Simple no Convertible 2° Molare-Molar				Cod.	
Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	R/L	Cod.	
				Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
.018"x.025"	0°	0°	R	-	40-1470-0090
			L	-	40-1370-0090
.022"x.028"	-25°	6°D	R	41-2470-0025	40-2470-0025
			L	41-2370-0025	40-2370-0025



TUBI BUCCALI

Tubi singoli mascellari-Tubos individuales maxilares

Tecnica Roth Convertibile-Convertible 1° Molare-Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	Lung. mm.	R/L	Cod.	
						Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.018"x.025"	-14°	14°D	4.0	R	41-1160-0061	40-1160-0061
					L	41-1260-0061	40-1260-0061
	.022"x.028"	-14°	14°D	4.0	R	41-2160-0061	40-2160-0061
					L	41-2260-0061	40-2260-0061

	Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	Lung. mm.	R/L	Cod.	
						Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.018"x.025"	-10°	14°D	4.0	R	41-1160-0012	40-1160-0012
					L	41-1260-0012	40-1260-0012
	.022"x.028"	-10°	14°D	4.0	R	41-2160-0012	40-2160-0012
					L	41-2260-0012	40-2260-0012

Tecnica Roth Convertibile-Convertible 1° Molare-Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	Lung. mm.	R/L	Cod.	
						Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.018"x.025"	-14°	10°D	3.8	R	-	40-1160-0022
					L	-	40-1260-0022
	.022"x.028"	-14°	10°D	3.8	R	41-2160-0022	40-2160-0022
					L	41-2260-0022	40-2260-0022

	Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	Lung. mm.	R/L	Cod.	
						Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.018"x.025"	-14°	10°D	4.2	R	-	40-1160-0110
					L	-	40-1260-0110
	.022"x.028"	-14°	10°D	4.2	R	41-2160-0110	40-2160-0110
					L	41-2260-0110	40-2260-0110

Tecnica Andrews Convertibile-Convertible 1° Molare-Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	Lung. mm.	R/L	Cod.	
						Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.018"x.025"	-10°	7°D	3.6	R	41-1160-0034	40-1160-0034
					L	41-1260-0034	40-1260-0034
	.022"x.028"	-10°	7°D	3.6	R	41-2160-0034	40-2160-0034
					L	41-2260-0034	40-2260-0034

TUBI BUCCALI

Tecnica GET non Convertibile-no Convertible 1° Molare-Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	Lung. mm.	R/L	Cod.	
						Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.022"x.028"	-20°	10°D	4.0	R	-	40-2160-0510
					L	-	40-2260-0510
	.022"x.028"	-20°	0°	4.0	R	-	40-2160-0511
					L	-	40-2260-0511

Tecnica GET non Convertibile-no Convertible 2° Molare-Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	Lung. mm.	R/L	Cod.	
						Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.022"x.028"	-25°	6°D	4.0	R	41-2170-0510	40-2170-0510
					L	41-2270-0510	40-2270-0510
	.022"x.028"	-25°	0°	4.0	R	41-2170-0511	40-2170-0511
					L	41-2270-0511	40-2270-0511

Tecnica Roth non Convertibile Estensione distale-no Convertible Extensión distal 2° Molare-Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	Lung. mm.	R/L	Cod.	
						Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.022"x.028"	-14°	14°D	4.0	R	-	40-2170-0013
					L	-	40-2270-0013

Tecnica Roth non Convertibile Estensione distale-no Convertible Extensión distal 2° Molare-Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	Lung. mm.	R/L	Cod.	
						Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.022"x.028"	-10°	14°D	3.0	R	41-2170-0039	40-2170-0039
					L	41-2270-0039	40-2270-0039

Tecnica Roth non Convertibile-no Convertible 2° Molare- Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	Lung. mm.	R/L	Cod.	
						Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.018"x.025"	-14°	14°D	4.2	R	-	40-1170-0099
					L	-	40-1270-0099
	.022"x.028"	-14°	14°D	4.2	R	41-2170-0099	40-2170-0099
					L	41-2270-0099	40-2270-0099

TUBI BUCCALI

Tecnica Roth non Convertibile-no Convertible 2° Molare-Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	Lung. mm.	R/L	Cod.	
						Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.018"x.025"	-14°	0°	4.0	R	-	40-1170-0063
					L	-	40-1270-0063
	.022"x.028"	-14°	0°	4.0	R	41-2170-0063	40-2170-0063
					L	41-2270-0063	40-2270-0063

Tecnica Roth non Convertibile-no Convertible 2° Molare-Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	Lung. mm.	R/L	Cod.	
						Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.018"x.025"	-14°	14°D	4.0	R	41-1170-0099	40-1170-0099
					L	41-1270-0099	40-1270-0099
	.022"x.028"	-14°	14°D	4.0	R	41-2170-0099	40-2170-0099
					L	41-2270-0099	40-2270-0099

Tecnica MBT* non Convertibile-no Convertible 2° Molare-Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	Lung. mm.	R/L	Cod.	
						Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.018"x.025"	-14°	10°D	4.2	R	-	40-1170-0022
					L	-	40-1270-0022
	.022"x.028"	-14°	10°D	4.2	R	41-2170-0022	40-2170-0022
					L	41-2270-0022	40-2270-0022

Tecnica Alexander Distale Esteso non Convertibile-Distal Extendido no Convertible 2° Molare-Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	Lung. mm.	R/L	Cod.	
						Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.022"x.028"	-10°	7°D	4.0	R	41-2170-0034	-
					L	41-2270-0034	-

Tecnica Andrews non Convertibile-no Convertible 2° Molare-Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	Lung. mm.	R/L	Cod.	
						Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.018"x.025"	-10°	7°D	4.0	R	41-1170-0034	40-1170-0034
					L	41-1270-0034	40-1270-0034
	.022"x.028"	-10°	7°D	4.0	R	41-2170-0034	40-2170-0034
					L	41-2270-0034	40-2270-0034

TUBI BUCCALI

Tecnica Andrews non Convertibile-no Convertible 2° Molare-Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	Lung. mm.	R/L	Cod.	
						Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.018"x.025"	-10°	7°D	3.0	R	41-1170-0048	40-1170-0048
					L	41-1270-0048	40-1270-0048
	.022"x.028"	-10°	7°D	3.0	R	41-2170-0048	40-2170-0048
					L	41-2270-0048	40-2270-0048

Tecnica Andrews Base Larga non Convertibile-Base Ancha no Convertible 2° Molare-Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	Lung. mm.	R/L	Cod.	
						Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.018"x.025"	-10°	7°D	3.0	R	-	40-1170-0049
					L	-	40-1270-0049
	.022"x.028"	-10°	7°D	3.0	R	-	40-2170-0049
					L	-	40-2270-0049

Tecnica Andrews con entrata ampia non Convertibile-con entrata ancha no Convertible 2° Molare-Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	Lung. mm.	R/L	Cod.	
						Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.018"x.025"	-10°	7°D	3.5	R	41-1170-0018	40-1170-0018
					L	41-1270-0018	40-1270-0018
	.022"x.028"	-10°	7°D	3.5	R	41-2170-0018	40-2170-0018
					L	41-2270-0018	40-2270-0018

Tecnica Planché non Convertibile-no Convertible 2° Molare-Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	Lung. mm.	R/L	Cod.	
						Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.022"x.028"	-20°	14°D	4.2	R	41-2170-0071	-
					L	41-2270-0071	-

Tecnica Hasund non Convertibile-no Convertible 2° Molare-Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	Lung. mm.	R/L	Cod.	
						Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.018"x.025"	-25°	6°D	4.0	R	-	40-1170-0029
					L	-	40-1270-0029

Mini tubo per eruzione-para la erupción 2° Molare-Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	Lung. mm.	R/L	Cod.	
						Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo con Hook
	.018"x.025"	-10°	0°D	2.0	R	-	40-1170-0019
					L	-	40-1270-0019
	.022"x.028"	-10°	0°D	2.0	R	-	40-2170-0019
					L	-	40-2270-0019

TUBI BUCCALI

Doppi tubi mascellari-Dobles tubos maxilares 1° Molare-Molar

Tecnica Roth* Convertibile-Convertible

	Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	R/L	Cod.	
					Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.018"x.025" (Slot Aus. .018"x.025")	-14°	14°D	R	41-1160-0011	40-1160-0011
				L	41-1260-0011	40-1260-0011
	.022"x.028" (Slot Aus. .018"x.025")	-14°	14°D	R	41-2160-0011	40-2160-0011
				L	41-2260-0011	40-2260-0011

Tecnica Roth* Convertibile-Convertible

	Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	R/L	Cod.	
					Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.018"x.025" (Slot Aus. .018"x.025")	-14°	14°D	R	41-1160-0055	40-1160-0055
				L	41-1260-0055	40-1260-0055
	.022"x.028" (Slot Aus. .022"x.028")	-14°	14°D	R	41-2160-0055	40-2160-0055
				L	41-2260-0055	40-2260-0055

Tecnica MBT* Convertibile-Convertible

	Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	R/L	Cod.	
					Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.018"x.025"	-14°	10°D	R	41-1160-0104	40-1160-0104
				L	41-1260-0104	40-1260-0104
	.022"x.028"	-14°	10°D	R	41-2160-0104	40-2160-0104
				L	41-2260-0104	40-2260-0104

Tecnica MBT* Convertibile-Convertible

	Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	R/L	Cod.	
					Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.018"x.025"	-14°	0°D	R	41-1160-0105	-
				L	41-1260-0105	-
	.022"x.028"	-14°	0°D	R	41-2160-0105	40-2160-0105
				L	41-2260-0105	40-2260-0105

TUBI BUCCALI

Extra Torque Convertibile-Convertible

	Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	R/L	Cod.	
					Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.022"x.028"	-20°	20°D	R	41-2160-0030	-
				L	41-2260-0030	-

Tecnica Roth* Convertibile-Convertible - Extra Oral .045" / Gengivale-Gingival

	Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	Offset HG	R/L	Cod.	
						Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.018"x.025"	-14°	14°D	14°D	R	41-1160-0054	-
					L	41-1260-0054	-
	.022"x.028"	-14°	14°D	14°D	R	41-2160-0054	-
					L	41-2260-0054	-

Tecnica MBT* Convertibile-Convertible - Extra Oral .045" / Occlusale-Occlusal

	Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	Offset HG	R/L	Cod.	
						Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.018"x.025"	-14°	10°D	0°	R	41-1160-0021	-
					L	41-1260-0021	-
	.022"x.028"	-14°	10°D	0°	R	41-2160-0021	-
					L	41-2260-0021	-

Tecnica MBT* Convertibile-Convertible - Extra Oral .045" / Gengivale-Gingival

	Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	Offset HG	R/L	Cod.	
						Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.022"x.028"	-14°	10°D	10°D	R	41-2160-0020	-
					L	41-2260-0020	-

TUBI BUCCALI

Tecnica Bidimensionale non Convertibile-no Convertible Extra Oral .051" / Occlusale-Occlusal

	Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	Offset HG	R/L	Cod.	
						Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.022"x.028"	0°	6°D	0°	R	41-2160-0080	-
					L	41-2260-0080	-

Tecnica Alexander Convertibile-Convertible Extra Oral .045" / Occlusale-Occlusal

	Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	Offset HG	R/L	Cod.	
						Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.018"x.025"	-10°	14°D	7°D	R	41-1160-0073	-
					L	41-1260-0073	-
	.022"x.028"	-10°	14°D	7°D	R	41-2160-0073	-
					L	41-2260-0073	-

Tecnica Andrews Convertibile-Convertible Extra Oral .045" / Occlusale-Occlusal

	Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	Offset HG	R/L	Cod.	
						Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.018"x.025"	-10°	7°D	7°D	R	41-1160-0079	-
					L	41-1260-0079	-
	.022"x.028"	-10°	7°D	7°D	R	41-2160-0079	40-2160-0079
					L	41-2260-0079	40-2260-0079

TUBI BUCCALI

Tecnica Andrews Convertibile-Convertible Extra Oral .051" / Occlusale-Occlusal

	Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	Offset HG	R/L	Cod.	
	.022"x.028"	-10°	6°	0°	R	Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
					L	41-2160-0087	-

Tecnica Andrews Convertibile-Convertible Extra Oral .045" / Gengivale-Gengival

	Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	Offset HG	R/L	Cod.	
	.018"x.025"	-10°	7°D	7°D	R	Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
					L	41-1160-0033	-
	.022"x.028"	-10°	7°D	7°D	R	41-1260-0033	-
					L	41-2160-0033	-

Tecnica Andrews non Convertibile-no Convertible Extra Oral .045" / Occlusale-Occlusal

	Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	Offset HG	R/L	Cod.	
	.018"x.025"	-10°	6°D	0°	R	Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
					L	41-1160-0086	-
	.022"x.028"	-10°	6°D	0°	R	41-1260-0086	-
					L	41-2160-0086	-

Tecnica Edgewise Convertibile-Convertible Extra Oral .045" / Occlusale-Occlusal

	Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	Offset HG	R/L	Cod.	
	.018"x.025"	0°	0°	0°	R	Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
					L	41-1160-0077	-
	.022"x.028"	0°	0°	0°	R	41-1260-0077	-
					L	41-2160-0077	-

Tecnica Edgewise non Convertibile-no Convertible Extra Oral .045" / Occlusale-Occlusal

	Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	Offset HG	R/L	Cod.	
	.018"x.025"	0°	0°	0°	R	Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
					L	41-1160-0084	-
	.022"x.028"	0°	0°	0°	R	41-1260-0084	-
					L	41-2160-0084	-

TUBI BUCCALI

Tecnica Edgewise Convertibile-Convertible Extra Oral .045" / Occlusale-Occlusal

	Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	Offset HG	R/L	Cod.	
	.022"x.028"	0°	6°D	6°D	R	Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
					L	41-2160-0081	-

Tecnica Edgewise non Convertibile-no Convertible Extra Oral .045" / Occlusale-Occlusal

	Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	Offset HG	R/L	Cod.	
	.022"x.028"	0°	6°D	0°	R	Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
					L	41-2160-0085	-

Tecnica Planché Convertibile-Convertible Extra Oral .045" / Gengivale-Gengival

	Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	Offset HG	R/L	Cod.	
	.022"x.028"	14°	14°D	0°	R	Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
					L	41-2160-0070	-

TUBI BUCCALI

Tripli tubi mascellari-Triple tubos maxilares 1° Molare

Tecnica GET Convertibile-Convertible Extra Oral .045" / Occlusale-Occlusal

	Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	Offset HG	R/L	Cod.	
	.022"x.028"	-20°	10°D	0°	R	Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.022"x.028"	-20°	0°	0°	L	41-2160-0500	-
					R	41-2160-0501	-
					L	41-2260-0501	-

Tecnica Roth* Convertibile-Convertible Extra Oral .045" / Occlusale-Occlusal

	Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	Offset HG	R/L	Cod.	
	.018"x.025"	-14°	0°	0°	R	Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.022"x.028"	-14°	0°	0°	L	41-1160-0051	-
					R	41-1260-0051	-
					L	41-2160-0051	-

Tecnica Roth* Convertibile-Convertible Extra Oral .051" / Occlusale-Occlusal

	Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	Offset HG	R/L	Cod.	
	.022"x.028"	-14°	14°D	14°D	R	Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.022"x.028"	-14°	14°D	14°D	L	41-2160-0052	-
					R	41-2160-0052	-
					L	41-2260-0052	-

TUBI BUCCALI

Tecnica Roth* Convertibile-Convertible Extra Oral .051" / Occlusale-Occlusal

	Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	Offset HG	R/L	Cod.	
	.022"x.028"	14°	0°	0°	R	Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.022"x.028"	14°	0°	0°	L	41-2160-0053	-
					R	41-2160-0053	-
					L	41-2260-0053	-

Tecnica MBT* Convertibile-Convertible Extra Oral .045" / Occlusale -Occlusal

	Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	Offset HG	R/L	Cod.	
	.018"x.025" (Slot Aus. .018"x.025")	-14°	10°	0°	R	Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.022"x.028" (Slot Aus. .018"x.025")	-14°	10°	0°	L	41-1160-0111	-
					R	41-1260-0111	-
					L	41-2160-0111	-

Tecnica Bio Progressive Convertibile-Convertible Extra Oral .045" / Gengivale-Gingival

	Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	Offset HG	R/L	Cod.	
	.018"x.025"	0°	15°D	15°D	R	Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.018"x.025"	0°	15°D	15°D	L	41-1160-0042	-
					R	41-1260-0042	-
					L	41-2160-0042	-

Tecnica Bio Progressive Convertibile-Convertible Extra Oral .045" / Gengivale-Gingival

	Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	Offset HG	R/L	Cod.	
	.018"x.025"	0°	0°	0°	R	Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.022"x.028"	0°	0°	0°	L	41-1160-0041	-
					R	41-1260-0041	-
					L	41-2160-0041	-

Tecnica Bio Progressive non Convertibile-no Convertible Extra Oral .045" / Occlusale -Occlusal

	Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	Offset HG	R/L	Cod.	
	.018"x.025"	0°	0°	0°	R	Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.022"x.028"	0°	0°	0°	L	41-1160-0040	-
					R	41-1260-0040	-
					L	41-2160-0040	-

TUBI BUCCALI

Tecnica Edgewise Convertibile-Convertible Extra Oral .045" / Occlusale-Occlusal

	Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	Offset HG	R/L	Cod.	
						Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.018"x.025"	0°	6°D	0°	R	41-1160-0065	-
					L	41-1260-0065	-
	.022"x.028"	0°	6°D	0°	R	41-2160-0065	-
					L	41-2260-0065	-

Tecnica Hasund Convertibile-Convertible Extra Oral .045" / Gengivale-Gingival

	Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	Offset HG	R/L	Cod.	
						Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.018"x.025"	-20°	10°D	0°	R	41-1160-0027	-
					L	41-1260-0027	-

Tecnica Hilgers Convertibile-Convertible Extra Oral .045" / Occlusale-Occlusal

	Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	Offset HG	R/L	Cod.	
						Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.018"x.025"	-10°	15°D	0°	R	41-1160-0046	-
					L	41-1260-0046	-
	.022"x.028"	-10°	15°D	0°	R	41-2160-0046	-
					L	41-2260-0046	-

Tecnica Melsen Convertibile-Convertible Extra Oral .045" / Occlusale-Occlusal

	Dimensione-Dimensión	Torque	Offset	Offset HG	R/L	Cod.	
						Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.018"x.025"	-10°	8°D	0°	R	41-1160-0068	-
					L	41-1260-0068	-
	.022"x.028"	-10°	8°D	0°	R	41-2160-0068	-
					L	41-2260-0068	-

TUBI BUCCALI

Singoli tubi mandibolari-Tubos Individuales 1° Molare-Molar

Tecnica Roth* Convertibile-Convertible 1° Molare-Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Lung. mm.	R/L	Cod.	
							Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.018"x.025"	-25°	0°	4°D	4.0	R	41-1460-0012	40-1460-0012
						L	41-1360-0012	40-1360-0012
	.018"x.025"	-30°	1°	4°D	4.0	R	41-1460-0062	40-1460-0062
						L	41-1360-0062	40-1360-0062
	.022"x.028"	-25°	0°	4°D	4.0	R	41-2460-0012	40-2460-0012
						L	41-2360-0012	40-2360-0012
	.022"x.028"	-30°	1°	4°D	4.0	R	41-2460-0062	40-2460-0062
						L	41-2360-0062	40-2360-0062

Tecnica MBT* Convertibile-Convertible 1° Molare-Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Lung. mm.	R/L	Cod.	
							Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.018"x.025"	-20°	0°	0°	3.8	R	41-1460-0022	40-1460-0119
						L	41-1360-0022	40-1360-0119
	.018"x.025"	-10°	0°	0°	4.0	R	41-1460-0076	40-1460-0076
						L	41-1360-0076	40-1360-0076
	.022"x.028"	-20°	0°	0°	3.8	R	41-2460-0022	40-2460-0119
						L	41-2360-0022	40-2360-0119
	.022"x.028"	-10°	0°	0°	4.0	R	41-2460-0076	40-2460-0076
						L	41-2360-0076	40-2360-0076

Tecnica Alexander Convertibile-Convertible

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Lung. mm.	R/L	Cod.	
							Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.018"x.025"	-22°	-6°	5°D	3.8	R	41-1460-0074	-
						L	41-1360-0074	-

Tecnica Andrews Convertibile-Convertible

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Lung. mm.	R/L	Cod.	
							Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.018"x.025"	-25°	0°	0°	3.6	R	41-1460-0034	40-1460-0034
						L	41-1360-0034	40-1360-0034
	.022"x.028"	-25°	0°	0°	3.6	R	41-2460-0034	40-2460-0034
						L	41-2360-0034	40-2360-0034

TUBI BUCCALI

Tecnica Planché Convertibile-Convertible

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Lung. mm.	R/L	Cod.	
							Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.022"x.028"	-25°	-6°	6°D	4.0	R	41-2460-0072	-
						L	41-2360-0072	-

Tecnica Edgewise Convertibile-Convertible

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Lung. mm.	R/L	Cod.	
							Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.022"x.028"	0°	0°	6°D	4.0	R	-	40-2460-0092
						L	-	40-2360-0092

Tecnica Edgewise Convertibile-Convertible

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Lung. mm.	R/L	Cod.	
							Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.018"x.025"	0°	0°	0°	4.0	R	41-1460-0093	40-1460-0093
						L	41-1360-0093	40-1360-0093
	.022"x.028"	0°	0°	0°	4.0	R	41-2460-0093	40-2460-0093
						L	41-2360-0093	40-2360-0093

Tecnica Polar Convertibile-Convertible

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Lung. mm.	R/L	Cod.	
							Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.018"x.025"	-22°	0°	4°D	4.0	R	-	40-2460-0029
						L	-	40-2360-0029

TUBI BUCCALI

Singoli tubi-Tubos Individuales 2° Molare-Molar

Tecnica Roth* non Convertibile-no Convertible

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Lung. mm.	R/L	Cod.	
							Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.018"x.025"	-25°	0°	6°D	4.0	R	41-1470-0012	40-1470-0012
						L	41-1370-0012	40-1370-0012
	.022"x.028"	-25°	0°	6°D	4.0	R	41-2470-0012	40-2470-0012
						L	41-2370-0012	40-2370-0012

Tecnica Roth* non Convertibile-no Convertible

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Lung. mm.	R/L	Cod.	
							Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.018"x.025"	-30°	-1°	4°D	4.0	R	-	40-1470-0064
						L	-	40-1370-0064
	.022"x.028"	-30°	-1°	4°D	4.0	R	41-2470-0064	40-2470-0064
						L	41-2370-0064	40-2370-0064

Tecnica MBT* non Convertibile-no Convertible

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Lung. mm.	R/L	Cod.	
							Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.018"x.025"	-10°	0°	0°	3.2	R	41-1470-0101	40-1470-0101
						L	41-1370-0101	40-1370-0101
	.022"x.028"	-10°	0°	0°	3.2	R	41-2470-0101	40-2470-0101
						L	41-2370-0101	40-2370-0101

Tecnica Alexander /Tecnica Planché non Convertibile-no Convertible 2° Molare-Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Lung. mm.	R/L	Cod.	
							Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.022"x.028"	-27°	0°	6°D	4.0	R	41-2470-0072	-
						L	41-2370-0072	-
	.022"x.028"	-30°	-10°	6°D	4.0	R	41-2470-0071	-
						L	41-2370-0071	-

Tecnica Andrews non Convertibile-no Convertible

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Lung. mm.	R/L	Cod.	
	.022"x.028"	-25°	0°	0°	4.0	R	41-2470-0034	40-2470-0034
						L	41-2370-0034	40-2370-0034
	.018"x.025"	-25°	0°	4°D	3.0	R	-	40-1470-0049
						L	-	40-1370-0049
	.022"x.028"	-25°	0°	4°D	3.0	R	-	40-2470-0049
						L	-	40-2370-0049

TUBI BUCCALI

Tecnica Andrews Ampio ingresso non Convertibile-Gran Entrada no Convertible

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Lung. mm.	R/L	Cod.	
							Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.018"x.025"	-25°	0°	4°D	3.5	R	41-1470-0018	40-1470-0018
						L	41-1370-0018	40-1370-0018
	.022"x.028"	-25°	0°	4°D	3.5	R	41-2470-0018	40-2470-0018
						L	41-2370-0018	40-2370-0018

Tecnica Andrews non Convertibile-no Convertible

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Lung. mm.	R/L	Cod.	
							Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.018"x.025"	-25°	0°	4°D	3.0	R	-	40-1470-0048
						L	-	40-1370-0048
	.022"x.028"	-25°	0°	4°D	3.0	R	-	40-2470-0048
						L	-	40-2370-0048

Tecnica Polar non Convertibile-no Convertible

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Lung. mm.	R/L	Cod.	
							Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.018"x.025"	-25°	5°	7°D	4.0	R	-	40-1470-0029
						L	-	40-1370-0029

Tecnica Edgewise non Convertibile-no Convertible

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Lung. mm.	R/L	Cod.	
							Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.018"x.025"	0°	0°	0°	4.6	R	-	40-1470-0094
						L	-	40-1370-0094
	.022"x.028"	0°	0°	0°	4.6	R	-	40-2470-0094
						L	-	40-2370-0094

Tecnica Edgewise non Convertibile-no Convertible

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Lung. mm.	R/L	Cod.	
							Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.018"x.025"	0°	0°	0°	4.0	R	41-1470-0098	40-1470-0095
						L	41-1370-0098	40-1370-0095
	.022"x.028"	0°	0°	0°	4.0	R	41-2470-0098	40-2470-0095
						L	41-2370-0098	40-2370-0095

Tecnica Edgewise non Convertibile-no Convertible

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Lung. mm.	R/L	Cod.	
							Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.018"x.025"	0°	0°	6°D	4.0	R	-	40-1470-0096
						L	-	40-1370-0096
	.022"x.028"	0°	0°	6°D	4.0	R	41-2470-0096	40-2470-0096
						L	41-2370-0096	40-2370-0096

TUBI BUCCALI

Tecnica Edgewise non Convertibile-no Convertible

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Lung. mm.	R/L	Cod.	
							Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.018"x.025"	0°	0°	6°D	3.2	R	-	40-1470-0097
						L	-	40-1370-0097
	.022"x.028"	0°	0°	6°D	3.2	R	-	40-2470-0097
						L	-	40-2370-0097

Tecnica Edgewise non Convertibile-no Convertible

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Lung. mm.	R/L	Cod.	
							Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.018"x.025"	0°	0°	0°	3.2	R	-	40-1470-0098
						L	-	40-1370-0098
	.022"x.028"	0°	0°	0°	3.2	R	41-2470-0098	40-2470-0098
						L	41-2370-0098	40-2370-0098

Piccolo non Convertibile-no Convertible

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Lung. mm.	R/L	Cod.	
							Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.018"x.025"	-25°	0°	4°D	3.0	R	-	40-1470-0048
						L	-	40-1370-0048
	.022"x.028"	-25°	0°	4°D	3.0	R	-	40-2470-0048
						L	-	40-2370-0048

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Lung. mm.	R/L	Cod.	
							Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.022"x.028"	-25°	0°	0°	0°	R	-	40-2470-0122
						L	-	40-2370-0122

Mini Tubo per Eruzione-Mini Tubo de Erupción 2° Molare-Molar

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Lung. mm.	R/L	Cod.	
							Diretti-Directo	Diretti-Directo con Hook
	.018"x.025"	-25°	0°	0°	2.0	R	-	40-1470-0019
						L	-	40-1370-0019
	.022"x.028"	-25°	0°	0°	2.0	R	-	40-2470-0019
						L	-	40-2370-0019

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Lung. mm.	R/L	Cod.	
							Diretti-Directo	Diretti-Directo senza Hook
	.022"x.028"	-25°	0°	0°	0°	R	-	40-2470-0112
						L	-	40-2370-0112

TUBI BUCCALI

Doppi tubi mandibolar-Dobles tubos mandibulares 1° Molare Molar

Tecnica Bidimensionale Convertibile-Convertible Extra Oral .051" / Gengivale-Gengival

	Dimensione-Dimensión	Torque	Torque Aux.	Offset	Offset Aux	R/L	Cod.	
							Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.022"x.028"	0°	0°	0°	0°	R	41-2460-0067	-
						L	41-2360-0067	-

Tecnica Cetlin Convertibile-Convertible Extra Oral .45" /Gengivale-Gengival

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset Aux	R/L	Cod.	
							Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.018"x.025"	-25°	0°	4°D	5.M	R	41-1460-0037	-
						L	41-1360-0037	-
	.022"x.028"	-25°	0°	4°D	5.M	R	41-2460-0037	-
						L	41-2360-0037	-

Tecnica Roth* Convertibile-Convertible

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset Aux	R/L	Cod.	
							Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.018"x.025"	-25°	0°	4°D	0°	R	41-1460-0011	40-1460-0011
						L	41-1360-0011	40-1360-0011
	.022"x.028" (Slot Aus. .018"x.025")	-25°	0°	4°D	0°	R	41-2460-0011	40-2460-0011
						L	41-2360-0011	40-2360-0011

Tecnica Roth* con uncino Occlusale Convertibile-con gancho Oclusal Convertible

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset Aux	R/L	Cod.	
							Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.022"x.028"	-30°	-1°	4°D	0°	R	41-2460-0058	-
						L	41-2360-0058	-

TUBI BUCCALI

Tecnica Roth* con uncino Gengivale Convertibile-con Gancho gingival Convertible

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset Aux	R/L	Cod.	
							Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.022"x.028"	-30°	-1°	4°D	0°	R	41-2460-0060	40-2460-0060
						L	41-2360-0060	40-2360-0060

Extra Torque Convertibile-Convertible

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset Aux	R/L	Cod.	
							Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.018"x.025"	-10°	0°	4°D	0°	R	41-1460-0070	-
						L	41-1360-0070	-
	.022"x.028"	-10°	0°	4°D	0°	R	41-2460-0070	-
						L	41-2360-0070	-

Extra Torque Base Larga Convertibile-Base ancha Convertible

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang.	Offset	Offset Aux	R/L	Cod.	
							Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.022"x.028"	-10°	0°	4°D	0°	R	-	40-2460-0031
						L	-	40-2360-0031

Tecnica Bio - Progressive Convertibile-Convertible

	Dimensione-Dimensión	Torque	Torque Aux. (°)	Offset	Offset Aux	R/L	Cod.	
							Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.018"x.025"	0°	0°	0°	0°	Univ.	41-1660-0045	40-1660-0045
	.022"x.028"	0°	0°	0°	0°	Univ.	41-2660-0045	40-2660-0045

Tecnica Hasund Convertibile-Convertible

	Dimensione-Dimensión	Torque	Torque Aux. (°)	Offset	Offset Aux	R/L	Cod.	
							Da Puntare-Para soldar	Diretti-Directo
	.018"x.025"	-25°	0°	4°D	0°	R	41-1460-0028	-
						L	41-1360-0028	-

TUBI BUCCALI

Tecnica Hilgers Convertibile-Convertible

	Dimensione-Dimensión	Torque	Torque Aux.	Offset	Offset Aux	R/L	Cod.	
	.018"x.025"	-27°	0°	12°D	0°	R	41-1460-0047	-
						L	41-1360-0047	-
	.022"x.028"	-27°	0°	12°D	0°	R	41-2460-0047	-
						L	41-2360-0047	-

Tecnica Melsen Convertibile-Convertible

	Dimensione-Dimensión	Torque	Torque Aux.	Offset	Offset Aux	R/L	Cod.	
	.018"x.025"	-27°	0°	8°D	0°	R	41-1460-0069	-
						L	41-1360-0069	-
	.022"x.028"	-27°	0°	8°D	0°	R	41-2460-0069	-
						L	41-2360-0069	-

Tecnica Roth* non Convertibile-no Convertible

	Dimensione-Dimensión	Torque	Ang. Tubo	Offset	Offset Aux	R/L	Cod.	
	.022"x.028"	-30°	-1°	4°D	0°	R	41-2460-0059	-
						L	41-2360-0059	-

Tecnica Bio-Progressiva Ricketts non Convertibile-no Convertible

	Dimensione-Dimensión	Torque	Torque Aux.	Offset	Offset Aux	R/L	Cod.	
	.018"x.025"	0°	0°	0°	0°	UNI	41-1660-0044	40-1660-0044
	.022"x.028"	0°	0°	0°	0°	UNI	41-2660-0044	40-2660-0044

Tecnica Bio-Progressiva Ricketts non Convertibile-no Convertible

	Dimensione-Dimensión	Torque	Torque Aux.	Offset	Offset Aux	R/L	Cod.	
	.018"x.025"	-20°	0°	10°	-5°	R	41-2460-0103	-
						L	41-2360-0103	-

BOTTONI LINGUALI

Bottoni Diretti-Botones Directos

			Cod.
		Base Piatta-Recta	42-0020-0000
		Base Curva	42-0010-0000
		Base Curva Rhodium Coated	42-0010-RH00

Cleat Diretti-Cleat Directos

			Cod.
		Base Piatta-Recta	42-0060-0000
		Base Curva	42-0050-0000
		Base curva con Eyelet-Ojal	42-0070-0000

Bottoni Chirurgici Diretti-Botones Quirúrgicos Directos

			Cod.
		Base Curva	42-0030-0000
		Base Piatta-Recta	42-0040-0000

Bottone da Puntare-Botones para soldar

		Cod.
	Medio Piatto-Mediano base recta	43-0320-0000
	Medio Curvo-Mediano base curva	43-0300-0000

Bottoni in Ceramica-Botones de cerámica Freddy™

		Cod.
	Base Curva	44-1010-0000

Bottoni in Ceramica hook curved - Botones de cerámica con gancho curvo

		Cod.
	Base Curva	44-1080-0000

CATENELLE, CLEAT & GANCI

Gold Catenelle-cadenas de oro

		Cod.
	Base Curva	42-3150-0000
	Base Rettangolare-Rectangular	42-3160-0000

Cleat da Puntare-para soldar

		Cod.
	Piccolo-Pequeño	43-0210-0000
	Medio	43-0220-0000
	Largo-amplio	43-0230-0000
	Largo-amplio Optional	43-0240-0000

Alette-Aletas

		Cod.
	Piatta-Plano	43-0340-0000
	Curva	43-0350-0000

Ganci da Puntare-Ganchos para Soldar


		Cod.
	Uncino-Gancho	-
	Palla-Bola	43-0380-0000

SHEETS LINGUALI

Sheets linguali-Cajetines palatinos

		Cod.
	Standard-Estándar	43-0250-0000
	Cetlin Sinistro-Izquierda 8° offset v stop	43-027L-0000
	Cetlin Destro-Derecha 8° offset v stop	43-027R-0000
	Con Uncino a Sinistra -Con Gancho Izquierda e v stop	43-028L-0000
	Con Uncino a Destra -Con Gancho Derecha e v stop	43-028R-0000
	Senza Stop a V	43-0260-0000
	Con le ali di rotazione-Con aletas de giratorias	43-042L-0000
	Con le ali di rotazione-Con aletas de giratorias	43-042R-0000

BANDE BANDAS



./'GC.'



BANDE



Bande Premolari e Molari

La banda Tomy viene realizzata con pezzi grezzi differenti per ogni singola misura. Questo sistema di produzione limita lo stiraggio che avviene quando le bande vengono stampate, riducendo la possibilità che si deformino. La perfetta aderenza e chiusura sulla corona è garantita dallo studio morfologico eseguito nella produzione. Le bande subiscono inoltre un trattamento termico per ottenere memoria elastica, viene effettuata una mordenatura interna per irruvidirne la superficie migliorandone la ritenzione. Il numero di identificazione posto sulla superficie mesiale è impresso in maniera permanente. Si è scelto un procedimento elettrochimico anziché a laser per evitare di ammorbidire la struttura della banda.

Le principali caratteristiche sono:

- Ritenzione interna
- Aletta di chiusura interprossimale
- Durezza dei bordi
- Parte centrale morbida
- Identificazione mesiale permanente

Le bande sono disponibili sia con tubo (prepuntate) che senza (nude). La banda prepuntata prevede una vasta gamma di tubi e accessori. Disponibili in due versioni Sure Snap, banda più anatomica, A-Fit a forma più quadrata e maggiormente adattabile perchè leggermente meno spessa. La differenza fra la linea Sure-Snap e A-Fit sta in un'altezza superiore della corona e una scelta più ampia di dimensioni nei numeri più alti.

Bandas premolares y molares

La banda Tomy se fabrica con diferentes piezas en bruto para cada tamaño individual. Este sistema de producción limita el estiramiento que se produce al colocar las bandas, reduciendo la posibilidad de que se deformen. La perfecta adherencia y cierre en la corona está garantizada por el estudio morfológico realizado durante la producción. Las bandas también se someten a un tratamiento térmico para obtener memoria elástica, se realiza un grabado interno para dar rugosidad a la superficie, mejorando su retención. El número de identificación colocado en la superficie mesial está impreso de forma permanente.

Se eligió un proceso electroquímico en lugar de un láser para evitar ablandar la estructura de la banda.

Las principales características son:

- Retención interna
- Solapa de cierre interproximal
- Dureza de los bordes
- Parte central blanda
- Identificación mesial permanente

Las bandas están disponibles tanto con tubo (soldadura) como sin. La banda soldada incluye una amplia gama de tubos y accesorios. Disponible en dos versiones Sure Snap, banda más anatómica, A-Fit con una forma más cuadrada y más adaptable porque es ligeramente menos gruesa. La diferencia entre Sure-Snap y A-Fit significa una altura de corona más alta y una selección más amplia de tamaños en los números más altos.

BANDE

Bande Molari-Bandas Molares Sure-Snap

Composizione Kit Bande Primi Molari Superiori e Inferiori
Kit Starter: 50 bande assortite, 13 misure.
Kit Intro: 100 bande assortite, 32 misure
Kit standard: 200 bande assortite, 32 misure
Kit Master: 400 bande assortite, 32 misure



Kit de composición Kit de inicio de bandas de primeros molares superiores e inferiores
Kit Starter: 50 bandas surtidas, 13 tamaños.
Kit de introducción: 100 bandas surtidas, 32 tamaños
Kit Estándar: 200 bandas surtidas, 32 tamaños
Kit Master: 400 bandas surtidas, 32 tamaños

Kit dei I Molari Superiori e Inferiori Sure-Snap-Kit de molares superiores e inferiores Sure-Snap

Size	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Starter											1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2									
Intro	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Standard	1	1	1	1	2	2	2	3	4	4	4	5	5	6	6	6	6	6	6	5	5	4	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1
Master	1	1	1	2	2	2	4	4	6	6	8	10	10	12	14	16	16	16	14	12	10	8	6	4	4	2	2	2	2	1	1	1

Composizione Kit Bande Secondi Molari Superiori e Inferiori

Kit Starter: 50 bande assortite, 13 misure
Kit Intro: 100 bande assortite, 30 misure
Kit standard: 200 bande assortite, 30 misure
Kit master: 400 bande assortite, 30 misure

Composición Kit Bandas de segundos molares superiores e inferiores

Kit Starter: 50 bandas surtidas, 13 tamaños.
Kit de introducción: 100 bandas surtidas, 30 tamaños
Kit Estándar: 200 bandas surtidas, 30 tamaños
Kit Master: 400 bandas surtidas, 30 tamaños

Kit dei II Molari Superiori e Inferiori Sure-Snap-Kit de II Molares superiores e inferiores Sure-Snap

Size	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Starter											1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2									
Intro	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	
Standard	1	1	1	2	2	2	2	3	4	4	4	5	5	6	6	6	6	6	5	5	4	3	2	2	2	2	1	1	1			
Master	1	1	1	2	2	2	4	4	6	6	8	10	10	12	14	16	16	16	16	12	10	8	6	4	4	2	2	2	2	1		

BANDE

Bande Molari-Bandas Molares A-Fit

Composizione Kit Bande Primi Molari Superiori e Inferiori

Kit Starter: 50 bande assortite, 13 misure.

Kit Intro: 100 bande assortite, 31 misure

Kit standard: 200 bande assortite, 31 misure

Kit Master: 400 bande assortite, 31 misure

Kit de composición de bandas de primeros molares superiores e inferiores

Kit de inicio: 50 bandas surtidas, 13 tamaños.

Kit de Introducción: 100 bandas surtidas, 31 tamaños

Kit Estándar: 200 bandas surtidas, 31 tamaños

Kit Master: 400 bandas surtidas, 31 tamaños



Kit dei I Molari Superiori e Inferiori A-Fit-Kit de Molares Superiores e Inferiores A-Fit

Size	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Starter									1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2													
Intro	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Standard	1	2	2	3	4	4	4	5	6	6	6	6	6	6	5	5	4	4	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1				
Master	2	4	4	6	8	8	8	10	12	12	12	12	12	12	10	10	8	8	6	6	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2				

Composizione Kit Bande Secondi Molari Superiori e Inferiori

Kit Starter: 50 bande assortite, 13 misure

Kit Intro: 100 bande assortite, 32 misure

Kit standard: 200 bande assortite, 32 misure

Kit master: 400 bande assortite, 32 misure

Composición Kit Bandas de segundos molares superiores e inferiores

Kit Starter: 50 bandas surtidas, 13 tamaños.

Kit de introducción: 100 bandas surtidas, 30 tamaños

Kit Estándar: 200 bandas surtidas, 30 tamaños

Kit Master: 400 bandas surtidas, 30 tamaños

Kit dei II Molari Superiori e Inferiori A-Fit-Kit de Segundos Molares Superiores e Inferiores A-Fit

Size	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Starter												1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2										
Intro	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
Standard	1	1	1	1	2	2	2	3	4	4	4	5	5	6	6	6	6	6	5	5	4	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
Master	1	1	1	2	2	2	4	4	6	6	8	10	10	12	14	16	16	16	14	12	10	8	6	4	4	2	2	2	2	1	1	1

BANDE

Bande per premolari-Bandas Premolares Sure-Snap



Composizione Kit Bande Primi e Secondi

Premolari Superiori

Kit Starter: 50 bande assortite, 22 misure.

Kit Intro: 100 bande assortite, 32 misure

Kit standard: 200 bande assortite, 32 misure

Kit Master: 400 bande assortite, 32 misure

Kit de composición de bandas Primeros y Segundos premolares superiores

Kit de inicio: 50 bandas surtidas, 22 tamaños.

Kit de introducción: 100 bandas surtidas, 32 tamaños

Kit estándar: 200 bandas surtidas, 32 tamaños

Kit Master: 400 bandas surtidas, 32 tamaños

Kit dei Primo e Secondo Premolari Superiori-Kit de Primeros y Segundos Premolares Superiores Sure-Snap

Size	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Starter							2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2						
Intro	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	6	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Standard	2	2	2	2	2	4	6	6	6	6	6	8	8	10	12	14	14	14	12	10	8	8	6	6	6	4	4	4	2	2	2	2
Master	4	4	4	6	6	10	10	14	14	16	16	16	18	18	20	22	22	22	20	18	16	16	14	14	12	12	8	8	8	4	4	4

Composizione Kit Bande Primi Premolari Inferiori

Kit Starter: 50 bande assortite, 13 misure.

Kit Intro: 100 bande assortite, 25 misure

Kit standard: 200 bande assortite, 25 misure

Kit Master: 400 bande assortite, 25 misure

Kit de Composición de Bandas Primeros Premolares Inferiores

Kit de inicio: 50 bandas surtidas, 13 tamaños.

Kit de introducción: 100 bandas surtidas, 25 tamaños

Kit estándar: 200 bandas surtidas, 25 tamaños

Kit Master: 400 bandas surtidas, 25 tamaños

Kit dei Primo Premolare Inferiore-Kit de primeros premolares inferiores Sure-Snap

Size	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25							
Starter				2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4																	
Intro	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	6	6	8	8	8	8	4	4	4	4	2	2	2	2							
Standard	2	2	2	2	4	4	8	8	8	8	10	12	12	18	18	18	18	10	8	8	8	4	4	2	2							
Master	4	4	4	6	6	8	8	14	14	18	18	24	24	36	36	36	36	24	24	16	16	8	8	4	4							

Composizione Kit Bande Secondo Premolari Inferiori

Kit Starter: 50 bande assortite, 27 misure.

Kit Intro: 100 bande assortite, 27 misure

Kit standard: 200 bande assortite, 27 misure

Kit Master: 400 bande assortite, 27 misure

Kit de composición de Bandas de los Segundos Premolares Inferiores

Kit de inicio: 50 bandas surtidas, 27 tamaños.

Kit de introducción: 100 bandas surtidas, 27 tamaños

Kit estándar: 200 bandas surtidas, 27 tamaños


Kit Master: 400 bandas surtidas, 27 tamaños

Kit dei Secondo Premolare Inferiore-Kit de Segundo Premolar Inferior Sure-Snap

Size	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Starter						1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
Intro						2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	6	6	8	8	8	6	6	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2
Standard						2	2	2	4	4	6	6	6	8	10	12	14	16	16	16	14	12	10	8	6	6	6	4	4	2	2	2
Master						2	4	4	6	8	10	12	12	16	20	26	28	34	34	34	28	26	20	16	14	12	10	8	6	4	4	2



ARCHI & ACCESSORI ARCOS Y ACCESORIOS



./'GC.'



ARCHI & ACCESSORI ARCOS Y ACCESORIOS

INITIALLOY

Il vero motore di un apparecchio ortodontico, è l'arco che deve soddisfare sia i requisiti per un ottimo trattamento che un buon comfort per il paziente. Per anni Tomy Inc. è stato riconosciuto come il più efficiente produttore NiTi per quanto riguarda la risposta biologica delle sue leghe. A partire dalla superelasticità degli archi di INITIALLOY alla forma di memoria di BIO-EDGE e BIO-ACTIVE, i nostri archi esercitano forze leggere e continue, ben adattate in tutte le fasi di trattamento.

El verdadero motor de un aparato de ortodoncia es el arco que debe satisfacer tanto los requisitos para un excelente tratamiento como un buen confort para el paciente. Durante años, Tomy Inc. ha sido reconocido como el fabricante de NiTi más eficiente en cuanto a la respuesta biológica de sus aleaciones. Partiendo de la superelasticidad de los arcos INITIALLOY a la forma de memoria de BIO-EDGE y BIO-ACTIVE, nuestros arcos ejercen fuerzas ligeras y continuas, bien adaptadas en todas las fases del tratamiento.

A	Forma Accu-Form Media Forma Accu-Form Mediana	C	Forma Ideal Forma Ideal
B	Forma Accu-Form Larga Forma Accu-Form Ancha	D	Forma Universale Forma Universal

Beta Titanium (TMA®)

Titanio-Molibdenum (TMA®) * è probabilmente la lega per l'ortodonzia (non contenente nichel) che richiede il più rigoroso processo di fabbricazione. Realizzato negli Stati Uniti, il nostro arco beta-titanio è la scelta migliore del mercato ortodontico. Disponibili sia in tubi che in archi preformati, può essere modellato senza rotture.

Titanio-Molibdenum (TMA®) * es probablemente la aleación de ortodoncia (que no contiene níquel) que requiere el proceso de fabricación más riguroso. Fabricado en los Estados Unidos, nuestro arco de beta-titanio es la mejor opción en el mercado de la ortodoncia. Disponible tanto en tubos como en arcos preformados, se puede modelar sin romperse.



ARCHI & ACCESSORI ARCOS Y ACCESORIOS


Forme d'Arcata-Formas de arco

Sono disponibili le seguenti forme di arcata:

Están disponibles las siguientes formas de arco:

- La forma **A** che rappresenta la forma Accu-Form medium-• Forma **A** che rappresenta la forma Accu-Form mediana
- La forma **B** che rappresenta la Accu Form large-• Forma **B** che rappresenta la forma Accu Form grande.

Forma. **A** Misura Media-Mediana



Forma. **B** Misura Larga-Grande



ARCHI & ACCESSORI ARCOS Y ACCESORIOS

Forme d'Arcata Formas de arco

- La forma **C** che rappresenta la forma Ideal-• Forma C representando la forma ideal
- La forma **D** Universale, particolarmente adatta per gli attacchi autoleganti passivi
- Forma **D** Universal, specialmente indicato para Brackets autoligado pasivo

Forma. **C** Ideal



Forma. **D** Universale



ARCHI & ACCESSORI
ARCOS Y ACCESORIOS

INITIALLOY

Le ricerche per questa avanzata lega NI-TI sono state iniziate dalla tecnologia Spaziale per la messa in orbita delle antenne paraboliche. La necessità era quella di un materiale “a memoria di forma” che in una fase fredda potesse essere compresso per poter riprendere la forma originale sottoposto al calore del sole. Nasce così il materiale che rielaborato ha rivoluzionato il mondo ortodontico. Initialloy sono gli archi superelastici che esercitano le forze più leggere oggi presenti sul mercato

La tecnologia espacial inició la investigación de esta aleación avanzada de NI-TI para poner en órbita antenas parabólicas. Se necesitaba un material “con memoria de forma” que en una fase fría pudiera comprimirse para recuperar su forma original sometido al calor del sol. Así nació el material reelaborado que revolucionó el mundo de la ortodoncia. Initialloy son los arcos superelásticos que ejercen las fuerzas más ligeras del mercado actual

Alcuni archi sono disponibili con una V-Bend (o “dimple”). Indicato con una lettera “D”
Algunos arcos están disponibles con un V-Bend (o “hoyuelo”). Indicado con una letra “D”

		A		B	
		Cod.		Cod.	
Forze-Fuerza	Dimensioni-Dimensiones	Superiori-Superior	Inferiori-Inferior	Superiori-Superior	Inferiori-Inferior
Leggere-Leer	.014"	71-A1U0-0014	71-A1L0-0014	-	-
	.016"	71-A1U0-0016	71-A1L0-0016	-	-
	.018"	71-A1U0-0018	71-A1L0-0018	-	-
Medie-Promedios	.012"	71-A2U0-0012	71-A2L0-0012	-	-
	.014"	71-A2U0-0014	71-A2L0-0014	71-B2U0-0014	71-B2L0-0014
	.014" "D"	71-A2UD-0014	71-A2LD-0014	71-B2UD-0014	71-B2LD-0014
	.016"	71-A2U0-0016	71-A2L0-0016	71-B2U0-0016	71-B2L0-0016
	.016" "D"	71-A2UD-0016	71-A2LD-0016	-	-
	.018"	71-A2U0-0018	71-A2L0-0018	-	-
	.018" "D"	71-A2UD-0018	71-A2LD-0018	-	-
	.020"	71-A2U0-0020	71-A2L0-0020	-	-
Forti-Fuerte	.014"	71-A3U0-0014	71-A3L0-0014	-	-
	.016"	71-A3U0-0016	71-A3L0-0016	-	-
	.018"	71-A3U0-0018	71-A3L0-0018	-	-



ARCHI & ACCESSORI
ARCOS Y ACCESORIOS

		C	
		Cod.	
Forze-Fuerza	Dimensioni-Dimensiones	Superiori-Superior	Inferiori-Inferior
Leggere	.014"	71-C1U0-0014	71-C1L0-0014
	.016"	71-C1U0-0016	71-C1L0-0016
	.018"	71-C1U0-0018	71-C1L0-0018
Medie	.014"	71-C2U0-0014	71-C2L0-0014
	.014" "D"	71-C2UD-0014	71-C2LD-0014
	.016"	71-C2U0-0016	71-C2L0-0016
	.016" "D"	71-C2UD-0016	71-C2LD-0016
	.018"	71-C2U0-0018	71-C2L0-0018
	.018" "D"	71-C2UD-0018	71-C2LD-0018
Forti	.016"	71-C3U0-0016	71-C3L0-0016





Grafico a tre punti

ARCHI & ACCESSORI
ARCOS Y ACCESORIOS

BIO-EDGE

BIO-EDGE è un arco di memoria di forma.
È possibile scegliere tra diversi livelli di forza per la stessa dimensione. A secondo del caso, questa possibilità di scelta aumenta l'efficienza del trattamento. Per utilizzare la memoria di forma si consiglia di raffreddare l'arco prima dell'inserimento negli attacchi.
BIO-EDGE es un arco con memoria de forma.
Puede elegir entre diferentes niveles de fuerza para el mismo tamaño. Según el caso, esta elección aumenta la eficacia del tratamiento. Para utilizar la memoria de forma, se recomienda enfriar el arco antes de insertarlo en los brackets.

Alcuni archi sono disponibili con una V-Bend (o "dimple"). Indicato con una lettera "D"
Algunos arcos están disponibles con un V-Bend (o "hoyuelo"). Indicado con una letra "D"



	A		B	
	Cod.		Cod.	
Forze/Dimensioni-Fuerzas / Dimensiones	Superiori-Superior	Inferiori-Inferior	Superiori-Superior	Inferiori-Inferior
80 g.				
.016" x .016"	72-A1U0-1616	72-A1L0-1616	-	-
.016" x .022"	72-A1U0-1622	72-A1L0-1622	-	-
100 g.				
.020" x .020"	72-A1U0-2020	72-A1L0-2020	-	-
160 g.				
.016" x .016"	72-A2U0-1616	72-A2L0-1616	-	-
.016" x .016" "D"	72-A2UD-1616	72-A2LD-1616	72-B2UD-1616	72-B2LD-1616
.016" x .022"	72-A2U0-1622	72-A2L0-1622	72-B2U0-1622	72-B2L0-1622
.016" x .022" "D"	72-A2UD-1622	72-A2LD-1622	-	-
200 g.				
.017" x .025"	72-A2U0-1725	72-A2L0-1725	-	-
.017" x .025" "D"	72-A2UD-1725	72-A2LD-1725	72-B2UD-1725	72-B2LD-1725
.018" x .018"	72-A2U0-1818	72-A2L0-1818	-	-
.018" x .025"	72-A2U0-1825	72-A2L0-1825	72-B2U0-1825	72-B2L0-1825
.019" x .025"	72-A2U0-1925	72-A2L0-1925	-	-
.020" x .020"	72-A2U0-2020	72-A2L0-2020	-	-
.021" x .028"	72-A2U0-2128	72-A2L0-2128	-	-
240 g.				
.016" x .022"	72-A3U0-1622	72-A3L0-1622	-	-
300 g.				
.018" x .025"	72-A3U0-1825	72-A3L0-1825	-	-

ARCHI & ACCESSORI
ARCOS Y ACCESORIOS

	C	
	Cod.	
Forze/Dimensioni-Fuerzas / Dimensiones	Superiori-Superior	Inferiori-Inferior
80 g.		
.016" x .016"	72-C1U0-1616	72-C1L0-1616
.016" x .022"	72-C1U0-1622	72-C1L0-1622
100 g.		
.017" x .025"	72-C1U0-1725	72-C1L0-1725
.018" x .018"	72-C1U0-1818	72-C1L0-1818
.018" x .025"	72-C1U0-1825	72-C1L0-1825
.020" x .020"	72-C1U0-2020	72-C1L0-2020
160 g.		
.016" x .016"	72-C2U0-1616	72-C2L0-1616
.016" x .016" "D"	72-C2UD-1616	72-C2LD-1616
.016" x .022"	72-C2U0-1622	72-C2L0-1622
.016" x .022" "D"	72-C2UD-1622	72-C2LD-1622
200 g.		
.017" x .025"	72-C2U0-1725	72-C2L0-1725
.017" x .025" "D"	72-C2UD-1725	72-C2LD-1725
.018" x .018"	72-C2U0-1818	72-C2L0-1818
.018" x .025"	72-C2U0-1825	72-C2L0-1825
.020" x .020"	72-C2U0-2020	72-C2L0-2020
240 g.		
.016" x .022"	72-C3U0-1622	72-C3L0-1622

	D
	Cod.
Forze/Dimensioni-Fuerzas / Dimensiones	Universale-Universal
160 g.	
.014" x .025"	72-D200-1425
.016" x .022"	72-D200-1622
200 g.	
.018" x .025"	72-D200-1825
.020" x .020"	72-D200-2020

ARCHI & ACCESSORI ARCOS Y ACCESORIOS

BIO-ACTIVE

BIO-ACTIVE è un arco a memoria di forma che esercita forze progressive dalla linea mediana alla regione posteriore. La forza ottimale si adatta all'anatomia del dente specifico da spostare:

- Archi .016 "x.016" e .016 "x.022" Da 80 g su incisivi fino a 240 g sui molari
- Archi .018 "x.018" e .021 "x.028" Da 100 g su incisivi fino a 300 g sui molari

BIO-ACTIVE LIGHT costruito con forze più leggere che partono da 50gr nel settore anteriore, 150 gr nel settore dei canini e premolari per poi finire con 250 gr nel settore dei molare. Bio-Active™ Light offre agli ortodontisti la possibilità di iniziare i trattamenti con un arco di dimensioni maggiori .020"x .020", garantendo al paziente lo stesso comfort di un arco tondo, ma con la possibilità per l'ortodontista di iniziare da subito a controllare il torque, limitando effetti secondari.


Alcuni archi sono disponibili con una V-Bend (o "dimple"). Indicato con una lettera "D"

BIO-ACTIVE es un arco con memoria de forma que ejerce fuerzas progresivas desde la línea media hasta la región posterior. La fuerza óptima se adapta a la anatomía del diente específico que se va a mover.

- Arcos .016 "x.016" y .016 "x.022" Desde 80 g en incisivos hasta 240 g en molares
- Arcos .018 "x.018" y .021 "x.028" Desde 100 g en incisivos hasta 300 g en molares

BIO-ACTIVE LIGHT ofrece a los ortodoncistas la posibilidad de iniciar tratamientos con un tamaño de arco más grande .020 "x .020", garantizando al paciente la misma comodidad que un arco de medio punto, pero con la posibilidad de que el ortodoncista comience inmediatamente a comprobar el torque, limitando los efectos secundarios.

Algunos arcos están disponibles con V-Bend (o "hoyuelo"). Indicado con una letra "D"



	A		B	
	Cod.		Cod.	
Dimensioni-Dimensiones	Superiori-Superior	Inferiori-Inferior	Superiori-Superior	Inferiori-Inferior
.016"x.016"	70-A0U0-1616	70-A0L0-1616	-	-
.016"x.022"	70-A0U0-1622	70-A0L0-1622	-	-
.016"x.022" "D"	70-A0UD-1622	70-A0LD-1622	70-B0UD-1622	70-B0LD-1622
.018"x.018"	70-A0U0-1818	70-A0L0-1818	70-B0U0-1818	70-B0L0-1818
.018"x.018" Light	70-A1U0-1818	70-A1L0-1818	-	-
.018"x.018" "D"	70-A0UD-1818	70-A0LD-1818	-	-
.018"x.025"	70-A0U0-1825	70-A0L0-1825	-	-
.019"x.025"	70-A0U0-1925	70-A0L0-1925	70-B0U0-1925	70-B0L0-1925
.021"x.028"	70-A0U0-2128	70-A0L0-2128	-	-
.020"x.020"	70-A0U0-2020	70-A0L0-2020	-	-
.020"x.020" Light	70-A1U0-2020	70-A1L0-2020	-	-
.020"x.020" "D"	70-A0UD-2020	70-A0LD-2020	-	-
.020"x.025"	70-A0U0-2025	70-A0L0-2025	70-B0U0-2025	70-B0L0-2025

ARCHI & ACCESSORI ARCOS Y ACCESORIOS

	C	
	Cod.	
Dimensioni-Dimensiones	Superiori-Superior	Inferiori-Inferior
.016"x.016"	70-C0U0-1616	70-C0L0-1616
.016"x.022"	70-C0U0-1622	70-C0L0-1622
.016"x.022" "D"	70-C0UD-1622	70-C0LD-1622
.018"x.018"	70-C0U0-1818	70-C0L0-1818
.018"x.018" Light	70-C1U0-1818	70-C1L0-1818
.018"x.018" "D"	70-C0UD-1818	70-C0LD-1818
.018"x.025"	70-C0U0-1825	70-C0L0-1825
.019"x.025"	70-C0U0-1925	70-C0L0-1925
.020"x.020"	70-C0U0-2020	70-C0L0-2020
.020"x.020" Light	70-C1U0-2020	70-C1L0-2020
.020"x.020" "D"	70-C0UD-2020	70-C0LD-2020
.020"x.025"	70-C0U0-2025	70-C0L0-2025
.021"x.028"	70-C0U0-2128	70-C0L0-2128

	D
	Cod.
Dimensioni-Dimensiones	Universali-Universal
.013" Light	70-D100-0013
.014" Light	70-D100-0014
.016" Light	70-D100-0016
.014"x.025"	70-D000-1425
.014"x.025" Light	70-D100-1425
.016"x.022"	70-D000-1622
.018"x.018" Light	70-D100-1818
.018"x.025"	70-D000-1825
.018"x.025" Light	70-D100-1825
.019"x.025" Light	70-D100-1925
.020"x.020"	70-D000-2020
.020"x.020" Light	70-D100-2020

ARCHI & ACCESSORI ARCOS Y ACCESORIOS

BIO-ACTIVE

	M (A Largo)	
	Cod.	
Dimensioni-Dimensiones	Superiori - Superior	Inferiori - Inferior
.020"x.020"	70-M0U0-2020	70-M0L0-2020

ARCHI & ACCESSORI ARCOS Y ACCESORIOS

INITIALLOY e BIO-ACTIVE estetici-estético



Utilizzando lo stesso rivestimento di Rhodium come negli attacchi Experience mini e Legend, gli archi in Rhodium offrono proprietà ineguagliabili in abbinamento con gli attacchi estetici, mantenendo inalterate le proprietà del Initialloy e Bio-Active.

Utilizando el mismo recubrimiento de rodio que en los brackets Experience mini y Legend, los arcos de rodio ofrecen propiedades inigualables en combinación con los brackets estéticos, manteniendo las propiedades de Initialloy y Bio-Active.

INITIALLOY Rhodium Coated

Forze leggere-Fuerzas suaves	A		B		C	
	Cod.		Cod.		Cod.	
Sezione-Sección	Superiori-Superior	Inferiori-Inferior	Superiori-Superior	Inferiori-Inferior	Superiori-Superior	Inferiori-Inferior
.014"	76-A1U0-0014	76-A1L0-0014	-	-	76-C1U0-0014	76-C1L0-0014
.016"	76-A1U0-0016	76-A1L0-0016	-	-	76-C1U0-0016	76-C1L0-0016
.018"	76-A1U0-0018	76-A1L0-0018	-	-	76-C1U0-0018	76-C1L0-0018

INITIALLOY Rhodium Coated

	A		B	
Forze medie-Fuerzas medias	Cod.		Cod.	
Sezione-Sección	Superiori-Superior	Inferiori-Inferior	Superiori-Superior	Inferiori-Inferior
.012"	76-A2U0-0012	76-A2L0-0012	-	-
.014"	76-A2U0-0014	76-A2L0-0014	76-B2U0-0014	76-B2L0-0014
.016"	76-A2U0-0016	76-A2L0-0016	76-B2U0-0016	76-B2L0-0016
.018"	76-A2U0-0018	76-A2L0-0018	76-B2U0-0018	76-B2L0-0018

INITIALLOY Rhodium Coated

Forze medie-Fuerzas medias	C		D	
	Cod.		Cod.	
Sezione-Sección	Superiori-Superior	Inferiori-Inferior	Universale-Universal	
.014"	76-C2U0-0014	76-C2L0-0014	-	
.016"	76-C2U0-0016	76-C2L0-0016	76-D20D-0016	
.018"	76-C2U0-0018	76-C2L0-0018	-	

Bio-Active Rhodium Coated

	A		B		C	
	Cod.		Cod.		Cod.	
Dimensioni-Dimensiones	Superiori-Superior	Inferiori-Inferior	Superiori-Superior	Inferiori-Inferior	Superiori-Superior	Inferiori-Inferior
.016"x.022"	74-A0U0-1622	74-A0L0-1622	-	-	74-C0U0-1622	74-C0L0-1622
.018"x.018"	74-A0U0-1818	74-A0L0-1818	74-B0U0-1818	74-B0L0-1818	-	-
.019"x.025"	74-A0U0-1925	74-A0L0-1925	-	-	74-C0U0-1925	74-C0L0-1925
.020"x.020"	74-A0U0-2020	74-A0L0-2020	74-B0U0-2020	74-B0L0-2020	74-C0U0-2020	74-C0L0-2020

ARCHI & ACCESSORI ARCOS Y ACCESORIOS

Bio-Active Rhodium Coated	D
	Cod.
	Universali-Universal
	74-D000-1425
.016"x.022"	74-D000-1622
.018"x.025"	74-D000-1825

Bio-Active Light Rhodium Coated


	A		C	
Dimensioni-Dimensiones	Superiori-Superior	Inferiori-Inferior	Superiori-Superior	Inferiori-Inferior
.018"x.018"	74-A1U0-1818	74-A1L0-1818	-	-
.020"x.020"	74-A1U0-2020	74-A1L0-2020	74-C1U0-2020	74-C1L0-2020

	D
	Cod.
Sezione-Sección /Dimensioni-Dimensiones	
.013" Light	74-D100-0013
.014" Light	74-D100-0014
.016" Light	74-D100-0016
.014"x.025" Light	74-D100-1425
.016"x.016" Light	74-D100-1616
.016"x.022" Light	74-D100-1622
.017"x.025" Light	74-D100-1725
.018"x.018" Light	74-D100-1818
.018"x.025" Light	74-D100-1825
.019"x.025" Light	74-D100-1925
.020"x.020" Light	74-D100-2020

STAINLESS STEEL Archi estetici-Arcos Estéticos

	A	
	Cod.	
Dimensioni-Dimensiones	Superiori-Superior	Inferiori-Inferior
.014"	79-A2U0-0014	79-A2L0-0014
.016"	79-A2U0-0016	79-A2L0-0016
.016"x.016"	79-A2U0-1616	79-A2L0-1616
.016"x.022"	79-A2U0-1622	79-A2L0-1622
.017"x.025"	79-A2U0-1725	79-A2L0-1725
.019"x.025"	79-A2U0-1925	79-A2L0-1925

ARCHI & ACCESSORI ARCOS Y ACCESORIOS



INITIALLOY

	N1		N2	
	Cod.		Cod.	
Forze e Dimensioni-Fuerzas y dimensiones	Superiori-Superior	Inferiori-Inferior	Superiori-Superior	Inferiori-Inferior
Leggero-Ligero				
.012"	71-N1U1-0012	71-N1L1-0012	71-N1U2-0012	71-N1L2-0012
.014"	71-N1U1-0014	71-N1L1-0014	71-N1U2-0014	71-N1L2-0014
.016"	71-N1U1-0016	71-N1L1-0016	71-N1U2-0016	71-N1L2-0016
	N3		N4	
	Cod.		Cod.	
Forze e Dimensioni-Fuerzas y dimensiones	Superiori-Superior	Inferiori-Inferior	Superiori-Superior	Inferiori-Inferior
Leggero-Ligero				
.012"	71-N1U3-0012	71-N1L3-0012	-	-
.014"	71-N1U3-0014	-	-	-
.016"	71-N1U3-0016	-	71-N1U4-0016	-

BIO-EDGE linguali-lingual

	N1		N2	
	Cod.		Cod.	
Forze e Dimensioni-Fuerzas y dimensiones	Superiori-Superior	Inferiori-Inferior	Superiori-Superior	Inferiori-Inferior
80g.				
.016"x.016"	72-N1U1-1616	-	72-N1U2-1616	-
.016"x.022"	72-N1U1-1622	-	-	-
100g.				
.018"x.018"	-	-	72-N1U2-1818	-
.018"x.025"	-	72-N1L1-1825	-	-

ARCHI & ACCESSORI ARCOS Y ACCESORIOS

Archi Superelastici-Arcos Superelásticos NiTi

	A		C	
	Cod.		Cod.	
	Superiori-Superior	Inferiori-Inferior	Superiori-Superior	Inferiori-Inferior
Dimensioni-Dimensiones				
.012"	77-A0U0-0012	77-A0L0-0012	77-C0U0-0012	77-C0L0-0012
.014"	77-A0U0-0014	77-A0L0-0014	77-C0U0-0016	77-C0L0-0014
.016"	77-A0U0-0016	77-A0L0-0016	77-C0U0-0016	77-C0L0-0016
.018"	77-A0U0-0018	77-A0L0-0018	77-C0U0-0018	77-C0L0-0018
.020"	77-A0U0-0020	77-A0L0-0020	77-C0U0-0020	77-C0L0-0020
.016"x.016"	77-A0U0-1616	77-A0L0-1616	77-C0U0-1616	77-C0L0-1616
.016"x.022"	77-A0U0-1622	77-A0L0-1622	77-C0U0-1622	77-C0L0-1622
.017"x.025"	77-A0U0-1725	77-A0L0-1725	77-C0U0-1725	77-C0L0-1725
.018"x.018"	-	-	77-C0U0-1818	77-C0L0-1818
.018"x.025"	77-A0U0-1825	77-A0L0-1825	77-C0U0-1825	77-C0L0-1825
.019"x.025"	77-A0U0-1925	77-A0L0-1925	77-C0U0-1925	77-C0L0-1925
.020"x.020"	77-A0U0-2020	77-A0L0-2020	77-C0U0-2020	77-C0L0-2020
.021"x.025"	77-A0U0-2125	77-A0L0-2125	77-C0U0-2125	77-C0L0-2125

Archi Superelastici-Arcos Superelásticos NiTi con V-Bend

	A		C	
	Cod.		Cod.	
	Superiori-Superior	Inferiori-Inferior	Superiori-Superior	Inferiori-Inferior
Dimensioni-Dimensiones				
.012"	77-A0UD-0012	77-A0LD-0012	77-C0UD-0012	77-C0LD-0012
.014"	77-A0UD-0014	77-A0LD-0014	77-C0UD-0014	77-C0LD-0014
.016"	77-A0UD-0016	77-A0LD-0016	77-C0UD-0016	77-C0LD-0016
.018"	77-A0UD-0018	77-A0LD-0018	-	-
.020"	-	-	77-C0UD-0020	77-C0LD-0020
.016"x.016"	77-A0UD-1616	77-A0LD-1616	77-C0UD-1616	77-C0LD-1616
.016"x.022"	77-A0UD-1622	77-A0LD-1622	77-C0UD-1622	77-C0LD-1622

Archi Superelastici-Arcos Superelásticos NiTi con Stop

	D	
	Cod.	
Dimensioni-Dimensiones		
.013"	77-D005-0013	
.014"	77-D005-0014	
.016"	77-D005-0016	
.018"	77-D005-0018	

ARCHI & ACCESSORI ARCOS Y ACCESORIOS

NiTi in bobina (15' - 4,60 m)

	Dimensioni-Dimensiones	Cod.
	.012"	77-S000-0012
	.014"	77-S000-0014
	.016"	77-S000-0016

Arco Inverso-Curva Inversa NiTi

	Cod.	
	Superiori-Superior	Inferiori-Inferior
	Dimensioni-Dimensiones	
.016"	77-G0U2-0016	77-G0L2-0016
.018"	77-G0U2-0018	77-G0L2-0018
.016"x.022"	77-G0U2-1622	77-G0L2-1622
.017"x.025"	77-G0U2-1725	77-G0L2-1725
.018"x.025"	77-G0U2-1825	77-G0L2-1825
.019"x.025"	77-G0U2-1925	77-G0L2-1925

ARCHI & ACCESSORI ARCOS Y ACCESORIOS



Archi di titanio-molibdenum (Beta Titanium)

Il titanio-molibdenum (TMA®) è probabilmente la lega ortodontica (non contenente nichel) che richiede il più rigoroso processo produttivo. Realizzato negli Stati Uniti, il nostro Beta-Titanium è l'arco ideale. Disponibile in archi preformati e in bacchette, può essere modellato senza rischiare la rottura.

El titanio-molibdeno (TMA®) es probablemente la aleación de ortodoncia (que no contiene níquel) que requiere el proceso de fabricación más riguroso. Fabricado en los Estados Unidos, nuestro Beta-Titanium es el arco ideal. Disponible en arcos y varillas preformadas, se puede moldear sin riesgo de romperse.

	A		B	
	Cod.		Cod.	
Dimensioni - Dimensiones	Superiori - Superior	Inferiori - Inferior	Superiori - Superior	Inferiori - Inferior
.016"	73-A0U0-0016	73-A0L0-0016	-	-
.018"	73-A0U0-0018	73-A0L0-0018	-	-
.016"x.022"	73-A0U0-1622	73-A0L0-1622	73-B0U0-1622	73-B0L0-1622
.017"x.025"	73-A0U0-1725	73-A0L0-1725	73-B0U0-1725	73-B0L0-1725
.018"x.018"	73-A0U0-1818	73-A0L0-1818	-	-
.018"x.025"	73-A0U0-1825	73-A0L0-1825	-	-
.019"x.025"	73-A0U0-1925	73-A0L0-1925	73-B0U0-1925	73-B0L0-1925
.021"x.025"	73-A0U0-2125	73-A0L0-2125	-	-

	C	
	Cod.	
Dimensioni - Dimensiones	Superiori-Superior	Inferiori-Inferior
.016"x.022"	73-C0U0-1622	73-C0L0-1622
.017"x.025"	73-C0U0-1725	73-C0L0-1725
.018"x.018"	73-C0U0-1818	73-C0L0-1818
.018"x.025"	73-C0U0-1825	73-C0L0-1825
.019"x.025"	73-C0U0-1925	73-C0L0-1925
	73-C0U0-2125	73-C0L0-2125

Fili Diritti-Alambres Rectos (10 per tubo)

Dimensioni - Dimensiones	Cod.
.016x.022"	73-L002-0032
.017"x.025"	73-L002-1725
.019"x.025"	73-L002-1925

ARCHI & ACCESSORI ARCOS Y ACCESORIOS

Archi in acciaio-Arcos de Acero

	A		B	
	Cod.		Cod.	
Dimensioni-Dimensiones	Superiori-Superior	Inferiori-Inferior	Superiori-Superior	Inferiori-Inferior
.014"	78-A2U0-0014	78-A2L0-0014	-	-
.016"	78-A2U0-0016	78-A2L0-0016	78-B2U0-0016	78-B2L0-0016
.018"	78-A2U0-0018	78-A2L0-0018	78-B2U0-0018	78-B2L0-0018
.020"	78-A2U0-0020	78-A2L0-0020	-	-
.016"x.016"	78-A2U0-1616	78-A2L0-1616	-	-
.016"x.022"	78-A2U0-1622	78-A2L0-1622	78-B2U0-1622	78-B2L0-1622
.017"x.025"	78-A2U0-1725	78-A2L0-1725	78-B2U0-1725	78-B2L0-1725
.018"x.018"	78-A2U0-1818	78-A2L0-1818	-	-
.018"x.022"	78-A2U0-1822	78-A2L0-1822	-	-
.018"x.025"	78-A2U0-1825	78-A2L0-1825	78-B2U0-1825	78-B2L0-1825
.019"x.025"	78-A2U0-1925	78-A2L0-1925	78-B2U0-1925	78-B2L0-1925
.020"x.020"	78-A2U0-2020	78-A2L0-2020	-	-
.021"x.025"	78-A2U0-2125	78-A2L0-2125	-	-
.021"x.028"	78-A2U0-2128	78-A2L0-2128	-	-

	C			
	Cod. Normali-Normal		Cod. Temperati-templado	
Dimensioni-Dimensiones	Superiori-Superior	Inferiori-Inferior	Superiori-Superior	Inferiori-Inferior
.014"	78-C2U0-0014	78-C2L0-0014	-	-
.016"	78-C2U0-0016	78-C2L0-0016	-	-
.018"	78-C2U0-0018	78-C2L0-0018	-	-
.020"	78-C2U0-0020	78-C2L0-0020	-	-
.016"x.016"	78-C2U0-1616	78-C2L0-1616	-	-
.016"x.022"	78-C2U0-1622	78-C2L0-1622	78-C3U0-1622	78-C3L0-1622
.0175"x.0175"	78-C2U0-1717	78-C2L0-1717	-	-
.017"x.025"	78-C2U0-1725	78-C2L0-1725	-	-
.018"x.022"	-	-	78-C3U0-1822	78-C3L0-1822
.018"x.025"	78-C2U0-1825	78-C2L0-1825	-	-
.019"x.025"	78-C2U0-1925	78-C2L0-1925	-	-
.020"x.020"	78-C2U0-2020	78-C2L0-2020	-	-
.020"x.025"	78-C2U0-2025	78-C2L0-2025	-	-
.021"x.025"	78-C2U0-2125	78-C2L0-2125	-	-

ARCHI & ACCESSORI
ARCOS Y ACCESORIOS

Archi in acciaio inossidabile-Arcos de acero inoxidable

Fili Diritti (50 per tubo)-Alambres rectos (50 por tubo)	Cod.
Dimensioni	
.014"	78-L200-0014
.016"	78-L200-0016
.018"	78-L200-0018
.020"	78-L200-0020

Archi in acciaio inossidabile-Arcos de acero inoxidable

Fili Diritti (10 per tubo)-Alambres rectos (10 por tubo)	Cod.
Dimensioni	
.016"x.016"	78-L200-1616
.016"x.022"	78-L200-1622
.017"x.025"	78-L200-1725
.018"x.025"	78-L200-1825
.019"x.025"	78-L200-1925
.021"x.025"	78-L200-2125

ARCHI & ACCESSORI
ARCOS Y ACCESORIOS

Archi in acciaio inossidabile-Arcos de acero inoxidable

GT (Gold Tone) Super Temperati-GT (tono dorado) súper templado	A		C	
	Cod.		Cod.	
Dimensioni-Dimensiones	Superiori-Superior	Inferiori-Inferior	Superiori-Superior	Inferiori-Inferior
.014"	78-A4U0-0014	78-A4L0-0014	78-C4U0-0014	78-C4L0-0014
.016"	78-A4U0-0016	78-A4L0-0016	78-C4U0-0016	78-C4L0-0016
.018"	78-A4U0-0018	78-A4L0-0018	78-C4U0-0018	78-C4L0-0018
.016"x.016"	78-A4U0-1616	78-A4L0-1616	78-C4U0-1616	78-C4L0-1616
.016"x.022"	78-A4U0-1622	78-A4L0-1622	78-C4U0-1622	78-C4L0-1622
.017"x.025"	78-A4U0-1725	78-A4L0-1725	78-C4U0-1725	78-C4L0-1725
.018"x.025"	78-A4U0-1825	78-A4L0-1825	78-C4U0-1825	78-C4L0-1825
.019"x.025"	78-A4U0-1925	78-A4L0-1925	78-C4U0-1925	78-C4L0-1925

ARCHI & ACCESSORI
ARCOS Y ACCESORIOS

Archi in acciaio Intrecciati-Arcos de acero trenzado

Archi Triflex composto da tre fili rotondi (10 x tubo)-Arcos triflex formados por tres alambres redondos (10 x tubo).

	A
Dimensioni-Dimensiones	Cod.
.0175"	78-AT00-0175

Archi Quadflex composto da quattro fili quadrati (10 x tubo)-Arcos Quadflex compuestos por cuatro alambres cuadrados (10 x tubo).

	A
	Cod.
Dimensioni-Dimensiones	Superiori-Superior Inferiori-Inferior
.016"x.022"	78-AQU0-1622 78-AQL0-1622
.017"x.025"	78-AQU0-1725 78-AQL0-1725
.019"x.025"	78-AQU0-1925 78-AQL0-1925

Pentaflex è un filo coassiale rettangolare (cinque fili avvolti attorno ad un nucleo centrale), Diritto e Preformato, (10 per tubo).
Pentaflex es un cable coaxial rectangular (cinco cables enrollados alrededor de un núcleo central), recto y preformado (10 por tubo).

		A
	Cod.	Cod.
Dimensioni-Dimensiones	Diritto-Recto	Superiori-Superior Inferiori-Inferior
.0155"	78-LP00-0155	78-APU0-0016 78-APL0-0016
.0175"	78-LP00-0175	78-APU0-0175 78-APL0-0175



Hexaflex è un filo coassiale rotondo a 6 filamenti. in Rocchetto-Hexaflex es un alambre coaxial redondo de 6 hilos. en Rollo

	Cod.
Dimensioni-Dimensiones	Rollo
.0175"	78-SH00-0175

ARCHI & ACCESSORI
ARCOS Y ACCESORIOS

Multiflex è un filo torsionato Edgewise a 8 fili, 10 archi per scatola-son arcos preformados de 8 hilos trenzados. 10 arcos por caja.

	A
	Cod.
Dimensioni-Dimensiones	Superiori-Superior Inferiori-Inferior
.016"x.022"	78-AMU0-1622 78-AML0-1622
.017"x.025"	78-AMU0-1725 78-AML0-1725
.018"x.025"	78-AMU0-1825 78-AML0-1825
.019"x.025"	78-AMU0-1925 78-AML0-1925
.021"x.025"	78-AMU0-2125 78-AML0-2125



Fili-Arcos Bioalloy


Questo filo in cobalto-cromo è apprezzato per la sua formabilità e la sua capacità di accettare loop. Filo Diritto.
Este alambre de cobalto-cromo es apreciado por su formabilidad y su capacidad para aceptar bucles. Alambre recto.

Dimensioni-Dimensiones	Cod.
.016"x.016"	78-L000-1616
.016"x.022"	78-L000-1622
.032"	78-L000-0032
.036"	78-L000-0036

MOLLE & ACCESSORI
MUELLES Y ACCESORIOS

Molle-Muelles INITIALLOY

Realizzati con la stessa lega degli archi INITIALLOY, queste molle esercitano forze costanti e calibrate.
Fabricados con la misma aleación que los arcos INITIALLOY, estos muelles ejercen fuerzas constantes y calibradas.



INITIALLOY Stop Wound ™

Molle in NiTi Calibrate da tagliare presentano, spirali strette poste ad ogni 4 cm. Una volta determinata la misura necessaria tagliate semplicemente il filo al centro della spirale. Le molle sono disponibili in forze di 100 grammi e 150 grammi. Confezioni da 3 pz. 18 cm di lunghezza per tubo.
Los resortes de NiTi calibrados a cortar tienen, espirales estrechas colocadas cada 4 cm. Una vez que haya determinado el tamaño necesario, simplemente corte el alambre en el centro de la espiral. Los resortes están disponibles en fuerza de 100 gramos y 150 gramos. Paquetes de 3 uds. 18 cm de largo por tubo.

Descrizione-Descripción	Forze-Fuerza	Colore-Color	Foro-Agujero Interno	Cod.
Leggere-Ligero	100g.	Blu-Azul	.036"	60-0113-0000
Medie-Promedios	150g.	Giallo-Amarillo	.036"	60-0114-0000
Medie-Promedios	150g.	Giallo-Amarillo	.045"	60-0114-0045
Forti-Fuerte	200g.	Rosso-Rojo	.036"	60-0115-0000

INITIALLOY Molle Aperte

Queste molle hanno una dimensione di 15 mm quando non sono attive.
Possono essere attivate " comprimendole " fino a raggiungere la dimensione di 3mm ed esercitano una forza di rilascio calibrata.
Disponibili da 100 e 150 gr. Sono confezionati per 10 pz.
Estos resortes tienen un tamaño de 15 mm cuando están inactivos.
Pueden activarse "comprimiéndolos" hasta un tamaño de 3 mm y ejerciendo una fuerza de liberación calibrada.
Disponibile en 100 y 150 gr. Están empaquetados por 10 uds.

Descrizione-Descripción	Forze-Fuerza	Colore-Color	Cod.
Leggere-Ligero	100g.	Blu-Azul	60-0123-0000
Medie-Promedios	150g.	Giallo-Amarillo	60-0124-0000

MOLLE & ACCESSORI
MUELLES Y ACCESORIOS

INITIALLOY Molle Chiuse-Muelles Cerrados

Lo strumento di scelta per la chiusura dello spazio, senza alcuna collaborazione del paziente. La lunghezza iniziale è di 5 mm (esclusi gli occhielli) può essere allungata fino a 15 mm senza alterarne le proprietà elastiche. Disponibile in quattro livelli di forza: 100 g, 150 g, 200 g e 300 g. Confezione da 10 pz.
El instrumento de elección para el cierre del espacio, sin ninguna colaboración del paciente. La longitud inicial es de 5 mm (excluyendo los ojales) se puede estirar hasta 15 mm sin alterar sus propiedades elásticas. Disponible en cuatro niveles de concentración: 100 g, 150 g, 200 gy 300 g. Paquete de 10 uds.

Conf.-Paquete de 10 pz.	Forze-Fuerza	Colore-Color	Cod.
Leggere-Ligero	100g.	Blu-Azul	60-0223-0000
Medie-Promedios	150g.	Giallo-Amarillo	60-0224-0000
Forte-Fuerte	200g.	Rosso-Rojo	60-0225-0000
Extra Forte-Extra Fuerte	300g.	Bianco-Blanco	60-0227-0000



INITIALLOY Molle Aperte in Bobina-Muelles Abiertos en Bobina NiTi

	Cod.
INITIALLOYMolle Aperte in Bobina, Forza Media-(150 g), .10"x.36" - 38 cm INITIALLOY Muelles abiertos en bobina, resistencia media (150 g), 38 cm	60-0144-0000
Molle Aperte in Bobina, Standard .010" x .030" - 38 cm Muelles abiertos en bobina, estándar .010 "x 0.030", 38 cm	60-0140-2013



Molle Acciaio-Muelles de Acero

Molle Aperte-Abiertos

Dimensioni-Dimensiones	Cod.
.008" x.022"	61-0140-0082
.010"x.030"	61-0140-0013
.010"x.040"	61-0140-0014

Molle Chiuse-Cerrados

Dimensioni-Dimensiones	Cod.
.008" x.022"	61-0240-0082
.010"x.030"	61-0240-0013

ACCESSORI
ACCESORIOS

Intraorali e Ausiliari-Intraoral y Auxiliar - Lip Bumpers

Lip Bumper Natural® 1

Lip bumper dalle elevate caratteristiche meccaniche, dotato di protezione in acrilico traslucido protegge bene le labbra del paziente, dotato di uncino. Disponibile in 7 misure.

Lip bumper con altas características mecánicas, equipado con protección acrílica translúcida, protege bien los labios del paciente, equipado con un gancho. Disponible en 7 tallas.

Conf. 1 pz.-Paquete de 1 ud.

	Dimensioni-Dimensiones	Cod.
	Lip Bumper Natural® 1 misura-talla 0	63-1100-0000
	Lip Bumper Natural® 1 misura-talla 1	63-1101-0000
	Lip Bumper Natural® 1 misura-talla 2	63-1102-0000
	Lip Bumper Natural® 1 misura-talla 3	63-1103-0000
	Lip Bumper Natural® 1 misura-talla 4	63-1104-0000
	Lip Bumper Natural® 1 misura-talla 5	63-1105-0000
	Lip Bumper Natural® 1 misura-talla 6	63-1106-0000

Lip Bumper Natural® 2

Lip bumper dall'elavate caratteristiche meccaniche, dotato di protezione in acrilico traslucido protegge bene le labbra del paziente. disponibile in 6 misure.

Lip bumper de altas características mecánicas, equipado con protección acrílica translúcida, protege bien los labios del paciente. disponible en 6 tamaños.

Conf. 1 pz.-Paquete de 1 ud.

	Dimensioni-Dimensiones	Cod.
	Lip Bumper Natural® 2 misura-talla Universal	63-31UN-0000
	Lip Bumper Natural® 2 misura-talla 0	63-3100-0000
	Lip Bumper Natural® 2 misura-talla 1	63-3101-0000
	Lip Bumper Natural® 2 misura-talla 2	63-3102-0000
	Lip Bumper Natural® 2 misura-talla 3	63-3103-0000
	Lip Bumper Natural® 2 misura-talla 4	63-3104-0000

Lip Bumper Nylon rivestito

La finezza del nylon rende facile la regolazione dell'apparecchio. Disponibile in 2 misure.

La finura del nailon facilita el ajuste del aparato. Disponible en 2 tamaños.

Conf. -Paquete de 1 pz.


Dimensioni-Dimensiones	Cod.
Lip Bumper misura 2/Hk	63-4102-0000
Lip Bumper misura 3/Hk	63-4103-0000

ACCESSORI
ACCESORIOS

Barre Palatali-Barras Palatinas

Realizzato in un filo di acciaio inossidabile molto resistente di diametro .036 ». Bracci posteriori opportunamente posizionati rendono più facile l'inserimento e la rimozione. Disponibile con un loop mesiale o distale, al fine di risparmiare tempo, le barre palatine sono disponibili anche con 45° di angolazione.

Fabricado con alambre de acero inoxidable muy resistente de .036 "de diámetro. Los brazos traseros colocados correctamente facilitan la inserción y extracción. Disponibles con loop mesial o distal, para ahorrar tiempo, las barras palatinas también están disponibles con angulación de 45°.




Barra Palatale Loop Mesiale Conf. 5 pz.-Barra Palatina Mesial Loop Paquete de 5 uds.

Dimensioni-Dimensiones	Cod.	Dimensioni-Dimensiones	Cod.
35	64-0M11-0035	47	64-0M11-0047
37	64-0M11-0037	49	64-0M11-0049
39	64-0M11-0039	51	64-0M11-0051
41	64-0M11-0041	53	64-0M11-0053
43	64-0M11-0043	55	64-0M11-0055
45	64-0M11-0045	-	-

Barra Palatale Loop Mesiale con estremità angolate a 45° Conf. 5 pz.-Barra Palatina Mesial Loop con extremos en ángulo de 45° Paquete de 5 uds.

Dimensioni-Dimensiones	Cod.	Dimensioni-Dimensiones	Cod.
35	64-0M12-0035	47	64-0M12-0047
37	64-0M12-0037	49	64-0M12-0049
39	64-0M12-0039	51	64-0M12-0051
41	64-0M12-0041	53	64-0M12-0053
43	64-0M12-0043	55	64-0M12-0055
45	64-0M12-0045	-	-



Barra Palatale Loop Distale Conf. 5 pz.-Loop distal de barra Palatina Conf. 5 uds.

Dimensioni-Dimensiones	Cod.	Dimensioni-Dimensiones	Cod.
35	64-0D11-0035	47	64-0D11-0047
37	64-0D11-0037	49	64-0D11-0049
39	64-0D11-0039	51	64-0D11-0051
41	64-0D11-0041	53	64-0D11-0053
43	64-0D11-0043	55	64-0D11-0055
45	64-0D11-0045	-	-

ACCESSORI
ACCESORIOS

Uncini e Stop Scorrevoli per Archi-Ganchos y Stop Deslizantes para arcos

Aperti-Abierto

Descrizione-Descripción	Cod.
 Gancio chirurgico T-Bar, universale (confezione di 10 pz.) Gancho quirúrgico T-Bar, universal (paquete de 10 uds.)	66-0110-0001
 Gancio diritto aperto, .018 "x.025", ideale per gli Archi Initialloy (confezione da 10 pz.) Gancho recto abierto, .018 "x.025", ideal para arcos Initialloy (paquete de 10 uds.)	66-0111-0008
 Gancio curvo (confezione da 20 pz.)-Gancho curvo (paquete de 20 uds.)	66-0110-0003
 Stop (confezione da 20 pz.)-Stop (paquete de 20 uds.)	66-0120-0002

Chiusi-Cerrado

Descrizione-Descripción	Dimensioni-Dimensiones	Cod.
 Ganci scorrevoli per elastici (confezione di 40 pz.) Ganchos deslizantes para bandas y elásticas (paquete de 40 uds.)	.018 "x.025"	66-0211-0011
	Stop scorrevoli, 2 mm (confezione di 40 pz.) Stop corredizo, 2 mm (paquete de 40 uds.)	.012 "/>.
	Stop scorrevoli, 3 mm (confezione di 40 pz.) Stop corredizo, 3 mm (paquete de 40 uds.)	.012 "/>.
	Stop scorrevoli, 2 mm (confezione di 20 pz.) Stop corredizo, 2 mm (paquete de 20 uds.)	.018 "/>.
	Stop scorrevoli, 3 mm (confezione di 20 pz.) Stop corredizo, 3 mm (paquete de 20 uds.)	.018 "/>.
	Stop scorrevoli, 2 mm (confezione di 20 pz.) Stop corredizo, 2 mm (paquete de 20 uds.)	.018 "/>.
	Stop scorrevoli, 3 mm (confezione di 20 pz.) Stop corredizo, 3 mm (paquete de 20 uds.)	.018 "/>.

Legature in metallo

Preformate, lunghe (confezione da 600 pz.)-Preformado, largo (paquete de 600 uds.)


Descrizione-Descripción	Cod.
.008"	67-0110-0008
.009"	67-0110-0009
.010"	67-0110-0010
.011"	67-0110-0011
.012"	67-0110-0012

Preformate, corte, estetiche, .012 "(confezione da 100 pz.)-Preformado, corto, estético, .012 "(paquete de 100 uds.)

Descrizione-Descripción	Cod.
.012"	67-0140-0012



ACCESSORI
ACCESORIOS



Preformata, corta (confezione da 1000 pz.)-Preformado, corto .010 "(paquete de 1000 uds.)

Descrizione-Descripción	Cod.
.010"	67-0210-0010

Preformata, corta angolata (confezione da 1000 pz.)-Preformado, en ángulo corto .010 "(paquete de 1000 uds.)

Descrizione-Descripción	Cod.
.010"	67-0211-0010

Legature, a Bobina-Ligaduras, .010" Bobina

Descrizione-Descripción	Cod.
.010"	67-0300-0010
.011"	67-0360-0011

Kobayashi

Standard

Descrizione-Descripción	Cod.
Kobayashi .012" (Confezione da 100 pz.)-(Paquete de 100 uds.)	67-0120-0012
Kobayashi .014" (Confezione da 100 pz.)-(Paquete de 100 uds.)	67-0120-0014

LEGEND mini Kobayashi con gancio-LEGEND mini Kobayashi con gancho

Descrizione-Descripción	Cod.
Kobayashi Legend .012" attorcigliato (Confezione da 100 pz.)-retorcido (Paquete de 100 uds.)	67-0220-2012



Molle di rotazione-Muelles de rotación

Descrizione-Descripción	Cod.
Corte .011" (Confezione da 10 pz.)-Corto .011" (Paquete de 10 uds.)	69-1510-0000
Lunghe .011" (Confezione da 10 pz.)-Largo .011" (Paquete de 10 uds.)	69-1520-0000

ACCESSORI
ACCESORIOS

Accessori per V-Slot degli Attacchi-Accesorios para V-Slot las Brackets

Uncini per slot verticale adatti per gli attacchi LEGEND medium e mini
Ganchos de ranura vertical adecuados para Brackets LEGEND medium e mini



Descrizione-Descripción	Cod.
Uncino per V-Slot (confezione da 50)-Gancho para V-Slot (paquete de 50 unidades.)	69-1410-0000



Quadhelix in acciaio inossidabile-en acero inoxidable

Descrizione-Descripción	Cod.
Misura-Medida 1	68-0021-0000
Misura-Medida 2	68-0022-0000
Misura-Medida 3	68-0023-0000



Quadhelix Bioalloy

Descrizione-Descripción	Cod.
Misura-Medida 1	68-0011-0000
Misura-Medida 2	68-0012-0000
Misura-Medida 3	68-0013-0000

ACCESSORI
ACCESORIOS

MULTI-FA

Dispositivo per la correzione delle II e III Classi
-Non c'è bisogno di misurazioni preliminari.
-Lo stesso apparecchio viene utilizzato per la correzione Classe II e Classe III.
-Base anatomica per aderire perfettamente alla superficie del dente, con una ritenzione a mesh che ne garantisce una ottima adesione.
-La parte dell'apparecchio può essere rimossa/riattaccata separatamente.
-Doppio snodo: anteriore (canino / premolare) e posteriore (molare) per un più facile e migliore adattamento alla posizione dei denti, anche su canino ectopico.
-Pieno controllo dei movimenti dello snodo, la possibilità di bloccare in qualsiasi momento il movimento migliora il controllo dei possibili effetti collaterali.
-Ampia capacità di movimento dei denti.
-Utilizzabile anche soldato sulle bande.



Dispositivo para la corrección de las Clases II y III

-No se necesitan mediciones preliminares.
-El mismo aparato se utiliza para la corrección de Clase II y Clase III.
-Base anatómica para adherirse perfectamente a la superficie del diente, con una retención de malla (mesh) que garantiza una óptima adhesión.
-La parte del aparato se puede quitar/reattachar por separado.
-Doble articulación: anterior (canino / premolar) y posterior (molar) para una adaptación más fácil y mejor a la posición de los dientes, incluso en canino ectópico.
-Pleno control de los movimientos de la articulación; la posibilidad de bloquear el movimiento en cualquier momento mejora el control de los posibles efectos secundarios.
-Amplia capacidad de movimiento de los dientes.
-Utilizable también soldado sobre bandas.



Doppio snodo per un posizionamento
anatomico senza compromessi
Doble articulación para un
posicionamiento anatómico sin concesiones.



Miglioramento del controllo
biomeccanico.
Mejor movimiento
biomecanico



Fissaggio dell'articolazione in base ai
requisiti del piano di trattamento.
Fijación de la articulación según los
requisitos del plan de tratamiento.

Descrizione-Descripción	Cod.
MULTI FA REGULAR (sinistra e destra) - MULTI FA REGULAR (izquierdo y derecho)	92-5001-0000
MULTI FA SHORT (sinistra e destra) - MULTI FA CORTO (izquierdo y derecho)	92-5002-0000
MULTI FA LONG (sinistra e destra) - MULTI FA LARGO (izquierdo y derecho)	92-5003-0000
MULTI FA BAND-R (sinistra e destra) - MULTI FA BANDA-R (izquierdo y derecho)	92-5004-0000
MULTI FA BAND-R (sinistra e destra) - MULTI FA BANDA-R (izquierdo y derecho)	92-5005-0000

ELASTOMERI ELASTÓMEROS



./'CC.'



ELASTOMERI-ELASTÓMEROS

Catenelle elastiche colorate
Cadenetas elásticas de colores

Disponibili in una vasta gamma di colori che rimangono stabili nel tempo, le nostre catenelle vengono vendute in bobine di 4,5 metri chiuse o spaziate.

Disponibles en una amplia gama de colores que se mantienen estables en el tiempo, nuestras cadenas se venden en bobinas cerradas o abiertas de 4,5 metros.



Colore-Color		Chiuse-Cerrada	Spaziate-Abierta
	Silver (Argento)	88-1001-0000	88-3001-0000
	Pearl (Perla)	88-1002-0000	-
	Clear (Ceramica)	88-1003-0000	88-3003-0000
	Blue (Blu)	88-1004-0000	88-3004-0000
	Red (Rosso)	88-1005-0000	-
	Green (Verde)	88-1006-0000	88-3006-0000
	Black (Nero)	88-1007-0000	88-3007-0000
	White (Bianco)	88-1008-0000	-
	Pink (Rosa)	88-1009-0000	-
	Metallic Purple (Viola Metallizzato)	88-1010-0000	-
	Metallic Blue (Blu Metallizzato)	88-1011-0000	-
	Metallic Red (Rosso Metallizzato)	88-1012-0000	-
	Lavender (Lavanda)	88-1013-0000	88-3013-0000
	Fuchsia (Fucsia)	88-1014-0000	-
	Yellow (Giallo)	88-1015-0000	-
	Orange (Arancio)	88-1016-0000	88-3016-0000
	Navy Blue (Blu Nautico)	88-1017-0000	-
	Light Blue (Azzurro)	88-1018-0000	88-3018-0000
	Maroon (Marrone)	88-1019-0000	-
	Grey (Grigio)	88-1020-0000	88-3020-0000
	Glow Blue (Blu Splendente)	88-1021-0000	-
	Metallic Gold (Oro Metallizzato)	88-1022-0000	88-3022-0000

ELASTOMERI-ELASTÓMEROS

Elastici Orchestra Intra ed Extra Orali
Elásticos Orchestra Intra y Extra Orales

La nostra gamma di elastici intra e extraorali è costituita da lattice medicale di altissima qualità. La forza dichiarata corrisponde alla forza tre volte superiore il suo diametro originale. Gli elastici intraorali sono confezionate in sacchetti da 100 in una scatola di erogazione da 25 sacchetti. Gli elastici extraorali sono confezionate in sacchetti da 50 in un contenitore da 25 sacchetti. Gli elastici in **latex Free** sono elencati nella tabella qui sotto con i numeri del prodotto evidenziato.

Nuestra gama de elásticos intra y extraorales está fabricada con látex médico de la más alta calidad. La fuerza declarada corresponde a la fuerza tres veces su diámetro original. Los elásticos intraorales se envasan en bolsas de 100 en una caja dispensadora de 25 bolsas. Los elásticos extraorales se envasan en bolsas de 50 en un contenedor de 25 bolsas. Los elásticos sin **latex Free** se enumeran en la siguiente tabla con los números de producto resaltados.



					EXTRA-ORALI
Forza-Fuerza		2.5 oz (70,88 g.)	4.0 oz (113,40 g.)	6.0 oz (170,10 g.)	8.5 oz (240,98 g.)
Dimensione-Dimensión					
3 mm. (1/8")		85-0321-2000 Harp	85-0331-2000 Xylophone	85-0341-2000 Tuba	-
4 mm. (3/16")		85-0421-2000 Tambourine	85-0431-2000 Piano	85-0441-2000 Trumpet	85-0461-2000 Trombone
4 mm. (3/16") Latex Free		-	85-0430-2000 Jazz (Latex Free)	85-0440-2000 Rock-n-Roll (Latex Free)	-
6 mm. (1/4")		85-0621-2000 Oboe	85-0631-2000 Flute	85-0641-2000 Baritone	85-0661-2000 French Horn
6 mm. (1/4") Latex Free		-	85-0630-2000 Hip-Hop (Latex Free)	85-0640-2000 Classical (Latex Free)	-
8 mm. (5/16")		85-0821-2000 Cello	85-0831-2000 Clarinet	85-0841-2000 Saxophone	85-0861-2000 Guitar
10 mm. (3/8")		85-1021-2000 Cymbals	85-1031-2000 Tympani	-	85-1061-2000 Violin

ELASTOMERI-ELASTÓMEROS

Catenelle Giapponesi GC-Cadenetas Japonesas GC

Realizzata con materiali ad alta densità e purezza, questa catenella è tagliata con precisione ad intervalli identici. La catenella GCOrtho esercita una forza leggera e continua per tutta la sua azione, che è essenziale per un movimento ottimale del dente. Disponibile in rocchetti da 2 m nei colori sia trasparente che grigio.

Fabricada con materiales de alta densidad y pureza, esta Cadenetas se corta con precisión a intervalos idénticos. La Cadenetas GC Ortho ejerce una fuerza ligera y continua a lo largo de su acción, que es esencial para un movimiento dental óptimo. Disponible en bobinas de 2 m en colores transparente y gris.



Descrizione	Cod.
GC Ortho Catenella Trasparente chiusa corta-Cadenetas Transparente cerrada corto	86-1010-0000
GC Ortho Catenella Trasparente spaziata media-Cadenetas Transparente de espaciado medio	86-1020-0000
GC Ortho Catenella Trasparente spaziata lunga-Cadenetas Transparente de espaciado largo	86-1030-0000
GC Ortho Catenella Grigia chiusa corta-Cadenetas Gris cerrada corto	86-2010-0000
GC Ortho Catenella Grigia spaziata media-Cadenetas Gris de espaciado medio	86-2020-0000
GC Ortho Catenella Grigia spaziata lunga-Cadenetas Gris de espaciado largo	86-2030-0000

Elastomeri per Legature in stick GC

Le legature **Latex-free GC**, permettono di cambiare le legature superiori e inferiori con un solo stik. L'alta qualità del poliuretano consente a queste legature di recuperare il 90% della loro forma iniziale dopo essere state allungate.

Disponibile in sacchetti di 50 stik, ogni stik contiene 20 legature del diametro esterno: .120 "

Rainbow (Multicolore)	87-1200-0000	Lavender (Lavanda)	87-1213-0000
Silver (Argento)	87-1201-0000	Fuchsia (Fucsia)	87-1214-0000
Pearl (Perla)	87-1202-0000	Yellow (Giallo)	87-1215-0000
Clear (Ceramica)	87-1203-0000	Orange (Arancio)	87-1216-0000
Blue (Blu)	87-1204-0000	Navy Blue (Blu Nautico)	87-1217-0000
Red (Rosso)	87-1205-0000	Light Blue (Azzurro)	87-1218-0000
Green (Verde)	87-1206-0000	Maroon (Marrone)	87-1219-0000
Black (Nero)	87-1207-0000	Grey (Grigio)	87-1220-0000
White (Bianco)	87-1208-0000	Glow Blue (Blu Splendente)	87-1221-0000
Pink (Rosa)	87-1209-0000	Golden (Oro)	87-1222-0000
Metallic Purple (Viola Metallizzato)	87-1210-0000	Glow Clear (Ceramica Splendente)	87-1223-0000
Metallic Blue (Blu Metallizzato)	87-1211-0000	Tooth (Dente)	87-1224-0000
Metallic Red (Rosso Metallizzato)	87-1212-0000	Pearl Green (Verde perlato)	87-1225-0000

ELASTOMERI-ELASTÓMEROS

Elastici-Elásticos Ortho Genesys



INTRAORALI		
Diametro 3 mm. (1/8 inch) Forza 60 g.		ELI03G
Diametro 4 mm. (3/16 inch) Forza 60 g.		ELI04G
Diametro 6 mm. (1/4 inch) Forza 60 g.		ELI06G
Diametro 8 mm. (5/16 inch) Forza 60 g.		ELI08G
Diametro 10 mm. (3/8 inch) Forza 60 g.		ELI10G
Diametro 3 mm. (1/8 inch) Forza 120 g.		ELI03V
Diametro 4 mm. (3/16 inch) Forza 120 g.		ELI04V
Diametro 6 mm. (1/4 inch) Forza 120 g.		ELI06V
Diametro 8 mm. (5/16 inch) Forza 120 g.		ELI08V
Diametro 10 mm. (3/8 inch) Forza 120 g.		ELI10V
Diametro 3 mm. (1/8 inch) Forza 180 g.		ELI03R
Diametro 4 mm. (3/16 inch) Forza 180 g.		ELI04R
Diametro 6 mm. (1/4 inch) Forza 180 g.		ELI06R
Diametro 8 mm. (5/16 inch) Forza 180 g.		ELI08R
Diametro 10 mm. (3/8 inch) Forza 180 g.		ELI10R

EXTRAORALI		
Diametro 8 mm. (5/16 inch) Forza 380 g.		ELE08B
Diametro 8 mm. (5/16 inch) Forza 480 g.		ELE08B/2
Diametro 10 mm. (3/8 inch) Forza 380 g.		ELE10B
Diametro 12 mm. (1/2 inch) Forza 380 g.		ELE12B
Diametro 12 mm. (1/2 inch) Forza 480 g.		ELE12B/2
Diametro 14 mm. (9/16 inch) Forza 380 g.		ELE14B
Diametro 16 mm. (5/8 inch) Forza 420 g.		ELE16B
Diametro 18 mm. (11/16 inch) Forza 420 g.		ELE18B

Elastici separatori - Elásticos separadores

Separatori interdentali senza lattice ad altissima resistenza con effetto memoria, progettati per un'efficace separazione ortodontica, disponibili in confezione da 1000 pezzi.

Separadores interdetales sin látex de alta resistencia con efecto memoria, diseñados para una óptima apertura de puntos de contacto, disponibles en presentación de caja de 1000 unidades.



Descrizione - Descripción	Cod.
Elastici separatori, Large - Blue, 1000 pz. - Elásticos separadores Grandes - Azul, 1000 ud.	DF1230

Filo Elastico vuoto o pieno - Hilo elástico hueco o sólido

I nostri elastomeri (vuoti o pieni) sono disponibili nei diametri da 0,025" e 0,030" in rocchetti da 15 m.

Nuestros hilos elásticos (huecos o sólidos) están disponibles en diámetros de 0,025" y 0,030" en carretes de 15 m.


Elastomeri vuoti - Elásticos huecos	Cod.
.025" Grigio / Gris	89-4325-0000
.025" Trasparente / Transparente	89-3325-0000

Elastomeri pieni - Elásticos sólidos	Cod.
.030" Grigio / Gris	89-4135-0000
.030" Trasparente / Transparente	89-3135-0000

Fibra piena con superficie trattata - Fibra sólida con superficie tratada	Cod.
.025" Grigio / Gris	89-4222-0000
.030" Grigio / Gris	89-4232-0000



COMPOSITI COMPOSITES




./'GC.'



COMPOSITI-COMPOSITES

GC Ortho Connect™ Light Cured Adesivo Sottoposto a controlli continui per garantire una perfetta aderenza e resistenza quando si applica su metallo, ceramica o plastica. Con GC Ortho Connect, non è necessario applicare l'adesivo sul dente, poiché è già incorporato nella pasta. Una semplice mordenzatura dello smalto seguita da asciugatura è sufficiente per preparare l'attacco o il tubo buccale per l'incollaggio.

GCOrtho Connect™ Light Cured Adesivo Comprobado continuamente para garantizar una adhesión y resistencia perfectas cuando se aplica sobre metal, cerámica o plástico. Con GC Ortho Connect, no es necesario aplicar el adhesivo al diente, ya que ya está incrustado en la pasta. Un simple grabado del esmalte seguido de un secado es suficiente para preparar el accesorio o el tubo bucal para pegar.



- 1) Pulire le superfici dei denti con pomice e acqua. Risciacquare abbondantemente con acqua.-1) Limpiar las superficies de los dientes con piedra pómez y agua, aclarar abundantemente con agua.
- 2) Applicare sulla superficie dei denti GC Ortho Etching Gel per 30 secondi, risciacquare e asciugare.-2) Aplique GC Ortho Etching Gel en la superficie de los dientes durante 30 segundos, enjuague y seque.



- 3) Applicare sulla base del bracket la pasta adesiva GC Ortho Connect.
3) Aplique la pasta adhesiva GC Ortho Connect a la base del Bracket.
- 4) Posizionare i brackets sulle superfici dei denti.
4) Coloque los brackets en las superficies de los dientes.



- 5) Se necessario rimuovere il composito in eccesso.
5) Si es necesario, elimine el exceso de composite.
- 6) Utilizzare una lampada fotopolimerizzante a Led per 10 secondi sia mesialmente che distalmente su ogni bracket.-6) Utilice una lámpara de polimerización LED durante 10 segundos tanto en sentido mesial como distal en cada bracket.

COMPOSITI-COMPOSITES

GC Aligner Connect™ Light Cure Adhesive

GC Aligner Connect si presenta con una proprietà di trasparenza ottica simile allo smalto, non alterando l'estetica. Questo rende GC Aligner Connect ideale per la realizzazione di attachment per le mascherine su qualsiasi tipo di colorazione dentale. Dopo la mordenzatura dello smalto, è sufficiente utilizzare un qualsiasi adesivo per preparare la superficie dentale dove applicare l'attachment.

GC Aligner Connect tiene una propiedad de transparencia óptica similar al esmalte, sin alterar la estética, lo que hace que este composite sea adecuado para la creación de Attachments para alineadores en cualquier tipo de color dental. Después de grabar el esmalte, usar cualquier adhesivo en el diente es suficiente para preparar la superficie donde se aplicarán los attachments.



Contenuto-Contenido	Cod.
1 siringa da 3,4 g, 3 punte di erogazione, 1 coperchio di protezione 1 jeringa de 3,4 g, 3 punta dispensadora, 1 tapa protectoras	90-4100-0000

GC Ortho Connect™ Light Cure Adhesive

Soluzione One Step
Con GCOrtho Connect, non è necessario applicare l'adesivo sul dente, poiché è già incorporato nella pasta. Una semplice mordenzatura dello smalto seguita da asciugatura è sufficiente per preparare l'attacco o il tubo buccale per l'incollaggio.

Solución de One Step
Con GC Ortho Connect, no es necesario aplicar adhesivo al diente, ya que ya está incrustado en la pasta. Un simple grabado del esmalte seguido de un secado es suficiente para preparar el accesorio o el tubo bucal para la unión.



Contenuto-Contenido	Cod.
2 siringhe di 2,9 g, 4 punte di erogazione, 2 coperchi di protezione 2 jeringas de 2,9 g, 4 puntas dispensadoras, 2 tapas protectoras	90-1100-0000

GC Ortho Connect™ Flow light Cured orthodontic Adhesive

GC Ortho Connect Flow si presenta leggermente più viscoso rispetto a Ortho Connect Light. Grazie al suo monomero di fosfato che assicura un forte legame al metallo, GC Ortho Connect Flow è indicato per il fissaggio di splintaggi e stop sugli archi. Una semplice mordenzatura dello smalto seguita da asciugatura è sufficiente per preparare la superficie dove applicare lo splintaggio.

GC Ortho Connect Flow es ligeramente más viscoso que Ortho Connect Light. Gracias a su monómero de fosfato que asegura una fuerte unión al metal, GC Ortho Connect Flow y adecuado para la fijación de eslingas y paradas en los arcos. Un simple grabado del esmalte seguido de un secado es suficiente para preparar la superficie donde aplicar la férula.



Contenuto-Contenido	Cod.
2 siringhe di 2,7 g, 4 punte di erogazione, 2 coperchi di protezione 2 jeringas de 2,7 g, 4 puntas dispensadoras, 2 tapas protectoras	90-3100-0000

COMPOSITI-COMPOSITES

G-ænial Universal Flo

G-ænial Universal Flo non va visto come un normale composito fluido. GC ha brevettato una nuova generazione di riempitivi costituiti da nano particelle disperse in modo omogeneo nella matrice. Questo permette di mantenere alte percentuali di riempitivo e quindi elevate

distingue per la sua consistenza semi-fluida e altamente tissotropica. G-ænial Universal Flo è resistente come i più noti compositi per posteriori. Può sostituire i normali compositi, in tutte le classi di restauro, nei casi in cui la consistenza di un composito tradizionale risulti meno agevole da gestire.

G-ænial Universal Flo no debe verse como un composite fluido normal. GCha patentado una nueva generación de rellenos formada por nanopartículas dispersas homogéneamente en la matriz. Esto permite mantener altos porcentajes de carga y por tanto altas características físicas incluso en formulaciones de composites fluidos o semifluidos. G-ænial Universal Flo destaca por su consistencia semifluida y altamente tixotrópica. G-ænial Universal Flo es tan fuerte como los composites posteriores más conocidos. Puede reemplazar a los composites normales, en todas las clases de restauración, en los casos en que la consistencia de un composite tradicional sea menos fácil de manejar.

Contenuto-Contenido	Cod.
	004203
G-ænial Universal Flo colore A 3 una siringa da 3,4 gr.-color A 3 una jeringa de 3,4 g.	004204
G-ænial Universal Flo colore A 3,5 una siringa da 3,4 gr.-color A 3,5 una jeringa de 3,4 g.	004205

GC FujiORTHO™

GC Fuji ORTHO LC è un cemento vetroionomerico rinforzato con resina, particolarmente adatto per l'adesione di bracket, bande e dispositivi ortodontici. La possibilità di applicazione in presenza di umidità senza necessità di mordenzatura con acido fosforico semplifica la procedura di adesione. La sua formulazione unica contribuisce a ridurre il rischio di decalcificazione, aiutando a mantenere la salute dello smalto.
GC Fuji ORTHO LC es un cemento de ionómero de vidrio reforzado con resina, especialmente adecuado para unir brackets, bandas y dispositivos de ortodoncia. La posibilidad de aplicación en presencia de humedad sin necesidad de grabado con ácido fosfórico simplifica el procedimiento de unión. Su fórmula única ayuda a reducir el riesgo de descalcificación, ayudando a mantener la salud del esmalte.

Contenuto-Contenido	Cod.
Intro Pack: 15 g di polvere, 6,8 ml di liquido-Paquete de introducción: 15 g de polvo, 6,8 ml de líquido	000027

GC Ortho Etching Gel

Con una fluidità ideale, questo mordenzante in gel (acido fosforico) avrà una perfetta consistenza durante il tempo necessario per preparare lo smalto dei denti.
Con una fluidez ideal, este gel grabador (ácido fosfórico) tendrá una consistencia perfecta durante el tiempo que tarde en preparar el esmalte dental.

Contenuto-Contenido	Cod.
2 siringhe di 4,8 g, 40 punte di erogazione-2 jeringas de 4,8 g, 40 puntas dispensadoras	90-1400-0000



COMPOSITI-COMPOSITES

Base Interna per Ortodonzia Linguale
Base interna para ortodoncia lingual

GC KommonBase™

I miglioramenti nella progettazione di base personalizzata e nei materiali di adesione hanno portato allo sviluppo di un preciso sistema di Bonding diretto chiamato GC KommonBase. Il sistema è dotato di un'ampia base di Bonding che fornisce un preciso adattamento e posizionamento degli attacchi, migliorando la forza del Bonding. Nessuna mascherina di trasferimento è necessaria perchè le basi si autoposizionano, inoltre, utilizzando un jig di riferimento, si possono sostituire i singoli attacchi in caso di distacco o in caso di riposizionamento.

Las mejoras en el diseño de la base personalizada y los materiales de unión han llevado al desarrollo de un sistema de unión directa preciso llamado GCKommonBase. El sistema está equipado con una amplia base de unión que proporciona un ajuste y un posicionamiento precisos de los accesorios, lo que mejora la resistencia de la unión. No es necesaria ninguna férula de transferencia porque las bases son autoposicionables, además, utilizando una plantilla de referencia, los brackets individuales se pueden reemplazar en caso de desprendimiento o en caso de reposicionamiento.

2 siringhe di 2,7 g, 4 punte di erogazione e 1 coperchio di protezione leggero 2 jeringas de 2,7 g, 4 puntas dispensadoras y 1 funda protectora ligera	Cod.
Kommon Base HV Clear (Alta Viscosità)-(Alta viscosidad)	90-1200-0000
Kommon Base LV Pink (Bassa Viscosità)-(Baja viscosidad)	90-1300-0000



Linea di prodotti-Linea de producto
Tooth Mousse & MI Paste Plus

Tooth Mousse è il modo ideale per dare ai vostri pazienti la massima protezione completa. Grazie a Recaldent™ * Ingrediente rivoluzionario!
Tooth Mousse è una crema remineralizzante a base di CPP-ACP (caseina fosfopeptide-fosfato di calcio amorfo)
Con il passare del tempo, i denti perdono elementi costitutivi e forza a causa di trattamenti di sbiancamento, assunzione di cibi o bevande ad elevato contenuto di acidi, situazione fisiologiche o patologiche sottrattive di calcio o per il naturale processo di invecchiamento. Fenomeni che si manifestano spesso con la sensibilità dentale. Per questo è importante proteggere e rivitalizzare i denti per fare in modo che si conservino sani per tutta la vita. Il complesso di CPP-ACP è in grado di contrastare gli attacchi acidi e trasportare ioni calcio e fosfato sullo smalto in una forma altamente assorbibile. Questo meccanismo assicura il contrasto della demineralizzazione e al contempo la remineralizzazione della struttura dentale rendendola più resistente.

*Tooth Mousse es la forma ideal de brindar a sus pacientes la máxima protección completa. ¡Gracias a Recaldent™ * ingrediente revolucionario!*
Tooth Mousse es una crema remineralizante a base de CPP-ACP (fosfopéptido de caseína-fosfato de calcio amorfo).
Con el paso del tiempo, los dientes pierden elementos constituyentes y fuerza debido a los tratamientos de blanqueamiento, la ingesta de alimentos o bebidas con alto contenido ácido, condiciones fisiológicas o patológicas que restan calcio o por el proceso natural de envejecimiento. Fenómenos que ocurren a menudo con la sensibilidad dental. Por eso es importante proteger y revitalizar sus dientes para garantizar que permanezcan sanos de por vida. El complejo CPP-ACP es capaz de contrarrestar los ataques de los ácidos y transportar iones de calcio y fosfato sobre el esmalte en una forma altamente absorbible. Este mecanismo asegura el contraste de desmineralización y al mismo tiempo la remineralización de la estructura, dental haciéndolo más resistente.

* Recaldent™ is a trademark of Cadbury Enterprises Pte Ltd.



COMPOSITI-COMPOSITES

I vantaggi di GC Mousse Tooth sono:

- Sostiene una maggiore resistenza agli attacchi acidi inibendo la demineralizzazione dello smalto e inducendo la remineralizzazione alla superficie e sotto superficie del dente
- Aiuta a ridurre al minimo la sensibilità del dente otturando i tubuli dentinali aperti
- Previene la formazione di cavità iniziali grazie alle sue proprietà anti-cariogeniche
- Inverte il processo di lesione e smacchia i denti, anche dopo un trattamento ortodontico
- *Apoya una mayor resistencia a los ataques ácidos al inhibir la desmineralización del esmalte e inducir la remineralización en la superficie y debajo de la superficie del diente.*
- *Ayuda a minimizar la sensibilidad dental al llenar los túbulos dentinarios abiertos*
- *Previene la formación de caries iniciales gracias a sus propiedades anticariogénicas*
- *Invierte el proceso de lesión y mancha los dientes, incluso después de un tratamiento de ortodoncia*

GC Tooth Mousse (40g, 35 ml per tubo)	Cod.
Confezione assortita 5 pz., 1 di ogni sapore (Melone, Fragola, Tutti-Frutti, menta e vaniglia)	10003205
Confezione assortita 5 pz., 1 de cada sabor (Melón, Fresa, Tutti-Frutti, menta y vainilla)	
Confezione assortita 10 pz., 2 di ogni sapore (Melone, Fragola, Tutti-Frutti, menta e vaniglia)	10001743
Confezione assortita 10 pz., 2 de cada sabor (Melón, Fresa, Tutti-Frutti, menta y vainilla)	
Fragola, confezione da 10 pz.-Fresa, paquete de 10 pz.	10001745
Melone, confezione da 10 pz.-Melón, paquete de 10 pz.	10001746
Menta, confezione da 10 pz.-Menta, paquete de 10 pz.	10001747
Tutti-Frutti, confezione da 10 pz.-Tutti-Frutti, paquete de 10 pz.	10001748
Vaniglia, confezione da 10 pz.-Vainilla, paquete de 10 pz.	10001744

COMPOSITI-COMPOSITES

Combinando la Remineralizzazione e la Fluoridazione, ecco quali sono i vantaggi Di GCMI Paste Plus TM:

Combinando Remineralización y fluoración, estas son las ventajas de GC MI Paste Plus TM:

MI Paste Plus offre tutti i benefici di Tooth Mousse, ha lo stesso sapore e in più ottimizza il rilascio e l'assorbimento di fluoro sullo smalto. MI Paste Plus contiene 900 parti per milione (ppm) di ioni di fluoro. MI Paste Plus con ACP(F) rilascia tutti e tre gli ioni necessari per formare fluorapatite resistente agli acidi tramite i due processi di rimineralizzazione e fluorizzazione.


MI Paste Plus ofrece todos los beneficios de Tooth Mousse, tiene el mismo sabor y además optimiza la liberación y absorción de flúor en el esmalte. MI Paste Plus contiene 900 partes por millón (ppm) de iones de flúor. MI Paste Plus con ACP (F) libera los tres iones necesarios para formar fluorapatita resistente a los ácidos a través de los dos procesos de remineralización y fluoración.

GC MI Paste Plus (40g, 35 ml per tubo)	Cod.
Confezione assortita 5 pz., 1 di ogni sapore (Melone, Fragola, Tutti-Frutti, menta e vaniglia)	10003270
Paquete surtido 5 uds., 1 de cada sabor (Melón, Fresa, Tutti-Frutti, menta y vainilla)	
Confezione assortita 10 pz., 2 di ogni sapore (Melone, Fragola, Tutti-Frutti, menta e vaniglia)	10001749
Paquete surtido 10 uds., 2 de cada sabor (Melón, Fresa, Tutti-Frutti, menta y vainilla)	
Fragola, confezione da 10 pz.-Fresa, paquete de 10 pz.	10001751
Melone, confezione da 10 pz.-Melón, paquete de 10 pz.	10001752
Menta, confezione da 10 pz.-Menta, paquete de 10 pz.	10001750
Tutti-Frutti, confezione da 10 pz.-Tutti-Frutti, paquete de 10 pz.	10001754
Vaniglia, confezione da 10 pz.-Vainilla, paquete de 10 pz.	10001753



STRUMENTARIO YDM

ALICATES YDM



GC



STRUMENTARIO YDM EVER Classic

The EVER Classic line represents a pliers with a classic design. The matte surface avoids the reflection of the caliper. All the forceps of the EVER Classic line are autoclavable at 135 ° c



- Utility Pliers -



Cod. 27420
How



Cod. 27422
Utility



Cod. 27421
Weingart

- Crimping Pliers -



Cod. 27425
Crimping

- Debonding Pliers -



Cod. 27413
Bracket Removing T/C

- Pin & Ligature Cutter -



Cod. 27615
with Hard Material
*Cut up to .014" (ø0.35mm)

-For Torquing -



Cod. 27427
Torquing for M




Cod. 27428
Torquing for F



Pliers to be used as a copy in order to apply according to the angle a sectorial torque on the wire is desired on the collet M.



- Utility Pliers -



Cod. 27426
Lingual Hollow Chop



Characteristics of the tip curvature

STRUMENTARIO YDM EVER Classic

The EVER Classic line represents a pliers with a classic design. The matte surface avoids the reflection of the caliper. All the forceps of the EVER Classic line are autoclavable at 135 ° c



-Bending Pliers-



Cod. 27416
Tweed Loop Forming

*Maximum wire capacity .022"x.028"
*Round beak is shaped 3 layers of cylinders (1.25mm, 1.85mm, 2.26mm in diameter) can be used for closing helical loop, helical loop, omega loop.



Cod. 27419
Nance Closing Loop

*Maximum wire capacity .022"
*With using each step (3.5mm, 4.5mm, 5.5mm, 6.5mm), arrange the loop wire, apply torque on MEAWloop.



Cod. 27423
Kim T/C (with Cutter)

*Maximum wire capacity .016"x.022"
*Cut up to .020"
*Bend MEAW loop.



Cod. 27424
Light Wire T/C (with Cutter)

*Maximum wire capacity .020"
*Cut up to .020"
*Designed for circle hook, tear drop.



Cod. 27415
Tweed Arch

*Maximum wire capacity .022"x.028"
*Hold arch wire, apply torque, offset bend, inset-bend.



Cod. 27417
Three Jaw

*Maximum wire capacity .036"
*Quad Helix, lingual arch, activate of main wire.



Cod. 27418
Bird Beak

*Maximum wire capacity .036"
*Bend retainer wire, clasp.



Cod. 27414
Young

*Maximum wire capacity .040"
*Bend retainer wire, adjust inner bow with three steps. (1.4mm, 3.0mm, 4.5mm in diameter)



-Banding Pliers-



Cod. 27410
Band Contouring



Cod. 27411
Band Margin



Cod. 27412
Band Removing



Cod. 90436
Peek Pad (3 ea.)

STRUMENTARIO YDM EVER Fine

The EVER Fine line represents a pliers with a classic design, with fine tips and more curved and flexible handles. The matte surface avoids the reflection of the caliper. All the forceps of the EVER Fine line are autoclavable at 135 ° c



-Utility Pliers-



Cod. 27442
How



Cod. 27440
Weingart



*Texture of tip is 0.25mm
wire firmly.



Cod. 27462
long handles. 164 mm.



*Texture of tip is 0.25mm
(.010"), can hold arch
wire firmly.



Cod. 27441
Weingart



*Texture of tip is
0.25mm (.010"),
can hold arch
wire firmly.

-Step Pliers-



Cod. 27445
Step 1/2 mm



Cod. 27446
Step 3/4 mm



Cod. 27447
Step 1mm



Cod. 27461
Cinch Back



YDM (461) Conventional Type

-Debonding Pliers-



Cod. 27444
Bracket Removing T/C



STRUMENTARIO YDM EVER Fine

The EVER Fine line represents a pliers with a classic design, with fine tips and more curved and flexible handles. The matte surface avoids the reflection of the caliper. All the forceps of the EVER Fine line are autoclavable at 135 ° c



-Bending Pliers-



Cod. 27456
Tweed Loop Forming



*Maximum wire capacity .022"x.028"
*Round beak is shaped 3 layers of
cylinders (1.25mm, 1.85mm, 2.26mm
in diameter) can be used for closing
helical loop, helical loop, omega loop.



Cod. 27459
Nance Closing Loop



*Maximum wire capacity .022"
*With using each step (3.5mm,
4.5 mm, 5.5 mm, 6.5mm), arrange the
loop wire, apply torque on MEAW loop.



Cod. 27453
Kim T/C (with Cutter)



*Maximum wire capacity .016"x.022"
*Cut up to .020"
*Bend MEAW loop.



Cod. 27452
Light Wire T/C (with Cutter)



*Maximum wire capacity .020"
*Cut up to .020"
*Designed for circle hook, tear drop.



Cod. 27455
Tweed Arch



*Maximum wire capacity .022"x.028"
*Hold arch wire, apply torque, offset bend,
inset-bend.



Cod. 27457
Three Jaw



*Maximum wire capacity .036"
*Quad Helix, lingual arch, activate
of main wire.



Cod. 27458
Bird Beak



*Maximum wire capacity .036"
*Bend retainer wire, clasp.



Cod. 27454
Young



*Maximum wire capacity .040"
*Bend retainer wire, adjust inner bow
with three steps. (1.4mm, 3.0mm,
4.5mm in diameter)

-Banding Pliers-



Cod. 27443
Band Removing



Cod. 27460
Band Removing L



Cod. 90436
Peek Pad (3 ea.)

STRUMENTARIO YDM EVER Fine

The EVER Fine line represents a pliers with a classic design, with fine tips and more curved and flexible handles. The matte surface avoids the reflection of the caliper. All the forceps of the EVER Fine line are autoclavable at 135 ° c



-Ligature Cutter-



Cod. 27605
with Hard Material
*Cut up to .012" (ø0.30mm)

STRUMENTARIO YDM EVER Fine

The EVER Fine line represents a pliers with a classic design, with fine tips and more curved and flexible handles. The matte surface avoids the reflection of the caliper. All the forceps of the EVER Fine line are autoclavable at 135 ° c



-Distal End Cutter-



Size / 124 mm

Cod. 27616
Sharp.3 616S T/C


Cod. 27606
Sharp.606S T/C
*Cut up to •Round wire .012"- .026"
•Rect. wire .016"x.016"- .022"x.028"




Size / 147 mm

Cod. 27617
Sharp.3 616L T/C

Cod. 606L T/C
Sharp.3 616L T/C
*Cut up to •Round wire .012"- .026"
•Rect. wire .016"x.016"- .022"x.028"



Cod. 27616
Cod. 27617



Cod. 27606
Cod. 27607

STRUMENTARIO YDM EVER Fine

The EVER Fine line represents a pliers with a classic design, with fine tips and more curved and flexible handles. The matte surface avoids the reflection of the caliper. All the forceps of the EVER Fine line are autoclavable at 135 ° c



- Pin&Ligature Cutter Lingual -



Cod.27601

Pin&Ligature Cutter EVER. Angle 40°



Cod.27602

Pin&Ligature Cutter EVER. Reverse 40°



STRUMENTARIO YDM EVER Fine

The EVER Fine line represents a pliers with a classic design, with fine tips and more curved and flexible handles. The matte surface avoids the reflection of the caliper. All the forceps of the EVER Fine line are autoclavable at 135 ° c



Cod.27603

Pin&Ligature Cutter EVER. Angle 50°



Cod.27604

Pin&Ligature Cutter EVER. Reverse 50°



STRUMENTARIO YDM EVER Fine

The EVER Fine line represents a pliers with a classic design, with fine tips and more curved and flexible handles. The matte surface avoids the reflection of the caliper. All the forceps of the EVER Fine line are autoclavable at 135 ° c



- Tying Pliers -



- Ligature Director -



- Bracket Tweezers -

*Hold firmly the bracket by groove at the tips.

*At the end of the handle with measure (3.5mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm) helps bracket height and angulation.



STRUMENTARIO YDM EVER Fine

The EVER Fine line represents a pliers with a classic design, with fine tips and more curved and flexible handles. The matte surface avoids the reflection of the caliper. All the forceps of the EVER Fine line are autoclavable at 135 ° c




- Module Pliers -

*Put module on the bracket.
*With ultra thin tips, easy to insert into the mouth.



- hemostatic pliers -




STRUMENTARIO YDM EVER Fine

The EVER Fine line represents a pliers with a classic design, with fine tips and more curved and flexible handles. The matte surface avoids the reflection of the caliper. All the forceps of the EVER Fine line are autoclavable at 135 ° c



- Convertible Cap Removing Pliers -



STRUMENTARIO YDM EVER Fine

The EVER Fine line represents a pliers with a classic design, with fine tips and more curved and flexible handles. The matte surface avoids the reflection of the caliper. All the forceps of the EVER Fine line are autoclavable at 135 ° c



- Separator -



- Band Pusher - *Insert band.



STRUMENTARIO YDM EVER Fine

The matte surface avoids the reflection of the caliper. All the forceps of the EVER Fine line are autoclavable at 135 ° c



- Adams Pliers -



Cod. 22001

- Band Seater - *Set band by patient's own occlusal force.
*Tip can be replaced.



Cod. 22703

- Surplus Cement Remover - *Remove surplus bonding material smoothly.



Cod. 13205

Cod. 13206
for Posterior

STRUMENTARIO YDM EVER Fine

The EVER Fine line represents a pliers with a classic design, with fine tips and more curved and flexible handles.
The matte surface avoids the reflection of the caliper. All the forceps of the EVER Fine line are autoclavable at 135 ° c



-Wire Cutter - *Cut retainer wire, clasp wire.

Cod. 22601
* Cut .032 "(ø0.80mm)Cod.22602
* Cut .048 "(ø1,20 mm)Cod.22603
* Cut .048 "(ø1,20 mm)

STRUMENTARIO YDM EVER Fine

The EVER Fine line represents a pliers with a classic design, with fine tips and more curved and flexible handles. The matte surface avoids the reflection of the caliper. All the forceps of the EVER Fine line are autoclavable at 135 ° c



- **Pliers to thermoform or cut the templates** -
- *With fine tips to ensure to insert into lingual or narrow part, crowded teeth.
 - *With long handle to ensure to insert into lingual or narrow part, crowded teeth.
 - *Matte surface can avoid reflection of pliers under bright light.
 - *Supple curved handle fits female dentists.



Cod. 27448
Tear Drop



Cod. 27449
Vertical



STRUMENTARIO YDM EVER Fine

The EVER Fine line represents a pliers with a classic design, with fine tips and more curved and flexible handles. The matte surface avoids the reflection of the caliper. All the forceps of the EVER Fine line are autoclavable at 135 ° c



Cod. 27450
Horizontal



Cod. 27451
Hole Punch




VARIE VARIOS

./'CC.'

DISPOSITIVI EXTRAORALI-DISPOSITIVOS EXTRAORALES

Archi Extraorali-Arcos Extraorales



- I nostri Archi Extraorali sono prodotti da Tomy ® Inc.- •Nuestros Arcos extraorales son producidos por Tomy ® Inc.
- Sono disponibili in tre dimensioni per l'arco esterno e ben otto dimensioni per l'arco interno da .045.
- Están disponibles en tres tamaños para el arco exterior y ocho tamaños para el arco interior .045.
- In confezione singola, con una coppia di stop per ogni arco universale.- •En paquete individual, con par de topes para cada arco universal.

	Arco esterno-Arco externo	Corto (Rivestito in Plastica-Recubierto de plástico)
	Universale-Universal	62-22UN-0000
	Misura-Medida 3	62-2230-0000
		62-2240-0000
	Misura-Medida 5	62-2250-0000



Arco Esterno-Externo	Special Short	Special Short 0.51	Short	Short 0.51	Medium
Universale-Universal	62-11UN-0000	-	62-21UN-0000	-	62-31UN-0000
Misura-Medida 1	62-1110-0000	-	62-2110-0000	-	-
Misura-Medida 2	62-1120-0000	62-1320-0000	62-2120-0000	-	-
Misura-Medida 3	62-1130-0000	-	62-2130-0000	-	62-3130-0000
Misura-Medida 3,5		-	62-2135-0000	-	-
Misura-Medida 4	62-1140-0000	-	62-2140-0000	-	62-3140-0000
Misura-Medida 4,5		-	62-2145-0000	-	-
Misura-Medida 5	62-1150-0000	-	62-2150-0000	-	62-3150-0000
Misura-Medida 6	-	-	62-2160-0000	-	62-3160-0000

TRAZIONI EXTRAORALI-TRACCIONES EXTRAORALES

Trazioni Extraorali-Tracciones Extraorales

Questi dispositivi di trazione sono realizzati con materiali ipoallergenici lavabili. Confortevoli, in colori vivaci, sono facilmente accettati da i giovani pazienti.

Estos dispositivos de tracción están hechos de materiales hipoalergénicos lavables. Cómodas, en colores brillantes, son fácilmente aceptadas por pacientes jóvenes.



Cervicale con dinamometro di sicurezza
Cervical con dinamometro de seguridad

Descrizione-Descripción	Cod.
Blu/Rosa-Azul/Rosa 450 g.	55-4450-0029
Nero-Negro 600 g	55-4600-0027



Cuffie alta con dimemometro di sicurezza
Occipital con dimómetro de seguridad

Descrizione-Descripción	Cod.
Jeans-Vaqueros de 450 g.	55-5450-0030
Jeans-Vaqueros de 600 g.	55-5600-0030

TERMOFORMATI-TERMOFORMADO

Smile Rite Termoformati-Planchas de Termoformato

Tutti i fogli di plastica Thermoforming Smile Rite, indipendentemente dallo spessore, sono pre-essiccati e confezionati in sacchetti di alluminio da 25 pezzi. L'assorbimento d'acqua del materiale è stato eliminato e il problema della bolla durante la termoformatura è stato risolto.

Todas las láminas de plástico Thermoforming Smile Rite, independientemente del grosor, se secan previamente y se empaquetan en bolsas. aluminio de 25 piezas. Se ha eliminado la absorción de agua del material y se ha solucionado el problema de las burbujas durante el termoformado.



Duri-Difícil	Rotondo-Redondo 120 mm.	Rotondo-Redondo 125 mm.	Quadrato-Cuadrado 125 mm. x 125 mm.
1,5 mm. 50 pz.	-	92-1015-R125	-
1,0 mm. 100 pz.	92-1010-R120	92-1010-R125	92-1010-S125
0,80 mm. 100 pz.	-	92-1008-R125	-
Morbidi-Uave	Rotondo-Redondo 120 mm..	Rotondo-Redondo 125 mm.	Quadrato-Cuadrado 125 mm. x 125 mm.
1,0 mm. 100 pz.	-	-	92-1110-S125

Varie-Varios

Spingi Bande-Adaptadores de bandas



Descrizione-Descripción	Cod.
Bite Stick, autoclavabile, Bianco-Mordedor esterilizable en autoclave, naranja Blanco	50-8020-0000

APRIBOCCA-ABRIDOR DE BOCA

Retrattore-Retractor



Descrizione-Descripción	Cod.
Retrattore monouso, medio 10 pz.-Retractor desechable, mediano 10 uds.	55-0243-0002



Cera Protettiva-Protectora

Descrizione-Descripción	Cod.
Cera protettiva, aromatizzata neutra 100 pz.-Cera protectora, verde invierno 100 uds.	GWPWX



Bite Elastici-Bite Elásticos

Descrizione-Descripción	Cod.
Bite elastici-Bite Elásticos 25 pz.	55-0150-0013



Rotoli di masticazione-Rollos de masticación

Descrizione-Descripción	Cod.
Rotoli di masticazione in plastica bianca-Rollos de masticación de plástico blanco 20 pz.	1006-19071
Rotoli di masticazione in plastica rosa gusto fragola-Rollos de masticación de plástico rosado 20 pz.	1006-19075

VARIE-VARIOS

Specchi-Espejos



Descrizione-Descripción	Cod.
Set di 4 specchi Premium-Juego de 4 espejos premium	55-0170-0000
Specchio Occlusale Premium-Espejo oclusal premium	55-0171-0000

Tira elastici-Applicador de gomas elásticas



Descrizione-Descripción	Cod.
Tira elastici, colori assortiti-Applicador de gomas elásticas, colores surtidos. 100 pz	1006-19090

Bond a Braid



Descrizione-Descripción	Cod.
Filo piatto intrecciato per contenzioni linguali-Alambre trenzado plano para retenedores linguales	78-L000-0000



Descrizione-Descripción	Cod.
Filo piatto in titanio privo di nickel per contenzioni linguali-Alambre plano de titanio sin níquel para retenedores linguales	RET

Ortho Flex Tech



Descrizione-Descripción	Cod.
Ortho FlexTech-Catenella in argento per contenzione linguale-Ortho FlexTech-Cadena de plata para retención lingual	OFT2

VARIE-VARIOS

Ultra Band-Lok Blue



Descrizione-Descripción	Cod.
Composito per bande vetro ionomero fotopolimerizzabile CF. 1 Siringa Banda de ionómero de vidrio fotopolimerizable Cz. 1 jeringa	UBLBPP

Resina Sigillante-Sellador de Resina



Descrizione-Descripción	Cod.
Resina Sigillante per la protezione dello smalto (Bicomponente Autopolimerizzabile) Resina selladora para la protección del esmalte (autopolimerizable de dos componentes)	Maximun Cure

Enhance Rafforzante di adesione autopolimerizzabile
Mejorador de adhesión autopolimerizable



Descrizione-Descripción	Cod.
Rafforza la tenuta in qualunque caso necessiti una forza extra di adesione dei compositi Reliance Refuerza el sellado siempre que se requiera la fuerza de unión adicional de los composites Reliance	Enhance

Enhance LC Rafforzante di adesione fotopolimerizzabile
Enhance LC Fortalecedor de adherencia fotopolimerizable



Descrizione-Descripción	Cod.
Rafforza la tenuta in qualunque caso necessiti una forza extra di adesione dei compositi Reliance Refuerza el sellado siempre que se requiera la fuerza de unión adicional de los composites Reliance	Enhance LC

VARIE-VARIOS

Maschere-Máscaras Petit



	Cod.
Modello Base Gialla-Modelo base amarillo	OFBM-01
Modello Base Blu-Modelo base azul	OFBM-02



	Cod.
Modello Premium Gialla-Modelo Premium Amarillo	OFPM-01
Modello Premium Blu-Modelo Premium Azul	OFPM-02

VARIE-VARIOS

Maschera di Delaire-Máscara de Delaire



Descrizione-Descripción	Cod.
Maschera Delaire Bianca -Máscara Delaire blanca	Del-bi

VARIE YDM VARIOS YDM




./'GG./

VARIE YDM


- Pigeon -

* Easily holding by patient




Cod.	Description	Size (mm)			
		W	D1	D2	R
22739	Pigeon M	30	50	32	10
22740	Pigeon S	24	50	32	R9
22741	Pigeon SS	24	43	28	R7

- Apribocca -



*Soft type is pale blue colored.



Cod.	Description	Size (mm)			
		W1	W2	L	C
22746	Anglewider (2 ea.)	96	23	95	40
22729	Anglewider Soft (2 ea.)				


*Material / TPX

VARIE YDM




- Anglewider -

**It opens corners of the mouth, and allows clear views without auxiliary personnel.

*The inner wings retract buccal mucosa, and thereby oral vestibule is clear.



*Material / TPX



*Material / TPX

*It opens corners of the mouth, and allows clear views without support. It is absolutely convenient for taking a photo of mouth, serving oral care, doing orthodontics treatment.


*It is in size for infants to lower elementary school kids.

Cod.	Description	Size (mm)			
		W1	W2	L	C
22727	AnglewiderWide(2ea.)	96	23	100	40
22728	Anglewider for Child (2 ea.)	67	16	68	40


VARIE YDM

- Cheek Retractor Doublewider -

*Retract cheeks, lips, and tongue for maximum visibility and patient's comfort.
*Suitable for dental aesthetic instruction, inoffice bleaching and bracket wearing in orthodontic treatment.



*Material / PP : Deflection temperature 120°C



No.	Description	Size (mm)			
		W	L	H	C
22750	Doublewider L (2 ea.)	171	96	54.5	38
22749	Doublewider S (2 ea.)	161	90	50.5	35
22725	Doublewider SS (2 ea.)	157	80	42	25



*Tongue holding part can be removed if you don't need it.



1) Make sure the up and down by the arrow on the tongue holding part, twist the both handle parts and insert the right and left cheek parts into the mouth.



2) Place the lip parts to the upper and lower lips.




VARIE YDM

- Cheek Retractor -









No.	Description	Size (mm)			
		W	D1	D2	L
22731	A (2 ea.)	42	25	35	120
22732	B (2 ea.)	34	17	27	120
22733	C (2 ea.)	15	-	-	74.3
22734	D (2 ea.)	28	6	16	108

*Material / TPX

VARIE YDM

- Photographic Mirror Crystal -


Made of Japanese glass

*Dielectric multilayer coating

*Reflection rate / About 98%

*Light weight

*One sided



Cod.13282
Occlusal L




Cod.13283



Cod.13281
Buccal & Lingual

* Spessore 3,0 mm



Occlusal L

Occlusal M

Buccal & Lingual



VARIE YDM

- Stainless Steel -

* Use of stainless steel avoids breakage, allowing long term use of the mirror

* Sterilization pouch included.

* In sterilization, put mirror into pouch without disposal sterilization pack.



*Rodium Coating
(With "Rodium" marking on the back side)
*Reflection rate / About 85%

No.	Description
13578	Occlusal Wide LL
13576	Occlusal Wide L
13577	Occlusal Wide S
13571	Occlusal
13572	Lingual
13573	Buccal


-ST-

*Without Rodium Coating

*Economy Type

*Reflection rate / About 65%

No.	Description
13266	ST Occlusal Wide LL
13264	ST Occlusal Wide L
13265	ST Occlusal Wide S
13261	ST Occlusal
13262	ST Lingual



VARIE YDM



Made of "Hard Stainless steel"

*YDM Photographic Mirrors have more hardness than normal stainless steel.
This feature makes YDM photographic mirrors hardly scratched and distorted.

*It can be damaged under improper use.

Hardness Comparison(Vickers Hardness)

[YDM Photographic Mirror] Hard Stainless steel + Rhodium coating	approx. 533HV
[YDM Photographic Mirror ST] Hard Stainless steel	approx. 369HV
[Normal Rhodium coated mirror] Normal Stainless steel + Rhodium coating	approx. 240HV
[Normal Rhodium coated mirror] Normal Stainless steel	approx. 198HV

-SE-


*Without Rhodium Coating
*Economy Type
*Reflection rate / About 65%



Occlusal LL
No. 13274

Occlusal L
No. 13272

Occlusal M
No. 13273



VARIE YDM



- Contraster -

*Teflon coated aluminum.
*Suitable for checking shade breaching and examining of wedge shaped defects and cervical caries, etc.
*Designed to fit the shape of dental arch.




Anterior L
No.13641

Anterior S
No.13643

Posterior
No.13642

	With contraster	Without contraster
Upper Anterior		
Lower Posterior		



VARIE YDM

-Color Tray -


*Aluminium

*Color coded for easy identification.


*By an edge with height, the impression of a frenum or buccal mucous membrane can be taken firmly.

*Easily bendable for a custom fit.

*Impression materials stick to aluminium well because of features of aluminium itself, also they are difficult to be removed when in fitting.

Upper

No.	Description	Size (mm)			
		a	b	c	d
19101	Pink	57	48	12	20
19102	Blue	62	54	12	20
19103	Red	68	60	12	22
19104	Gold	75	65	12	22
19105	Violet	84	70	13	22

Lower

No.	Description	Size (mm)			
		a	b	c	d
19111	Pink	62	44	15	20
19112	Blue	70	48	15	20
19113	Red	75	50	15	20
19114	Gold	82	53	17	22
19115	Violet	88	55	17	22


VARIE YDM

- Tension Gauge -

Measure the force of coil spring and elastic.



Cod.22930

**- Orthodontic Calipers -**Cod.22933
YS 33 cm.

VARIE YDM

- Handy Torch-


*Sharp flame is suitable for delicate work.

*Gas is empty at the time of delivery.



No.27907

Name of parts



Specifications

- *Weight / 245g (with the screen board)
- *Gas Volume / 15g
- *Combustion Time / 80min.
- *Flame Temperature / 1300°C (blue flame)

VARIE YDM

- Typodont Articulator -



Cod. 22822

-Example of Practicing with the Typodont Practice Model-



1) Attach the Typodont Wax Form to the Typodont Articulator by applying molten wax with an instrument.



2) Remove the jaws with the black base as pictured.



3) Dip the jaws into 55-60°C warm water.



4) Lift the jaws from the warm water and dip into cool water. Observe the result.

- Typodont Teeth -

*Education tool to learn the appropriate orthodontic force and result of the teeth position.

*Also used for practice of placing the brackets and ligatures.

*Metal tooth root for quick heat conduction.



Cod.22834
(Parts 28 teeth)



*Wax form does not include.

VARIE YDM

- Bur Guard -

- * Color-coded design allows organization of burs according to their type, treatment method, length, etc.
- * The cover will not allow burs to fall out.
- * Also used for storage for engine reamers.

No.	Description
13471	Yellow
13472	Orange
13473	Pink
13474	Blue
13475	Green

- * Storage Capacity / 12 burs.
- * Holding length / from 17 to 37 mm.
(When using the long cover / from 32 to 52 mm.)
- * Size / W69 x D10 x H41.5 to 56.5 mm.
(When using the long cover / W69 x D10 x H55 to 70 mm.)
- * Material / POM
- * Sterilizable With liquid sterilizing solutions.
- * Product does not include burs.



- Sold Separately -

- * Also able to hold laboratory hand piece burs when using the long cover.

Codice	Descrizione
13481	Giallo
13482	Arancio
13483	Rosa
13484	Blu
13485	Grigio



Long Cover

Regular

VARIE YDM

- Pliers stand -

Convenient pliers stand made by high-class stainless steel for sterilization and storage of pliers/cutter. "S" and "L" size are available



Cod.27400
Pliers stand S
Cod.27401
Pliers stand L



No.	Description	a	b	c
27400	Pliers Stand S	112	64	80
27401	Pliers Stand L	154	124	140

- Z-1 eco Fine Liquid -

Cod. 13538



- High detergency
- * Alkaline pH works excellently well against protein and fat content.
- This liquid is efficient for any metal materials due to the special blended component.
- Stable detergency
- * Z1 doesn't matter the temperature of dilution water. (enzyme is not included)
- Protect surface
- * Colloidal particle wraps removed dirt and prevent reattachment.
- Rust prevention
- * Z1 has excellent rust prevention power thanks to its sequestering agent.
- Good cost performance and compact bottle
- * 200 fold dilution. Purified water is recommended in dilution.
- * Easy to measure by one hand. Less damage on environment
- * Z1 is refined from rosin oil, plant based detergent.
- * Biodegradation rate is as high as 97.5%, Z1 can be drained after cleaning

[Form and Component]

- * Form : 500ml concentrate (will be 100L by 200 fold dilution)
- * Component : Alkaline surfactant as plant based detergent with rust prevention material
- * Anionic surfactant, Nonionic surfactant
- * Inorganic builder (silicate, carbonate)
- * Organic builder (carboxylic acid etc.)
- * Please follow and confirm the relevant laws or regulations of your country for import.

- Instrument Oil -



Cod.13093

- * For rust prevention and sharpening.
- * Please put a little of this oil before autoclave for rust prevention.
- * This oil works excellently for the joint part of pliers and forceps as well.
- * This oil also can be used for sharpening scaler and curette.
- * Please follow and confirm the relevant laws or regulations of your country for import.



Ortospecialized s.r.l. Via di Pratignone, 11- 50019 Sesto Fiorentino
Tel. +39 055 430351
info@ortospecialized.it www.ortospecialized.it



Avenida Nuestra Señora de Monsterrat 20, 1ºB
Tel. +34 676 23 33 49
info@ortospecialized.es - www.ortospecialized.es



Ortospecialized



Ortospecialized Spain

